

Fresa Tuneladora RZ


INDICAÇÕES

As Fresas Tuneladoras RZ em conjunto com os Instrumentais para Fresa Tuneladora fornecem ao cirurgião a solução completa para a realização de túneis transósseos na tíbia e fêmur em procedimentos cirúrgicos artroscópicos de reconstruções do ligamento cruzado anterior ou posterior do joelho.


MODELOS

- Fresa Tuneladora RZ 6 (978840100)
- Fresa Tuneladora RZ 7 (978840300)
- Fresa Tuneladora RZ 8 (978840500)
- Fresa Tuneladora RZ 9 (978840700)
- Fresa Tuneladora RZ 10 (978840900)
- Fresa Tuneladora RZ 11 (978841100)
- Fresa Tuneladora RZ 12 (978841300)
- Fresa Tuneladora RZ 13 (978841400)





Ponta Cortante com sistema de acionamento



Limitador de perfuração

Haste graduada

Botão de acionamento

Instrumentais para Fresa Tuneladora



Portal de inserção da Fresa Tuneladora RZ

Corpo do Guia para Joelho LCA / LCP (930361130)

Cremalheira de travamento

Cânula do Guia para Joelho LCA / LCP Fresa Tuneladora (930361140)

Ajuste de Angulação

Diferentes modelos de Ponteiros do Guia

Instrumentais utilizados para realizar a perfuração em cirurgias de reconstrução ligamentar LCA/LCP do joelho.



Ponteira do Guia Femoral LCA / LCP Outside In - Alvo (930361150)



Ponteira do Guia Transtibial LCP (930361160)



Ponteira do Guia Transtibial LCA Cotovelo (930361200)



Ponteira do Guia Transtibial LCA Ponta (930361210)

Simulação de Uso

Fresa Tuneladora RZ e
Instrumentais para Fresa Tuneladora



n.ºs ANVISA: 80356130130 e 80356130177
Imagens meramente ilustrativas



www.razek.com.br
+55 16 2107.2345