

Gancho de Compressão para Sutura

INDICAÇÕES

O Gancho de Compressão para Sutura é um dispositivo descartável, projetado para permitir a manipulação da sutura através do tecido mole em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.





FitPass (742640000)



SCP (741960000)



FS (742620000)



EXS2 (741980000)



LIN (742000000)



SCM (741990000)



SCM2 (742660000)



BIP (742010000)



SCPIII (742610000)




STS I (742670000)



STS II (742680000)



EXS1 (741970000)



FP (742420000)



Gancho FP +
Insersor do Gancho FP

FitPass

Instrumental para Artroscopia Razek



n.º ANVISA: 80356130034
Imagens meramente ilustrativas

O Instrumental para Artroscopia Razek - **FitPass** fornece uma passagem precisa da sutura no reparo do manguito rotador. Fácil captura e recuperação da sutura com um único movimento.

Passador de sutura FitPass é seguro e fácil de usar.



CARACTERÍSTICAS

- Ponta tipo Suture Passer com largura de 4,8 mm, compatível com cânulas com diâmetros de 7,5 mm ou maiores;
- Comprimentos: 170 mm;
- Código: 742464100.



Dando valor ao que realmente importa



www.razek.com.br



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

