

KneePass

O Instrumental para Artroscopia Razek - **KneePass** fornece uma passagem precisa da sutura no reparo do menisco, com fácil captura e recuperação do fio em um único movimento.

Passador de sutura KneePass é seguro e fácil de usar.




Veja mais detalhes!

n.º ANVISA: 80356130034
e 80356139021

Imagens meramente ilustrativas

SIMULAÇÃO DE USO
Reparo de Menisco
Vertical



KneePass - R086



BAIXO PERFIL


Sua geometria proporciona uma passagem segura entre o menisco e o côndilo femoral, permitindo a sutura de lesões diversas.

CARACTERÍSTICAS

- Compatível com fio de sutura USP 0 ou USP 2-0;
- Ponta tipo Suture Passer com largura de 4,5 mm;
- Comprimentos: 137 mm;
- Código: 742464400.

RZK

Gancho de Compressão para Sutura KneePass



CARACTERÍSTICAS

- Utilizado em conjunto com o KneePass na passagem de suturas;
- Possui passador em nitinol;
- Código: 747050100;
- Gancho disponível também na versão ATK (código: 747050000).



Dando valor ao que realmente importa



www.razek.com.br



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

