


Nucleoflex Evolution

INDICAÇÕES


Fornece um método para decompressão intradiscal lombar, assim como a opção de bloqueio bilateral medicamentoso. Por meio de instrumentais de acesso curvos e da cânula flexível, proporciona ao cirurgião um sistema efetivo, em regiões com acesso restrito (L5-S1), para o tratamento cirúrgico de hérnias de disco intervertebral.

n.º ANVISA: 80356130193
Imagens meramente ilustrativas





A angulação do Trocater Curvo, aliada as hastes flexíveis do Obturador, da Trefina e da Canna de Corte, permitem a descompressão da hérnia em áreas de difícil acesso.



MODELOS

Nucleoflex Evolution 100R (Código: 921190200)

- Trocater Curvo (1 unidade)
- Trocater Reto (1 unidade)
- Obturador Flexível (1 unidade)
- Trefina Flexível (1 unidade)
- Cânula de Corte Flexível R (1 unidade)
- Tubo Aspirador com Coletor (1 unidade)
- Fio Guia de Nitinol (1 unidade)
- Cânula de Bloqueio 100 mm (2 unidades)

Nucleoflex Evolution 120R (Código: 921190500)

- Trocater Curvo (1 unidade)
- Trocater Reto (1 unidade)
- Obturador Flexível (1 unidade)
- Trefina Flexível (1 unidade)
- Cânula de Corte Flexível R (1 unidade)
- Tubo Aspirador com Coletor (1 unidade)
- Fio Guia de Nitinol (1 unidade)
- Cânula de Bloqueio 120 mm (2 unidades)

Nucleoflex Evolution 100L (Código: 921190300)

- Trocater Curvo (1 unidade)
- Trocater Reto (1 unidade)
- Obturador Flexível (1 unidade)
- Trefina Flexível (1 unidade)
- Cânula de Corte Flexível L (1 unidade)
- Tubo Aspirador com Coletor (1 unidade)
- Fio Guia de Nitinol (1 unidade)
- Cânula de Bloqueio 100 mm (2 unidades)

Nucleoflex Evolution 120L (Código: 921190600)

- Trocater Curvo (1 unidade)
- Trocater Reto (1 unidade)
- Obturador Flexível (1 unidade)
- Trefina Flexível (1 unidade)
- Cânula de Corte Flexível L (1 unidade)
- Tubo Aspirador com Coletor (1 unidade)
- Fio Guia de Nitinol (1 unidade)
- Cânula de Bloqueio 120 mm (2 unidades)

Nucleoflex Evolution 100F (Código: 921190400)

- Trocater Curvo (1 unidade)
- Trocater Reto (1 unidade)
- Obturador Flexível (1 unidade)
- Trefina Flexível (1 unidade)
- Cânula de Corte Flexível F (1 unidade)
- Tubo Aspirador com Coletor (1 unidade)
- Fio Guia de Nitinol (1 unidade)
- Cânula de Bloqueio 100 mm (2 unidades)

Nucleoflex Evolution 120F (Código: 921190700)

- Trocater Curvo (1 unidade)
- Trocater Reto (1 unidade)
- Obturador Flexível (1 unidade)
- Trefina Flexível (1 unidade)
- Cânula de Corte Flexível F (1 unidade)
- Tubo Aspirador com Coletor (1 unidade)
- Fio Guia de Nitinol (1 unidade)
- Cânula de Bloqueio 120 mm (2 unidades)

