

## Ponteira de Aspiração Razek

A Ponteira Descartável fabricada pela Razek é utilizada em procedimentos cirúrgicos monopolares. É indicada para ablação, coagulação e cauterização de tecidos. Possui sistema de aspiração integrado.

A Ponteira de Aspiração Razek dispensa caneta eletro-cirúrgica, já que esta faz parte do produto.

n.º ANVISA: 80356130210  
Imagens meramente ilustrativas

**CANETA CIRÚRGICA  
COM PEGA  
ERGONÔMICA**

**Com sistema  
integrado de  
aspiração de  
bolhas proveni-  
entes do  
processo**





### Cabo Ergonômico

+ conforto e segurança durante o uso

RAZEK

Botão de acionamento **COAG**

Botão de acionamento **CUT**

Haste com isolamento polimérico

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: óxido de etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único

### DOIS DIFERENTES TIPOS DE PONTAS ATIVAS



**45°**

Cód.: 881520000



**90°**

Cód.: 881520100

Ponta ativa com revestimento cerâmico



Dando valor ao que realmente importa



[www.razek.com.br](http://www.razek.com.br)



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

