

Eletrodo para Quadril Razek

INDICAÇÕES

O Eletrodo para Quadril Razek é utilizado em procedimentos cirúrgicos artroscópicos monopolares. É indicado para ablação e coagulação de tecidos no quadril.


Sua ponta flexível proporciona o controle direcional da extremidade de sua haste, facilitando o alcance em regiões de difícil acesso.

Ponta Flexível que proporciona o controle direcional da extremidade

n.º ANVISA: 80356130043
Imagens meramente ilustrativas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: óxido de etileno;
- Validade da esterilização: 2 anos;
- Produto de uso único.



MODELOS

Eletrodo para Quadril Razek 200 - 880470000

Haste com 200 mm de comprimento

Eletrodo para Quadril Razek 210 - 880480000

Haste com 210 mm de comprimento

Eletrodo para Quadril Razek 220 - 880490000

Haste com 220 mm de comprimento

Eletrodo para Quadril Razek 230 - 880510000

Haste com 230 mm de comprimento

Eletrodo para Quadril Razek 240 - 880520000

Haste com 240 mm de comprimento

Eletrodo para Quadril Razek 250 - 880530000

Haste com 250 mm de comprimento

Eletrodo para Quadril Razek 330 - 881390000

Haste com 330 mm de comprimento



www.razek.com.br

+55 16 2107.2345