

## Torre de Tração Razek


### INDICAÇÕES

Feita em aço inoxidável e com diversas opções de ajuste, a Torre de Tração Razek, utilizada em conjunto com a Malha de Tração Razek ou com o Kit de Descartáveis para Torre de Tração Razek, permite a realização da tração e distribuição da força entre os dedos fixados. Além disso, possibilita ao cirurgião posicionar o paciente de acordo com as exigências dos procedimentos cirurgicos.

Permite a fixação de um dinamômetro digital para medir de forma precisa a tração (força) empregada nas articulações.



O Arco de Fixação da Malha possui diversas opções de regulagem que permitem a suspensão da mão de forma segura e confortável.



Com estruturas que possibilitam a fixação do braço e antebraço minimizando a elevação do cotovelo durante a tração.



# Kit de Descartáveis para Torre de Tração Razek



Dinamômetro

2 Malhas de Tração

Modelos	Códigos
Kit de Descartáveis para Torre de Tração Razek P	760120100
Kit de Descartáveis para Torre de Tração Razek M	760120200
Kit de Descartáveis para Torre de Tração Razek G	760120300




Pulseira de Restrição do Braço

Pulseira de Restrição do Antebraço

## Malha de Tração Razek

Modelos	Códigos
Malha de Tração Razek Simples Pediátrica	740670000
Malha de Tração Razek Dupla Pediátrica	740680000
Malha de Tração Razek Simples Pequena	740690000
Malha de Tração Razek Dupla Pequena	740700000
Malha de Tração Razek Simples Média	740710000
Malha de Tração Razek Dupla Média	740720000
Malha de Tração Razek Simples Grande	740730000
Malha de Tração Razek Dupla Grande	740740000
Malha de Tração Razek Simples Extra Grande	740750000
Malha de Tração Razek Dupla Extra Grande	740760000



Dando valor ao que realmente importa



[www.razek.com.br](http://www.razek.com.br)



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

