



Fio Guia RZ



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Fio Guia RZ tem a função de guiar os instrumentos no portal de acesso para direcionar os instrumentais posteriores.

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

- Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)
- Classificação: Regra 6 - Classe II

ESPECIFICAÇÕES

- Esterilizado por: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Durante os procedimentos cirúrgicos devem-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar em quebra do produto;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



O operador deverá manipular o Fio Guia RZ com cuidado, pois este pode perfurar as luvas cirúrgicas;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



PROIBIDO REPROCESSAR.

MODELOS

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590010
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590020
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590030
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590040
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590050
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590060
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742593900
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742593910
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742593920
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742593930
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 300 mm	1,4 mm	300 mm	742593940
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593680
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593690

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590070
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590080
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590090
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590100
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590110
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590120
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742593950
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742593960
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742593970
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742593980
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 300 mm	1,4 mm	300 mm	742593990
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593700
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593710

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593720
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593730

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593740
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593750

▪ Fio Guia RZ Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593760
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593770
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593780
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593790

▪ Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590130
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590140
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590150
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590160
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590170
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590180
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742594000

Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742594010
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742594020
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742594030
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593800
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593810
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593820
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593830

▪ Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593840
Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593850

▪ Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593860
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593870

▪ Fio Guia RZ Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742590190
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742590200
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742590210
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 200 mm	2,8 mm	200 mm	742590220
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742590230
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 200 mm	3,2 mm	200 mm	742590240
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742590250
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742590260
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742590270

Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 230 mm	2,8 mm	230 mm	742590280
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742590290
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 230 mm	3,2 mm	230 mm	742590300
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 230 mm	3,5 mm	230 mm	742590310
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742590320
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742590330
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742590340
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 250 mm	2,8 mm	250 mm	742590350
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742590360
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 250 mm	3,2 mm	250 mm	742590370
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 250 mm	3,5 mm	250 mm	742590380
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742590390
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742590400
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742590410
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 300 mm	2,8 mm	300 mm	742590420
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742590430
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 300 mm	3,2 mm	300 mm	742590440
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 300 mm	3,5 mm	300 mm	742590450
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742590460
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742590470
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742590480
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 350 mm	2,8 mm	350 mm	742590490
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742590500
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 350 mm	3,2 mm	350 mm	742590510
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 350 mm	3,5 mm	350 mm	742590520
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742590530
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742590540
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742590550
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 400 mm	2,8 mm	400 mm	742590560
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742590570
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 400 mm	3,2 mm	400 mm	742590580
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 400 mm	3,5 mm	400 mm	742590590
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742590600
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742590610
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742590620
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 450 mm	2,8 mm	450 mm	742590630
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742590640
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 450 mm	3,2 mm	450 mm	742590650

Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 450 mm	3,5 mm	450 mm	742590660
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742590670
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742590680
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742590690
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 500 mm	2,8 mm	500 mm	742590700
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742590710
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 500 mm	3,2 mm	500 mm	742590720
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 500 mm	3,5 mm	500 mm	742590730

▪ Fio Guia RZ Calibrado



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 50 mm	0,8 mm	50 mm	742590740
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 50 mm	1,0 mm	50 mm	742590750
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 50 mm	1,2 mm	50 mm	742590760
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 50 mm	1,5 mm	50 mm	742590770
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 50 mm	2,0 mm	50 mm	742590780
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 50 mm	2,4 mm	50 mm	742590790
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 80 mm	0,8 mm	80 mm	742590800
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 80 mm	1,0 mm	80 mm	742590810
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 80 mm	1,2 mm	80 mm	742590820
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 80 mm	1,5 mm	80 mm	742590830
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 80 mm	2,0 mm	80 mm	742590840
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 80 mm	2,4 mm	80 mm	742590850
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 100 mm	0,8 mm	100 mm	742590860
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 100 mm	1,0 mm	100 mm	742590870
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 100 mm	1,2 mm	100 mm	742590880
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 100 mm	1,5 mm	100 mm	742590890
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 100 mm	2,0 mm	100 mm	742590900
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 100 mm	2,4 mm	100 mm	742590910
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 120 mm	0,8 mm	120 mm	742590920
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 120 mm	1,0 mm	120 mm	742590930
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 120 mm	1,2 mm	120 mm	742590940
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 120 mm	1,5 mm	120 mm	742590950
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 120 mm	2,0 mm	120 mm	742590960

Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 120 mm	2,4 mm	120 mm	742590970
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 150 mm	0,8 mm	150 mm	742590980
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 150 mm	1,0 mm	150 mm	742590990
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 150 mm	1,2 mm	150 mm	742591000
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 150 mm	1,5 mm	150 mm	742591010
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 150 mm	2,0 mm	150 mm	742591020
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 150 mm	2,4 mm	150 mm	742591030
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 200 mm	0,8 mm	200 mm	742591040
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 200 mm	1,0 mm	200 mm	742591050
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 200 mm	1,2 mm	200 mm	742591060
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 200 mm	1,5 mm	200 mm	742591070
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742591080
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742591090
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 230 mm	0,8 mm	230 mm	742591100
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 230 mm	1,0 mm	230 mm	742591110
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 230 mm	1,2 mm	230 mm	742591120
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 230 mm	1,5 mm	230 mm	742591130
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742591140
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742591150
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 250 mm	0,8 mm	250 mm	742591160
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 250 mm	1,0 mm	250 mm	742591170
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 250 mm	1,2 mm	250 mm	742591180
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 250 mm	1,5 mm	250 mm	742591190
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742591200
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742591210
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 300 mm	0,8 mm	300 mm	742591220
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 300 mm	1,0 mm	300 mm	742591230
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 300 mm	1,2 mm	300 mm	742591240
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 300 mm	1,5 mm	300 mm	742591250
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742591260
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591270
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 350 mm	0,8 mm	350 mm	742591280
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 350 mm	1,0 mm	350 mm	742591290
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 350 mm	1,2 mm	350 mm	742591300
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 350 mm	1,5 mm	350 mm	742591310
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742591320
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591330

Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 400 mm	0,8 mm	400 mm	742591340
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 400 mm	1,0 mm	400 mm	742591350
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 400 mm	1,2 mm	400 mm	742591360
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 400 mm	1,5 mm	400 mm	742591370
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742591380
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591390
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 450 mm	0,8 mm	450 mm	742591400
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 450 mm	1,0 mm	450 mm	742591410
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 450 mm	1,2 mm	450 mm	742591420
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 450 mm	1,5 mm	450 mm	742591430
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742591440
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742591450
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 500 mm	0,8 mm	500 mm	742591460
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 500 mm	1,0 mm	500 mm	742591470
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 500 mm	1,2 mm	500 mm	742591480
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 500 mm	1,5 mm	500 mm	742591490
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742591500
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742591510

▪ Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593880
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593890
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591520
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742591530
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,2 x 300 mm	3,2 mm	300 mm	742591540
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,5 x 300 mm	3,5 mm	300 mm	742591550
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591560
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742591570
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,2 x 350 mm	3,2 mm	350 mm	742591580
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,5 x 350 mm	3,5 mm	350 mm	742591590
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591600
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742591610
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,2 x 400 mm	3,2 mm	400 mm	742591620
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,5 x 400 mm	3,5 mm	400 mm	742591630

▪ Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591640
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742591650
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,2 x 300 mm	3,2 mm	300 mm	742591660
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,5 x 300 mm	3,5 mm	300 mm	742591670
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591680
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742591690
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,2 x 350 mm	3,2 mm	350 mm	742591700
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,5 x 350 mm	3,5 mm	350 mm	742591710
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591720
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742591730
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,2 x 400 mm	3,2 mm	400 mm	742591740
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,5 x 400 mm	3,5 mm	400 mm	742591750

▪ Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742591760
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742591770
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742591780
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742591790
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742591800
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742591810
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742591820
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742591830
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742591840
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742591850
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742591860
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742591870
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742591880
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591890
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742591900

Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742591910
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742591920
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591930
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742591940
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742591950
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742591960
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591970
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742591980
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742591990
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592000
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592010
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592020
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592030
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742592040
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742592050
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742592060
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742592070

▪ Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742592080
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742592090
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742592100
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742592110
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742592120
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742592130
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742592140
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742592150
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742592160
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742592170
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742592180
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742592190
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742592200
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742592210

Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742592220
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742592230
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742592240
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742592250
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742592260
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742592270
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742592280
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742592290
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742592300
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742592310
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592320
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592330
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592340
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592350
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742592360
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742592370
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742592380
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742592390

▪ Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742592400
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742592410
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742592420
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742592430
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742592440
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742592450
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742592460
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742592470
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742592480
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742592490
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742592500
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742592510
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742592520
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742592530

Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742592540
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742592550
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742592560
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742592570
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742592580
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742592500
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742592600
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742592610
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742592620
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742592630
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592640
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592650
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592660
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592670
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742592680
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742592690
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742592700
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742592710

▪ Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742592720
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742592730
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742592740
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742592750
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742592760
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742592770
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742592780
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742592790
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742592800
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742592810
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742592820
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742592830
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742592840

Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742592850
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742592860
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742592870
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742592880
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742592890
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742592900
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742592910
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742592920
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742592930
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742592940
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742592950
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592960
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592970
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592980
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592990
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593000
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593010
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593020
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593030

▪ Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742593040
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742593050
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742593060
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742593070
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593080
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593090
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742593100
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742593110
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742593120
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742593130
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742593140
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742593150

Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742593160
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742593170
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742593180
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742593190
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742593200
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742593210
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742593220
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742593230
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742593240
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742593250
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742593260
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742593270
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742593280
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742593290
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742593300
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742593310
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593320
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593330
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593340
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593350

▪ Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742593360
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742593370
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742593380
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742593390
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593400
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593410
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742593420
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742593430
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742593440
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742593450

Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742593460
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742593470
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742593480
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742593490
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742593500
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742593510
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742593520
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742593530
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742593540
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742593550
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742593560
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742593570
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742593580
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742593590
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742593600
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742593610
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742593620
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742593630
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593640
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593650
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593660
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593670

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Os modelos da família do Fio Guia RZ devem ser selecionados e utilizados de acordo com a técnica cirúrgica adotada.

Os critérios para a seleção do modelo são de extrema importância, porque estão diretamente ligados ao sucesso da cirurgia. Entretanto, a seleção do modelo a ser utilizado em cada paciente dependerá do diagnóstico e indicação médica;

A forma de uso é inerente à formação do profissional que irá realizar o procedimento. Não existe uma técnica cirúrgica específica para estes produtos indicada pelo fabricante, considerando que possam ser utilizados em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Para a utilização destes produtos, vale a escolha do cirurgião e de sua equipe pela melhor técnica, a depender da finalidade da cirurgia e do local desta.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Após o uso do Fio Guia RZ, o fabricante recomenda o descarte do produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade
do produto



Produto esterilizado
através de radiação



Fabricado por



Manter seco



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

N.º ANVISA: 80356130144 - Nome Técnico: Fio Guia

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-136R Rev.: 03