

Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ

INDICAÇÕES

O Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ foi desenvolvido para procedimentos de trauma, osteotomia e artrodese nas diversas regiões do pé.

As placas possuem geometria anatômica e perfil baixo, o que elimina a necessidade de conformação, facilita o procedimento cirúrgico, minimiza proeminências e confere maior conforto ao paciente.

Além disso, estão presentes em diversos tamanhos e diferentes orientações, a fim de se adaptar as diversas anatomias dos pacientes. Seus furos bloqueados e de compressão são posicionados de maneira estratégica, proporcionando máxima estabilidade de fixação, mesmo em casos complexos.

Características das Placas

- Fabricadas em liga de titânio ASTM F136 e anodizadas;
- Contorno anatômico e baixo perfil, reduzindo proeminências e minimizando a irritação dos tecidos moles;
- Compatíveis com todos os modelos de parafusos blocantes e não-blocantes;
- Possuem três orientações (direita, esquerda e única), identificadas através de color-coding:
 - Direita** → anodizadas na cor dourada
 - Esquerda** → anodizadas na cor rosa
 - Única** → anodizadas na cor verde
- As placas de Osteotomia são anodizadas na cor verde água.

n.º ANVISA: 80356130162
Imagens meramente ilustrativas



Parafusos Blocantes e Não-Blocantes

Todos os parafusos são indistintamente compatíveis com as placas que compõem este sistema. Suas extremidades possuem encaixe do tipo Hexalobular.

Características

- Fabricado em liga de titânio
- Não canulado
- Parafuso com rosca autorosqueante
- Parafuso com encaixe hexalobular



Parafuso Não-Blocante
Ø 4,0 mm



Parafuso Blocante
Ø 3,5 mm



Angulação de 15°

Flexibilidade na inserção do parafuso na estrutura óssea



Parafuso Não-Blocante
Ø 3,5 mm



Parafuso Não-Blocante
Ø 2,7 mm

Parafusos Blocantes

Projetados para serem utilizados nos furos bloqueados. Possuem rosca especialmente desenhada para fixação na porção cortical do osso.

Rosca Distal (diâmetro)	Rosca Proximal (diâmetro)	Comprimento
3,5 mm	5,1 mm	8 a 50 mm

Parafusos Não-Blocantes

Projetados para serem utilizados nos furos de compressão ou bloqueados. Possuem rosca especialmente desenhada para fixação na porção esponjosa do osso.

Rosca Distal (diâmetro)	Diâmetro da Cabeça	Comprimento
2,7 mm	4,8 mm	8 a 30 mm
3,5 mm		8 a 50 mm
4,0 mm		8 a 60 mm

Placa para Osteotomia de Cotton e Evans - OTC


Utilizada em procedimentos para correção do pé chato, através de osteotomias em cunha no calcâneo (Evans) e no cuneiforme medial (Cotton).

Características

Coloração: verde água

Espessura: 1,8 mm

Variações da altura para osteotomia: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 (mm)



Modelo	Código
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 23 x 2 mm (OTC 00-A-02-U)	500090010
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 25 x 4 mm (OTC 00-A-04-U)	500090020
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 26 x 5 mm (OTC 00-A-05-U)	500090030
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 27 x 6 mm (OTC 00-A-06-U)	500090040
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 28 x 7 mm (OTC 00-A-07-U)	500090050
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 29 x 8 mm (OTC 00-A-08-U)	500090060
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 31 x 10 mm (OTC 00-A-10-U)	500090070
Placa para Osteotomia de Cotton e Evans 2 Furos 33 x 12 mm (OTC 00-A-12-U)	500090080

Placa para Osteotomia de Bunion - OTB

Utilizada em procedimentos para correção do Hallux Valgus, através de osteotomia em cunha na base do primeiro metatarso.

Características

Coloração: verde água

Espessura: 1,5 mm


Variações do espaçamento da cunha: 2, 3, 4, 5 e 6 (mm)



Modelo	Código
Placa para Osteotomia de Bunion 4 Furos 32 x 2 mm (OTB 00-A-02-U)	500090090
Placa para Osteotomia de Bunion 4 Furos 33 x 3 mm (OTB 00-A-03-U)	500090100
Placa para Osteotomia de Bunion 4 Furos 34 x 4 mm (OTB 00-A-04-U)	500090110
Placa para Osteotomia de Bunion 4 Furos 35 x 5 mm (OTB 00-A-05-U)	500090120
Placa para Osteotomia de Bunion 4 Furos 36 x 6 mm (OTB 00-A-06-U)	500090130

Placa para Osteotomia de Calcânhar - OIC

Utilizada em procedimentos para correção do valgismo do retropé, através de osteotomia de deslizamento no calcâneo.



Características

Coloração: verde água

Espessura: 1,8 mm

Variações da altura para osteotomia: 6, 8 e 10 (mm)



Modelo	Código
Placa para Osteotomia de Calcânhar 5 Furos 24 x 6 mm (OIC 00-A-06-U)	500090740
Placa para Osteotomia de Calcânhar 5 Furos 24 x 8 mm (OIC 00-A-08-U)	500090750
Placa para Osteotomia de Calcânhar 5 Furos 24 x 10 mm (OIC 00-A-10-U)	500090140

Placa para Fusão Metatarsofalangeal - MTP

Utilizada em procedimentos para tratamento do Hallux Rigidus, através da fusão da primeira articulação metatarsofalangeal.


Características

Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: 1,4 mm

Tamanho da Placa: P e M

Direção: direita e esquerda



Placa com angulações que respeitam a anatomia da estrutura óssea

Modelo	Código
Placa para Fusão Metatarsofalangeal 6 Furos Direita 45 mm (MTP 05-D-00-U)	500090310
Placa para Fusão Metatarsofalangeal 6 Furos Esquerda 45 mm (MTP 05-E-00-U)	500090320
Placa para Fusão Metatarsofalangeal 6 Furos Direita 50 mm (MTP 50-D-00-U)	500090330
Placa para Fusão Metatarsofalangeal 6 Furos Esquerda 50 mm (MTP 50-E-00-U)	500090340

Placa para Fusão de Metatarso Cuneiforme - MTC

Utilizada em procedimentos de fusão dos ossos cuneiforme medial e primeiro metatarso.


Características

Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: 1,4 mm

Tamanho da placa: P e M

Direção: direita e esquerda



Modelo	Código
Placa para Fusão de Metatarso Cuneiforme 5 Furos Direita 39 mm (MTC 05-D-00-U)	500090660
Placa para Fusão de Metatarso Cuneiforme 5 Furos Esquerda 39 mm (MTC 05-E-00-U)	500090670
Placa para Fusão de Metatarso Cuneiforme 5 Furos Direita 42 mm (MTC 50-D-00-U)	500090680
Placa para Fusão de Metatarso Cuneiforme 5 Furos Esquerda 42 mm (MTC 50-E-00-U)	500090690

Placa para Fusão Colunar Medial - MCF

Utilizada em procedimentos para tratamento do pé de Charcot, através da fusão dos ossos navicular, cuneiforme medial e primeiro metatarso.


Características

Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: 1,4 mm

Tamanho da placa: P e M

Direção: direita e esquerda



Modelo	Código
Placa para Fusão Colunar Medial 9 Furos Direita 61 mm (MCF 05-D-00-U)	500090700
Placa para Fusão Colunar Medial 9 Furos Esquerda 61 mm (MCF 05-E-00-U)	500090710
Placa para Fusão Colunar Medial 9 Furos Direita 66 mm (MCF 50-D-00-U)	500090720
Placa para Fusão Colunar Medial 9 Furos Esquerda 66 mm (MCF 50-E-00-U)	500090730

Placa para Fusão Tarsometatarsal - TMT

Utilizada em procedimentos de tratamento da Fratura de Lisfranc, através de fusões dos ossos do tarso e do metatarso.

Características

Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: 1,4 mm

Tamanho da placa: P e M

Direção: direita e esquerda

Inserção nos metatarsos: 1º e 2º - 2º e 3º

Geometria: curva e plana




Modelo	Inserção	Código
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Curva 4 Furos Esquerda 36 mm (TMT 05-E-12-C)	1º e 2º metatarso	500090150
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Curva 4 Furos Direita 36 mm (TMT 05-D-12-C)	1º e 2º metatarso	500090160
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Curva 4 Furos Esquerda 41 mm (TMT 50-E-12-C)	1º e 2º metatarso	500090170
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Curva 4 Furos Direita 41 mm (TMT 50-D-12-C)	1º e 2º metatarso	500090180
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Plana 4 Furos Esquerda 36 mm (TMT 05-E-12-P)	1º e 2º metatarso	500090190
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Plana 4 Furos Direita 36 mm (TMT 05-D-12-P)	1º e 2º metatarso	500090200
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Plana 4 Furos Esquerda 41 mm (TMT 50-E-12-P)	1º e 2º metatarso	500090210
Placa para Fusão Tarsometatarsal 12 Plana 4 Furos Direita 41 mm (TMT 50-D-12-P)	1º e 2º metatarso	500090220

Modelo	Inserção	Código
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Curva 4 Furos Esquerda 35 mm (TMT 05-E-23-C)	2º e 3º metatarso	500090230
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Curva 4 Furos Direita 35 mm (TMT 05-D-23-C)	2º e 3º metatarso	500090240
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Curva 4 Furos Esquerda 38 mm (TMT 50-E-23-C)	2º e 3º metatarso	500090250
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Curva 4 Furos Direita 38 mm (TMT 50-D-23-C)	2º e 3º metatarso	500090260
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Plana 4 Furos Esquerda 35 mm (TMT 05-E-23-P)	2º e 3º metatarso	500090270
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Plana 4 Furos Direita 35 mm (TMT 05-D-23-P)	2º e 3º metatarso	500090280
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Plana 4 Furos Esquerda 38 mm (TMT 50-E-23-P)	2º e 3º metatarso	500090290
Placa para Fusão Tarsometatarsal 23 Plana 4 Furos Direita 38 mm (TMT 50-D-23-P)	2º e 3º metatarso	500090300

Placa Universal Simples - PSU

Utilizada nos mais diversos procedimentos de fraturas e fusões dos ossos do pé.



Características

Coloração: verde (única)

Espessura: 1,4 mm

Tamanho da placa: P, M e G

Quantidade de furos: 2 e 3


Forma de estabilização: compressão e fixação



Modelo	Código
Placa Universal Simples Compressão 2 Furos 21 mm (PSU 05-A-02-C)	500090610
Placa Universal Simples Compressão 2 Furos 29 mm (PSU 50-A-02-C)	500090620
Placa Universal Simples Fixação 2 Furos 27 mm (PSU 50-A-02-F)	500090630
Placa Universal Simples Compressão 3 Furos 36 mm (PSU 95-A-03-C)	500090640
Placa Universal Simples Compressão 2 Furos 37 mm (PSU 95-A-02-C)	500090650

Placa Universal em Y - PCY

Utilizada nos mais diversos procedimentos de fraturas e fusões dos ossos do pé.



Características

Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: 1,4 mm

Tamanho da placa: P e M

Direção: direita e esquerda



Modelo	Código
Universal em Y 4 Furos Direita 37 mm (PCY 05-D-00-U)	500090350
Universal em Y 4 Furos Esquerda 37 mm (PCY 05-E-00-U)	500090360
Universal em Y 6 Furos Direita 53 mm (PCY 50-D-00-U)	500090370
Universal em Y 6 Furos Esquerda 53 mm (PCY 50-E-00-U)	500090380

Placa Universal Dupla - PCU

Utilizada nos mais diversos procedimentos de fraturas e fusões dos ossos do pé.



Características

Coloração: verde (única), dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: PCU 00-A-14-U / PCU 00-A-11-U / PCU 00-A-08-U 1,8 mm (abas) e 2,3 mm (corpo)

Demais placas: 1,8 mm

Direção: única, direita e esquerda

Quantidade de furos: 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 14



Modelo	Código
Placa Universal Dupla 4 Furos Direita 29 mm (PCU 00-D-04-U)	500090390
Placa Universal Dupla 4 Furos Esquerda 29 mm (PCU 00-E-04-U)	500090400
Placa Universal Dupla 5 Furos Direita 35 mm (PCU 00-D-05-U)	500090410
Placa Universal Dupla 5 Furos Esquerda 35 mm (PCU 00-E-05-U)	500090420
Placa Universal Dupla 6 Furos Direita 48 mm (PCU 00-D-06-U)	500090430
Placa Universal Dupla 6 Furos Esquerda 48 mm (PCU 00-E-06-U)	500090440
Placa Universal Dupla 7 Furos 60 mm (PCU 00-A-07-U)	500090450
Placa Universal Dupla 8 Furos 66 mm (PCU 00-A-08-U)	500090460
Placa Universal Dupla 11 Furos 94 mm (PCU 00-A-11-U)	500090470
Placa Universal Dupla 14 Furos 122 mm (PCU 00-A-14-U)	500090480

Placa Posterior de Calcânhar - PPC

Utilizada em procedimentos para tratamento de fraturas no calcâneo.



Características

Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: mínima 1,4 mm e máxima 2,3 mm

Tamanho da placa: P, M e G


Direção: direita e esquerda



Modelo	Código
Placa Posterior de Calcânhar 13 Furos Esquerda 59 mm (PPC 05-E-00-U)	500090490
Placa Posterior de Calcânhar 13 Furos Direita 59 mm (PPC 05-D-00-U)	500090500
Placa Posterior de Calcânhar 13 Furos Esquerda 70 mm (PPC 50-E-00-U)	500090510
Placa Posterior de Calcânhar 13 Furos Direita 70 mm (PPC 50-D-00-U)	500090520
Placa Posterior de Calcânhar 14 Furos Esquerda 80 mm (PPC 95-E-00-U)	500090530
Placa Posterior de Calcânhar 14 Furos Direita 80 mm (PPC 95-D-00-U)	500090540

Placa Simples Posterior de Calcânhar - PSC

Utilizada em procedimentos para tratamento de fraturas no calcâneo, através de abordagem percutânea.



Características

Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)

Espessura: mínima 1,4 mm e máxima 2,3 mm

Tamanho da placa: P, M e G


Direção: direita e esquerda



Modelo	Código
Placa Simples Posterior de Calcânhar 8 Furos Esquerda 59 mm (PSC 05-E-00-U)	500090550
Placa Simples Posterior de Calcânhar 8 Furos Direita 59 mm (PSC 05-D-00-U)	500090560
Placa Simples Posterior de Calcânhar 8 Furos Esquerda 70 mm (PSC 50-E-00-U)	500090570
Placa Simples Posterior de Calcânhar 8 Furos Direita 70 mm (PSC 50-D-00-U)	500090580
Placa Simples Posterior de Calcânhar 9 Furos Esquerda 80 mm (PSC 95-E-00-U)	500090590
Placa Simples Posterior de Calcânhar 9 Furos Direita 80 mm (PSC 95-D-00-U)	500090600

Kit de Instrumentais Feet RZ Osteotomia e Artrodese

Fornece ao cirurgião os instrumentos necessários para a implantação dos itens do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ, destinados a realização de osteotomias e artrodeses. Cada item foi desenvolvido para uma finalidade específica durante a cirurgia.



Instrumentais



Bandeja para Instrumentais de Apoio - CXIM 004 - Cód.: 700436200

- Cabo Engate Rápido 4,5 mm - Cód.: 490060210
- Cabo Engate Rápido T 6,0 mm - Cód.: 490060760
- Conformador de Placa (2 unidades) - Cód.: 490060770
- Espátula de Freer - Cód.: 490060790
- Descolador de Periosteo 7 mm - Cód.: 490060800
- Gancho Gilles Simples Forte - Cód.: 490060810
- Pinça Backaus de Redução com Cremalheira 13 cm - Cód.: 490060820
- Pinça Clamp de Fixação Óssea (Espanhola) - Cód.: 490060830
- Pinça Adson com Serrilha - Cód.: 490060180
- Pinça Adson com Dente (1x2) - Cód.: 490060840
- Afastador Hohmann Ponta Fina para Cirurgia Óssea - nº 03 - Cód.: 490060850
- Afastador Hohmann Ponta Fina para Cirurgia Óssea - nº 01 - Cód.: 490060860
- Afastador Autostático Weitlaner com dentes Rombos - 14 cm 2x3 dentes - Cód.: 490060870
- Cureta Óssea de Bruns nº 0 - Cód.: 490060880
- Cureta Óssea de Bruns nº 3 - Cód.: 490060890
- Separador para Osteotomia - Cód.: 490060900
- Afastador de Juntas - Cód.: 490060940
- Mandril de Engate Rápido - Cód.: 490061040



**Bandeja para Instrumentais Geral - CXIM 005 -
Cód.: 700436300**

- Chave Hexalobular 10 Maciça 70 mm - Cód.: 490060260
- Broca Óssea 2,7 mm - Cód.: 490061240
- Broca Óssea 3,5 mm - Cód.: 490061250
- Broca Óssea 4,0 mm - Cód.: 490061260
- Guia de Perfuração com Escala 2,7 mm - Cód.: 490060640
- Guia de Perfuração com Escala 3,5 mm - Cód.: 490060650
- Guia de Perfuração com Escala 4,0 mm - Cód.: 490060660
- Guia de Perfuração Poliaxial 2,7 mm - Cód.: 490060670
- Guia de Perfuração Poliaxial 3,5 mm - Cód.: 490060680
- Guia de Perfuração Poliaxial 4,0 mm - Cód.: 490060690
- Guia de Perfuração com Cabo 2,7 mm - Cód.: 490060700
- Guia de Perfuração com Cabo 3,5 mm - Cód.: 490060710
- Guia de Perfuração com Cabo 4,0 mm - Cód.: 490060720
- Guia de Perfuração Reto 2,7 mm - Cód.: 490060730
- Guia de Perfuração Reto 3,5 mm - Cód.: 490060740
- Guia de Perfuração Reto 4,0 mm - Cód.: 490060750
- Medidor de Profundidade 70 mm - Cód.: 490060780

**Bandeja para Instrumentais de Osteotomia e Artrodese -
CXIM 012 - Cód.: 700437000**

- Elevador Metatarsal - Cód.: 490060200
- Osteótomo para Acabamento - Cód.: 490060910
 - Osteótomo para Desbaste - Cód.: 490060920
- Medidor de Espaçamento para Osteotomia - Cód.: 490060930
 - Alargador Metatarsal 16 mm - Cód.: 490061270
 - Alargador Metatarsal 18 mm - Cód.: 490061280
 - Alargador Metatarsal 20 mm - Cód.: 490061290
 - Alargador Metatarsal 22 mm - Cód.: 490061300
 - Alargador Falangeal 16 mm - Cód.: 490061310
 - Alargador Falangeal 18 mm - Cód.: 490061320
 - Alargador Falangeal 20 mm - Cód.: 490061330
 - Alargador Falangeal 22 mm - Cód.: 490061340
- Template para Osteotomia de Coton e Evans - Cód.: 490061360
 - Template para Osteotomia de Bunion - A - Cód.: 490061370
 - Template para Osteotomia de Bunion - B - Cód.: 490061380
 - Template para Osteotomia de Calcânhar - Cód.: 490060950



Suporte para Parafusos - CXIM 006 - Cód.: 700436400

Caixa com divisões internas para armazenamento de parafusos do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ.

Obs.: Parafusos Bloccantes e Não-Bloccantes não fazem parte da Caixa CXIM 006.



**Bandeja para Placas Universais - CXIM 008 -
Cód.: 700436600**

Caixa com divisões internas para armazenamento de placas universais do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ.

Obs.: Placas de Fixação Rígida não fazem parte da Caixa CXIM 008.

**Bandeja para Placas de Osteotomia - CXIM 009 -
Cód.: 700436700**

Caixa com divisões internas para armazenamento de placas de osteotomia do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ.

Obs.: Placas de Fixação Rígida não fazem parte da Caixa CXIM 009.




**Bandeja para Placas de Artrodese - CXIM 010 -
Cód.: 700436800**

Caixa com divisões internas para armazenamento de placas de artrodese do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ.

Obs.: Placas de Fixação Rígida não fazem parte da Caixa CXIM 010.

Kit de Instrumentais Feet RZ Trauma

Fornece ao cirurgião os instrumentos necessários para a implantação dos itens do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ, destinados ao tratamento de traumas. Cada item foi desenvolvido para uma finalidade específica durante a cirurgia.



Instrumentais



Bandeja para Instrumentais de Apoio - CXIM 003 - Cód.: 700436100

- Cabo Engate Rápido 4,5 mm - Cód.: 490060210
- Cabo Engate Rápido T 6,0 mm - Cód.: 490060760
- Conformador de Placa (2 unidades) - Cód.: 490060770
- Espátula de Freer - Cód.: 490060790
- Descolador de Perióstio 7 mm - Cód.: 490060800
- Gancho Gilles Simples Forte - Cód.: 490060810
- Pinça Backaus de Redução com Cremalheira 13 cm - Cód.: 490060820
- Mandril de Engate Rápido - Cód.: 490061040
- Pinça Clamp de Fixação Óssea (Espanhola) - Cód.: 490060830
- Pinça Adson com Serrilha - Cód.: 490060180
- Pinça Adson com Dente (1x2) - Cód.: 490060840
- Afastador Hohmann Ponta Fina para Cirurgia Óssea - nº 03 - Cód.: 490060850
- Afastador Hohmann Ponta Fina para Cirurgia Óssea - nº 01 - Cód.: 490060860
- Afastador Autostático Weitlaner com dentes Rombos - 14 cm 2x3 dentes - Cód.: 490060870
- Cureta Óssea de Bruns nº 0 - Cód.: 490060880
- Cureta Óssea de Bruns nº 3 - Cód.: 490060890



**Bandeja para Instrumentais de Trauma - CXIM 005 -
Cód.: 700436300**

- Chave Hexalobular 10 Maciça 70 mm - Cód.: 490060260
- Broca Óssea 2,7 mm - Cód.: 490061240
- Broca Óssea 3,5 mm - Cód.: 490061250
- Broca Óssea 4,0 mm - Cód.: 490061260
- Guia de Perfuração com Escala 2,7 mm - Cód.: 490060640
- Guia de Perfuração com Escala 3,5 mm - Cód.: 490060650
- Guia de Perfuração com Escala 4,0 mm - Cód.: 490060660
- Guia de Perfuração Poliaxial 2,7 mm - Cód.: 490060670
- Guia de Perfuração Poliaxial 3,5 mm - Cód.: 490060680
- Guia de Perfuração Poliaxial 4,0 mm - Cód.: 490060690
- Guia de Perfuração com Cabo 2,7 mm - Cód.: 490060700
- Guia de Perfuração com Cabo 3,5 mm - Cód.: 490060710
- Guia de Perfuração com Cabo 4,0 mm - Cód.: 490060720
- Guia de Perfuração Reto 2,7 mm - Cód.: 490060730
- Guia de Perfuração Reto 3,5 mm - Cód.: 490060740
- Guia de Perfuração Reto 4,0 mm - Cód.: 490060750
- Medidor de Profundidade 70 mm - Cód.: 490060780

**Bandeja para Instrumentais - Geral - CXIM 011 -
Cód.: 700436900**

- Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar 05-D - Cód.: 490060980
- Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar 05-E - Cód.: 490060990
- Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar 50-D - Cód.: 490061000
- Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar 50-E - Cód.: 490061010
- Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar 95-D - Cód.: 490061020
- Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar 95-E - Cód.: 490061030
- Trava do Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar - Cód.: 490060960
- Espaçador do Guia Placa Simples Posterior de Calcânhar - Cód.: 490060970
- Pino Posicionador Ø 4,5 mm - Cód.: 490061350



Suporte para Parafusos - CXIM 006 - Cód.: 700436400

Caixa com divisões internas para armazenamento de parafusos do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ.

Obs.: Parafusos Bloccantes e Não-Bloccantes não fazem parte da Caixa CXIM 006.



Bandeja para Placas Trauma - CXIM 007 - Cód.: 700436500

Caixa com divisões internas para armazenamento de placas de trauma do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ.

Obs.: Placas de Fixação Rígida não fazem parte do Kit de Instrumentais Feet RZ Osteotomia e Artrodese.

ANVISA n.º 80356130177, 80356130178, 80356130176
Imagens meramente ilustrativas



Dando valor ao que realmente importa



www.razek.com.br



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

