

## Cânula de Microdebridação Razek

### INDICAÇÕES

A Cânula de Microdebridação Razek possui a função de realizar a microdebridação de tecidos moles, cartilagosos e ósseos em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.

n.º ANVISA: 80356130052  
Imagens meramente ilustrativas

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: raio gama;
- Validade da esterilização: 3 anos;
- Produto de uso único.



## PONTA ATIVA

- 100% testadas
- Precisão no corte e eficiência na aspiração



Cortador de Menisco Agressivo - **AMC**  
(2,0/3,5 mm)  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Incisivo - **INC**  
(2,0/3,5 mm)  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Agressivo de Perfil Completo - **AFR**  
(2,0/3,5 mm)  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Resector de Perfil Completo - **FRR**  
(2,0/3,5 mm)  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Cortador Completo Incisivo - **FRI**  
(2,0/3,5 mm)  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Cortador de Menisco - **MC**  
(2,0/3,5 mm)  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Duplo Cortador de Menisco - **DMC**  
(2,0/3,5 mm)  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Broca Redonda - **RB**  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Broca Oval - **OB**  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



Broca Afilada - **TB**  
(2,4/4,5 mm)  
(2,9/5,5 mm)



R



A



F



T



L



E



K




W



J



B



Cânula de Microdebridação  
Razek (encaixe R) + Peça de Mão



[www.razek.com.br](http://www.razek.com.br)  
+55 16 2107.2345