

Fresas Cirúrgicas HighCut



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek, em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Vendas através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail postovenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A família de Fresas Cirúrgicas HighCut tem por finalidade realizar perfuração, cortes, acabamento, desbastes e raspagem óssea em procedimentos cirúrgicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificação: Regra 6 – Classe II

ESPECIFICAÇÕES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilização: 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



A utilização de uma força excessiva no momento da inserção das Fresas Cirúrgicas HighCut poderá fazer com que a fresa dobre ou quebre, causando lesões no operador;



Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar as Fresas Cirúrgicas HighCut;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



Nunca utilize um produto que apresente superaquecimento;



A substituição das fresas deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;



O operador deverá manipular as Fresas Cirúrgicas HighCut com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas. Todas as vezes que for necessário manipular as Fresas Cirúrgicas HighCut, use sua haste, que está fixada na peça de mão;



**NÃO REUTILIZE O PRODUTO, POIS O
MESMO É DE USO ÚNICO;**



PROIBIDO REPROCESSAR;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado.

FRESAS CIRÚRGICAS HIGHCUT

A família das Fresas Cirúrgicas HighCut apresenta diferentes tipos de encaixe. A seguir estão indicados os tipos de encaixe. Deste modo, o usuário poderá facilmente identificar a fresa necessária para cada equipamento.

▪ Encaixe R



▪ Encaixe T



▪ Encaixe S



▪ Encaixe X



▪ Encaixe L



▪ Encaixe B



MODELOS

Os modelos da família das fresas serão diferenciados pelo tipo de ponta ativa, comprimento, tipo de encaixe, diâmetros.

A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis de ponta ativa, com os diferentes comprimentos, tipos de encaixe, diâmetros e suas indicações.

▪ BRD

Os modelos BRD são brocas redondas destinadas a cortes ósseos e acabamentos moderados.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 / 55 / 70 / 85* / 95 / 115 / 125 / 150 / 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 (mm)

*Comprimento disponível apenas para os encaixes B

▪ BCR

Os modelos BCR são compostos de brocas redondas de corte rápido, para remoções ósseas em grande quantidade.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 115 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 (mm)

▪ FRL

Os modelos FRL são fresas laminadas para acabamento ósseo;



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 5,0 - 7,0 (mm)

▪ FAD

Os modelos FAD são fresas de alto desbaste ósseo.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 5,0 - 7,0 (mm)

▪ BCL

Os modelos BCL são brocas de corte ósseo lateral.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 2,1 (mm)

▪ ENT

Os modelos ENT são compostos de brocas de cabeça cônica para acabamento de orifícios.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 4,0 - 4,5 - 6,0 (mm)

▪ RAZ

Os modelos RAZ são brocas de corte ósseo lateral.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 115 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 1,5 - 1,8 - 2,1 - 2,5 (mm)

▪ BP

Os modelos BP são brocas destinadas a perfurações ósseas para posterior inserção de placas e parafusos.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 110 - 115 - 120 - 125 - 150 - 155 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - T - S - X - L - B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,7 - 3,2 - 3,5 (mm)

▪ BCCS

Os modelos BCCS são compostos de brocas espiraladas destinadas à craniotomia, de cortes ósseos laterais.



▪ **BCCS89L (2,3)**

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:** 89 (mm) / L / 2,3 (mm)

▪ **BCCS65S (2,3)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
65 (mm) / S / 2,3 (mm)

▪ **BCCS74S (2,3)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
74 (mm) / S / 2,3 (mm)

▪ **BCCS95S (2,3)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
95 (mm) / S / 2,3 (mm)

▪ **BCCS77S (3,1)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
77 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ **BCCS80S (3,1)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
80 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ **BCCS85S (3,1)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
85 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ **BCCS101S (3,1)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
101 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ **BCCC**

Os modelos BCCC são compostos de brocas cônicas destinadas à craniotomia, de cortes ósseos laterais.



▪ **BCCC96S (2,9)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
96 (mm) / S / 2,9 (mm)

▪ **BCCC108L (2,2)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
108 (mm) / L / 2,2 (mm)

▪ **BCCC89L (2,2)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
89 (mm) / L / 2,2 (mm)

▪ **BCCC84L (1,9)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
84 (mm) / L / 1,9 (mm)

▪ **BCCC65S (2,2)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
65 (mm) / S / 2,2 (mm)

▪ **BCCC101S (2,7)**
▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
101 (mm) / S / 2,7 (mm)

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Insira a fresa seguindo as instruções fornecidas no manual da peça de mão selecionada.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do método e do procedimento cirúrgico e, dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha final do método e materiais a serem empregados.



Consulte o Manual do Usuário da peça de mão selecionada.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

Retirar a fresa da peça de mão.



Após o uso do produto, o mesmo deverá ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação.



Identifica o lote.



Data de validade do produto.



Produto esterilizado através de radiação.



Fabricado por.



Manter seco.

MODELOS COMERCIAIS

▪ BRD

Código	Modelo
738770000	BRD44,5R (0,6)
738770010	BRD44,5R (0,7)
738770020	BRD44,5R (0,8)
738770030	BRD44,5R (1,0)
738770040	BRD44,5R (1,4)
738770050	BRD44,5R (1,8)
738770060	BRD44,5R (2,3)
738770070	BRD44,5R (2,7)
738770080	BRD44,5R (3,1)
738770090	BRD44,5R (3,5)
738770100	BRD44,5R (4,0)
738770110	BRD44,5R (4,5)
738770120	BRD44,5R (5,0)
738770130	BRD44,5R (6,0)
738770140	BRD44,5R (7,0)
738770150	BRD55R (0,6)
738770160	BRD55R (0,7)
738770170	BRD55R (0,8)
738770180	BRD55R (1,0)
738770190	BRD55R (1,4)
738770200	BRD55R (1,8)
738770210	BRD55R (2,3)
738770220	BRD55R (2,7)
738770230	BRD55R (3,1)
738770240	BRD55R (3,5)
738770250	BRD55R (4,0)
738770260	BRD55R (4,5)
738770270	BRD55R (5,0)
738770280	BRD55R (6,0)
738770290	BRD55R (7,0)
738770300	BRD70R (0,6)
738770310	BRD70R (0,7)
738770320	BRD70R (0,8)
738770330	BRD70R (1,0)
738770340	BRD70R (1,4)
738770350	BRD70R (1,8)
738770360	BRD70R (2,3)

738770370	BRD70R (2,7)
738770380	BRD70R (3,1)
738770390	BRD70R (3,5)
738770400	BRD70R (4,0)
738770410	BRD70R (4,5)
738770420	BRD70R (5,0)
738770430	BRD70R (6,0)
738770440	BRD70R (7,0)
738770450	BRD95R (0,6)
738770460	BRD95R (0,7)
738770470	BRD95R (0,8)
738770480	BRD95R (1,0)
738770490	BRD95R (1,4)
738770500	BRD95R (1,8)
738770510	BRD95R (2,3)
738770520	BRD95R (2,7)
738770530	BRD95R (3,1)
738770540	BRD95R (3,5)
738770550	BRD95R (4,0)
738770560	BRD95R (4,5)
738770570	BRD95R (5,0)
738770580	BRD95R (6,0)
738770590	BRD95R (7,0)
738770600	BRD115R (0,6)
738770610	BRD115R (0,7)
738770620	BRD115R (0,8)
738770630	BRD115R (1,0)
738770640	BRD115R (1,4)
738770650	BRD115R (1,8)
738770660	BRD115R (2,3)
738770670	BRD115R (2,7)
738770680	BRD115R (3,1)
738770690	BRD115R (3,5)
738770700	BRD115R (4,0)
738770710	BRD115R (4,5)
738770720	BRD115R (5,0)
738770730	BRD115R (6,0)
738770740	BRD115R (7,0)

738770750	BRD125R (0,6)
738770760	BRD125R (0,7)
738770770	BRD125R (0,8)
738770780	BRD125R (1,0)
738770790	BRD125R (1,4)
738770800	BRD125R (1,8)
738770810	BRD125R (2,3)
738770820	BRD125R (2,7)
738770830	BRD125R (3,1)
738770840	BRD125R (3,5)
738770850	BRD125R (4,0)
738770860	BRD125R (4,5)
738770870	BRD125R (5,0)
738770880	BRD125R (6,0)
738770890	BRD125R (7,0)
738770900	BRD150R (0,6)
738770910	BRD150R (0,7)
738770920	BRD150R (0,8)
738770930	BRD150R (1,0)
738770940	BRD150R (1,4)
738770950	BRD150R (1,8)
738770960	BRD150R (2,3)
738770970	BRD150R (2,7)
738770980	BRD150R (3,1)
738770990	BRD150R (3,5)
738771000	BRD150R (4,0)
738771010	BRD150R (4,5)
738771020	BRD150R (5,0)
738771030	BRD150R (6,0)
738771040	BRD150R (7,0)
738771050	BRD180R (0,6)
738771060	BRD180R (0,7)
738771070	BRD180R (0,8)
738771080	BRD180R (1,0)
738771090	BRD180R (1,4)
738771100	BRD180R (1,8)
738771110	BRD180R (2,3)
738771120	BRD180R (2,7)
738771130	BRD180R (3,1)
738771140	BRD180R (3,5)

738771150	BRD180R (4,0)
738771160	BRD180R (4,5)
738771170	BRD180R (5,0)
738771180	BRD180R (6,0)
738771190	BRD180R (7,0)
738771200	BRD44,5T (0,6)
738771210	BRD44,5T (0,7)
738771220	BRD44,5T (0,8)
738771230	BRD44,5T (1,0)
738771240	BRD44,5T (1,4)
738771250	BRD44,5T (1,8)
738771260	BRD44,5T (2,3)
738771270	BRD44,5T (2,7)
738771280	BRD44,5T (3,1)
738771290	BRD44,5T (3,5)
738771300	BRD44,5T (4,0)
738771310	BRD44,5T (4,5)
738771320	BRD44,5T (5,0)
738771330	BRD44,5T (6,0)
738771340	BRD44,5T (7,0)
738771350	BRD55T (0,6)
738771360	BRD55T (0,7)
738771370	BRD55T (0,8)
738771380	BRD55T (1,0)
738771390	BRD55T (1,4)
738771400	BRD55T (1,8)
738771410	BRD55T (2,3)
738771420	BRD55T (2,7)
738771430	BRD55T (3,1)
738771440	BRD55T (3,5)
738771450	BRD55T (4,0)
738771460	BRD55T (4,5)
738771470	BRD55T (5,0)
738771480	BRD55T (6,0)
738771490	BRD55T (7,0)
738771500	BRD70T (0,6)
738771510	BRD70T (0,7)
738771520	BRD70T (0,8)
738771530	BRD70T (1,0)
738771540	BRD70T (1,4)

738771550	BRD70T (1,8)
738771560	BRD70T (2,3)
738771570	BRD70T (2,7)
738771580	BRD70T (3,1)
738771590	BRD70T (3,5)
738771600	BRD70T (4,0)
738771610	BRD70T (4,5)
738771620	BRD70T (5,0)
738771630	BRD70T (6,0)
738771640	BRD70T (7,0)
738771650	BRD95T (0,6)
738771660	BRD95T (0,7)
738771670	BRD95T (0,8)
738771680	BRD95T (1,0)
738771690	BRD95T (1,4)
738771700	BRD95T (1,8)
738771710	BRD95T (2,3)
738771720	BRD95T (2,7)
738771730	BRD95T (3,1)
738771740	BRD95T (3,5)
738771750	BRD95T (4,0)
738771760	BRD95T (4,5)
738771770	BRD95T (5,0)
738771780	BRD95T (6,0)
738771790	BRD95T (7,0)
738771800	BRD115T (0,6)
738771810	BRD115T (0,7)
738771820	BRD115T (0,8)
738771830	BRD115T (1,0)
738771840	BRD115T (1,4)
738771850	BRD115T (1,8)
738771860	BRD115T (2,3)
738771870	BRD115T (2,7)
738771880	BRD115T (3,1)
738771890	BRD115T (3,5)
738771900	BRD115T (4,0)
738771910	BRD115T (4,5)
738771920	BRD115T (5,0)
738771930	BRD115T (6,0)
738771940	BRD115T (7,0)

738771950	BRD125T (0,6)
738771960	BRD125T (0,7)
738771970	BRD125T (0,8)
738771980	BRD125T (1,0)
738771990	BRD125T (1,4)
738772000	BRD125T (1,8)
738772010	BRD125T (2,3)
738772020	BRD125T (2,7)
738772030	BRD125T (3,1)
738772040	BRD125T (3,5)
738772050	BRD125T (4,0)
738772060	BRD125T (4,5)
738772070	BRD125T (5,0)
738772080	BRD125T (6,0)
738772090	BRD125T (7,0)
738772100	BRD150T (0,6)
738772110	BRD150T (0,7)
738772120	BRD150T (0,8)
738772130	BRD150T (1,0)
738772140	BRD150T (1,4)
738772150	BRD150T (1,8)
738772160	BRD150T (2,3)
738772170	BRD150T (2,7)
738772180	BRD150T (3,1)
738772190	BRD150T (3,5)
738772200	BRD150T (4,0)
738772210	BRD150T (4,5)
738772220	BRD150T (5,0)
738772230	BRD150T (6,0)
738772240	BRD150T (7,0)
738772250	BRD180T (0,6)
738772260	BRD180T (0,7)
738772270	BRD180T (0,8)
738772280	BRD180T (1,0)
738772290	BRD180T (1,4)
738772300	BRD180T (1,8)
738772310	BRD180T (2,3)
738772320	BRD180T (2,7)
738772330	BRD180T (3,1)
738772340	BRD180T (3,5)

738772350	BRD180T (4,0)
738772360	BRD180T (4,5)
738772370	BRD180T (5,0)
738772380	BRD180T (6,0)
738772390	BRD180T (7,0)
738772400	BRD44,5S (0,6)
738772410	BRD44,5S (0,7)
738772420	BRD44,5S (0,8)
738772430	BRD44,5S (1,0)
738772440	BRD44,5S (1,4)
738772450	BRD44,5S (1,8)
738772460	BRD44,5S (2,3)
738772470	BRD44,5S (2,7)
738772480	BRD44,5S (3,1)
738772490	BRD44,5S (3,5)
738772500	BRD44,5S (4,0)
738772510	BRD44,5S (4,5)
738772520	BRD44,5S (5,0)
738772530	BRD44,5S (6,0)
738772540	BRD44,5S (7,0)
738772550	BRD55S (0,6)
738772560	BRD55S (0,7)
738772570	BRD55S (0,8)
738772580	BRD55S (1,0)
738772590	BRD55S (1,4)
738772600	BRD55S (1,8)
738772610	BRD55S (2,3)
738772620	BRD55S (2,7)
738772630	BRD55S (3,1)
738772640	BRD55S (3,5)
738772650	BRD55S (4,0)
738772660	BRD55S (4,5)
738772670	BRD55S (5,0)
738772680	BRD55S (6,0)
738772690	BRD55S (7,0)
738772700	BRD70S (0,6)
738772710	BRD70S (0,7)
738772720	BRD70S (0,8)
738772730	BRD70S (1,0)
738772740	BRD70S (1,4)

738772750	BRD70S (1,8)
738772760	BRD70S (2,3)
738772770	BRD70S (2,7)
738772780	BRD70S (3,1)
738772790	BRD70S (3,5)
738772800	BRD70S (4,0)
738772810	BRD70S (4,5)
738772820	BRD70S (5,0)
738772830	BRD70S (6,0)
738772840	BRD70S (7,0)
738772850	BRD95S (0,6)
738772860	BRD95S (0,7)
738772870	BRD95S (0,8)
738772880	BRD95S (1,0)
738772890	BRD95S (1,4)
738772900	BRD95S (1,8)
738772910	BRD95S (2,3)
738772920	BRD95S (2,7)
738772930	BRD95S (3,1)
738772940	BRD95S (3,5)
738772950	BRD95S (4,0)
738772960	BRD95S (4,5)
738772970	BRD95S (5,0)
738772980	BRD95S (6,0)
738772990	BRD95S (7,0)
738773000	BRD115S (0,6)
738773010	BRD115S (0,7)
738773020	BRD115S (0,8)
738773030	BRD115S (1,0)
738773040	BRD115S (1,4)
738773050	BRD115S (1,8)
738773060	BRD115S (2,3)
738773070	BRD115S (2,7)
738773080	BRD115S (3,1)
738773090	BRD115S (3,5)
738773100	BRD115S (4,0)
738773110	BRD115S (4,5)
738773120	BRD115S (5,0)
738773130	BRD115S (6,0)
738773140	BRD115S (7,0)

738773150	BRD1255 (0,6)
738773160	BRD1255 (0,7)
738773170	BRD1255 (0,8)
738773180	BRD1255 (1,0)
738773190	BRD1255 (1,4)
738773200	BRD1255 (1,8)
738773210	BRD1255 (2,3)
738773220	BRD1255 (2,7)
738773230	BRD1255 (3,1)
738773240	BRD1255 (3,5)
738773250	BRD1255 (4,0)
738773260	BRD1255 (4,5)
738773270	BRD1255 (5,0)
738773280	BRD1255 (6,0)
738773290	BRD1255 (7,0)
738773300	BRD1505 (0,6)
738773310	BRD1505 (0,7)
738773320	BRD1505 (0,8)
738773330	BRD1505 (1,0)
738773340	BRD1505 (1,4)
738773350	BRD1505 (1,8)
738773360	BRD1505 (2,3)
738773370	BRD1505 (2,7)
738773380	BRD1505 (3,1)
738773390	BRD1505 (3,5)
738773400	BRD1505 (4,0)
738773410	BRD1505 (4,5)
738773420	BRD1505 (5,0)
738773430	BRD1505 (6,0)
738773440	BRD1505 (7,0)
738773450	BRD1805 (0,6)
738773460	BRD1805 (0,7)
738773470	BRD1805 (0,8)
738773480	BRD1805 (1,0)
738773490	BRD1805 (1,4)
738773500	BRD1805 (1,8)
738773510	BRD1805 (2,3)
738773520	BRD1805 (2,7)
738773530	BRD1805 (3,1)
738773540	BRD1805 (3,5)

738773550	BRD1805 (4,0)
738773560	BRD1805 (4,5)
738773570	BRD1805 (5,0)
738773580	BRD1805 (6,0)
738773590	BRD1805 (7,0)
738773600	BRD44,5X (0,6)
738773610	BRD44,5X (0,7)
738773620	BRD44,5X (0,8)
738773630	BRD44,5X (1,0)
738773640	BRD44,5X (1,4)
738773650	BRD44,5X (1,8)
738773660	BRD44,5X (2,3)
738773670	BRD44,5X (2,7)
738773680	BRD44,5X (3,1)
738773690	BRD44,5X (3,5)
738773700	BRD44,5X (4,0)
738773710	BRD44,5X (4,5)
738773720	BRD44,5X (5,0)
738773730	BRD44,5X (6,0)
738773740	BRD44,5X (7,0)
738773750	BRD55X (0,6)
738773760	BRD55X (0,7)
738773770	BRD55X (0,8)
738773780	BRD55X (1,0)
738773790	BRD55X (1,4)
738773800	BRD55X (1,8)
738773810	BRD55X (2,3)
738773820	BRD55X (2,7)
738773830	BRD55X (3,1)
738773840	BRD55X (3,5)
738773850	BRD55X (4,0)
738773860	BRD55X (4,5)
738773870	BRD55X (5,0)
738773880	BRD55X (6,0)
738773890	BRD55X (7,0)
738773900	BRD70X (0,6)
738773910	BRD70X (0,7)
738773920	BRD70X (0,8)
738773930	BRD70X (1,0)
738773940	BRD70X (1,4)

738773950	BRD70X (1,8)
738773960	BRD70X (2,3)
738773970	BRD70X (2,7)
738773980	BRD70X (3,1)
738773990	BRD70X (3,5)
738774000	BRD70X (4,0)
738774010	BRD70X (4,5)
738774020	BRD70X (5,0)
738774030	BRD70X (6,0)
738774040	BRD70X (7,0)
738774050	BRD95X (0,6)
738774060	BRD95X (0,7)
738774070	BRD95X (0,8)
738774080	BRD95X (1,0)
738774090	BRD95X (1,4)
738774100	BRD95X (1,8)
738774110	BRD95X (2,3)
738774120	BRD95X (2,7)
738774130	BRD95X (3,1)
738774140	BRD95X (3,5)
738774150	BRD95X (4,0)
738774160	BRD95X (4,5)
738774170	BRD95X (5,0)
738774180	BRD95X (6,0)
738774190	BRD95X (7,0)
738774200	BRD115X (0,6)
738774210	BRD115X (0,7)
738774220	BRD115X (0,8)
738774230	BRD115X (1,0)
738774240	BRD115X (1,4)
738774250	BRD115X (1,8)
738774260	BRD115X (2,3)
738774270	BRD115X (2,7)
738774280	BRD115X (3,1)
738774290	BRD115X (3,5)
738774300	BRD115X (4,0)
738774310	BRD115X (4,5)
738774320	BRD115X (5,0)
738774330	BRD115X (6,0)
738774340	BRD115X (7,0)

738774350	BRD125X (0,6)
738774360	BRD125X (0,7)
738774370	BRD125X (0,8)
738774380	BRD125X (1,0)
738774390	BRD125X (1,4)
738774400	BRD125X (1,8)
738774410	BRD125X (2,3)
738774420	BRD125X (2,7)
738774430	BRD125X (3,1)
738774440	BRD125X (3,5)
738774450	BRD125X (4,0)
738774460	BRD125X (4,5)
738774470	BRD125X (5,0)
738774480	BRD125X (6,0)
738774490	BRD125X (7,0)
738774500	BRD150X (0,6)
738774510	BRD150X (0,7)
738774520	BRD150X (0,8)
738774530	BRD150X (1,0)
738774540	BRD150X (1,4)
738774550	BRD150X (1,8)
738774560	BRD150X (2,3)
738774570	BRD150X (2,7)
738774580	BRD150X (3,1)
738774590	BRD150X (3,5)
738774600	BRD150X (4,0)
738774610	BRD150X (4,5)
738774620	BRD150X (5,0)
738774630	BRD150X (6,0)
738774640	BRD150X (7,0)
738774650	BRD180X (0,6)
738774660	BRD180X (0,7)
738774670	BRD180X (0,8)
738774680	BRD180X (1,0)
738774690	BRD180X (1,4)
738774700	BRD180X (1,8)
738774710	BRD180X (2,3)
738774720	BRD180X (2,7)
738774730	BRD180X (3,1)
738774740	BRD180X (3,5)

738774750	BRD180X (4,0)
738774760	BRD180X (4,5)
738774770	BRD180X (5,0)
738774780	BRD180X (6,0)
738774790	BRD180X (7,0)
738774800	BRD44,5L (0,6)
738774810	BRD44,5L (0,7)
738774820	BRD44,5L (0,8)
738774830	BRD44,5L (1,0)
738774840	BRD44,5L (1,4)
738774850	BRD44,5L (1,8)
738774860	BRD44,5L (2,3)
738774870	BRD44,5L (2,7)
738774880	BRD44,5L (3,1)
738774890	BRD44,5L (3,5)
738774900	BRD44,5L (4,0)
738774910	BRD44,5L (4,5)
738774920	BRD44,5L (5,0)
738774930	BRD44,5L (6,0)
738774940	BRD44,5L (7,0)
738774950	BRD55L (0,6)
738774960	BRD55L (0,7)
738774970	BRD55L (0,8)
738774980	BRD55L (1,0)
738774990	BRD55L (1,4)
738775000	BRD55L (1,8)
738775010	BRD55L (2,3)
738775020	BRD55L (2,7)
738775030	BRD55L (3,1)
738775040	BRD55L (3,5)
738775050	BRD55L (4,0)
738775060	BRD55L (4,5)
738775070	BRD55L (5,0)
738775080	BRD55L (6,0)
738775090	BRD55L (7,0)
738775100	BRD70L (0,6)
738775110	BRD70L (0,7)
738775120	BRD70L (0,8)
738775130	BRD70L (1,0)
738775140	BRD70L (1,4)

738775150	BRD70L (1,8)
738775160	BRD70L (2,3)
738775170	BRD70L (2,7)
738775180	BRD70L (3,1)
738775190	BRD70L (3,5)
738775200	BRD70L (4,0)
738775210	BRD70L (4,5)
738775220	BRD70L (5,0)
738775230	BRD70L (6,0)
738775240	BRD70L (7,0)
738775250	BRD95L (0,6)
738775260	BRD95L (0,7)
738775270	BRD95L (0,8)
738775280	BRD95L (1,0)
738775290	BRD95L (1,4)
738775300	BRD95L (1,8)
738775310	BRD95L (2,3)
738775320	BRD95L (2,7)
738775330	BRD95L (3,1)
738775340	BRD95L (3,5)
738775350	BRD95L (4,0)
738775360	BRD95L (4,5)
738775370	BRD95L (5,0)
738775380	BRD95L (6,0)
738775390	BRD95L (7,0)
738775400	BRD115L (0,6)
738775410	BRD115L (0,7)
738775420	BRD115L (0,8)
738775430	BRD115L (1,0)
738775440	BRD115L (1,4)
738775450	BRD115L (1,8)
738775460	BRD115L (2,3)
738775470	BRD115L (2,7)
738775480	BRD115L (3,1)
738775490	BRD115L (3,5)
738775500	BRD115L (4,0)
738775510	BRD115L (4,5)
738775520	BRD115L (5,0)
738775530	BRD115L (6,0)
738775540	BRD115L (7,0)

738775550	BRD125L (0,6)
738775560	BRD125L (0,7)
738775570	BRD125L (0,8)
738775580	BRD125L (1,0)
738775590	BRD125L (1,4)
738775600	BRD125L (1,8)
738775610	BRD125L (2,3)
738775620	BRD125L (2,7)
738775630	BRD125L (3,1)
738775640	BRD125L (3,5)
738775650	BRD125L (4,0)
738775660	BRD125L (4,5)
738775670	BRD125L (5,0)
738775680	BRD125L (6,0)
738775690	BRD125L (7,0)
738775700	BRD150L (0,6)
738775710	BRD150L (0,7)
738775720	BRD150L (0,8)
738775730	BRD150L (1,0)
738775740	BRD150L (1,4)
738775750	BRD150L (1,8)
738775760	BRD150L (2,3)
738775770	BRD150L (2,7)
738775780	BRD150L (3,1)
738775790	BRD150L (3,5)
738775800	BRD150L (4,0)
738775810	BRD150L (4,5)
738775820	BRD150L (5,0)
738775830	BRD150L (6,0)
738775840	BRD150L (7,0)
738775850	BRD180L (0,6)
738775860	BRD180L (0,7)
738775870	BRD180L (0,8)
738775880	BRD180L (1,0)
738775890	BRD180L (2,3)
738775900	BRD180L (1,4)
738775910	BRD180L (1,8)
738775920	BRD180L (2,7)
738775930	BRD180L (3,1)
738775940	BRD180L (3,5)

738775950	BRD180L (4,0)
738775960	BRD180L (4,5)
738775970	BRD180L (5,0)
738775980	BRD180L (6,0)
738775990	BRD180L (7,0)
738776000	BRD44,5B (0,6)
738776010	BRD44,5B (0,7)
738776020	BRD44,5B (0,8)
738776030	BRD44,5B (1,0)
738776040	BRD44,5B (1,4)
738776050	BRD44,5B (1,8)
738776060	BRD44,5B (2,3)
738776070	BRD44,5B (2,7)
738776080	BRD44,5B (3,1)
738776090	BRD44,5B (3,5)
738776100	BRD44,5B (4,0)
738776110	BRD44,5B (4,5)
738776120	BRD44,5B (5,0)
738776130	BRD44,5B (6,0)
738776140	BRD44,5B (7,0)
738776150	BRD55B (0,6)
738776160	BRD55B (0,7)
738776170	BRD55B (0,8)
738776180	BRD55B (1,0)
738776190	BRD55B (1,4)
738776200	BRD55B (1,8)
738776210	BRD55B (2,3)
738776220	BRD55B (2,7)
738776230	BRD55B (3,1)
738776240	BRD55B (3,5)
738776250	BRD55B (4,0)
738776260	BRD55B (4,5)
738776270	BRD55B (5,0)
738776280	BRD55B (6,0)
738776290	BRD55B (7,0)
738776300	BRD70B (0,6)
738776310	BRD70B (0,7)
738776320	BRD70B (0,8)
738776330	BRD70B (1,0)
738776340	BRD70B (1,4)

738776350	BRD70B (1,8)
738776360	BRD70B (2,3)
738776370	BRD70B (2,7)
738776380	BRD70B (3,1)
738776390	BRD70B (3,5)
738776400	BRD70B (4,0)
738776410	BRD70B (4,5)
738776420	BRD70B (5,0)
738776430	BRD70B (6,0)
738776440	BRD70B (7,0)
738776450	BRD85B (0,6)
738776460	BRD85B (0,7)
738776470	BRD85B (0,8)
738776480	BRD85B (1,0)
738776490	BRD85B (1,4)
738776500	BRD85B (1,8)
738776510	BRD85B (2,3)
738776520	BRD85B (2,7)
738776530	BRD85B (3,1)
738776540	BRD85B (3,5)
738776550	BRD85B (4,0)
738776560	BRD85B (4,5)
738776570	BRD85B (5,0)
738776580	BRD85B (6,0)
738776590	BRD85B (7,0)
738776600	BRD95B (0,6)
738776610	BRD95B (0,7)
738776620	BRD95B (0,8)
738776630	BRD95B (1,0)
738776640	BRD95B (1,4)
738776650	BRD95B (1,8)
738776660	BRD95B (2,3)
738776670	BRD95B (2,7)
738776680	BRD95B (3,1)
738776690	BRD95B (3,5)
738776700	BRD95B (4,0)
738776710	BRD95B (4,5)
738776720	BRD95B (5,0)
738776730	BRD95B (6,0)
738776740	BRD95B (7,0)

738776750	BRD115B (0,6)
738776760	BRD115B (0,7)
738776770	BRD115B (0,8)
738776780	BRD115B (1,0)
738776790	BRD115B (1,4)
738776800	BRD115B (1,8)
738776810	BRD115B (2,3)
738776820	BRD115B (2,7)
738776830	BRD115B (3,1)
738776840	BRD115B (3,5)
738776850	BRD115B (4,0)
738776860	BRD115B (4,5)
738776870	BRD115B (5,0)
738776880	BRD115B (6,0)
738776890	BRD115B (7,0)
738776900	BRD125B (0,6)
738776910	BRD125B (0,7)
738776920	BRD125B (0,8)
738776930	BRD125B (1,0)
738776940	BRD125B (1,4)
738776950	BRD125B (1,8)
738776960	BRD125B (2,3)
738776970	BRD125B (2,7)
738776980	BRD125B (3,1)
738776990	BRD125B (3,5)
738777000	BRD125B (4,0)
738777010	BRD125B (4,5)
738777020	BRD125B (5,0)
738777030	BRD125B (6,0)
738777040	BRD125B (7,0)
738777050	BRD150B (0,6)
738777060	BRD150B (0,7)
738777070	BRD150B (0,8)
738777080	BRD150B (1,0)
738777090	BRD150B (1,4)
738777100	BRD150B (1,8)
738777110	BRD150B (2,3)
738777120	BRD150B (2,7)
738777130	BRD150B (3,1)
738777140	BRD150B (3,5)

738777150	BRD150B (4,0)
738777160	BRD150B (4,5)
738777170	BRD150B (5,0)
738777180	BRD150B (6,0)
738777190	BRD150B (7,0)
738777200	BRD180B (0,6)
738777210	BRD180B (0,7)
738777220	BRD180B (0,8)
738777230	BRD180B (1,0)
738777240	BRD180B (1,4)
738777250	BRD180B (1,8)
738777260	BRD180B (2,3)
738777270	BRD180B (2,7)
738777280	BRD180B (3,1)
738777290	BRD180B (3,5)
738777300	BRD180B (4,0)
738777310	BRD180B (4,5)
738777320	BRD180B (5,0)
738777330	BRD180B (6,0)
738777340	BRD180B (7,0)

▪ **BCR**

Código	Modelo
738780000	BCR44,5R (1,0)
738780010	BCR44,5R (1,4)
738780020	BCR44,5R (1,8)
738780030	BCR44,5R (2,3)
738780040	BCR44,5R (2,7)
738780050	BCR44,5R (3,1)
738780060	BCR44,5R (3,5)
738780070	BCR44,5R (4,0)
738780080	BCR44,5R (4,5)
738780090	BCR44,5R (5,0)
738780100	BCR44,5R (6,0)
738780110	BCR44,5R (7,0)
738780120	BCR55R (1,0)
738780130	BCR55R (1,4)
738780140	BCR55R (1,8)
738780150	BCR55R (2,3)
738780160	BCR55R (2,7)

738780170	BCR55R (3,1)
738780180	BCR55R (3,5)
738780190	BCR55R (4,0)
738780200	BCR55R (4,5)
738780210	BCR55R (5,0)
738780220	BCR55R (6,0)
738780230	BCR55R (7,0)
738780240	BCR70R (1,0)
738780250	BCR70R (1,4)
738780260	BCR70R (1,8)
738780270	BCR70R (2,3)
738780280	BCR70R (2,7)
738780290	BCR70R (3,1)
738780300	BCR70R (3,5)
738780310	BCR70R (4,0)
738780320	BCR70R (4,5)
738780330	BCR70R (5,0)
738780340	BCR70R (6,0)
738780350	BCR70R (7,0)
738780360	BCR95R (1,0)
738780370	BCR95R (1,4)
738780380	BCR95R (1,8)
738780390	BCR95R (2,3)
738780400	BCR95R (2,7)
738780410	BCR95R (3,1)
738780420	BCR95R (3,5)
738780430	BCR95R (4,0)
738780440	BCR95R (4,5)
738780450	BCR95R (5,0)
738780460	BCR95R (6,0)
738780470	BCR95R (7,0)
738780480	BCR115R (1,0)
738780490	BCR115R (1,4)
738780500	BCR115R (1,8)
738780510	BCR115R (2,3)
738780520	BCR115R (2,7)
738780530	BCR115R (3,1)
738780540	BCR115R (3,5)
738780550	BCR115R (4,0)
738780560	BCR115R (4,5)

738780570	BCR115R (5,0)
738780580	BCR115R (6,0)
738780590	BCR115R (7,0)
738780600	BCR150R (1,0)
738780610	BCR150R (1,4)
738780620	BCR150R (1,8)
738780630	BCR150R (2,3)
738780640	BCR150R (2,7)
738780650	BCR150R (3,1)
738780660	BCR150R (3,5)
738780670	BCR150R (4,0)
738780680	BCR150R (4,5)
738780690	BCR150R (5,0)
738780700	BCR150R (6,0)
738780710	BCR150R (7,0)
738780720	BCR180R (1,0)
738780730	BCR180R (1,4)
738780740	BCR180R (1,8)
738780750	BCR180R (2,3)
738780760	BCR180R (2,7)
738780770	BCR180R (3,1)
738780780	BCR180R (3,5)
738780790	BCR180R (4,0)
738780800	BCR180R (4,5)
738780810	BCR180R (5,0)
738780820	BCR180R (6,0)
738780830	BCR180R (7,0)
738780840	BCR44,5T (1,0)
738780850	BCR44,5T (1,4)
738780860	BCR44,5T (1,8)
738780870	BCR44,5T (2,3)
738780880	BCR44,5T (2,7)
738780890	BCR44,5T (3,1)
738780900	BCR44,5T (3,5)
738780910	BCR44,5T (4,0)
738780920	BCR44,5T (4,5)
738780930	BCR44,5T (5,0)
738780940	BCR44,5T (6,0)
738780950	BCR44,5T (7,0)
738780960	BCR55T (1,0)

738780970	BCR55T (1,4)
738780980	BCR55T (1,8)
738780990	BCR55T (2,3)
738781000	BCR55T (2,7)
738781010	BCR55T (3,1)
738781020	BCR55T (3,5)
738781030	BCR55T (4,0)
738781040	BCR55T (4,5)
738781050	BCR55T (5,0)
738781060	BCR55T (6,0)
738781070	BCR55T (7,0)
738781080	BCR70T (1,0)
738781090	BCR70T (1,4)
738781100	BCR70T (1,8)
738781110	BCR70T (2,3)
738781120	BCR70T (2,7)
738781130	BCR70T (3,1)
738781140	BCR70T (3,5)
738781150	BCR70T (4,0)
738781160	BCR70T (4,5)
738781170	BCR70T (5,0)
738781180	BCR70T (6,0)
738781190	BCR70T (7,0)
738781200	BCR95T (1,0)
738781210	BCR95T (1,4)
738781220	BCR95T (1,8)
738781230	BCR95T (2,3)
738781240	BCR95T (2,7)
738781250	BCR95T (3,1)
738781260	BCR95T (3,5)
738781270	BCR95T (4,0)
738781280	BCR95T (4,5)
738781290	BCR95T (5,0)
738781300	BCR95T (6,0)
738781310	BCR95T (7,0)
738781320	BCR115T (1,0)
738781330	BCR115T (1,4)
738781340	BCR115T (1,8)
738781350	BCR115T (2,3)
738781360	BCR115T (2,7)

738781370	BCR115T (3,1)
738781380	BCR115T (3,5)
738781390	BCR115T (4,0)
738781400	BCR115T (4,5)
738781410	BCR115T (5,0)
738781420	BCR115T (6,0)
738781430	BCR115T (7,0)
738781440	BCR150T (1,0)
738781450	BCR150T (1,4)
738781460	BCR150T (1,8)
738781470	BCR150T (2,3)
738781480	BCR150T (2,7)
738781490	BCR150T (3,1)
738781500	BCR150T (3,5)
738781510	BCR150T (4,0)
738781520	BCR150T (4,5)
738781530	BCR150T (5,0)
738781540	BCR150T (6,0)
738781550	BCR150T (7,0)
738781560	BCR180T (1,0)
738781570	BCR180T (1,4)
738781580	BCR180T (1,8)
738781590	BCR180T (2,3)
738781600	BCR180T (2,7)
738781610	BCR180T (3,1)
738781620	BCR180T (3,5)
738781630	BCR180T (4,0)
738781640	BCR180T (4,5)
738781650	BCR180T (5,0)
738781660	BCR180T (6,0)
738781670	BCR180T (7,0)
738781680	BCR44,5S (1,0)
738781690	BCR44,5S (1,4)
738781700	BCR44,5S (1,8)
738781710	BCR44,5S (2,3)
738781720	BCR44,5S (2,7)
738781730	BCR44,5S (3,1)
738781740	BCR44,5S (3,5)
738781750	BCR44,5S (4,0)
738781760	BCR44,5S (4,5)

738781770	BCR44,5S (5,0)
738781780	BCR44,5S (6,0)
738781790	BCR44,5S (7,0)
738781800	BCR55S (1,0)
738781810	BCR55S (1,4)
738781820	BCR55S (1,8)
738781830	BCR55S (2,3)
738781840	BCR55S (2,7)
738781850	BCR55S (3,1)
738781860	BCR55S (3,5)
738781870	BCR55S (4,0)
738781880	BCR55S (4,5)
738781890	BCR55S (5,0)
738781900	BCR55S (6,0)
738781910	BCR55S (7,0)
738781920	BCR70S (1,0)
738781930	BCR70S (1,4)
738781940	BCR70S (1,8)
738781950	BCR70S (2,3)
738781960	BCR70S (2,7)
738781970	BCR70S (3,1)
738781980	BCR70S (3,5)
738781990	BCR70S (4,0)
738782000	BCR70S (4,5)
738782010	BCR70S (5,0)
738782020	BCR70S (6,0)
738782030	BCR70S (7,0)
738782040	BCR95S (1,0)
738782050	BCR95S (1,4)
738782060	BCR95S (1,8)
738782070	BCR95S (2,3)
738782080	BCR95S (2,7)
738782090	BCR95S (3,1)
738782100	BCR95S (3,5)
738782110	BCR95S (4,0)
738782120	BCR95S (4,5)
738782130	BCR95S (5,0)
738782140	BCR95S (6,0)
738782150	BCR95S (7,0)
738782160	BCR115S (1,0)

738782170	BCR1155 (1,4)
738782180	BCR1155 (1,8)
738782190	BCR1155 (2,3)
738782200	BCR1155 (2,7)
738782210	BCR1155 (3,1)
738782220	BCR1155 (3,5)
738782230	BCR1155 (4,0)
738782240	BCR1155 (4,5)
738782250	BCR1155 (5,0)
738782260	BCR1155 (6,0)
738782270	BCR1155 (7,0)
738782280	BCR1505 (1,0)
738782290	BCR1505 (1,4)
738782300	BCR1505 (1,8)
738782310	BCR1505 (2,3)
738782320	BCR1505 (2,7)
738782330	BCR1505 (3,1)
738782340	BCR1505 (3,5)
738782350	BCR1505 (4,0)
738782360	BCR1505 (4,5)
738782370	BCR1505 (5,0)
738782380	BCR1505 (6,0)
738782390	BCR1505 (7,0)
738782400	BCR1805 (1,0)
738782410	BCR1805 (1,4)
738782420	BCR1805 (1,8)
738782430	BCR1805 (2,3)
738782440	BCR1805 (2,7)
738782450	BCR1805 (3,1)
738782460	BCR1805 (3,5)
738782470	BCR1805 (4,0)
738782480	BCR1805 (4,5)
738782490	BCR1805 (5,0)
738782500	BCR1805 (6,0)
738782510	BCR1805 (7,0)
738782520	BCR44,5X (1,0)
738782530	BCR44,5X (1,4)
738782540	BCR44,5X (1,8)
738782550	BCR44,5X (2,3)
738782560	BCR44,5X (2,7)

738782570	BCR44,5X (3,1)
738782580	BCR44,5X (3,5)
738782590	BCR44,5X (4,0)
738782600	BCR44,5X (4,5)
738782610	BCR44,5X (5,0)
738782620	BCR44,5X (6,0)
738782630	BCR44,5X (7,0)
738782640	BCR55X (1,0)
738782650	BCR55X (1,4)
738782660	BCR55X (1,8)
738782670	BCR55X (2,3)
738782680	BCR55X (2,7)
738782690	BCR55X (3,1)
738782700	BCR55X (3,5)
738782710	BCR55X (4,0)
738782720	BCR55X (4,5)
738782730	BCR55X (5,0)
738782740	BCR55X (6,0)
738782750	BCR55X (7,0)
738782760	BCR70X (1,0)
738782770	BCR70X (1,4)
738782780	BCR70X (1,8)
738782790	BCR70X (2,3)
738782800	BCR70X (2,7)
738782810	BCR70X (3,1)
738782820	BCR70X (3,5)
738782830	BCR70X (4,0)
738782840	BCR70X (4,5)
738782850	BCR70X (5,0)
738782860	BCR70X (6,0)
738782870	BCR70X (7,0)
738782880	BCR95X (1,0)
738782890	BCR95X (1,4)
738782900	BCR95X (1,8)
738782910	BCR95X (2,3)
738782920	BCR95X (2,7)
738782930	BCR95X (3,1)
738782940	BCR95X (3,5)
738782950	BCR95X (4,0)
738782960	BCR95X (4,5)

738782970	BCR95X (5,0)
738782980	BCR95X (6,0)
738782990	BCR95X (7,0)
738783000	BCR115X (1,0)
738783010	BCR115X (1,4)
738783020	BCR115X (1,8)
738783030	BCR115X (2,3)
738783040	BCR115X (2,7)
738783050	BCR115X (3,1)
738783060	BCR115X (3,5)
738783070	BCR115X (4,0)
738783080	BCR115X (4,5)
738783090	BCR115X (5,0)
738783100	BCR115X (6,0)
738783110	BCR115X (7,0)
738783120	BCR150X (1,0)
738783130	BCR150X (1,4)
738783140	BCR150X (1,8)
738783150	BCR150X (2,3)
738783160	BCR150X (2,7)
738783170	BCR150X (3,1)
738783180	BCR150X (3,5)
738783190	BCR150X (4,0)
738783200	BCR150X (4,5)
738783210	BCR150X (5,0)
738783220	BCR150X (6,0)
738783230	BCR150X (7,0)
738783240	BCR180X (1,0)
738783250	BCR180X (1,4)
738783260	BCR180X (1,8)
738783270	BCR180X (2,3)
738783280	BCR180X (2,7)
738783290	BCR180X (3,1)
738783300	BCR180X (3,5)
738783310	BCR180X (4,0)
738783320	BCR180X (4,5)
738783330	BCR180X (5,0)
738783340	BCR180X (6,0)
738783350	BCR180X (7,0)
738783360	BCR44,5L (1,0)

738783370	BCR44,5L (1,4)
738783380	BCR44,5L (1,8)
738783390	BCR44,5L (2,3)
738783400	BCR44,5L (2,7)
738783410	BCR44,5L (3,1)
738783420	BCR44,5L (3,5)
738783430	BCR44,5L (4,0)
738783440	BCR44,5L (4,5)
738783450	BCR44,5L (5,0)
738783460	BCR44,5L (6,0)
738783470	BCR44,5L (7,0)
738783480	BCR55L (1,0)
738783490	BCR55L (1,4)
738783500	BCR55L (1,8)
738783510	BCR55L (2,3)
738783520	BCR55L (2,7)
738783530	BCR55L (3,1)
738783540	BCR55L (3,5)
738783550	BCR55L (4,0)
738783560	BCR55L (4,5)
738783570	BCR55L (5,0)
738783580	BCR55L (6,0)
738783590	BCR55L (7,0)
738783600	BCR70L (1,0)
738783610	BCR70L (1,4)
738783620	BCR70L (1,8)
738783630	BCR70L (2,3)
738783640	BCR70L (2,7)
738783650	BCR70L (3,1)
738783660	BCR70L (3,5)
738783670	BCR70L (4,0)
738783680	BCR70L (4,5)
738783690	BCR70L (5,0)
738783700	BCR70L (6,0)
738783710	BCR70L (7,0)
738783720	BCR95L (1,0)
738783730	BCR95L (1,4)
738783740	BCR95L (1,8)
738783750	BCR95L (2,3)
738783760	BCR95L (2,7)

738783770	BCR95L (3,1)
738783780	BCR95L (3,5)
738783790	BCR95L (4,0)
738783800	BCR95L (4,5)
738783810	BCR95L (5,0)
738783820	BCR95L (6,0)
738783830	BCR95L (7,0)
738783840	BCR115L (1,0)
738783850	BCR115L (1,4)
738783860	BCR115L (1,8)
738783870	BCR115L (2,3)
738783880	BCR115L (2,7)
738783890	BCR115L (3,1)
738783900	BCR115L (3,5)
738783910	BCR115L (4,0)
738783920	BCR115L (4,5)
738783930	BCR115L (5,0)
738783940	BCR115L (6,0)
738783950	BCR115L (7,0)
738783960	BCR150L (1,0)
738783970	BCR150L (1,4)
738783980	BCR150L (1,8)
738783990	BCR150L (2,3)
738784000	BCR150L (2,7)
738784010	BCR150L (3,1)
738784020	BCR150L (3,5)
738784030	BCR150L (4,0)
738784040	BCR150L (4,5)
738784050	BCR150L (5,0)
738784060	BCR150L (6,0)
738784070	BCR150L (7,0)
738784080	BCR180L (1,0)
738784090	BCR180L (1,4)
738784100	BCR180L (1,8)
738784110	BCR180L (2,3)
738784120	BCR180L (2,7)
738784130	BCR180L (3,1)
738784140	BCR180L (3,5)
738784150	BCR180L (4,0)
738784160	BCR180L (4,5)

738784170	BCR180L (5,0)
738784180	BCR180L (6,0)
738784190	BCR180L (7,0)
738784200	BCR44,5B (1,0)
738784210	BCR44,5B (1,4)
738784220	BCR44,5B (1,8)
738784230	BCR44,5B (2,3)
738784240	BCR44,5B (2,7)
738784250	BCR44,5B (3,1)
738784260	BCR44,5B (3,5)
738784270	BCR44,5B (4,0)
738784280	BCR44,5B (4,5)
738784290	BCR44,5B (5,0)
738784300	BCR44,5B (6,0)
738784310	BCR44,5B (7,0)
738784320	BCR55B (1,0)
738784330	BCR55B (1,4)
738784340	BCR55B (1,8)
738784350	BCR55B (2,3)
738784360	BCR55B (2,7)
738784370	BCR55B (3,1)
738784380	BCR55B (3,5)
738784390	BCR55B (4,0)
738784400	BCR55B (4,5)
738784410	BCR55B (5,0)
738784420	BCR55B (6,0)
738784430	BCR55B (7,0)
738784440	BCR70B (1,0)
738784450	BCR70B (1,4)
738784460	BCR70B (1,8)
738784470	BCR70B (2,3)
738784480	BCR70B (2,7)
738784490	BCR70B (3,1)
738784500	BCR70B (3,5)
738784510	BCR70B (4,0)
738784520	BCR70B (4,5)
738784530	BCR70B (5,0)
738784540	BCR70B (6,0)
738784550	BCR70B (7,0)
738784560	BCR95B (1,0)

738784570	BCR95B (1,4)
738784580	BCR95B (1,8)
738784590	BCR95B (2,3)
738784600	BCR95B (2,7)
738784610	BCR95B (3,1)
738784620	BCR95B (3,5)
738784630	BCR95B (4,0)
738784640	BCR95B (4,5)
738784650	BCR95B (5,0)
738784660	BCR95B (6,0)
738784670	BCR95B (7,0)
738784680	BCR115B (1,0)
738784690	BCR115B (1,4)
738784700	BCR115B (1,8)
738784710	BCR115B (2,3)
738784720	BCR115B (2,7)
738784730	BCR115B (3,1)
738784740	BCR115B (3,5)
738784750	BCR115B (4,0)
738784760	BCR115B (4,5)
738784770	BCR115B (5,0)
738784780	BCR115B (6,0)
738784790	BCR115B (7,0)
738784800	BCR150B (1,0)
738784810	BCR150B (1,4)
738784820	BCR150B (1,8)
738784830	BCR150B (2,3)
738784840	BCR150B (2,7)
738784850	BCR150B (3,1)
738784860	BCR150B (3,5)
738784870	BCR150B (4,0)
738784880	BCR150B (4,5)
738784890	BCR150B (5,0)
738784900	BCR150B (6,0)
738784910	BCR150B (7,0)
738784920	BCR180B (1,0)
738784930	BCR180B (1,4)
738784940	BCR180B (1,8)
738784950	BCR180B (2,3)
738784960	BCR180B (2,7)

738784970	BCR180B (3,1)
738784980	BCR180B (3,5)
738784990	BCR180B (4,0)
738785000	BCR180B (4,5)
738785010	BCR180B (5,0)
738785020	BCR180B (6,0)
738785030	BCR180B (7,0)

▪ FRL

Código	Modelo
738790000	FRL44,5R (5,0)
738790010	FRL44,5R (7,0)
738790020	FRL55R (5,0)
738790030	FRL55R (7,0)
738790040	FRL70R (5,0)
738790050	FRL70R (7,0)
738790060	FRL95R (5,0)
738790070	FRL95R (7,0)
738790080	FRL125R (5,0)
738790090	FRL125R (7,0)
738790100	FRL150R (5,0)
738790110	FRL150R (7,0)
738790120	FRL180R (5,0)
738790130	FRL180R (7,0)
738790140	FRL44,5T (5,0)
738790150	FRL44,5T (7,0)
738790160	FRL55T (5,0)
738790170	FRL55T (7,0)
738790180	FRL70T (5,0)
738790190	FRL70T (7,0)
738790200	FRL95T (5,0)
738790210	FRL95T (7,0)
738790220	FRL125T (5,0)
738790230	FRL125T (7,0)
738790240	FRL150T (5,0)
738790250	FRL150T (7,0)
738790260	FRL180T (5,0)
738790270	FRL180T (7,0)
738790280	FRL44,5S (5,0)
738790290	FRL44,5S (7,0)

738790300	FRL555 (5,0)
738790310	FRL555 (7,0)
738790320	FRL705 (5,0)
738790330	FRL705 (7,0)
738790340	FRL955 (5,0)
738790350	FRL955 (7,0)
738790360	FRL1255 (5,0)
738790370	FRL1255 (7,0)
738790380	FRL1505 (5,0)
738790390	FRL1505 (7,0)
738790400	FRL1805 (5,0)
738790410	FRL1805 (7,0)
738790420	FRL44,5X (7,0)
738790430	FRL44,5X (5,0)
738790440	FRL55X (7,0)
738790450	FRL55X (5,0)
738790460	FRL70X (7,0)
738790470	FRL70X (5,0)
738790480	FRL95X (7,0)
738790490	FRL95X (5,0)
738790500	FRL125X (7,0)
738790510	FRL125X (5,0)
738790520	FRL150X (5,0)
738790530	FRL150X (7,0)
738790540	FRL180X (5,0)
738790550	FRL180X (7,0)
738790560	FRL44,5L (5,0)
738790570	FRL44,5L (7,0)
738790580	FRL55L (5,0)
738790590	FRL55L (7,0)
738790600	FRL70L (5,0)
738790610	FRL70L (7,0)
738790620	FRL95L (5,0)
738790630	FRL95L (7,0)
738790640	FRL125L (5,0)
738790650	FRL125L (7,0)
738790660	FRL150L (5,0)
738790670	FRL150L (7,0)
738790680	FRL180L (5,0)
738790690	FRL180L (7,0)

738790700	FRL44,5B (5,0)
738790710	FRL44,5B (7,0)
738790720	FRL55B (5,0)
738790730	FRL55B (7,0)
738790740	FRL70B (7,0)
738790750	FRL70B (5,0)
738790760	FRL95B (5,0)
738790770	FRL95B (7,0)
738790780	FRL125B (5,0)
738790790	FRL125B (7,0)
738790800	FRL150B (5,0)
738790810	FRL150B (7,0)
738790820	FRL180B (5,0)
738790830	FRL180B (7,0)

▪ FAD

Código	Modelo
738800000	FAD44,5R (5,0)
738800010	FAD44,5R (7,0)
738800020	FAD55R (5,0)
738800030	FAD55R (7,0)
738800040	FAD70R (5,0)
738800050	FAD70R (7,0)
738800060	FAD95R (5,0)
738800070	FAD95R (7,0)
738800080	FAD125R (5,0)
738800090	FAD125R (7,0)
738800100	FAD150R (5,0)
738800110	FAD150R (7,0)
738800120	FAD180R (5,0)
738800130	FAD180R (7,0)
738800140	FAD44,5T (5,0)
738800150	FAD44,5T (7,0)
738800160	FAD55T (5,0)
738800170	FAD55T (7,0)
738800180	FAD70T (5,0)
738800190	FAD70T (7,0)
738800200	FAD95T (5,0)
738800210	FAD95T (7,0)

738800220	FAD125T (5,0)
738800230	FAD125T (7,0)
738800240	FAD150T (5,0)
738800250	FAD150T (7,0)
738800260	FAD180T (5,0)
738800270	FAD180T (7,0)
738800280	FAD44,5S (5,0)
738800290	FAD44,5S (7,0)
738800300	FAD55S (5,0)
738800310	FAD55S (7,0)
738800320	FAD70S (5,0)
738800330	FAD70S (7,0)
738800340	FAD95S (5,0)
738800350	FAD95S (7,0)
738800360	FAD125S (5,0)
738800370	FAD125S (7,0)
738800380	FAD150S (5,0)
738800390	FAD150S (7,0)
738800400	FAD180S (5,0)
738800410	FAD180S (7,0)
738800420	FAD44,5X (5,0)
738800430	FAD44,5X (7,0)
738800440	FAD55X (5,0)
738800450	FAD55X (7,0)
738800460	FAD70X (5,0)
738800470	FAD70X (7,0)
738800480	FAD95X (5,0)
738800490	FAD95X (7,0)
738800500	FAD125X (5,0)
738800510	FAD125X (7,0)
738800520	FAD150X (5,0)
738800530	FAD150X (7,0)
738800540	FAD180X (5,0)
738800550	FAD180X (7,0)
738800560	FAD44,5L (5,0)
738800570	FAD44,5L (7,0)
738800580	FAD55L (5,0)
738800590	FAD55L (7,0)
738800600	FAD70L (5,0)
738800610	FAD70L (7,0)

738800620	FAD95L (5,0)
738800630	FAD95L (7,0)
738800640	FAD125L (5,0)
738800650	FAD125L (7,0)
738800660	FAD150L (5,0)
738800670	FAD150L (7,0)
738800680	FAD180L (5,0)
738800690	FAD180L (7,0)
738800700	FAD44,5B (5,0)
738800710	FAD44,5B (7,0)
738800720	FAD55B (5,0)
738800730	FAD55B (7,0)
738800740	FAD70B (5,0)
738800750	FAD70B (7,0)
738800760	FAD95B (5,0)
738800770	FAD95B (7,0)
738800780	FAD125B (5,0)
738800790	FAD125B (7,0)
738800800	FAD150B (5,0)
738800810	FAD150B (7,0)
738800820	FAD180B (5,0)
738800830	FAD180B (7,0)

▪ BCL

Código	Modelo
738810000	BCL44,5R (2,1)
738810010	BCL55R (2,1)
738810020	BCL70R (2,1)
738810030	BCL95R (2,1)
738810040	BCL125R (2,1)
738810050	BCL150R (2,1)
738810060	BCL180R (2,1)
738810070	BCL44,5T (2,1)
738810080	BCL55T (2,1)
738810090	BCL70T (2,1)
738810100	BCL95T (2,1)
738810110	BCL125T (2,1)
738810120	BCL150T (2,1)
738810130	BCL180T (2,1)

738810140	BCL44,5S (2,1)
738810150	BCL55S (2,1)
738810160	BCL70S (2,1)
738810170	BCL95S (2,1)
738810180	BCL125S (2,1)
738810190	BCL150S (2,1)
738810200	BCL180S (2,1)
738810210	BCL44,5X (2,1)
738810220	BCL55X (2,1)
738810230	BCL70X (2,1)
738810240	BCL95X (2,1)
738810250	BCL125X (2,1)
738810260	BCL150X (2,1)
738810270	BCL180X (2,1)
738810280	BCL44,5L (2,1)
738810290	BCL55L (2,1)
738810300	BCL70L (2,1)
738810310	BCL95L (2,1)
738810320	BCL125L (2,1)
738810330	BCL150L (2,1)
738810340	BCL180L (2,1)
738810350	BCL44,5B (2,1)
738810360	BCL55B (2,1)
738810370	BCL70B (2,1)
738810380	BCL95B (2,1)
738810390	BCL125B (2,1)
738810400	BCL150B (2,1)
738810410	BCL180B (2,1)

▪ ENT

Código	Modelo
738820000	ENT44,5R (4,0)
738820010	ENT44,5R (4,5)
738820020	ENT44,5R (6,0)
738820030	ENT55R (4,0)
738820040	ENT55R (4,5)
738820050	ENT55R (6,0)
738820060	ENT70R (4,0)
738820070	ENT70R (4,5)

738820080	ENT70R (6,0)
738820090	ENT95R (4,0)
738820100	ENT95R (4,5)
738820110	ENT95R (6,0)
738820120	ENT150R (4,0)
738820130	ENT150R (4,5)
738820140	ENT150R (6,0)
738820150	ENT180R (4,0)
738820160	ENT180R (4,5)
738820170	ENT180R (6,0)
738820180	ENT44,5T (4,0)
738820190	ENT44,5T (4,5)
738820200	ENT44,5T (6,0)
738820210	ENT55T (4,0)
738820220	ENT55T (4,5)
738820230	ENT55T (6,0)
738820240	ENT70T (4,0)
738820250	ENT70T (4,5)
738820260	ENT70T (6,0)
738820270	ENT95T (4,0)
738820280	ENT95T (4,5)
738820290	ENT95T (6,0)
738820300	ENT150T (4,0)
738820310	ENT150T (4,5)
738820320	ENT150T (6,0)
738820330	ENT180T (4,0)
738820340	ENT180T (4,5)
738820350	ENT180T (6,0)
738820360	ENT44,5S (4,0)
738820370	ENT44,5S (4,5)
738820380	ENT44,5S (6,0)
738820390	ENT55S (4,0)
738820400	ENT55S (4,5)
738820410	ENT55S (6,0)
738820420	ENT70S (4,0)
738820430	ENT70S (4,5)
738820440	ENT70S (6,0)
738820450	ENT95S (4,0)
738820460	ENT95S (4,5)
738820470	ENT95S (6,0)

738820480	ENT150S (4,0)
738820490	ENT150S (4,5)
738820500	ENT150S (6,0)
738820510	ENT180S (4,0)
738820520	ENT180S (4,5)
738820530	ENT180S (6,0)
738820540	ENT44,5X (4,0)
738820550	ENT44,5X (4,5)
738820560	ENT44,5X (6,0)
738820570	ENT55X (4,0)
738820580	ENT55X (4,5)
738820590	ENT55X (6,0)
738820600	ENT70X (4,0)
738820610	ENT70X (4,5)
738820620	ENT70X (6,0)
738820630	ENT95X (4,0)
738820640	ENT95X (4,5)
738820650	ENT95X (6,0)
738820660	ENT150X (4,0)
738820670	ENT150X (4,5)
738820680	ENT150X (6,0)
738820690	ENT180X (4,0)
738820700	ENT180X (4,5)
738820710	ENT180X (6,0)
738820720	ENT44,5L (4,0)
738820730	ENT44,5L (4,5)
738820740	ENT44,5L (6,0)
738820750	ENT55L (4,0)
738820760	ENT55L (4,5)
738820770	ENT55L (6,0)
738820780	ENT70L (4,0)
738820790	ENT70L (4,5)
738820800	ENT70L (6,0)
738820810	ENT95L (4,0)
738820820	ENT95L (4,5)
738820830	ENT95L (6,0)
738820840	ENT150L (4,0)
738820850	ENT150L (4,5)
738820860	ENT150L (6,0)
738820870	ENT180L (4,0)

738820880	ENT180L (4,5)
738820890	ENT180L (6,0)
738820900	ENT44,5B (4,0)
738820910	ENT44,5B (4,5)
738820920	ENT44,5B (6,0)
738820930	ENT55B (4,0)
738820940	ENT55B (4,5)
738820950	ENT55B (6,0)
738820960	ENT70B (4,0)
738820970	ENT70B (4,5)
738820980	ENT70B (6,0)
738820990	ENT95B (4,0)
738821000	ENT95B (4,5)
738821010	ENT95B (6,0)
738821020	ENT150B (4,0)
738821030	ENT150B (4,5)
738821040	ENT150B (6,0)
738821050	ENT180B (4,0)
738821060	ENT180B (4,5)
738821070	ENT180B (6,0)

▪ RAZ

Código	Modelo
738830000	RAZ44,5R (1,5)
738830010	RAZ44,5R (1,8)
738830020	RAZ44,5R (2,1)
738830030	RAZ44,5R (2,5)
738830040	RAZ55R (1,5)
738830050	RAZ55R (1,8)
738830060	RAZ55R (2,1)
738830070	RAZ55R (2,5)
738830080	RAZ70R (1,5)
738830090	RAZ70R (1,8)
738830100	RAZ70R (2,1)
738830110	RAZ70R (2,5)
738830120	RAZ95R (1,5)
738830130	RAZ95R (1,8)
738830140	RAZ95R (2,1)
738830150	RAZ95R (2,5)

738830160	RAZ115R (1,5)
738830170	RAZ115R (1,8)
738830180	RAZ115R (2,1)
738830190	RAZ115R (2,5)
738830200	RAZ125R (1,5)
738830210	RAZ125R (1,8)
738830220	RAZ125R (2,1)
738830230	RAZ125R (2,5)
738830240	RAZ150R (1,5)
738830250	RAZ150R (1,8)
738830260	RAZ150R (2,1)
738830270	RAZ150R (2,5)
738830280	RAZ180R (1,5)
738830290	RAZ180R (1,8)
738830300	RAZ180R (2,1)
738830310	RAZ180R (2,5)
738830320	RAZ44,5T (1,5)
738830330	RAZ44,5T (1,8)
738830340	RAZ44,5T (2,1)
738830350	RAZ44,5T (2,5)
738830360	RAZ55T (1,5)
738830370	RAZ55T (1,8)
738830380	RAZ55T (2,1)
738830390	RAZ55T (2,5)
738830400	RAZ70T (1,5)
738830410	RAZ70T (1,8)
738830420	RAZ70T (2,1)
738830430	RAZ70T (2,5)
738830440	RAZ95T (1,5)
738830450	RAZ95T (1,8)
738830460	RAZ95T (2,1)
738830470	RAZ95T (2,5)
738830480	RAZ115T (1,5)
738830490	RAZ115T (1,8)
738830500	RAZ115T (2,1)
738830510	RAZ115T (2,5)
738830520	RAZ125T (1,5)
738830530	RAZ125T (1,8)
738830540	RAZ125T (2,1)
738830550	RAZ125T (2,5)

738830560	RAZ150T (1,5)
738830570	RAZ150T (1,8)
738830580	RAZ150T (2,1)
738830590	RAZ150T (2,5)
738830600	RAZ180T (1,5)
738830610	RAZ180T (1,8)
738830620	RAZ180T (2,1)
738830630	RAZ180T (2,5)
738830640	RAZ44,5S (1,5)
738830650	RAZ44,5S (1,8)
738830660	RAZ44,5S (2,1)
738830670	RAZ44,5S (2,5)
738830680	RAZ55S (1,5)
738830690	RAZ55S (1,8)
738830700	RAZ55S (2,1)
738830710	RAZ55S (2,5)
738830720	RAZ70S (1,5)
738830730	RAZ70S (1,8)
738830740	RAZ70S (2,1)
738830750	RAZ70S (2,5)
738830760	RAZ95S (1,5)
738830770	RAZ95S (1,8)
738830780	RAZ95S (2,1)
738830790	RAZ95S (2,5)
738830800	RAZ115S (1,5)
738830810	RAZ115S (1,8)
738830820	RAZ115S (2,1)
738830830	RAZ115S (2,5)
738830840	RAZ125S (1,5)
738830850	RAZ125S (1,8)
738830860	RAZ125S (2,1)
738830870	RAZ125S (2,5)
738830880	RAZ150S (1,5)
738830890	RAZ150S (1,8)
738830900	RAZ150S (2,1)
738830910	RAZ150S (2,5)
738830920	RAZ180S (1,5)
738830930	RAZ180S (1,8)
738830940	RAZ180S (2,1)
738830950	RAZ180S (2,5)

738830960	RAZ44,5X (1,5)
738830970	RAZ44,5X (1,8)
738830980	RAZ44,5X (2,1)
738830990	RAZ44,5X (2,5)
738831000	RAZ55X (1,5)
738831010	RAZ55X (1,8)
738831020	RAZ55X (2,1)
738831030	RAZ55X (2,5)
738831040	RAZ70X (1,5)
738831050	RAZ70X (1,8)
738831060	RAZ70X (2,1)
738831070	RAZ70X (2,5)
738831080	RAZ95X (1,5)
738831090	RAZ95X (1,8)
738831100	RAZ95X (2,1)
738831110	RAZ95X (2,5)
738831120	RAZ115X (1,5)
738831130	RAZ115X (1,8)
738831140	RAZ115X (2,1)
738831150	RAZ115X (2,5)
738831160	RAZ125X (1,5)
738831170	RAZ125X (1,8)
738831180	RAZ125X (2,1)
738831190	RAZ125X (2,5)
738831200	RAZ150X (1,5)
738831210	RAZ150X (1,8)
738831220	RAZ150X (2,1)
738831230	RAZ150X (2,5)
738831240	RAZ180X (1,5)
738831250	RAZ180X (1,8)
738831260	RAZ180X (2,1)
738831270	RAZ180X (2,5)
738831280	RAZ44,5L (1,5)
738831290	RAZ44,5L (1,8)
738831300	RAZ44,5L (2,1)
738831310	RAZ44,5L (2,5)
738831320	RAZ55L (1,5)
738831330	RAZ55L (1,8)
738831340	RAZ55L (2,1)
738831350	RAZ55L (2,5)

738831360	RAZ70L (1,5)
738831370	RAZ70L (1,8)
738831380	RAZ70L (2,1)
738831390	RAZ70L (2,5)
738831400	RAZ95L (1,5)
738831410	RAZ95L (1,8)
738831420	RAZ95L (2,1)
738831430	RAZ95L (2,5)
738831440	RAZ115L (1,5)
738831450	RAZ115L (1,8)
738831460	RAZ115L (2,1)
738831470	RAZ115L (2,5)
738831480	RAZ125L (1,5)
738831490	RAZ125L (1,8)
738831500	RAZ125L (2,1)
738831510	RAZ125L (2,5)
738831520	RAZ150L (1,5)
738831530	RAZ150L (1,8)
738831540	RAZ150L (2,1)
738831550	RAZ150L (2,5)
738831560	RAZ180L (1,5)
738831570	RAZ180L (1,8)
738831580	RAZ180L (2,1)
738831590	RAZ180L (2,5)
738831600	RAZ44,5B (1,5)
738831610	RAZ44,5B (1,8)
738831620	RAZ44,5B (2,1)
738831630	RAZ44,5B (2,5)
738831640	RAZ55B (1,5)
738831650	RAZ55B (1,8)
738831660	RAZ55B (2,1)
738831670	RAZ55B (2,5)
738831680	RAZ70B (1,5)
738831690	RAZ70B (1,8)
738831700	RAZ70B (2,1)
738831710	RAZ70B (2,5)
738831720	RAZ95B (1,5)
738831730	RAZ95B (1,8)
738831740	RAZ95B (2,1)
738831750	RAZ95B (2,5)

738831760	RAZ115B (1,5)
738831770	RAZ115B (1,8)
738831780	RAZ115B (2,1)
738831790	RAZ115B (2,5)
738831800	RAZ125B (1,5)
738831810	RAZ125B (1,8)
738831820	RAZ125B (2,1)
738831830	RAZ125B (2,5)
738831840	RAZ150B (1,5)
738831850	RAZ150B (1,8)
738831860	RAZ150B (2,1)
738831870	RAZ150B (2,5)
738831880	RAZ180B (1,5)
738831890	RAZ180B (1,8)
738831900	RAZ180B (2,1)
738831910	RAZ180B (2,5)

▪ **BP**

Código	Modelo
738840000	BP44,5R (0,9)
738840010	BP44,5R (1,0)
738840020	BP44,5R (1,1)
738840030	BP44,5R (1,2)
738840040	BP44,5R (1,3)
738840050	BP44,5R (1,4)
738840060	BP44,5R (1,5)
738840070	BP44,5R (1,6)
738840080	BP44,5R (1,7)
738840090	BP44,5R (1,8)
738840100	BP44,5R (1,9)
738840110	BP44,5R (2,0)
738840120	BP44,5R (2,1)
738840130	BP44,5R (2,2)
738840140	BP44,5R (2,3)
738840150	BP44,5R (2,7)
738840160	BP44,5R (3,2)
738840170	BP44,5R (3,5)
738840180	BP55R (0,9)
738840190	BP55R (1,0)

738840200	BP55R (1,1)
738840210	BP55R (1,2)
738840220	BP55R (1,3)
738840230	BP55R (1,4)
738840240	BP55R (1,5)
738840250	BP55R (1,6)
738840260	BP55R (1,7)
738840270	BP55R (1,8)
738840280	BP55R (1,9)
738840290	BP55R (2,0)
738840300	BP55R (2,1)
738840310	BP55R (2,2)
738840320	BP55R (2,3)
738840330	BP55R (2,7)
738840340	BP55R (3,2)
738840350	BP55R (3,5)
738840360	BP70R (0,9)
738840370	BP70R (1,0)
738840380	BP70R (1,1)
738840390	BP70R (1,2)
738840400	BP70R (1,3)
738840410	BP70R (1,4)
738840420	BP70R (1,5)
738840430	BP70R (1,6)
738840440	BP70R (1,7)
738840450	BP70R (1,8)
738840460	BP70R (1,9)
738840470	BP70R (2,0)
738840480	BP70R (2,1)
738840490	BP70R (2,2)
738840500	BP70R (2,3)
738840510	BP70R (2,7)
738840520	BP70R (3,2)
738840530	BP70R (3,5)
738840540	BP95R (0,9)
738840550	BP95R (1,0)
738840560	BP95R (1,1)
738840570	BP95R (1,2)
738840580	BP95R (1,3)
738840590	BP95R (1,4)

738840600	BP95R (1,5)
738840610	BP95R (1,6)
738840620	BP95R (1,7)
738840630	BP95R (1,8)
738840640	BP95R (1,9)
738840650	BP95R (2,0)
738840660	BP95R (2,1)
738840670	BP95R (2,2)
738840680	BP95R (2,3)
738840690	BP95R (2,7)
738840700	BP95R (3,2)
738840710	BP95R (3,5)
738840720	BP110R (0,9)
738840730	BP110R (1,0)
738840740	BP110R (1,1)
738840750	BP110R (1,2)
738840760	BP110R (1,3)
738840770	BP110R (1,4)
738840780	BP110R (1,5)
738840790	BP110R (1,6)
738840800	BP110R (1,7)
738840810	BP110R (1,8)
738840820	BP110R (1,9)
738840830	BP110R (2,0)
738840840	BP110R (2,1)
738840850	BP110R (2,2)
738840860	BP110R (2,3)
738840870	BP110R (2,7)
738840880	BP110R (3,2)
738840890	BP110R (3,5)
738840900	BP115R (0,9)
738840910	BP115R (1,0)
738840920	BP115R (1,1)
738840930	BP115R (1,2)
738840940	BP115R (1,3)
738840950	BP115R (1,4)
738840960	BP115R (1,5)
738840970	BP115R (1,6)
738840980	BP115R (1,7)
738840990	BP115R (1,8)

738841000	BP115R (1,9)
738841010	BP115R (2,0)
738841020	BP115R (2,1)
738841030	BP115R (2,2)
738841040	BP115R (2,3)
738841050	BP115R (2,7)
738841060	BP115R (3,2)
738841070	BP115R (3,5)
738841080	BP120R (0,9)
738841090	BP120R (1,0)
738841100	BP120R (1,1)
738841110	BP120R (1,2)
738841120	BP120R (1,3)
738841130	BP120R (1,4)
738841140	BP120R (1,5)
738841150	BP120R (1,6)
738841160	BP120R (1,7)
738841170	BP120R (1,8)
738841180	BP120R (1,9)
738841190	BP120R (2,0)
738841200	BP120R (2,1)
738841210	BP120R (2,2)
738841220	BP120R (2,3)
738841230	BP120R (2,7)
738841240	BP120R (3,2)
738841250	BP120R (3,5)
738841260	BP125R (0,9)
738841270	BP125R (1,0)
738841280	BP125R (1,1)
738841290	BP125R (1,2)
738841300	BP125R (1,3)
738841310	BP125R (1,4)
738841320	BP125R (1,5)
738841330	BP125R (1,6)
738841340	BP125R (1,7)
738841350	BP125R (1,8)
738841360	BP125R (1,9)
738841370	BP125R (2,0)
738841380	BP125R (2,1)
738841390	BP125R (2,2)

738841400	BP125R (2,3)
738841410	BP125R (2,7)
738841420	BP125R (3,2)
738841430	BP125R (3,5)
738841440	BP150R (0,9)
738841450	BP150R (1,0)
738841460	BP150R (1,1)
738841470	BP150R (1,2)
738841480	BP150R (1,3)
738841490	BP150R (1,4)
738841500	BP150R (1,5)
738841510	BP150R (1,6)
738841520	BP150R (1,7)
738841530	BP150R (1,8)
738841540	BP150R (1,9)
738841550	BP150R (2,0)
738841560	BP150R (2,1)
738841570	BP150R (2,2)
738841580	BP150R (2,3)
738841590	BP150R (2,7)
738841600	BP150R (3,2)
738841610	BP150R (3,5)
738841620	BP155R (0,9)
738841630	BP155R (1,0)
738841640	BP155R (1,1)
738841650	BP155R (1,2)
738841660	BP155R (1,3)
738841670	BP155R (1,4)
738841680	BP155R (1,5)
738841690	BP155R (1,6)
738841700	BP155R (1,7)
738841710	BP155R (1,8)
738841720	BP155R (1,9)
738841730	BP155R (2,0)
738841740	BP155R (2,1)
738841750	BP155R (2,2)
738841760	BP155R (2,3)
738841770	BP155R (2,7)
738841780	BP155R (3,2)
738841790	BP155R (3,5)

738841800	BP180R (0,9)
738841810	BP180R (1,0)
738841820	BP180R (1,1)
738841830	BP180R (1,2)
738841840	BP180R (1,3)
738841850	BP180R (1,4)
738841860	BP180R (1,5)
738841870	BP180R (1,6)
738841880	BP180R (1,7)
738841890	BP180R (1,8)
738841900	BP180R (1,9)
738841910	BP180R (2,0)
738841920	BP180R (2,1)
738841930	BP180R (2,2)
738841940	BP180R (2,3)
738841950	BP180R (2,7)
738841960	BP180R (3,2)
738841970	BP180R (3,5)
738841980	BP44,5T (0,9)
738841990	BP44,5T (1,0)
738842000	BP44,5T (1,1)
738842010	BP44,5T (1,2)
738842020	BP44,5T (1,3)
738842030	BP44,5T (1,4)
738842040	BP44,5T (1,5)
738842050	BP44,5T (1,6)
738842060	BP44,5T (1,7)
738842070	BP44,5T (1,8)
738842080	BP44,5T (1,9)
738842090	BP44,5T (2,0)
738842100	BP44,5T (2,1)
738842110	BP44,5T (2,2)
738842120	BP44,5T (2,3)
738842130	BP44,5T (2,7)
738842140	BP44,5T (3,2)
738842150	BP44,5T (3,5)
738842160	BP55T (0,9)
738842170	BP55T (1,0)
738842180	BP55T (1,1)
738842190	BP55T (1,2)

738842200	BP55T (1,3)
738842210	BP55T (1,4)
738842220	BP55T (1,5)
738842230	BP55T (1,6)
738842240	BP55T (1,7)
738842250	BP55T (1,8)
738842260	BP55T (1,9)
738842270	BP55T (2,0)
738842280	BP55T (2,1)
738842290	BP55T (2,2)
738842300	BP55T (2,3)
738842310	BP55T (2,7)
738842320	BP55T (3,2)
738842330	BP55T (3,5)
738842340	BP70T (0,9)
738842350	BP70T (1,0)
738842360	BP70T (1,1)
738842370	BP70T (1,2)
738842380	BP70T (1,3)
738842390	BP70T (1,4)
738842400	BP70T (1,5)
738842410	BP70T (1,6)
738842420	BP70T (1,7)
738842430	BP70T (1,8)
738842440	BP70T (1,9)
738842450	BP70T (2,0)
738842460	BP70T (2,1)
738842470	BP70T (2,2)
738842480	BP70T (2,3)
738842490	BP70T (2,7)
738842500	BP70T (3,2)
738842510	BP70T (3,5)
738842520	BP95T (0,9)
738842530	BP95T (1,0)
738842540	BP95T (1,1)
738842550	BP95T (1,2)
738842560	BP95T (1,3)
738842570	BP95T (1,4)
738842580	BP95T (1,5)
738842590	BP95T (1,6)

738842600	BP95T (1,7)
738842610	BP95T (1,8)
738842620	BP95T (1,9)
738842630	BP95T (2,0)
738842640	BP95T (2,1)
738842650	BP95T (2,2)
738842660	BP95T (2,3)
738842670	BP95T (2,7)
738842680	BP95T (3,2)
738842690	BP95T (3,5)
738842700	BP110T (0,9)
738842710	BP110T (1,0)
738842720	BP110T (1,1)
738842730	BP110T (1,2)
738842740	BP110T (1,3)
738842750	BP110T (1,4)
738842760	BP110T (1,5)
738842770	BP110T (1,6)
738842780	BP110T (1,7)
738842790	BP110T (1,8)
738842800	BP110T (1,9)
738842810	BP110T (2,0)
738842820	BP110T (2,1)
738842830	BP110T (2,2)
738842840	BP110T (2,3)
738842850	BP110T (2,7)
738842860	BP110T (3,2)
738842870	BP110T (3,5)
738842880	BP115T (0,9)
738842890	BP115T (1,0)
738842900	BP115T (1,1)
738842910	BP115T (1,2)
738842920	BP115T (1,3)
738842930	BP115T (1,4)
738842940	BP115T (1,5)
738842950	BP115T (1,6)
738842960	BP115T (1,7)
738842970	BP115T (1,8)
738842980	BP115T (1,9)
738842990	BP115T (2,0)

738843000	BP115T (2,1)
738843010	BP115T (2,2)
738843020	BP115T (2,3)
738843030	BP115T (2,7)
738843040	BP115T (3,2)
738843050	BP115T (3,5)
738843060	BP120T (0,9)
738843070	BP120T (1,0)
738843080	BP120T (1,1)
738843090	BP120T (1,2)
738843100	BP120T (1,3)
738843110	BP120T (1,4)
738843120	BP120T (1,5)
738843130	BP120T (1,6)
738843140	BP120T (1,7)
738843150	BP120T (1,8)
738843160	BP120T (1,9)
738843170	BP120T (2,0)
738843180	BP120T (2,1)
738843190	BP120T (2,2)
738843200	BP120T (2,3)
738843210	BP120T (2,7)
738843220	BP120T (3,2)
738843230	BP120T (3,5)
738843240	BP125T (0,9)
738843250	BP125T (1,0)
738843260	BP125T (1,1)
738843270	BP125T (1,2)
738843280	BP125T (1,3)
738843290	BP125T (1,4)
738843300	BP125T (1,5)
738843310	BP125T (1,6)
738843320	BP125T (1,7)
738843330	BP125T (1,8)
738843340	BP125T (1,9)
738843350	BP125T (2,0)
738843360	BP125T (2,1)
738843370	BP125T (2,2)
738843380	BP125T (2,3)
738843390	BP125T (2,7)

738843400	BP125T (3,2)
738843410	BP125T (3,5)
738843420	BP150T (0,9)
738843430	BP150T (1,0)
738843440	BP150T (1,1)
738843450	BP150T (1,2)
738843460	BP150T (1,3)
738843470	BP150T (1,4)
738843480	BP150T (1,5)
738843490	BP150T (1,6)
738843500	BP150T (1,7)
738843510	BP150T (1,8)
738843520	BP150T (1,9)
738843530	BP150T (2,0)
738843540	BP150T (2,1)
738843550	BP150T (2,2)
738843560	BP150T (2,3)
738843570	BP150T (2,7)
738843580	BP150T (3,2)
738843590	BP150T (3,5)
738843600	BP155T (0,9)
738843610	BP155T (1,0)
738843620	BP155T (1,1)
738843630	BP155T (1,2)
738843640	BP155T (1,3)
738843650	BP155T (1,4)
738843660	BP155T (1,5)
738843670	BP155T (1,6)
738843680	BP155T (1,7)
738843690	BP155T (1,8)
738843700	BP155T (1,9)
738843710	BP155T (2,0)
738843720	BP155T (2,1)
738843730	BP155T (2,2)
738843740	BP155T (2,3)
738843750	BP155T (2,7)
738843760	BP155T (3,2)
738843770	BP155T (3,5)
738843780	BP180T (0,9)
738843790	BP180T (1,0)

738843800	BP180T (1,1)
738843810	BP180T (1,2)
738843820	BP180T (1,3)
738843830	BP180T (1,4)
738843840	BP180T (1,5)
738843850	BP180T (1,6)
738843860	BP180T (1,7)
738843870	BP180T (1,8)
738843880	BP180T (1,9)
738843890	BP180T (2,0)
738843900	BP180T (2,1)
738843910	BP180T (2,2)
738843920	BP180T (2,3)
738843930	BP180T (2,7)
738843940	BP180T (3,2)
738843950	BP180T (3,5)
738843960	BP44,5S (0,9)
738843970	BP44,5S (1,0)
738843980	BP44,5S (1,1)
738843990	BP44,5S (1,2)
738844000	BP44,5S (1,3)
738844010	BP44,5S (1,4)
738844020	BP44,5S (1,5)
738844030	BP44,5S (1,6)
738844040	BP44,5S (1,7)
738844050	BP44,5S (1,8)
738844060	BP44,5S (1,9)
738844070	BP44,5S (2,0)
738844080	BP44,5S (2,1)
738844090	BP44,5S (2,2)
738844100	BP44,5S (2,3)
738844110	BP44,5S (2,7)
738844120	BP44,5S (3,2)
738844130	BP44,5S (3,5)
738844140	BP55S (0,9)
738844150	BP55S (1,0)
738844160	BP55S (1,1)
738844170	BP55S (1,2)
738844180	BP55S (1,3)
738844190	BP55S (1,4)

738844200	BP55S (1,5)
738844210	BP55S (1,6)
738844220	BP55S (1,7)
738844230	BP55S (1,8)
738844240	BP55S (1,9)
738844250	BP55S (2,0)
738844260	BP55S (2,1)
738844270	BP55S (2,2)
738844280	BP55S (2,3)
738844290	BP55S (2,7)
738844300	BP55S (3,2)
738844310	BP55S (3,5)
738844320	BP70S (0,9)
738844330	BP70S (1,0)
738844340	BP70S (1,1)
738844350	BP70S (1,2)
738844360	BP70S (1,3)
738844370	BP70S (1,4)
738844380	BP70S (1,5)
738844390	BP70S (1,6)
738844400	BP70S (1,7)
738844410	BP70S (1,8)
738844420	BP70S (1,9)
738844430	BP70S (2,0)
738844440	BP70S (2,1)
738844450	BP70S (2,2)
738844460	BP70S (2,3)
738844470	BP70S (2,7)
738844480	BP70S (3,2)
738844490	BP70S (3,5)
738844500	BP95S (0,9)
738844510	BP95S (1,0)
738844520	BP95S (1,1)
738844530	BP95S (1,2)
738844540	BP95S (1,3)
738844550	BP95S (1,4)
738844560	BP95S (1,5)
738844570	BP95S (1,6)
738844580	BP95S (1,7)
738844590	BP95S (1,8)

738844600	BP95S (1,9)
738844610	BP95S (2,0)
738844620	BP95S (2,1)
738844630	BP95S (2,2)
738844640	BP95S (2,3)
738844650	BP95S (2,7)
738844660	BP95S (3,2)
738844670	BP95S (3,5)
738844680	BP110S (0,9)
738844690	BP110S (1,0)
738844700	BP110S (1,1)
738844710	BP110S (1,2)
738844720	BP110S (1,3)
738844730	BP110S (1,4)
738844740	BP110S (1,5)
738844750	BP110S (1,6)
738844760	BP110S (1,7)
738844770	BP110S (1,8)
738844780	BP110S (1,9)
738844790	BP110S (2,0)
738844800	BP110S (2,1)
738844810	BP110S (2,2)
738844820	BP110S (2,3)
738844830	BP110S (2,7)
738844840	BP110S (3,2)
738844850	BP110S (3,5)
738844860	BP115S (0,9)
738844870	BP115S (1,0)
738844880	BP115S (1,1)
738844890	BP115S (1,2)
738844900	BP115S (1,3)
738844910	BP115S (1,4)
738844920	BP115S (1,5)
738844930	BP115S (1,6)
738844940	BP115S (1,7)
738844950	BP115S (1,8)
738844960	BP115S (1,9)
738844970	BP115S (2,0)
738844980	BP115S (2,1)
738844990	BP115S (2,2)

738845000	BP115S (2,3)
738845010	BP115S (2,7)
738845020	BP115S (3,2)
738845030	BP115S (3,5)
738845040	BP120S (0,9)
738845050	BP120S (1,0)
738845060	BP120S (1,1)
738845070	BP120S (1,2)
738845080	BP120S (1,3)
738845090	BP120S (1,4)
738845100	BP120S (1,5)
738845110	BP120S (1,6)
738845120	BP120S (1,7)
738845130	BP120S (1,8)
738845140	BP120S (1,9)
738845150	BP120S (2,0)
738845160	BP120S (2,1)
738845170	BP120S (2,2)
738845180	BP120S (2,3)
738845190	BP120S (2,7)
738845200	BP120S (3,2)
738845210	BP120S (3,5)
738845220	BP125S (0,9)
738845230	BP125S (1,0)
738845240	BP125S (1,1)
738845250	BP125S (1,2)
738845260	BP125S (1,3)
738845270	BP125S (1,4)
738845280	BP125S (1,5)
738845290	BP125S (1,6)
738845300	BP125S (1,7)
738845310	BP125S (1,8)
738845320	BP125S (1,9)
738845330	BP125S (2,0)
738845340	BP125S (2,1)
738845350	BP125S (2,2)
738845360	BP125S (2,3)
738845370	BP125S (2,7)
738845380	BP125S (3,2)
738845390	BP125S (3,5)

738845400	BP150S (0,9)
738845410	BP150S (1,0)
738845420	BP150S (1,1)
738845430	BP150S (1,2)
738845440	BP150S (1,3)
738845450	BP150S (1,4)
738845460	BP150S (1,5)
738845470	BP150S (1,6)
738845480	BP150S (1,7)
738845490	BP150S (1,8)
738845500	BP150S (1,9)
738845510	BP150S (2,0)
738845520	BP150S (2,1)
738845530	BP150S (2,2)
738845540	BP150S (2,3)
738845550	BP150S (2,7)
738845560	BP150S (3,2)
738845570	BP150S (3,5)
738845580	BP155S (0,9)
738845590	BP155S (1,0)
738845600	BP155S (1,1)
738845610	BP155S (1,2)
738845620	BP155S (1,3)
738845630	BP155S (1,4)
738845640	BP155S (1,5)
738845650	BP155S (1,6)
738845660	BP155S (1,7)
738845670	BP155S (1,8)
738845680	BP155S (1,9)
738845690	BP155S (2,0)
738845700	BP155S (2,1)
738845710	BP155S (2,2)
738845720	BP155S (2,3)
738845730	BP155S (2,7)
738845740	BP155S (3,2)
738845750	BP155S (3,5)
738845760	BP180S (0,9)
738845770	BP180S (1,0)
738845780	BP180S (1,1)
738845790	BP180S (1,2)

738845800	BP180S (1,3)
738845810	BP180S (1,4)
738845820	BP180S (1,5)
738845830	BP180S (1,6)
738845840	BP180S (1,7)
738845850	BP180S (1,8)
738845860	BP180S (1,9)
738845870	BP180S (2,0)
738845880	BP180S (2,1)
738845890	BP180S (2,2)
738845900	BP180S (2,3)
738845910	BP180S (2,7)
738845920	BP180S (3,2)
738845930	BP180S (3,5)
738845940	BP44,5X (0,9)
738845950	BP44,5X (1,0)
738845960	BP44,5X (1,1)
738845970	BP44,5X (1,2)
738845980	BP44,5X (1,3)
738845990	BP44,5X (1,4)
738846000	BP44,5X (1,5)
738846010	BP44,5X (1,6)
738846020	BP44,5X (1,7)
738846030	BP44,5X (1,8)
738846040	BP44,5X (1,9)
738846050	BP44,5X (2,0)
738846060	BP44,5X (2,1)
738846070	BP44,5X (2,2)
738846080	BP44,5X (2,3)
738846090	BP44,5X (2,7)
738846100	BP44,5X (3,2)
738846110	BP44,5X (3,5)
738846120	BP55X (0,9)
738846130	BP55X (1,0)
738846140	BP55X (1,1)
738846150	BP55X (1,2)
738846160	BP55X (1,3)
738846170	BP55X (1,4)
738846180	BP55X (1,5)
738846190	BP55X (1,6)

738846200	BP55X (1,7)
738846210	BP55X (1,8)
738846220	BP55X (1,9)
738846230	BP55X (2,0)
738846240	BP55X (2,1)
738846250	BP55X (2,2)
738846260	BP55X (2,3)
738846270	BP55X (2,7)
738846280	BP55X (3,2)
738846290	BP55X (3,5)
738846300	BP70X (0,9)
738846310	BP70X (1,0)
738846320	BP70X (1,1)
738846330	BP70X (1,2)
738846340	BP70X (1,3)
738846350	BP70X (1,4)
738846360	BP70X (1,5)
738846370	BP70X (1,6)
738846380	BP70X (1,7)
738846390	BP70X (1,8)
738846400	BP70X (1,9)
738846410	BP70X (2,0)
738846420	BP70X (2,1)
738846430	BP70X (2,2)
738846440	BP70X (2,3)
738846450	BP70X (2,7)
738846460	BP70X (3,2)
738846470	BP70X (3,5)
738846480	BP95X (0,9)
738846490	BP95X (1,0)
738846500	BP95X (1,1)
738846510	BP95X (1,2)
738846520	BP95X (1,3)
738846530	BP95X (1,4)
738846540	BP95X (1,5)
738846550	BP95X (1,6)
738846560	BP95X (1,7)
738846570	BP95X (1,8)
738846580	BP95X (1,9)
738846590	BP95X (2,0)

738846600	BP95X (2,1)
738846610	BP95X (2,2)
738846620	BP95X (2,3)
738846630	BP95X (2,7)
738846640	BP95X (3,2)
738846650	BP95X (3,5)
738846660	BP110X (0,9)
738846670	BP110X (1,0)
738846680	BP110X (1,1)
738846690	BP110X (1,2)
738846700	BP110X (1,3)
738846710	BP110X (1,4)
738846720	BP110X (1,5)
738846730	BP110X (1,6)
738846740	BP110X (1,7)
738846750	BP110X (1,8)
738846760	BP110X (1,9)
738846770	BP110X (2,0)
738846780	BP110X (2,1)
738846790	BP110X (2,2)
738846800	BP110X (2,3)
738846810	BP110X (2,7)
738846820	BP110X (3,2)
738846830	BP110X (3,5)
738846840	BP115X (0,9)
738846850	BP115X (1,0)
738846860	BP115X (1,1)
738846870	BP115X (1,2)
738846880	BP115X (1,3)
738846890	BP115X (1,4)
738846900	BP115X (1,5)
738846910	BP115X (1,6)
738846920	BP115X (1,7)
738846930	BP115X (1,8)
738846940	BP115X (1,9)
738846950	BP115X (2,0)
738846960	BP115X (2,1)
738846970	BP115X (2,2)
738846980	BP115X (2,3)
738846990	BP115X (2,7)

738847000	BP115X (3,2)
738847010	BP115X (3,5)
738847020	BP120X (0,9)
738847030	BP120X (1,0)
738847040	BP120X (1,1)
738847050	BP120X (1,2)
738847060	BP120X (1,3)
738847070	BP120X (1,4)
738847080	BP120X (1,5)
738847090	BP120X (1,6)
738847100	BP120X (1,7)
738847110	BP120X (1,8)
738847120	BP120X (1,9)
738847130	BP120X (2,0)
738847140	BP120X (2,1)
738847150	BP120X (2,2)
738847160	BP120X (2,3)
738847170	BP120X (2,7)
738847180	BP120X (3,2)
738847190	BP120X (3,5)
738847200	BP125X (0,9)
738847210	BP125X (1,0)
738847220	BP125X (1,1)
738847230	BP125X (1,2)
738847240	BP125X (1,3)
738847250	BP125X (1,4)
738847260	BP125X (1,5)
738847270	BP125X (1,6)
738847280	BP125X (1,7)
738847290	BP125X (1,8)
738847300	BP125X (1,9)
738847310	BP125X (2,0)
738847320	BP125X (2,1)
738847330	BP125X (2,2)
738847340	BP125X (2,3)
738847350	BP125X (2,7)
738847360	BP125X (3,2)
738847370	BP125X (3,5)
738847380	BP150X (0,9)
738847390	BP150X (1,0)

738847400	BP150X (1,1)
738847410	BP150X (1,2)
738847420	BP150X (1,3)
738847430	BP150X (1,4)
738847440	BP150X (1,5)
738847450	BP150X (1,6)
738847460	BP150X (1,8)
738847470	BP150X (1,9)
738847480	BP150X (2,0)
738847490	BP150X (2,1)
738847500	BP150X (2,2)
738847510	BP150X (2,3)
738847520	BP150X (2,7)
738847530	BP150X (3,2)
738847540	BP150X (3,5)
738847550	BP150X (1,7)
738847560	BP155X (0,9)
738847570	BP155X (1,0)
738847580	BP155X (1,1)
738847590	BP155X (1,2)
738847600	BP155X (1,3)
738847610	BP155X (1,4)
738847620	BP155X (1,5)
738847630	BP155X (1,6)
738847640	BP155X (1,7)
738847650	BP155X (1,8)
738847660	BP155X (1,9)
738847670	BP155X (2,0)
738847680	BP155X (2,1)
738847690	BP155X (2,2)
738847700	BP155X (2,3)
738847710	BP155X (2,7)
738847720	BP155X (3,2)
738847730	BP155X (3,5)
738847740	BP180X (0,9)
738847750	BP180X (1,0)
738847760	BP180X (1,1)
738847770	BP180X (1,2)
738847780	BP180X (1,3)
738847790	BP180X (1,4)

738847800	BP180X (1,5)
738847810	BP180X (1,6)
738847820	BP180X (1,7)
738847830	BP180X (1,8)
738847840	BP180X (1,9)
738847850	BP180X (2,0)
738847860	BP180X (2,1)
738847870	BP180X (2,2)
738847880	BP180X (2,3)
738847890	BP180X (2,7)
738847900	BP180X (3,2)
738847910	BP180X (3,5)
738850000	BP44,5L (0,9)
738850010	BP44,5L (1,0)
738850020	BP44,5L (1,1)
738850030	BP44,5L (1,2)
738850040	BP44,5L (1,3)
738850050	BP44,5L (1,4)
738850060	BP44,5L (1,5)
738850070	BP44,5L (1,6)
738850080	BP44,5L (1,7)
738850090	BP44,5L (1,8)
738850100	BP44,5L (1,9)
738850110	BP44,5L (2,0)
738850120	BP44,5L (2,1)
738850130	BP44,5L (2,2)
738850140	BP44,5L (2,3)
738850150	BP44,5L (2,7)
738850160	BP44,5L (3,2)
738850170	BP44,5L (3,5)
738850180	BP55L (0,9)
738850190	BP55L (1,0)
738850200	BP55L (1,1)
738850210	BP55L (1,2)
738850220	BP55L (1,3)
738850230	BP55L (1,4)
738850240	BP55L (1,5)
738850250	BP55L (1,6)
738850260	BP55L (1,7)
738850270	BP55L (1,8)

738850280	BP55L (1,9)
738850290	BP55L (2,0)
738850300	BP55L (2,1)
738850310	BP55L (2,2)
738850320	BP55L (2,3)
738850330	BP55L (2,7)
738850340	BP55L (3,2)
738850350	BP55L (3,5)
738850360	BP70L (0,9)
738850370	BP70L (1,0)
738850380	BP70L (1,1)
738850390	BP70L (1,2)
738850400	BP70L (1,3)
738850410	BP70L (1,4)
738850420	BP70L (1,5)
738850430	BP70L (1,6)
738850440	BP70L (1,7)
738850450	BP70L (1,8)
738850460	BP70L (1,9)
738850470	BP70L (2,0)
738850480	BP70L (2,1)
738850490	BP70L (2,2)
738850500	BP70L (2,3)
738850510	BP70L (2,7)
738850520	BP70L (3,2)
738850530	BP70L (3,5)
738850540	BP95L (0,9)
738850550	BP95L (1,0)
738850560	BP95L (1,1)
738850570	BP95L (1,2)
738850580	BP95L (1,3)
738850590	BP95L (1,4)
738850600	BP95L (1,5)
738850610	BP95L (1,6)
738850620	BP95L (1,7)
738850630	BP95L (1,8)
738850640	BP95L (1,9)
738850650	BP95L (2,0)
738850660	BP95L (2,1)
738850670	BP95L (2,2)

738850680	BP95L (2,3)
738850690	BP95L (2,7)
738850700	BP95L (3,2)
738850710	BP95L (3,5)
738850720	BP110L (0,9)
738850730	BP110L (1,0)
738850740	BP110L (1,1)
738850750	BP110L (1,2)
738850760	BP110L (1,3)
738850770	BP110L (1,4)
738850780	BP110L (1,5)
738850790	BP110L (1,6)
738850800	BP110L (1,7)
738850810	BP110L (1,8)
738850820	BP110L (1,9)
738850830	BP110L (2,0)
738850840	BP110L (2,1)
738850850	BP110L (2,2)
738850860	BP110L (2,3)
738850870	BP110L (2,7)
738850880	BP110L (3,2)
738850890	BP110L (3,5)
738850900	BP115L (0,9)
738850910	BP115L (1,0)
738850920	BP115L (1,1)
738850930	BP115L (1,2)
738850940	BP115L (1,3)
738850950	BP115L (1,4)
738850960	BP115L (1,5)
738850970	BP115L (1,6)
738850980	BP115L (1,7)
738850990	BP115L (1,8)
738851000	BP115L (1,9)
738851010	BP115L (2,0)
738851020	BP115L (2,1)
738851030	BP115L (2,2)
738851040	BP115L (2,3)
738851050	BP115L (2,7)
738851060	BP115L (3,2)
738851070	BP115L (3,5)

738851080	BP120L (0,9)
738851090	BP120L (1,0)
738851100	BP120L (1,1)
738851110	BP120L (1,2)
738851120	BP120L (1,3)
738851130	BP120L (1,4)
738851140	BP120L (1,5)
738851150	BP120L (1,6)
738851160	BP120L (1,7)
738851170	BP120L (1,8)
738851180	BP120L (1,9)
738851190	BP120L (2,0)
738851200	BP120L (2,1)
738851210	BP120L (2,2)
738851220	BP120L (2,3)
738851230	BP120L (2,7)
738851240	BP120L (3,2)
738851250	BP120L (3,5)
738851260	BP125L (0,9)
738851270	BP125L (1,0)
738851280	BP125L (1,1)
738851290	BP125L (1,2)
738851300	BP125L (1,3)
738851310	BP125L (1,4)
738851320	BP125L (1,5)
738851330	BP125L (1,6)
738851340	BP125L (1,7)
738851350	BP125L (1,8)
738851360	BP125L (1,9)
738851370	BP125L (2,0)
738851380	BP125L (2,1)
738851390	BP125L (2,2)
738851400	BP125L (2,3)
738851410	BP125L (2,7)
738851420	BP125L (3,2)
738851430	BP125L (3,5)
738851440	BP150L (0,9)
738851450	BP150L (1,0)
738851460	BP150L (1,1)
738851470	BP150L (1,2)

738851480	BP150L (1,3)
738851490	BP150L (1,4)
738851500	BP150L (1,5)
738851510	BP150L (1,6)
738851520	BP150L (1,7)
738851530	BP150L (1,8)
738851540	BP150L (1,9)
738851550	BP150L (2,0)
738851560	BP150L (2,1)
738851570	BP150L (2,2)
738851580	BP150L (2,3)
738851590	BP150L (2,7)
738851600	BP150L (3,2)
738851610	BP150L (3,5)
738851620	BP155L (0,9)
738851630	BP155L (1,0)
738851640	BP155L (1,1)
738851650	BP155L (1,2)
738851660	BP155L (1,3)
738851670	BP155L (1,4)
738851680	BP155L (1,5)
738851690	BP155L (1,6)
738851700	BP155L (1,7)
738851710	BP155L (1,8)
738851720	BP155L (1,9)
738851730	BP155L (2,0)
738851740	BP155L (2,1)
738851750	BP155L (2,2)
738851760	BP155L (2,3)
738851770	BP155L (2,7)
738851780	BP155L (3,2)
738851790	BP155L (3,5)
738851800	BP180L (0,9)
738851810	BP180L (1,0)
738851820	BP180L (1,1)
738851830	BP180L (1,2)
738851840	BP180L (1,3)
738851850	BP180L (1,4)
738851860	BP180L (1,5)
738851870	BP180L (1,6)

738851880	BP180L (1,7)
738851890	BP180L (1,8)
738851900	BP180L (1,9)
738851910	BP180L (2,0)
738851920	BP180L (2,1)
738851930	BP180L (2,2)
738851940	BP180L (2,3)
738851950	BP180L (2,7)
738851960	BP180L (3,2)
738851970	BP180L (3,5)
738851980	BP44,5B (0,9)
738851990	BP44,5B (1,0)
738852000	BP44,5B (1,1)
738852010	BP44,5B (1,2)
738852020	BP44,5B (1,3)
738852030	BP44,5B (1,4)
738852040	BP44,5B (1,5)
738852050	BP44,5B (1,6)
738852060	BP44,5B (1,7)
738852070	BP44,5B (1,8)
738852080	BP44,5B (1,9)
738852090	BP44,5B (2,0)
738852100	BP44,5B (2,1)
738852110	BP44,5B (2,2)
738852120	BP44,5B (2,3)
738852130	BP44,5B (2,7)
738852140	BP44,5B (3,2)
738852150	BP44,5B (3,5)
738852160	BP55B (0,9)
738852170	BP55B (1,0)
738852180	BP55B (1,1)
738852190	BP55B (1,2)
738852200	BP55B (1,3)
738852210	BP55B (1,4)
738852220	BP55B (1,5)
738852230	BP55B (1,6)
738852240	BP55B (1,7)
738852250	BP55B (1,8)
738852260	BP55B (1,9)
738852270	BP55B (2,0)

738852280	BP55B (2,1)
738852290	BP55B (2,2)
738852300	BP55B (2,3)
738852310	BP55B (2,7)
738852320	BP55B (3,2)
738852330	BP55B (3,5)
738852340	BP70B (0,9)
738852350	BP70B (1,0)
738852360	BP70B (1,1)
738852370	BP70B (1,2)
738852380	BP70B (1,3)
738852390	BP70B (1,4)
738852400	BP70B (1,5)
738852410	BP70B (1,6)
738852420	BP70B (1,7)
738852430	BP70B (1,8)
738852440	BP70B (1,9)
738852450	BP70B (2,0)
738852460	BP70B (2,1)
738852470	BP70B (2,2)
738852480	BP70B (2,3)
738852490	BP70B (2,7)
738852500	BP70B (3,2)
738852510	BP70B (3,5)
738852520	BP95B (0,9)
738852530	BP95B (1,0)
738852540	BP95B (1,1)
738852550	BP95B (1,2)
738852560	BP95B (1,3)
738852570	BP95B (1,4)
738852580	BP95B (1,5)
738852590	BP95B (1,6)
738852600	BP95B (1,7)
738852610	BP95B (1,8)
738852620	BP95B (1,9)
738852630	BP95B (2,0)
738852640	BP95B (2,1)
738852650	BP95B (2,2)
738852660	BP95B (2,3)
738852670	BP95B (2,7)

738852680	BP95B (3,2)
738852690	BP95B (3,5)
738852700	BP110B (0,9)
738852710	BP110B (1,0)
738852720	BP110B (1,1)
738852730	BP110B (1,2)
738852740	BP110B (1,3)
738852750	BP110B (1,4)
738852760	BP110B (1,5)
738852770	BP110B (1,6)
738852780	BP110B (1,7)
738852790	BP110B (1,8)
738852800	BP110B (1,9)
738852810	BP110B (2,0)
738852820	BP110B (2,1)
738852830	BP110B (2,2)
738852840	BP110B (2,3)
738852850	BP110B (2,7)
738852860	BP110B (3,2)
738852870	BP110B (3,5)
738852880	BP115B (0,9)
738852890	BP115B (1,0)
738852900	BP115B (1,1)
738852910	BP115B (1,2)
738852920	BP115B (1,3)
738852930	BP115B (1,4)
738852940	BP115B (1,5)
738852950	BP115B (1,6)
738852960	BP115B (1,7)
738852970	BP115B (1,8)
738852980	BP115B (1,9)
738852990	BP115B (2,0)
738853000	BP115B (2,1)
738853010	BP115B (2,2)
738853020	BP115B (2,3)
738853030	BP115B (2,7)
738853040	BP115B (3,2)
738853050	BP115B (3,5)
738853060	BP120B (0,9)
738853070	BP120B (1,0)

738853080	BP120B (1,1)
738853090	BP120B (1,2)
738853100	BP120B (1,3)
738853110	BP120B (1,4)
738853120	BP120B (1,5)
738853130	BP120B (1,6)
738853140	BP120B (1,7)
738853150	BP120B (1,8)
738853160	BP120B (1,9)
738853170	BP120B (2,0)
738853180	BP120B (2,1)
738853190	BP120B (2,2)
738853200	BP120B (2,3)
738853210	BP120B (2,7)
738853220	BP120B (3,2)
738853230	BP120B (3,5)
738853240	BP125B (0,9)
738853250	BP125B (1,0)
738853260	BP125B (1,1)
738853270	BP125B (1,2)
738853280	BP125B (1,3)
738853290	BP125B (1,4)
738853300	BP125B (1,5)
738853310	BP125B (1,6)
738853320	BP125B (1,7)
738853330	BP125B (1,8)
738853340	BP125B (1,9)
738853350	BP125B (2,0)
738853360	BP125B (2,1)
738853370	BP125B (2,2)
738853380	BP125B (2,3)
738853390	BP125B (2,7)
738853400	BP125B (3,2)
738853410	BP125B (3,5)
738853420	BP150B (0,9)
738853430	BP150B (1,0)
738853440	BP150B (1,1)
738853450	BP150B (1,2)
738853460	BP150B (1,3)
738853470	BP150B (1,4)

738853480	BP150B (1,5)
738853490	BP150B (1,6)
738853500	BP150B (1,7)
738853510	BP150B (1,8)
738853520	BP150B (1,9)
738853530	BP150B (2,0)
738853540	BP150B (2,1)
738853550	BP150B (2,2)
738853560	BP150B (2,3)
738853570	BP150B (2,7)
738853580	BP150B (3,2)
738853590	BP150B (3,5)
738853600	BP155B (0,9)
738853610	BP155B (1,0)
738853620	BP155B (1,1)
738853630	BP155B (1,2)
738853640	BP155B (1,3)
738853650	BP155B (1,4)
738853660	BP155B (1,5)
738853670	BP155B (1,6)
738853680	BP155B (1,7)
738853690	BP155B (1,8)
738853700	BP155B (1,9)
738853710	BP155B (2,0)
738853720	BP155B (2,1)
738853730	BP155B (2,2)
738853740	BP155B (2,3)
738853750	BP155B (2,7)
738853760	BP155B (3,2)
738853770	BP155B (3,5)
738853780	BP180B (0,9)
738853790	BP180B (1,0)
738853800	BP180B (1,1)
738853810	BP180B (1,2)
738853820	BP180B (1,3)
738853830	BP180B (1,4)
738853840	BP180B (1,5)
738853850	BP180B (1,6)
738853860	BP180B (1,7)
738853870	BP180B (1,8)

738853880	BP180B (1,9)
738853890	BP180B (2,0)
738853900	BP180B (2,1)
738853910	BP180B (2,2)
738853920	BP180B (2,3)
738853930	BP180B (2,7)
738853940	BP180B (3,2)
738853950	BP180B (3,5)

▪ BCCS

Código	Modelo
738860000	BCCS89L (2,3)
738860010	BCCS65S (2,3)
738860020	BCCS74S (2,3)
738860030	BCCS95S (2,3)
738860040	BCCS77S (3,1)
738860050	BCCS80S (3,1)
738860060	BCCS85S (3,1)
738860070	BCCS101S (3,1)

▪ BCCC

Código	Modelo
738860080	BCCC96S (2,9)
738860090	BCCC108L (2,2)
738860100	BCCC89L (2,2)
738860110	BCCC84L (1,9)
738860120	BCCC65S (2,2)
738860130	BCCC101S (2,7)



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior, 437 | Jardim São Paulo
São Carlos/SP | CEP 13570-460 | CNPJ 07.489.080/0001-30

N.º ANVISA: 80356130188

Resp. Téc. Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas

Assistência Técnica: Razek Equipamentos Ltda

Fone: +55 16 2107 2345 | Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-204R Rev.: 00