



# Fresas Cirúrgicas Razek

Manual do Usuário



**PROIBIDO  
REPROCESSAR**

**STERILE | R**

**PRODUTO ESTÉRIL**

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek, em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico [www.razek.com.br](http://www.razek.com.br), no Menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu nº do registro ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Vendas através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail [posvenda1@razek.com.br](mailto:posvenda1@razek.com.br).

O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

## FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A família de Fresas Cirúrgicas Razek tem por finalidade de realizar perfuração, corte, acabamento, desbaste e raspagem óssea em procedimentos cirúrgicos.

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

## CLASSIFICAÇÃO

- **Norma/Diretiva:** RDC 185/2001 (ANVISA)
- **Classificação:** Regra 6 – Classe II

## ESPECIFICAÇÕES

- **Esterilizado por:** Raio Gama
- **Validade da esterilização:** 3 anos

## SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES

A utilização de uma força excessiva, no momento da inserção das Fresas Cirúrgicas Razek, poderá fazer com que a fresa dobre ou quebre, causando lesões no operador;

Não utilize qualquer componente, que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar as Fresas Cirúrgicas Razek;

Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;

Nunca utilize um produto que apresente superaquecimento;

A substituição das fresas deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;

O operador deverá manipular as Fresas Cirúrgicas Razek com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas. Todas as vezes que for necessário manipular as Fresas Cirúrgicas Razek, use sua haste, que está fixada na peça de mão;

**NÃO REUTILIZAR O PRODUTO,**

**POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;**

**PROIBIDO REPROCESSAR;**

A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;

O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;

Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado.

## FRESAS CIRÚRGICAS RAZEK

A família das Fresas Cirúrgicas Razek apresenta diferentes tipos de encaixe. A seguir estão indicados os tipos de encaixe. Deste modo, o usuário poderá facilmente identificar a fresa necessária para cada equipamento.

### • Encaixe R



### • Encaixe H



### • Encaixe J



### • Encaixe T



### • Encaixe O



### • Encaixe S



### • Encaixe X



### • Encaixe A



### • Encaixe D



### • Encaixe L



### • Encaixe U



### • Encaixe Q



### • Encaixe E



### • Encaixe B




### • Encaixe K



### • Encaixe Y



### • Encaixe C



### • Encaixe M



### • Encaixe P



### • Encaixe SM



### • Encaixe SU



### • Encaixe SS



### • Encaixe NS



### • Encaixe N



## MODELOS

Os modelos da família das fresas serão diferenciados pelo tipo de ponta ativa, comprimento, tipo de encaixe e diâmetro.

A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis de pontas ativas, com os diferentes comprimentos, tipos de encaixes, diâmetros e suas indicações.

### • BRD

Os modelos BRD são brocas redondas destinadas a cortes ósseos e acabamentos moderados.



• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 85\* | 95 | 115 | 125 | 145\*\* | 150 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 (mm)

\*Comprimento disponível apenas para os encaixes B e Q.

\*\*Comprimento disponível apenas para o encaixe Q.

### • BCR

Os modelos BCR são compostos de brocas redondas de cortes rápidos, para remoções ósseas em grandes

quantidades.



• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 95 | 115 | 150 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 (mm)

### • FRL

Os modelos FRL são fresas laminadas para acabamentos ósseos.



• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 95 | 125 | 150 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 5,0 | 7,0 (mm)

### • FAD

Os modelos FAD são fresas de alto desbaste ósseo.



• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 95 | 125 | 150 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 5,0 | 7,0 (mm)

### • BCL

Os modelos BCL são brocas de corte ósseo lateral.




• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 95 | 125 | 150 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 2,1 (mm)

### • ENT

Os modelos ENT são compostos de brocas de cabeça cônica para acabamentos de orifícios.



• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 95 | 150 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 4,0 | 4,5 | 6,0 (mm)

### • RAZ

Os modelos RAZ são brocas de corte ósseo lateral.



• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 95 | 115 | 125 | 150 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 (mm)

### • BP

Os modelos BP são brocas destinadas as perfurações ósseas para posteriores inserções de placas e para

fusos.



• **Comprimentos disponíveis:** 44,5 | 55 | 70 | 95 | 110 | 115 | 120 | 125 | 150 | 155 | 180 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** R | H | J | T | O | S | X | A | D | L | U | Q | E | B | K | Y

• **Diâmetros disponíveis:** 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 (mm)

#### • BCC

Os modelos BCC são compostos de brocas destinadas à craniotomia. Possui cortes ósseos laterais.



• **Comprimentos disponíveis:** 77 | 80 | 85 (mm)

• **Encaixes disponíveis:** M | P | C

• **Diâmetros disponíveis:** 5,0 (mm)

#### • BCCR

Os modelos BCCR são compostos de brocas retas destinadas à craniotomia. Possui cortes ósseos laterais.



- BCCR44R (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 44 (mm) / R / 2,3 (mm)

#### • BCCS

Os modelos BCCS são compostos de brocas espiraladas destinadas à craniotomia. Possui cortes ósseos laterais.



- BCCS44R (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 44 (mm) / R / 2,3 (mm)

- BCCS67NS (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 67 (mm) / NS / 2,3 (mm)

- BCCS84Q (3,1): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 84 (mm) / Q / 3,1 (mm)

- BCCS85A (3,1): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 85 (mm) / A / 3,1 (mm)

- BCCS89L (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 89 (mm) / L / 2,3 (mm)

- BCCS65SU (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 65 (mm) / SU / 2,3 (mm)

- BCCS102SU (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 102 (mm) / SU / 2,3 (mm)

- BCCS112SU (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 112 (mm) / SU / 2,3 (mm)

- BCCS90SM (2,8): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 90 (mm) / SM / 2,8 (mm)

- BCCS94SM (2,8): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 94 (mm) / SM / 2,8 (mm)

- BCCS103SM (2,8): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 103 (mm) / SM / 2,8 (mm)

- BCCS65S (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 65 (mm) / S / 2,3 (mm)

- BCCS74S (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 74 (mm) / S / 2,3 (mm)

- BCCS95S (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 95 (mm) / S / 2,3 (mm)

- BCCS77S (3,1): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 77 (mm) / S / 3,1 (mm)

- BCCS80S (3,1): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 80 (mm) / S / 3,1 (mm)

- BCCS85S (3,1): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 85 (mm) / S / 3,1 (mm)

- BCCS101S (3,1): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 101 (mm) / S / 3,1 (mm)

- BCCS95X (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 95 (mm) / X / 2,3 (mm)

- BCCS85Y (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 85 (mm) / Y / 2,3 (mm)

#### • BCCC

Os modelos BCCC são compostos de brocas cônicas destinadas à craniotomia. Possui cortes ósseos laterais.



- BCCC82Y (1,9): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 82 (mm) / Y / 1,9 (mm)

- BCCC85Y (2,2): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 85 (mm) / Y / 2,2 (mm)

- BCCC96Y (2,9): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 96 (mm) / Y / 2,9 (mm)

- BCCC51E (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 51 (mm) / E / 2,3 (mm)

- BCCC96S (2,9): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 96 (mm) / S / 2,9 (mm)

- BCCC108L (2,2): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 108 (mm) / L / 2,2 (mm)

- BCCC89L (2,2): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 89 (mm) / L / 2,2 (mm)

- BCCC84L (1,9): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 84 (mm) / L / 1,9 (mm)

- BCCC65S (2,2): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 65 (mm) / S / 2,2 (mm)

- BCCC101S (2,7): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 101 (mm) / S / 2,7 (mm)

- BCCC94SM (2,7): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 94 (mm) / SM / 2,7 (mm)

- BCCC112SU (2,7): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 112 (mm) / SU / 2,7 (mm)

- BCCC94SS (2,2): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 94 (mm) / SS / 2,2 (mm)

- BCCC84Q (3,1): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 84 (mm) / Q / 3,1 (mm)

#### • BCCQ

Os modelos BCCQ são compostos de brocas retas com quebra cavaco destinadas à craniotomia. Possui cortes ósseos laterais.



- BCCQ67H (2,3): Comprimento / Encaixe / Diâmetro: 67 (mm) / H / 2,3 (mm)

#### • BAB

Os modelos BAB são brocas auto bloqueantes, destinadas à perfuração e trepanações.



• **Encaixes disponíveis:** N

• **Diâmetros disponíveis:** 11 | 14 (mm)

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

## PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspeção a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

Insira a fresa seguindo as instruções fornecidas no Manual da peça de mão selecionada.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do método e do procedimento cirúrgico, e dessa forma cabe ao cirurgião à escolha final do método e materiais a serem empregados.



**Consulte o Manual do Usuário da peça de mão selecionada.**

## PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

Retirar a fresa na peça de mão.



**Após o uso do produto, o mesmo deverá ser descartado.**

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

• O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;

• O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;

• Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

## DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

## VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

## SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação.



Identifica o lote.



Fabricado por.



Produto esterilizado através de radiação.



Manter seco.



Data de validade do produto.



Proibido reprocessar.



Fabricado por:

**RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,  
437 - Jardim São Paulo

São Carlos/SP - CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.

CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130025

Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946



- BRD

Modelo	Código
BRD44,5R (0,6)	730010000
BRD44,5R (0,7)	730010001
BRD44,5R (0,8)	730010002
BRD44,5R (1,0)	730010003
BRD44,5R (1,4)	730010004
BRD44,5R (1,8)	730010005
BRD44,5R (2,3)	730010006
BRD44,5R (2,7)	730010007
BRD44,5R (3,1)	730010008
BRD44,5R (3,5)	730010009
BRD44,5R (4,0)	730010010
BRD44,5R (4,5)	730010011
BRD44,5R (5,0)	730010012
BRD44,5R (6,0)	730010013
BRD44,5R (7,0)	730010014
BRD55R (0,6)	730020000
BRD55R (0,7)	730020001
BRD55R (0,8)	730020002
BRD55R (1,0)	730020003
BRD55R (1,4)	730020004
BRD55R (1,8)	730020005
BRD55R (2,3)	730020006
BRD55R (2,7)	730020007
BRD55R (3,1)	730020008
BRD55R (3,5)	730020009
BRD55R (4,0)	730020010
BRD55R (4,5)	730020011
BRD55R (5,0)	730020012
BRD55R (6,0)	730020013
BRD55R (7,0)	730020014
BRD70R (0,6)	730030000
BRD70R (0,7)	730030001
BRD70R (0,8)	730030002
BRD70R (1,0)	730030003
BRD70R (1,4)	730030004
BRD70R (1,8)	730030005
BRD70R (2,3)	730030006
BRD70R (2,7)	730030007
BRD70R (3,1)	730030008
BRD70R (3,5)	730030009
BRD70R (4,0)	730030010
BRD70R (4,5)	730030011
BRD70R (5,0)	730030012
BRD70R (6,0)	730030013
BRD70R (7,0)	730030014
BRD95R (0,6)	730040000
BRD95R (0,7)	730040001
BRD95R (0,8)	730040002
BRD95R (1,0)	730040003
BRD95R (1,4)	730040004
BRD95R (1,8)	730040005
BRD95R (2,3)	730040006
BRD95R (2,7)	730040007
BRD95R (3,1)	730040008
BRD95R (3,5)	730040009
BRD95R (4,0)	730040010
BRD95R (4,5)	730040011
BRD95R (5,0)	730040012
BRD95R (6,0)	730040013
BRD95R (7,0)	730040014
BRD115R (0,6)	732741500
BRD115R (0,7)	732741600
BRD115R (0,8)	732741700
BRD115R (1,0)	732741800
BRD115R (1,4)	732741900
BRD115R (1,8)	732742000
BRD115R (2,3)	732742100
BRD115R (2,7)	732742200
BRD115R (3,1)	732742300
BRD115R (3,5)	732742400
BRD115R (4,0)	732742500
BRD115R (4,5)	732742600
BRD115R (5,0)	732742700
BRD115R (6,0)	732742800
BRD115R (7,0)	732742900
BRD125R (0,6)	730050000
BRD125R (0,7)	730050001
BRD125R (0,8)	730050002
BRD125R (1,0)	730050003
BRD125R (1,4)	730050004
BRD125R (1,8)	730050005
BRD125R (2,3)	730050006
BRD125R (2,7)	730050007
BRD125R (3,1)	730050008
BRD125R (3,5)	730050009
BRD125R (4,0)	730050010
BRD125R (4,5)	730050011
BRD125R (5,0)	730050012
BRD125R (6,0)	730050013
BRD125R (7,0)	730050014
BRD150R (0,6)	732740000
BRD150R (0,7)	732740100
BRD150R (0,8)	732740200
BRD150R (1,0)	732740300
BRD150R (1,4)	732740400
BRD150R (1,8)	732740500
BRD150R (2,3)	732740600
BRD150R (2,7)	732740700

BRD150R (3,1)	732740800
BRD150R (3,5)	732740900
BRD150R (4,0)	732741000
BRD150R (4,5)	732741100
BRD150R (5,0)	732741200
BRD150R (6,0)	732741300
BRD150R (7,0)	732741400
BRD180R (0,6)	732750000
BRD180R (0,7)	732750100
BRD180R (0,8)	732750200
BRD180R (1,0)	732750300
BRD180R (1,4)	732750400
BRD180R (1,8)	732750500
BRD180R (2,3)	732750600
BRD180R (2,7)	732750700
BRD180R (3,1)	732750800
BRD180R (3,5)	732750900
BRD180R (4,0)	732751000
BRD180R (4,5)	732751100
BRD180R (5,0)	732751200
BRD180R (6,0)	732751300
BRD180R (7,0)	732751400
BRD44,5H (0,6)	730060000
BRD44,5H (0,7)	730060001
BRD44,5H (0,8)	730060002
BRD44,5H (1,0)	730060003
BRD44,5H (1,4)	730060004
BRD44,5H (1,8)	730060005
BRD44,5H (2,3)	730060006
BRD44,5H (2,7)	730060007
BRD44,5H (3,1)	730060008
BRD44,5H (3,5)	730060009
BRD44,5H (4,0)	730060010
BRD44,5H (4,5)	730060011
BRD44,5H (5,0)	730060012
BRD44,5H (6,0)	730060013
BRD44,5H (7,0)	730060014
BRD55H (0,6)	730070000
BRD55H (0,7)	730070001
BRD55H (0,8)	730070002
BRD55H (1,0)	730070003
BRD55H (1,4)	730070004
BRD55H (1,8)	730070005
BRD55H (2,3)	730070006
BRD55H (2,7)	730070007
BRD55H (3,1)	730070008
BRD55H (3,5)	730070009
BRD55H (4,0)	730070010
BRD55H (4,5)	730070011
BRD55H (5,0)	730070012
BRD55H (6,0)	730070013
BRD55H (7,0)	730070014
BRD70H (0,6)	730080000
BRD70H (0,7)	730080001
BRD70H (0,8)	730080002
BRD70H (1,0)	730080003
BRD70H (1,4)	730080004
BRD70H (1,8)	730080005
BRD70H (2,3)	730080006
BRD70H (2,7)	730080007
BRD70H (3,1)	730080008
BRD70H (3,5)	730080009
BRD70H (4,0)	730080010
BRD70H (4,5)	730080011
BRD70H (5,0)	730080012
BRD70H (6,0)	730080013
BRD70H (7,0)	730080014
BRD95H (0,6)	730090000
BRD95H (0,7)	730090001
BRD95H (0,8)	730090002
BRD95H (1,0)	730090003
BRD95H (1,4)	730090004
BRD95H (1,8)	730090005
BRD95H (2,3)	730090006
BRD95H (2,7)	730090007
BRD95H (3,1)	730090008
BRD95H (3,5)	730090009
BRD95H (4,0)	730090010
BRD95H (4,5)	730090011
BRD95H (5,0)	730090012
BRD95H (6,0)	730090013
BRD95H (7,0)	730090014
BRD115H (0,6)	732761500
BRD115H (0,7)	732761600
BRD115H (0,8)	732761700
BRD115H (1,0)	732761800
BRD115H (1,4)	732761900
BRD115H (1,8)	732762000
BRD115H (2,3)	732762100
BRD115H (2,7)	732762200
BRD115H (3,1)	732762300
BRD115H (3,5)	732762400
BRD115H (4,0)	732762500
BRD115H (4,5)	732762600
BRD115H (5,0)	732762700
BRD115H (6,0)	732762800
BRD115H (7,0)	732762900
BRD125H (0,6)	730100000
BRD125H (0,7)	730100001
BRD125H (0,8)	730100002

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BRD125H (1,0)	730100003
BRD125H (1,4)	730100004
BRD125H (1,8)	730100005
BRD125H (2,3)	730100006
BRD125H (2,7)	730100007
BRD125H (3,1)	730100008
BRD125H (3,5)	730100009
BRD125H (4,0)	730100010
BRD125H (4,5)	730100011
BRD125H (5,0)	730100012
BRD125H (6,0)	730100013
BRD125H (7,0)	730100014
BRD150H (0,6)	732760000
BRD150H (0,7)	732760100
BRD150H (0,8)	732760200
BRD150H (1,0)	732760300
BRD150H (1,4)	732760400
BRD150H (1,8)	732760500
BRD150H (2,3)	732760600
BRD150H (2,7)	732760700
BRD150H (3,1)	732760800
BRD150H (3,5)	732760900
BRD150H (4,0)	732761000
BRD150H (4,5)	732761100
BRD150H (5,0)	732761200
BRD150H (6,0)	732761300
BRD150H (7,0)	732761400
BRD180H (0,6)	732770000
BRD180H (0,7)	732770100
BRD180H (0,8)	732770200
BRD180H (1,0)	732770300
BRD180H (1,4)	732770400
BRD180H (1,8)	732770500
BRD180H (2,3)	732770600
BRD180H (2,7)	732770700
BRD180H (3,1)	732770800
BRD180H (3,5)	732770900
BRD180H (4,0)	732771000
BRD180H (4,5)	732771100
BRD180H (5,0)	732771200
BRD180H (6,0)	732771300
BRD180H (7,0)	732771400
BRD44,5J (0,6)	730110000
BRD44,5J (0,7)	730110001
BRD44,5J (0,8)	730110002
BRD44,5J (1,0)	730110003
BRD44,5J (1,4)	730110004
BRD44,5J (1,8)	730110005
BRD44,5J (2,3)	730110006
BRD44,5J (2,7)	730110007
BRD44,5J (3,1)	730110008
BRD44,5J (3,5)	730110009
BRD44,5J (4,0)	730110010
BRD44,5J (4,5)	730110011
BRD44,5J (5,0)	730110012
BRD44,5J (6,0)	730110013
BRD44,5J (7,0)	730110014
BRD55J (0,6)	730120000
BRD55J (0,7)	730120001
BRD55J (0,8)	730120002
BRD55J (1,0)	730120003
BRD55J (1,4)	730120004
BRD55J (1,8)	730120005
BRD55J (2,3)	730120006
BRD55J (2,7)	730120007
BRD55J (3,1)	730120008
BRD55J (3,5)	730120009
BRD55J (4,0)	730120010
BRD55J (4,5)	730120011
BRD55J (5,0)	730120012
BRD55J (6,0)	730120013
BRD55J (7,0)	730120014
BRD70J (0,6)	730130000
BRD70J (0,7)	730130001
BRD70J (0,8)	730130002
BRD70J (1,0)	730130003
BRD70J (1,4)	730130004
BRD70J (1,8)	730130005
BRD70J (2,3)	730130006
BRD70J (2,7)	730130007
BRD70J (3,1)	730130008
BRD70J (3,5)	730130009
BRD70J (4,0)	730130010
BRD70J (4,5)	730130011
BRD70J (5,0)	730130012
BRD70J (6,0)	730130013
BRD70J (7,0)	730130014
BRD95J (0,6)	730140000
BRD95J (0,7)	730140001
BRD95J (0,8)	730140002
BRD95J (1,0)	730140003
BRD95J (1,4)	730140004
BRD95J (1,8)	730140005
BRD95J (2,3)	730140006
BRD95J (2,7)	730140007
BRD95J (3,1)	730140008
BRD95J (3,5)	730140009
BRD95J (4,0)	730140010
BRD95J (4,5)	730140011
BRD95J (5,0)	730140012

BRD95J (6,0)	730140013
BRD95J (7,0)	730140014
BRD115J (0,6)	732781500
BRD115J (0,7)	732781600
BRD115J (0,8)	732781700
BRD115J (1,0)	732781800
BRD115J (1,4)	732781900
BRD115J (1,8)	732782000
BRD115J (2,3)	732782100
BRD115J (2,7)	732782200
BRD115J (3,1)	732782300
BRD115J (3,5)	732782400
BRD115J (4,0)	732782500
BRD115J (4,5)	732782600
BRD115J (5,0)	732782700
BRD115J (6,0)	732782800
BRD115J (7,0)	732782900
BRD125J (0,6)	730150000
BRD125J (0,7)	730150001
BRD125J (0,8)	730150002
BRD125J (1,0)	730150003
BRD125J (1,4)	730150004
BRD125J (1,8)	730150005
BRD125J (2,3)	730150006
BRD125J (2,7)	730150007
BRD125J (3,1)	730150008
BRD125J (3,5)	730150009
BRD125J (4,0)	730150010
BRD125J (4,5)	730150011
BRD125J (5,0)	730150012
BRD125J (6,0)	730150013
BRD125J (7,0)	730150014
BRD150J (0,6)	732780000
BRD150J (0,7)	732780100
BRD150J (0,8)	732780200
BRD150J (1,0)	732780300
BRD150J (1,4)	732780400
BRD150J (1,8)	732780500
BRD150J (2,3)	732780600
BRD150J (2,7)	732780700
BRD150J (3,1)	732780800
BRD150J (3,5)	732780900
BRD150J (4,0)	732781000
BRD150J (4,5)	732781100
BRD150J (5,0)	732781200
BRD150J (6,0)	732781300
BRD150J (7,0)	732781400
BRD180J (0,6)	732790000
BRD180J (0,7)	732790100
BRD180J (0,8)	732790200
BRD180J (1,0)	732790300
BRD180J (1,4)	732790400
BRD180J (1,8)	732790500
BRD180J (2,3)	732790600
BRD180J (2,7)	732790700
BRD180J (3,1)	732790800
BRD180J (3,5)	732790900
BRD180J (4,0)	732791000
BRD180J (4,5)	732791100
BRD180J (5,0)	732791200
BRD180J (6,0)	732791300
BRD180J (7,0)	732791400
BRD44,5T (0,6)	730160000
BRD44,5T (0,7)	730160001
BRD44,5T (0,8)	730160002
BRD44,5T (1,0)	730160003
BRD44,5T (1,4)	730160004
BRD44,5T (1,8)	730160005
BRD44,5T (2,3)	730160006
BRD44,5T (2,7)	730160007
BRD44,5T (3,1)	730160008
BRD44,5T (3,5)	730160009
BRD44,5T (4,0)	730160010
BRD44,5T (4,5)	730160011
BRD44,5T (5,0)	730160012
BRD44,5T (6,0)	730160013
BRD44,5T (7,0)	730160014
BRD55T (0,6)	730170000
BRD55T (0,7)	730170001
BRD55T (0,8)	730170002
BRD55T (1,0)	730170003
BRD55T (1,4)	730170004
BRD55T (1,8)	730170005
BRD55T (2,3)	730170006
BRD55T (2,7)	730170007
BRD55T (3,1)	730170008
BRD55T (3,5)	730170009
BRD55T (4,0)	730170010
BRD55T (4,5)	730170011
BRD55T (5,0)	730170012
BRD55T (6,0)	730170013
BRD55T (7,0)	730170014
BRD70T (0,6)	730180000
BRD70T (0,7)	730180001
BRD70T (0,8)	730180002
BRD70T (1,0)	730180003
BRD70T (1,4)	730180004
BRD70T (1,8)	730180005
BRD70T (2,3)	730180006
BRD70T (2,7)	730180007

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BRD70T (3,1)	730180008
BRD70T (3,5)	730180009
BRD70T (4,0)	730180010
BRD70T (4,5)	730180011
BRD70T (5,0)	730180012
BRD70T (6,0)	730180013
BRD70T (7,0)	730180014
BRD95T (0,6)	730190000
BRD95T (0,7)	730190001
BRD95T (0,8)	730190002
BRD95T (1,0)	730190003
BRD95T (1,4)	730190004
BRD95T (1,8)	730190005
BRD95T (2,3)	730190006
BRD95T (2,7)	730190007
BRD95T (3,1)	730190008
BRD95T (3,5)	730190009
BRD95T (4,0)	730190010
BRD95T (4,5)	730190011
BRD95T (5,0)	730190012
BRD95T (6,0)	730190013
BRD95T (7,0)	730190014
BRD115T (0,6)	732801500
BRD115T (0,7)	732801600
BRD115T (0,8)	732801700
BRD115T (1,0)	732801800
BRD115T (1,4)	732801900
BRD115T (1,8)	732802000
BRD115T (2,3)	732802100
BRD115T (2,7)	732802200
BRD115T (3,1)	732802300
BRD115T (3,5)	732802400
BRD115T (4,0)	732802500
BRD115T (4,5)	732802600
BRD115T (5,0)	732802700
BRD115T (6,0)	732802800
BRD115T (7,0)	732802900
BRD125T (0,6)	730200000
BRD125T (0,7)	730200001
BRD125T (0,8)	730200002
BRD125T (1,0)	730200003
BRD125T (1,4)	730200004
BRD125T (1,8)	730200005
BRD125T (2,3)	730200006
BRD125T (2,7)	730200007
BRD125T (3,1)	730200008
BRD125T (3,5)	730200009
BRD125T (4,0)	730200010
BRD125T (4,5)	730200011
BRD125T (5,0)	730200012
BRD125T (6,0)	730200013
BRD125T (7,0)	730200014
BRD150T (0,6)	732800000
BRD150T (0,7)	732800100
BRD150T (0,8)	732800200
BRD150T (1,0)	732800300
BRD150T (1,4)	732800400
BRD150T (1,8)	732800500
BRD150T (2,3)	732800600
BRD150T (2,7)	732800700
BRD150T (3,1)	732800800
BRD150T (3,5)	732800900
BRD150T (4,0)	732801000
BRD150T (4,5)	732801100
BRD150T (5,0)	732801200
BRD150T (6,0)	732801300
BRD150T (7,0)	732801400
BRD180T (0,6)	732810000
BRD180T (0,7)	732810100
BRD180T (0,8)	732810200
BRD180T (1,0)	732810300
BRD180T (1,4)	732810400
BRD180T (1,8)	732810500
BRD180T (2,3)	732810600
BRD180T (2,7)	732810700
BRD180T (3,1)	732810800
BRD180T (3,5)	732810900
BRD180T (4,0)	732811000
BRD180T (4,5)	732811100
BRD180T (5,0)	732811200
BRD180T (6,0)	732811300
BRD180T (7,0)	732811400
BRD44,50 (0,6)	730210000
BRD44,50 (0,7)	730210001
BRD44,50 (0,8)	730210002
BRD44,50 (1,0)	730210003
BRD44,50 (1,4)	730210004
BRD44,50 (1,8)	730210005
BRD44,50 (2,3)	730210006
BRD44,50 (2,7)	730210007
BRD44,50 (3,1)	730210008
BRD44,50 (3,5)	730210009
BRD44,50 (4,0)	730210010
BRD44,50 (4,5)	730210011
BRD44,50 (5,0)	730210012
BRD44,50 (6,0)	730210013
BRD44,50 (7,0)	730210014
BRD550 (0,6)	730220000
BRD550 (0,7)	730220001
BRD550 (0,8)	730220002

BRD550 (1,0)	730220003
BRD550 (1,4)	730220004
BRD550 (1,8)	730220005
BRD550 (2,3)	730220006
BRD550 (2,7)	730220007
BRD550 (3,1)	730220008
BRD550 (3,5)	730220009
BRD550 (4,0)	730220010
BRD550 (4,5)	730220011
BRD550 (5,0)	730220012
BRD550 (6,0)	730220013
BRD550 (7,0)	730220014
BRD700 (0,6)	730230000
BRD700 (0,7)	730230001
BRD700 (0,8)	730230002
BRD700 (1,0)	730230003
BRD700 (1,4)	730230004
BRD700 (1,8)	730230005
BRD700 (2,3)	730230006
BRD700 (2,7)	730230007
BRD700 (3,1)	730230008
BRD700 (3,5)	730230009
BRD700 (4,0)	730230010
BRD700 (4,5)	730230011
BRD700 (5,0)	730230012
BRD700 (6,0)	730230013
BRD700 (7,0)	730230014
BRD950 (0,6)	730240000
BRD950 (0,7)	730240001
BRD950 (0,8)	730240002
BRD950 (1,0)	730240003
BRD950 (1,4)	730240004
BRD950 (1,8)	730240005
BRD950 (2,3)	730240006
BRD950 (2,7)	730240007
BRD950 (3,1)	730240008
BRD950 (3,5)	730240009
BRD950 (4,0)	730240010
BRD950 (4,5)	730240011
BRD950 (5,0)	730240012
BRD950 (6,0)	730240013
BRD950 (7,0)	730240014
BRD1150 (0,6)	732821500
BRD1150 (0,7)	732821600
BRD1150 (0,8)	732821700
BRD1150 (1,0)	732821800
BRD1150 (1,4)	732821900
BRD1150 (1,8)	732822000
BRD1150 (2,3)	732822100
BRD1150 (2,7)	732822200
BRD1150 (3,1)	732822300
BRD1150 (3,5)	732822400
BRD1150 (4,0)	732822500
BRD1150 (4,5)	732822600
BRD1150 (5,0)	732822700
BRD1150 (6,0)	732822800
BRD1150 (7,0)	732822900
BRD1250 (0,6)	730250000
BRD1250 (0,7)	730250001
BRD1250 (0,8)	730250002
BRD1250 (1,0)	730250003
BRD1250 (1,4)	730250004
BRD1250 (1,8)	730250005
BRD1250 (2,3)	730250006
BRD1250 (2,7)	730250007
BRD1250 (3,1)	730250008
BRD1250 (3,5)	730250009
BRD1250 (4,0)	730250010
BRD1250 (4,5)	730250011
BRD1250 (5,0)	730250012
BRD1250 (6,0)	730250013
BRD1250 (7,0)	730250014
BRD1500 (0,6)	732820000
BRD1500 (0,7)	732820100
BRD1500 (0,8)	732820200
BRD1500 (1,0)	732820300
BRD1500 (1,4)	732820400
BRD1500 (1,8)	732820500
BRD1500 (2,3)	732820600
BRD1500 (2,7)	732820700
BRD1500 (3,1)	732820800
BRD1500 (3,5)	732820900
BRD1500 (4,0)	732821000
BRD1500 (4,5)	732821100
BRD1500 (5,0)	732821200
BRD1500 (6,0)	732821300
BRD1500 (7,0)	732821400
BRD1800 (0,6)	732830000
BRD1800 (0,7)	732830100
BRD1800 (0,8)	732830200
BRD1800 (1,0)	732830300
BRD1800 (1,4)	732830400
BRD1800 (1,8)	732830500
BRD1800 (2,3)	732830600
BRD1800 (2,7)	732830700
BRD1800 (3,1)	732830800
BRD1800 (3,5)	732830900
BRD1800 (4,0)	732831000
BRD1800 (4,5)	732831100
BRD1800 (5,0)	732831200

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BRD1800 (6,0)	732831300
BRD1800 (7,0)	732831400
BRD44,5S (0,6)	730260000
BRD44,5S (0,7)	730260001
BRD44,5S (0,8)	730260002
BRD44,5S (1,0)	730260003
BRD44,5S (1,4)	730260004
BRD44,5S (1,8)	730260005
BRD44,5S (2,3)	730260006
BRD44,5S (2,7)	730260007
BRD44,5S (3,1)	730260008
BRD44,5S (3,5)	730260009
BRD44,5S (4,0)	730260010
BRD44,5S (4,5)	730260011
BRD44,5S (5,0)	730260012
BRD44,5S (6,0)	730260013
BRD44,5S (7,0)	730260014
BRD55S (0,6)	730270000
BRD55S (0,7)	730270001
BRD55S (0,8)	730270002
BRD55S (1,0)	730270003
BRD55S (1,4)	730270004
BRD55S (1,8)	730270005
BRD55S (2,3)	730270006
BRD55S (2,7)	730270007
BRD55S (3,1)	730270008
BRD55S (3,5)	730270009
BRD55S (4,0)	730270010
BRD55S (4,5)	730270011
BRD55S (5,0)	730270012
BRD55S (6,0)	730270013
BRD55S (7,0)	730270014
BRD70S (0,6)	730280000
BRD70S (0,7)	730280001
BRD70S (0,8)	730280002
BRD70S (1,0)	730280003
BRD70S (1,4)	730280004
BRD70S (1,8)	730280005
BRD70S (2,3)	730280006
BRD70S (2,7)	730280007
BRD70S (3,1)	730280008
BRD70S (3,5)	730280009
BRD70S (4,0)	730280010
BRD70S (4,5)	730280011
BRD70S (5,0)	730280012
BRD70S (6,0)	730280013
BRD70S (7,0)	730280014
BRD95S (0,6)	730290000
BRD95S (0,7)	730290001
BRD95S (0,8)	730290002
BRD95S (1,0)	730290003
BRD95S (1,4)	730290004
BRD95S (1,8)	730290005
BRD95S (2,3)	730290006
BRD95S (2,7)	730290007
BRD95S (3,1)	730290008
BRD95S (3,5)	730290009
BRD95S (4,0)	730290010
BRD95S (4,5)	730290011
BRD95S (5,0)	730290012
BRD95S (6,0)	730290013
BRD95S (7,0)	730290014
BRD115S (0,6)	732841500
BRD115S (0,7)	732841600
BRD115S (0,8)	732841700
BRD115S (1,0)	732841800
BRD115S (1,4)	732841900
BRD115S (1,8)	732842000
BRD115S (2,3)	732842100
BRD115S (2,7)	732842200
BRD115S (3,1)	732842300
BRD115S (3,5)	732842400
BRD115S (4,0)	732842500
BRD115S (4,5)	732842600
BRD115S (5,0)	732842700
BRD115S (6,0)	732842800
BRD115S (7,0)	732842900
BRD125S (0,6)	730300000
BRD125S (0,7)	730300001
BRD125S (0,8)	730300002
BRD125S (1,0)	730300003
BRD125S (1,4)	730300004
BRD125S (1,8)	730300005
BRD125S (2,3)	730300006
BRD125S (2,7)	730300007
BRD125S (3,1)	730300008
BRD125S (3,5)	730300009
BRD125S (4,0)	730300010
BRD125S (4,5)	730300011
BRD125S (5,0)	730300012
BRD125S (6,0)	730300013
BRD125S (7,0)	730300014
BRD150S (0,6)	732840000
BRD150S (0,7)	732840100
BRD150S (0,8)	732840200
BRD150S (1,0)	732840300
BRD150S (1,4)	732840400
BRD150S (1,8)	732840500
BRD150S (2,3)	732840600
BRD150S (2,7)	732840700

BRD150S (3,1)	732840800
BRD150S (3,5)	732840900
BRD150S (4,0)	732841000
BRD150S (4,5)	732841100
BRD150S (5,0)	732841200
BRD150S (6,0)	732841300
BRD150S (7,0)	732841400
BRD180S (0,6)	732850000
BRD180S (0,7)	732850100
BRD180S (0,8)	732850200
BRD180S (1,0)	732850300
BRD180S (1,4)	732850400
BRD180S (1,8)	732850500
BRD180S (2,3)	732850600
BRD180S (2,7)	732850700
BRD180S (3,1)	732850800
BRD180S (3,5)	732850900
BRD180S (4,0)	732851000
BRD180S (4,5)	732851100
BRD180S (5,0)	732851200
BRD180S (6,0)	732851300
BRD180S (7,0)	732851400
BRD44,5X (0,6)	732860000
BRD44,5X (0,7)	732860100
BRD44,5X (0,8)	732860200
BRD44,5X (1,0)	732860300
BRD44,5X (1,4)	732860400
BRD44,5X (1,8)	732860500
BRD44,5X (2,3)	732860600
BRD44,5X (2,7)	732860700
BRD44,5X (3,1)	732860800
BRD44,5X (3,5)	732860900
BRD44,5X (4,0)	732861000
BRD44,5X (4,5)	732861100
BRD44,5X (5,0)	732861200
BRD44,5X (6,0)	732861300
BRD44,5X (7,0)	732861400
BRD55X (0,6)	732870000
BRD55X (0,7)	732870100
BRD55X (0,8)	732870200
BRD55X (1,0)	732870300
BRD55X (1,4)	732870400
BRD55X (1,8)	732870500
BRD55X (2,3)	732870600
BRD55X (2,7)	732870700
BRD55X (3,1)	732870800
BRD55X (3,5)	732870900
BRD55X (4,0)	732871000
BRD55X (4,5)	732871100
BRD55X (5,0)	732871200
BRD55X (6,0)	732871300
BRD55X (7,0)	732871400
BRD70X (0,6)	732880000
BRD70X (0,7)	732880100
BRD70X (0,8)	732880200
BRD70X (1,0)	732880300
BRD70X (1,4)	732880400
BRD70X (1,8)	732880500
BRD70X (2,3)	732880600
BRD70X (2,7)	732880700
BRD70X (3,1)	732880800
BRD70X (3,5)	732880900
BRD70X (4,0)	732881000
BRD70X (4,5)	732881100
BRD70X (5,0)	732881200
BRD70X (6,0)	732881300
BRD70X (7,0)	732881400
BRD95X (0,6)	732890000
BRD95X (0,7)	732890100
BRD95X (0,8)	732890200
BRD95X (1,0)	732890300
BRD95X (1,4)	732890400
BRD95X (1,8)	732890500
BRD95X (2,3)	732890600
BRD95X (2,7)	732890700
BRD95X (3,1)	732890800
BRD95X (3,5)	732890900
BRD95X (4,0)	732891000
BRD95X (4,5)	732891100
BRD95X (5,0)	732891200
BRD95X (6,0)	732891300
BRD95X (7,0)	732891400
BRD115X (0,6)	732911500
BRD115X (0,7)	732911600
BRD115X (0,8)	732911700
BRD115X (1,0)	732911800
BRD115X (1,4)	732911900
BRD115X (1,8)	732912000
BRD115X (2,3)	732912100
BRD115X (2,7)	732912200
BRD115X (3,1)	732912300
BRD115X (3,5)	732912400
BRD115X (4,0)	732912500
BRD115X (4,5)	732912600
BRD115X (5,0)	732912700
BRD115X (6,0)	732912800
BRD115X (7,0)	732912900
BRD125X (0,6);	732900000
BRD125X (0,7);	732900100
BRD125X (0,8);	732900200



MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BRD125X (1,0)	732900300
BRD125X (1,4)	732900400
BRD125X (1,8)	732900500
BRD125X (2,3)	732900600
BRD125X (2,7)	732900700
BRD125X (3,1)	732900800
BRD125X (3,5)	732900900
BRD125X (4,0)	732901000
BRD125X (4,5)	732901100
BRD125X (5,0)	732901200
BRD125X (6,0)	732901300
BRD125X (7,0)	732901400
BRD150X (0,6)	732910000
BRD150X (0,7)	732910100
BRD150X (0,8)	732910200
BRD150X (1,0)	732910300
BRD150X (1,4)	732910400
BRD150X (1,8)	732910500
BRD150X (2,3)	732910600
BRD150X (2,7)	732910700
BRD150X (3,1)	732910800
BRD150X (3,5)	732910900
BRD150X (4,0)	732911000
BRD150X (4,5)	732911100
BRD150X (5,0)	732911200
BRD150X (6,0)	732911300
BRD150X (7,0)	732911400
BRD180X (0,6)	732920000
BRD180X (0,7)	732920100
BRD180X (0,8)	732920200
BRD180X (1,0)	732920300
BRD180X (1,4)	732920400
BRD180X (1,8)	732920500
BRD180X (2,3)	732920600
BRD180X (2,7)	732920700
BRD180X (3,1)	732920800
BRD180X (3,5)	732920900
BRD180X (4,0)	732921000
BRD180X (4,5)	732921100
BRD180X (5,0)	732921200
BRD180X (6,0)	732921300
BRD180X (7,0)	732921400
BRD44,5A (0,6)	732930000
BRD44,5A (0,7)	732930100
BRD44,5A (0,8)	732930200
BRD44,5A (1,0)	732930300
BRD44,5A (1,4)	732930400
BRD44,5A (1,8)	732930500
BRD44,5A (2,3)	732930600
BRD44,5A (2,7)	732930700
BRD44,5A (3,1)	732930800
BRD44,5A (3,5)	732930900
BRD44,5A (4,0)	732931000
BRD44,5A (4,5)	732931100
BRD44,5A (5,0)	732931200
BRD44,5A (6,0)	732931300
BRD44,5A (7,0)	732931400
BRD55A (0,6)	732940000
BRD55A (0,7)	732940100
BRD55A (0,8)	732940200
BRD55A (1,0)	732940300
BRD55A (1,4)	732940400
BRD55A (1,8)	732940500
BRD55A (2,3)	732940600
BRD55A (2,7)	732940700
BRD55A (3,1)	732940800
BRD55A (3,5)	732940900
BRD55A (4,0)	732941000
BRD55A (4,5)	732941100
BRD55A (5,0)	732941200
BRD55A (6,0)	732941300
BRD55A (7,0)	732941400
BRD70A (0,6)	732950000
BRD70A (0,7)	732950100
BRD70A (0,8)	732950200
BRD70A (1,0)	732950300
BRD70A (1,4)	732950400
BRD70A (1,8)	732950500
BRD70A (2,3)	732950600
BRD70A (2,7)	732950700
BRD70A (3,1)	732950800
BRD70A (3,5)	732950900
BRD70A (4,0)	732951000
BRD70A (4,5)	732951100
BRD70A (5,0)	732951200
BRD70A (6,0)	732951300
BRD70A (7,0)	732951400
BRD95A (0,6)	732960000
BRD95A (0,7)	732960100
BRD95A (0,8)	732960200
BRD95A (1,0)	732960300
BRD95A (1,4)	732960400
BRD95A (1,8)	732960500
BRD95A (2,3)	732960600
BRD95A (2,7)	732960700
BRD95A (3,1)	732960800
BRD95A (3,5)	732960900
BRD95A (4,0)	732961000
BRD95A (4,5)	732961100
BRD95A (5,0)	732961200

BRD95A (6,0)	732961300
BRD95A (7,0)	732961400
BRD115A (0,6)	732981500
BRD115A (0,7)	732981600
BRD115A (0,8)	732981700
BRD115A (1,0)	732981800
BRD115A (1,4)	732981900
BRD115A (1,8)	732982000
BRD115A (2,3)	732982100
BRD115A (2,7)	732982200
BRD115A (3,1)	732982300
BRD115A (3,5)	732982400
BRD115A (4,0)	732982500
BRD115A (4,5)	732982600
BRD115A (5,0)	732982700
BRD115A (6,0)	732982800
BRD115A (7,0)	732982900
BRD125A (0,6)	732970000
BRD125A (0,7)	732970100
BRD125A (0,8)	732970200
BRD125A (1,0)	732970300
BRD125A (1,4)	732970400
BRD125A (1,8)	732970500
BRD125A (2,3)	732970600
BRD125A (2,7)	732970700
BRD125A (3,1)	732970800
BRD125A (3,5)	732970900
BRD125A (4,0)	732971000
BRD125A (4,5)	732971100
BRD125A (5,0)	732971200
BRD125A (6,0)	732971300
BRD125A (7,0)	732971400
BRD150A (0,6)	732980000
BRD150A (0,7)	732980100
BRD150A (0,8)	732980200
BRD150A (1,0)	732980300
BRD150A (1,4)	732980400
BRD150A (1,8)	732980500
BRD150A (2,3)	732980600
BRD150A (2,7)	732980700
BRD150A (3,1)	732980800
BRD150A (3,5)	732980900
BRD150A (4,0)	732981000
BRD150A (4,5)	732981100
BRD150A (5,0)	732981200
BRD150A (6,0)	732981300
BRD150A (7,0)	732981400
BRD180A (0,6)	732990000
BRD180A (0,7)	732990100
BRD180A (0,8)	732990200
BRD180A (1,0)	732990300
BRD180A (1,4)	732990400
BRD180A (1,8)	732990500
BRD180A (2,3)	732990600
BRD180A (2,7)	732990700
BRD180A (3,1)	732990800
BRD180A (3,5)	732990900
BRD180A (4,0)	732991000
BRD180A (4,5)	732991100
BRD180A (5,0)	732991200
BRD180A (6,0)	732991300
BRD180A (7,0)	732991400
BRD44,5D (0,6)	733000000
BRD44,5D (0,7)	733000100
BRD44,5D (0,8)	733000200
BRD44,5D (1,0)	733000300
BRD44,5D (1,4)	733000400
BRD44,5D (1,8)	733000500
BRD44,5D (2,3)	733000600
BRD44,5D (2,7)	733000700
BRD44,5D (3,1)	733000800
BRD44,5D (3,5)	733000900
BRD44,5D (4,0)	733001000
BRD44,5D (4,5)	733001100
BRD44,5D (5,0)	733001200
BRD44,5D (6,0)	733001300
BRD44,5D (7,0)	733001400
BRD55D (0,6)	733010000
BRD55D (0,7)	733010100
BRD55D (0,8)	733010200
BRD55D (1,0)	733010300
BRD55D (1,4)	733010400
BRD55D (1,8)	733010500
BRD55D (2,3)	733010600
BRD55D (2,7)	733010700
BRD55D (3,1)	733010800
BRD55D (3,5)	733010900
BRD55D (4,0)	733011000
BRD55D (4,5)	733011100
BRD55D (5,0)	733011200
BRD55D (6,0)	733011300
BRD55D (7,0)	733011400
BRD70D (0,6)	733020000
BRD70D (0,7)	733020100
BRD70D (0,8)	733020200
BRD70D (1,0)	733020300
BRD70D (1,4)	733020400
BRD70D (1,8)	733020500
BRD70D (2,3)	733020600
BRD70D (2,7)	733020700

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BRD70D (3,1)	733020800
BRD70D (3,5)	733020900
BRD70D (4,0)	733021000
BRD70D (4,5)	733021100
BRD70D (5,0)	733021200
BRD70D (6,0)	733021300
BRD70D (7,0)	733021400
BRD95D (0,6)	733030000
BRD95D (0,7)	733030100
BRD95D (0,8)	733030200
BRD95D (1,0)	733030300
BRD95D (1,4)	733030400
BRD95D (1,8)	733030500
BRD95D (2,3)	733030600
BRD95D (2,7)	733030700
BRD95D (3,1)	733030800
BRD95D (3,5)	733030900
BRD95D (4,0)	733031000
BRD95D (4,5)	733031100
BRD95D (5,0)	733031200
BRD95D (6,0)	733031300
BRD95D (7,0)	733031400
BRD115D (0,6)	733051500
BRD115D (0,7)	733051600
BRD115D (0,8)	733051700
BRD115D (1,0)	733051800
BRD115D (1,4)	733051900
BRD115D (1,8)	733052000
BRD115D (2,3)	733052100
BRD115D (2,7)	733052200
BRD115D (3,1)	733052300
BRD115D (3,5)	733052400
BRD115D (4,0)	733052500
BRD115D (4,5)	733052600
BRD115D (5,0)	733052700
BRD115D (6,0)	733052800
BRD115D (7,0)	733052900
BRD125D (0,6)	733040000
BRD125D (0,7)	733040100
BRD125D (0,8)	733040200
BRD125D (1,0)	733040300
BRD125D (1,4)	733040400
BRD125D (1,8)	733040500
BRD125D (2,3)	733040600
BRD125D (2,7)	733040700
BRD125D (3,1)	733040800
BRD125D (3,5)	733040900
BRD125D (4,0)	733041000
BRD125D (4,5)	733041100
BRD125D (5,0)	733041200
BRD125D (6,0)	733041300
BRD125D (7,0)	733041400
BRD150D (0,6)	733050000
BRD150D (0,7)	733050100
BRD150D (0,8)	733050200
BRD150D (1,0)	733050300
BRD150D (1,4)	733050400
BRD150D (1,8)	733050500
BRD150D (2,3)	733050600
BRD150D (2,7)	733050700
BRD150D (3,1)	733050800
BRD150D (3,5)	733050900
BRD150D (4,0)	733051000
BRD150D (4,5)	733051100
BRD150D (5,0)	733051200
BRD150D (6,0)	733051300
BRD150D (7,0)	733051400
BRD180D (0,6)	733060000
BRD180D (0,7)	733060100
BRD180D (0,8)	733060200
BRD180D (1,0)	733060300
BRD180D (1,4)	733060400
BRD180D (1,8)	733060500
BRD180D (2,3)	733060600
BRD180D (2,7)	733060700
BRD180D (3,1)	733060800
BRD180D (3,5)	733060900
BRD180D (4,0)	733061000
BRD180D (4,5)	733061100
BRD180D (5,0)	733061200
BRD180D (6,0)	733061300
BRD180D (7,0)	733061400
BRD44,5L (0,6)	733070000
BRD44,5L (0,7)	733070100
BRD44,5L (0,8)	733070200
BRD44,5L (1,0)	733070300
BRD44,5L (1,4)	733070400
BRD44,5L (1,8)	733070500
BRD44,5L (2,3)	733070600
BRD44,5L (2,7)	733070700
BRD44,5L (3,1)	733070800
BRD44,5L (3,5)	733070900
BRD44,5L (4,0)	733071000
BRD44,5L (4,5)	733071100
BRD44,5L (5,0)	733071200
BRD44,5L (6,0)	733071300
BRD44,5L (7,0)	733071400
BRD55L (0,6)	733080000
BRD55L (0,7)	733080100
BRD55L (0,8)	733080200

BRD55L (1,0)	733080300
BRD55L (1,4)	733080400
BRD55L (1,8)	733080500
BRD55L (2,3)	733080600
BRD55L (2,7)	733080700
BRD55L (3,1)	733080800
BRD55L (3,5)	733080900
BRD55L (4,0)	733081000
BRD55L (4,5)	733081100
BRD55L (5,0)	733081200
BRD55L (6,0)	733081300
BRD55L (7,0)	733081400
BRD70L (0,6)	733090000
BRD70L (0,7)	733090100
BRD70L (0,8)	733090200
BRD70L (1,0)	733090300
BRD70L (1,4)	733090400
BRD70L (1,8)	733090500
BRD70L (2,3)	733090600
BRD70L (2,7)	733090700
BRD70L (3,1)	733090800
BRD70L (3,5)	733090900
BRD70L (4,0)	733091000
BRD70L (4,5)	733091100
BRD70L (5,0)	733091200
BRD70L (6,0)	733091300
BRD70L (7,0)	733091400
BRD95L (0,6)	733100000
BRD95L (0,7)	733100100
BRD95L (0,8)	733100200
BRD95L (1,0)	733100300
BRD95L (1,4)	733100400
BRD95L (1,8)	733100500
BRD95L (2,3)	733100600
BRD95L (2,7)	733100700
BRD95L (3,1)	733100800
BRD95L (3,5)	733100900
BRD95L (4,0)	733101000
BRD95L (4,5)	733101100
BRD95L (5,0)	733101200
BRD95L (6,0)	733101300
BRD95L (7,0)	733101400
BRD115L (0,6)	733121500
BRD115L (0,7)	733121600
BRD115L (0,8)	733121700
BRD115L (1,0)	733121800
BRD115L (1,4)	733121900
BRD115L (1,8)	733122000
BRD115L (2,3)	733122100
BRD115L (2,7)	733122200
BRD115L (3,1)	733122300
BRD115L (3,5)	733122400
BRD115L (4,0)	733122500
BRD115L (4,5)	733122600
BRD115L (5,0)	733122700
BRD115L (6,0)	733122800
BRD115L (7,0)	733122900
BRD125L (0,6)	733110000
BRD125L (0,7)	733110100
BRD125L (0,8)	733110200
BRD125L (1,0)	733110300
BRD125L (1,4)	733110400
BRD125L (1,8)	733110500
BRD125L (2,3)	733110600
BRD125L (2,7)	733110700
BRD125L (3,1)	733110800
BRD125L (3,5)	733110900
BRD125L (4,0)	733111000
BRD125L (4,5)	733111100
BRD125L (5,0)	733111200
BRD125L (6,0)	733111300
BRD125L (7,0)	733111400
BRD150L (0,6)	733120000
BRD150L (0,7)	733120100
BRD150L (0,8)	733120200
BRD150L (1,0)	733120300
BRD150L (1,4)	733120400
BRD150L (1,8)	733120500
BRD150L (2,3)	733120600
BRD150L (2,7)	733120700
BRD150L (3,1)	733120800
BRD150L (3,5)	733120900
BRD150L (4,0)	733121000
BRD150L (4,5)	733121100
BRD150L (5,0)	733121200
BRD150L (6,0)	733121300
BRD150L (7,0)	733121400
BRD180L (0,6)	733130000
BRD180L (0,7)	733130100
BRD180L (0,8)	733130200
BRD180L (1,0)	733130300
BRD180L (1,4)	733130400
BRD180L (1,8)	733130500
BRD180L (2,3)	733130600
BRD180L (2,7)	733130700
BRD180L (3,1)	733130800
BRD180L (3,5)	733130900
BRD180L (4,0)	733131000
BRD180L (4,5)	733131100
BRD180L (5,0)	733131200

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BRD180L (6,0)	733131300
BRD180L (7,0)	733131400
BRD44,5U (0,6)	733140000
BRD44,5U (0,7)	733140100
BRD44,5U (0,8)	733140200
BRD44,5U (1,0)	733140300
BRD44,5U (1,4)	733140400
BRD44,5U (1,8)	733140500
BRD44,5U (2,3)	733140600
BRD44,5U (2,7)	733140700
BRD44,5U (3,1)	733140800
BRD44,5U (3,5)	733140900
BRD44,5U (4,0)	733141000
BRD44,5U (4,5)	733141100
BRD44,5U (5,0)	733141200
BRD44,5U (6,0)	733141300
BRD44,5U (7,0)	733141400
BRD55U (0,6)	733150000
BRD55U (0,7)	733150100
BRD55U (0,8)	733150200
BRD55U (1,0)	733150300
BRD55U (1,4)	733150400
BRD55U (1,8)	733150500
BRD55U (2,3)	733150600
BRD55U (2,7)	733150700
BRD55U (3,1)	733150800
BRD55U (3,5)	733150900
BRD55U (4,0)	733151000
BRD55U (4,5)	733151100
BRD55U (5,0)	733151200
BRD55U (6,0)	733151300
BRD55U (7,0)	733151400
BRD70U (0,6)	733160000
BRD70U (0,7)	733160100
BRD70U (0,8)	733160200
BRD70U (1,0)	733160300
BRD70U (1,4)	733160400
BRD70U (1,8)	733160500
BRD70U (2,3)	733160600
BRD70U (2,7)	733160700
BRD70U (3,1)	733160800
BRD70U (3,5)	733160900
BRD70U (4,0)	733161000
BRD70U (4,5)	733161100
BRD70U (5,0)	733161200
BRD70U (6,0)	733161300
BRD70U (7,0)	733161400
BRD95U (0,6)	733170000
BRD95U (0,7)	733170100
BRD95U (0,8)	733170200
BRD95U (1,0)	733170300
BRD95U (1,4)	733170400
BRD95U (1,8)	733170500
BRD95U (2,3)	733170600
BRD95U (2,7)	733170700
BRD95U (3,1)	733170800
BRD95U (3,5)	733170900
BRD95U (4,0)	733171000
BRD95U (4,5)	733171100
BRD95U (5,0)	733171200
BRD95U (6,0)	733171300
BRD95U (7,0)	733171400
BRD115U (0,6)	733191500
BRD115U (0,7)	733191600
BRD115U (0,8)	733191700
BRD115U (1,0)	733191800
BRD115U (1,4)	733191900
BRD115U (1,8)	733192000
BRD115U (2,3)	733192100
BRD115U (2,7)	733192200
BRD115U (3,1)	733192300
BRD115U (3,5)	733192400
BRD115U (4,0)	733192500
BRD115U (4,5)	733192600
BRD115U (5,0)	733192700
BRD115U (6,0)	733192800
BRD115U (7,0)	733192900
BRD125U (0,6)	733180000
BRD125U (0,7)	733180100
BRD125U (0,8)	733180200
BRD125U (1,0)	733180300
BRD125U (1,4)	733180400
BRD125U (1,8)	733180500
BRD125U (2,3)	733180600
BRD125U (2,7)	733180700
BRD125U (3,1)	733180800
BRD125U (3,5)	733180900
BRD125U (4,0)	733181000
BRD125U (4,5)	733181100
BRD125U (5,0)	733181200
BRD125U (6,0)	733181300
BRD125U (7,0)	733181400
BRD150U (0,6)	733190000
BRD150U (0,7)	733190100
BRD150U (0,8)	733190200
BRD150U (1,0)	733190300
BRD150U (1,4)	733190400
BRD150U (1,8)	733190500
BRD150U (2,3)	733190600
BRD150U (2,7)	733190700

BRD150U (3,1)	733190800
BRD150U (3,5)	733190900
BRD150U (4,0)	733191000
BRD150U (4,5)	733191100
BRD150U (5,0)	733191200
BRD150U (6,0)	733191300
BRD150U (7,0)	733191400
BRD180U (0,6)	733200000
BRD180U (0,7)	733200100
BRD180U (0,8)	733200200
BRD180U (1,0)	733200300
BRD180U (1,4)	733200400
BRD180U (1,8)	733200500
BRD180U (2,3)	733200600
BRD180U (2,7)	733200700
BRD180U (3,1)	733200800
BRD180U (3,5)	733200900
BRD180U (4,0)	733201000
BRD180U (4,5)	733201100
BRD180U (5,0)	733201200
BRD180U (6,0)	733201300
BRD180U (7,0)	733201400
BRD44,5Q (0,6)	738350000
BRD44,5Q (0,7)	738350010
BRD44,5Q (0,8)	738350020
BRD44,5Q (1,0)	738350030
BRD44,5Q (1,4)	738350040
BRD44,5Q (1,8)	738350050
BRD44,5Q (2,3)	738350060
BRD44,5Q (2,7)	738350070
BRD44,5Q (3,1)	738350080
BRD44,5Q (3,5)	738350090
BRD44,5Q (4,0)	738350100
BRD44,5Q (4,5)	738350110
BRD44,5Q (5,0)	738350120
BRD44,5Q (6,0)	738350130
BRD44,5Q (7,0)	738350140
BRD55Q (0,6)	738350150
BRD55Q (0,7)	738350160
BRD55Q (0,8)	738350170
BRD55Q (1,0)	738350180
BRD55Q (1,4)	738350190
BRD55Q (1,8)	738350200
BRD55Q (2,3)	738350210
BRD55Q (2,7)	738350220
BRD55Q (3,1)	738350230
BRD55Q (3,5)	738350240
BRD55Q (4,0)	738350250
BRD55Q (4,5)	738350260
BRD55Q (5,0)	738350270
BRD55Q (6,0)	738350280
BRD55Q (7,0)	738350290
BRD70Q (0,6)	738350300
BRD70Q (0,7)	738350310
BRD70Q (0,8)	738350320
BRD70Q (1,0)	738350330
BRD70Q (1,4)	738350340
BRD70Q (1,8)	738350350
BRD70Q (2,3)	738350360
BRD70Q (2,7)	738350370
BRD70Q (3,1)	738350380
BRD70Q (3,5)	738350390
BRD70Q (4,0)	738350400
BRD70Q (4,5)	738350410
BRD70Q (5,0)	738350420
BRD70Q (6,0)	738350430
BRD70Q (7,0)	738350440
BRD85Q (0,6)	738351200
BRD85Q (0,7)	738351210
BRD85Q (0,8)	738351220
BRD85Q (1,0)	738351230
BRD85Q (1,4)	738351240
BRD85Q (1,8)	738351250
BRD85Q (2,3)	738351260
BRD85Q (2,7)	738351270
BRD85Q (3,1)	738351280
BRD85Q (3,5)	738351290
BRD85Q (4,0)	738351300
BRD85Q (4,5)	738351310
BRD85Q (5,0)	738351320
BRD85Q (6,0)	738351330
BRD85Q (7,0)	738351340
BRD95Q (0,6)	738350450
BRD95Q (0,7)	738350460
BRD95Q (0,8)	738350470
BRD95Q (1,0)	738350480
BRD95Q (1,4)	738350490
BRD95Q (1,8)	738350500
BRD95Q (2,3)	738350510
BRD95Q (2,7)	738350520
BRD95Q (3,1)	738350530
BRD95Q (3,5)	738350540
BRD95Q (4,0)	738350550
BRD95Q (4,5)	738350560
BRD95Q (5,0)	738350570
BRD95Q (6,0)	738350580
BRD95Q (7,0)	738350590
BRD115Q (0,6)	738351050
BRD115Q (0,7)	738351060
BRD115Q (0,8)	738351070

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BRD115Q (1,0)	738351080
BRD115Q (1,4)	738351090
BRD115Q (1,8)	738351100
BRD115Q (2,3)	738351110
BRD115Q (2,7)	738351120
BRD115Q (3,1)	738351130
BRD115Q (3,5)	738351140
BRD115Q (4,0)	738351150
BRD115Q (4,5)	738351160
BRD115Q (5,0)	738351170
BRD115Q (6,0)	738351180
BRD115Q (7,0)	738351190
BRD125Q (0,6)	738350600
BRD125Q (0,7)	738350610
BRD125Q (0,8)	738350620
BRD125Q (1,0)	738350630
BRD125Q (1,4)	738350640
BRD125Q (1,8)	738350650
BRD125Q (2,3)	738350660
BRD125Q (2,7)	738350670
BRD125Q (3,1)	738350680
BRD125Q (3,5)	738350690
BRD125Q (4,0)	738350700
BRD125Q (4,5)	738350710
BRD125Q (5,0)	738350720
BRD125Q (6,0)	738350730
BRD125Q (7,0)	738350740
BRD145Q (0,6)	738351350
BRD145Q (0,7)	738351360
BRD145Q (0,8)	738351370
BRD145Q (1,0)	738351380
BRD145Q (1,4)	738351390
BRD145Q (1,8)	738351400
BRD145Q (2,3)	738351410
BRD145Q (2,7)	738351420
BRD145Q (3,1)	738351430
BRD145Q (3,5)	738351440
BRD145Q (4,0)	738351450
BRD145Q (4,5)	738351460
BRD145Q (5,0)	738351470
BRD145Q (6,0)	738351480
BRD145Q (7,0)	738351490
BRD150Q (0,6)	738350750
BRD150Q (0,7)	738350760
BRD150Q (0,8)	738350770
BRD150Q (1,0)	738350780
BRD150Q (1,4)	738350790
BRD150Q (1,8)	738350800
BRD150Q (2,3)	738350810
BRD150Q (2,7)	738350820
BRD150Q (3,1)	738350830
BRD150Q (3,5)	738350840
BRD150Q (4,0)	738350850
BRD150Q (4,5)	738350860
BRD150Q (5,0)	738350870
BRD150Q (6,0)	738350880
BRD150Q (7,0)	738350890
BRD180Q (0,6)	738350900
BRD180Q (0,7)	738350910
BRD180Q (0,8)	738350920
BRD180Q (1,0)	738350930
BRD180Q (1,4)	738350940
BRD180Q (1,8)	738350950
BRD180Q (2,3)	738350960
BRD180Q (2,7)	738350970
BRD180Q (3,1)	738350980
BRD180Q (3,5)	738350990
BRD180Q (4,0)	738351000
BRD180Q (4,5)	738351010
BRD180Q (5,0)	738351020
BRD180Q (6,0)	738351030
BRD180Q (7,0)	738351040
BRD44,5E (0,6)	738360000
BRD44,5E (0,7)	738360010
BRD44,5E (0,8)	738360020
BRD44,5E (1,0)	738360030
BRD44,5E (1,4)	738360040
BRD44,5E (1,8)	738360050
BRD44,5E (2,3)	738360060
BRD44,5E (2,7)	738360070
BRD44,5E (3,1)	738360080
BRD44,5E (3,5)	738360090
BRD44,5E (4,0)	738360100
BRD44,5E (4,5)	738360110
BRD44,5E (5,0)	738360120
BRD44,5E (6,0)	738360130
BRD44,5E (7,0)	738360140
BRD55E (0,6)	738360150
BRD55E (0,7)	738360160
BRD55E (0,8)	738360170
BRD55E (1,0)	738360180
BRD55E (1,4)	738360190
BRD55E (1,8)	738360200
BRD55E (2,3)	738360210
BRD55E (2,7)	738360220
BRD55E (3,1)	738360230
BRD55E (3,5)	738360240
BRD55E (4,0)	738360250
BRD55E (4,5)	738360260
BRD55E (5,0)	738360270

BRD55E (6,0)	738360280
BRD55E (7,0)	738360290
BRD70E (0,6)	738360300
BRD70E (0,7)	738360310
BRD70E (0,8)	738360320
BRD70E (1,0)	738360330
BRD70E (1,4)	738360340
BRD70E (1,8)	738360350
BRD70E (2,3)	738360360
BRD70E (2,7)	738360370
BRD70E (3,1)	738360380
BRD70E (3,5)	738360390
BRD70E (4,0)	738360400
BRD70E (4,5)	738360410
BRD70E (5,0)	738360420
BRD70E (6,0)	738360430
BRD70E (7,0)	738360440
BRD95E (0,6)	738360450
BRD95E (0,7)	738360460
BRD95E (0,8)	738360470
BRD95E (1,0)	738360480
BRD95E (1,4)	738360490
BRD95E (1,8)	738360500
BRD95E (2,3)	738360510
BRD95E (2,7)	738360520
BRD95E (3,1)	738360530
BRD95E (3,5)	738360540
BRD95E (4,0)	738360550
BRD95E (4,5)	738360560
BRD95E (5,0)	738360570
BRD95E (6,0)	738360580
BRD95E (7,0)	738360590
BRD115E (0,6)	738361050
BRD115E (0,7)	738361060
BRD115E (0,8)	738361070
BRD115E (1,0)	738361080
BRD115E (1,4)	738361090
BRD115E (1,8)	738361100
BRD115E (2,3)	738361110
BRD115E (2,7)	738361120
BRD115E (3,1)	738361130
BRD115E (3,5)	738361140
BRD115E (4,0)	738361150
BRD115E (4,5)	738361160
BRD115E (5,0)	738361170
BRD115E (6,0)	738361180
BRD115E (7,0)	738361190
BRD125E (0,6)	738360600
BRD125E (0,7)	738360610
BRD125E (0,8)	738360620
BRD125E (1,0)	738360630
BRD125E (1,4)	738360640
BRD125E (1,8)	738360650
BRD125E (2,3)	738360660
BRD125E (2,7)	738360670
BRD125E (3,1)	738360680
BRD125E (3,5)	738360690
BRD125E (4,0)	738360700
BRD125E (4,5)	738360710
BRD125E (5,0)	738360720
BRD125E (6,0)	738360730
BRD125E (7,0)	738360740
BRD150E (0,6)	738360750
BRD150E (0,7)	738360760
BRD150E (0,8)	738360770
BRD150E (1,0)	738360780
BRD150E (1,4)	738360790
BRD150E (1,8)	738360800
BRD150E (2,3)	738360810
BRD150E (2,7)	738360820
BRD150E (3,1)	738360830
BRD150E (3,5)	738360840
BRD150E (4,0)	738360850
BRD150E (4,5)	738360860
BRD150E (5,0)	738360870
BRD150E (6,0)	738360880
BRD150E (7,0)	738360890
BRD180E (0,6)	738360900
BRD180E (0,7)	738360910
BRD180E (0,8)	738360920
BRD180E (1,0)	738360930
BRD180E (1,4)	738360940
BRD180E (1,8)	738360950
BRD180E (2,3)	738360960
BRD180E (2,7)	738360970
BRD180E (3,1)	738360980
BRD180E (3,5)	738360990
BRD180E (4,0)	738361000
BRD180E (4,5)	738361010
BRD180E (5,0)	738361020
BRD180E (6,0)	738361030
BRD180E (7,0)	738361040
BRD44,5B (0,6)	738370000
BRD44,5B (0,7)	738370010
BRD44,5B (0,8)	738370020
BRD44,5B (1,0)	738370030
BRD44,5B (1,4)	738370040
BRD44,5B (1,8)	738370050
BRD44,5B (2,3)	738370060
BRD44,5B (2,7)	738370070

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BRD44,5B (3,1)	738370080
BRD44,5B (3,5)	738370090
BRD44,5B (4,0)	738370100
BRD44,5B (4,5)	738370110
BRD44,5B (5,0)	738370120
BRD44,5B (6,0)	738370130
BRD44,5B (7,0)	738370140
BRD55B (0,6)	738370150
BRD55B (0,7)	738370160
BRD55B (0,8)	738370170
BRD55B (1,0)	738370180
BRD55B (1,4)	738370190
BRD55B (1,8)	738370200
BRD55B (2,3)	738370210
BRD55B (2,7)	738370220
BRD55B (3,1)	738370230
BRD55B (3,5)	738370240
BRD55B (4,0)	738370250
BRD55B (4,5)	738370260
BRD55B (5,0)	738370270
BRD55B (6,0)	738370280
BRD55B (7,0)	738370290
BRD70B (0,6)	738370300
BRD70B (0,7)	738370310
BRD70B (0,8)	738370320
BRD70B (1,0)	738370330
BRD70B (1,4)	738370340
BRD70B (1,8)	738370350
BRD70B (2,3)	738370360
BRD70B (2,7)	738370370
BRD70B (3,1)	738370380
BRD70B (3,5)	738370390
BRD70B (4,0)	738370400
BRD70B (4,5)	738370410
BRD70B (5,0)	738370420
BRD70B (6,0)	738370430
BRD70B (7,0)	738370440
BRD85B (0,6)	738371200
BRD85B (0,7)	738371210
BRD85B (0,8)	738371220
BRD85B (1,0)	738371230
BRD85B (1,4)	738371240
BRD85B (1,8)	738371250
BRD85B (2,3)	738371260
BRD85B (2,7)	738371270
BRD85B (3,1)	738371280
BRD85B (3,5)	738371290
BRD85B (4,0)	738371300
BRD85B (4,5)	738371310
BRD85B (5,0)	738371320
BRD85B (6,0)	738371330
BRD85B (7,0)	738371340
BRD95B (0,6)	738370450
BRD95B (0,7)	738370460
BRD95B (0,8)	738370470
BRD95B (1,0)	738370480
BRD95B (1,4)	738370490
BRD95B (1,8)	738370500
BRD95B (2,3)	738370510
BRD95B (2,7)	738370520
BRD95B (3,1)	738370530
BRD95B (3,5)	738370540
BRD95B (4,0)	738370550
BRD95B (4,5)	738370560
BRD95B (5,0)	738370570
BRD95B (6,0)	738370580
BRD95B (7,0)	738370590
BRD115B (0,6)	738371050
BRD115B (0,7)	738371060
BRD115B (0,8)	738371070
BRD115B (1,0)	738371080
BRD115B (1,4)	738371090
BRD115B (1,8)	738371100
BRD115B (2,3)	738371110
BRD115B (2,7)	738371120
BRD115B (3,1)	738371130
BRD115B (3,5)	738371140
BRD115B (4,0)	738371150
BRD115B (4,5)	738371160
BRD115B (5,0)	738371170
BRD115B (6,0)	738371180
BRD115B (7,0)	738371190
BRD125B (0,6)	738370600
BRD125B (0,7)	738370610
BRD125B (0,8)	738370620
BRD125B (1,0)	738370630
BRD125B (1,4)	738370640
BRD125B (1,8)	738370650
BRD125B (2,3)	738370660
BRD125B (2,7)	738370670
BRD125B (3,1)	738370680
BRD125B (3,5)	738370690
BRD125B (4,0)	738370700
BRD125B (4,5)	738370710
BRD125B (5,0)	738370720
BRD125B (6,0)	738370730
BRD125B (7,0)	738370740
BRD150B (0,6)	738370750
BRD150B (0,7)	738370760
BRD150B (0,8)	738370770

BRD150B (1,0)	738370780
BRD150B (1,4)	738370790
BRD150B (1,8)	738370800
BRD150B (2,3)	738370810
BRD150B (2,7)	738370820
BRD150B (3,1)	738370830
BRD150B (3,5)	738370840
BRD150B (4,0)	738370850
BRD150B (4,5)	738370860
BRD150B (5,0)	738370870
BRD150B (6,0)	738370880
BRD150B (7,0)	738370890
BRD180B (0,6)	738370900
BRD180B (0,7)	738370910
BRD180B (0,8)	738370920
BRD180B (1,0)	738370930
BRD180B (1,4)	738370940
BRD180B (1,8)	738370950
BRD180B (2,3)	738370960
BRD180B (2,7)	738370970
BRD180B (3,1)	738370980
BRD180B (3,5)	738370990
BRD180B (4,0)	738371000
BRD180B (4,5)	738371010
BRD180B (5,0)	738371020
BRD180B (6,0)	738371030
BRD180B (7,0)	738371040
BRD44,5K (0,6)	738380000
BRD44,5K (0,7)	738380010
BRD44,5K (0,8)	738380020
BRD44,5K (1,0)	738380030
BRD44,5K (1,4)	738380040
BRD44,5K (1,8)	738380050
BRD44,5K (2,3)	738380060
BRD44,5K (2,7)	738380070
BRD44,5K (3,1)	738380080
BRD44,5K (3,5)	738380090
BRD44,5K (4,0)	738380100
BRD44,5K (4,5)	738380110
BRD44,5K (5,0)	738380120
BRD44,5K (6,0)	738380130
BRD44,5K (7,0)	738380140
BRD55K (0,6)	738380150
BRD55K (0,7)	738380160
BRD55K (0,8)	738380170
BRD55K (1,0)	738380180
BRD55K (1,4)	738380190
BRD55K (1,8)	738380200
BRD55K (2,3)	738380210
BRD55K (2,7)	738380220
BRD55K (3,1)	738380230
BRD55K (3,5)	738380240
BRD55K (4,0)	738380250
BRD55K (4,5)	738380260
BRD55K (5,0)	738380270
BRD55K (6,0)	738380280
BRD55K (7,0)	738380290
BRD70K (0,6)	738380300
BRD70K (0,7)	738380310
BRD70K (0,8)	738380320
BRD70K (1,0)	738380330
BRD70K (1,4)	738380340
BRD70K (1,8)	738380350
BRD70K (2,3)	738380360
BRD70K (2,7)	738380370
BRD70K (3,1)	738380380
BRD70K (3,5)	738380390
BRD70K (4,0)	738380400
BRD70K (4,5)	738380410
BRD70K (5,0)	738380420
BRD70K (6,0)	738380430
BRD70K (7,0)	738380440
BRD95K (0,6)	738380450
BRD95K (0,7)	738380460
BRD95K (0,8)	738380470
BRD95K (1,0)	738380480
BRD95K (1,4)	738380490
BRD95K (1,8)	738380500
BRD95K (2,3)	738380510
BRD95K (2,7)	738380520
BRD95K (3,1)	738380530
BRD95K (3,5)	738380540
BRD95K (4,0)	738380550
BRD95K (4,5)	738380560
BRD95K (5,0)	738380570
BRD95K (6,0)	738380580
BRD95K (7,0)	738380590
BRD115K (0,6)	738381050
BRD115K (0,7)	738381060
BRD115K (0,8)	738381070
BRD115K (1,0)	738381080
BRD115K (1,4)	738381090
BRD115K (1,8)	738381100
BRD115K (2,3)	738381110
BRD115K (2,7)	738381120
BRD115K (3,1)	738381130
BRD115K (3,5)	738381140
BRD115K (4,0)	738381150
BRD115K (4,5)	738381160
BRD115K (5,0)	738381170

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BRD115K (6,0)	738381180
BRD115K (7,0)	738381190
BRD125K (0,6)	738380600
BRD125K (0,7)	738380610
BRD125K (0,8)	738380620
BRD125K (1,0)	738380630
BRD125K (1,4)	738380640
BRD125K (1,8)	738380650
BRD125K (2,3)	738380660
BRD125K (2,7)	738380670
BRD125K (3,1)	738380680
BRD125K (3,5)	738380690
BRD125K (4,0)	738380700
BRD125K (4,5)	738380710
BRD125K (5,0)	738380720
BRD125K (6,0)	738380730
BRD125K (7,0)	738380740
BRD150K (0,6)	738380750
BRD150K (0,7)	738380760
BRD150K (0,8)	738380770
BRD150K (1,0)	738380780
BRD150K (1,4)	738380790
BRD150K (1,8)	738380800
BRD150K (2,3)	738380810
BRD150K (2,7)	738380820
BRD150K (3,1)	738380830
BRD150K (3,5)	738380840
BRD150K (4,0)	738380850
BRD150K (4,5)	738380860
BRD150K (5,0)	738380870
BRD150K (6,0)	738380880
BRD150K (7,0)	738380890
BRD180K (0,6)	738380900
BRD180K (0,7)	738380910
BRD180K (0,8)	738380920
BRD180K (1,0)	738380930
BRD180K (1,4)	738380940
BRD180K (1,8)	738380950
BRD180K (2,3)	738380960
BRD180K (2,7)	738380970
BRD180K (3,1)	738380980
BRD180K (3,5)	738380990
BRD180K (4,0)	738381000
BRD180K (4,5)	738381010
BRD180K (5,0)	738381020
BRD180K (6,0)	738381030
BRD180K (7,0)	738381040
BRD44,5Y (0,6)	738390000
BRD44,5Y (0,7)	738390010
BRD44,5Y (0,8)	738390020
BRD44,5Y (1,0)	738390030
BRD44,5Y (1,4)	738390040
BRD44,5Y (1,8)	738390050
BRD44,5Y (2,3)	738390060
BRD44,5Y (2,7)	738390070
BRD44,5Y (3,1)	738390080
BRD44,5Y (3,5)	738390090
BRD44,5Y (4,0)	738390100
BRD44,5Y (4,5)	738390110
BRD44,5Y (5,0)	738390120
BRD44,5Y (6,0)	738390130
BRD44,5Y (7,0)	738390140
BRD55Y (0,6)	738390150
BRD55Y (0,7)	738390160
BRD55Y (0,8)	738390170
BRD55Y (1,0)	738390180
BRD55Y (1,4)	738390190
BRD55Y (1,8)	738390200
BRD55Y (2,3)	738390210
BRD55Y (2,7)	738390220
BRD55Y (3,1)	738390230
BRD55Y (3,5)	738390240
BRD55Y (4,0)	738390250
BRD55Y (4,5)	738390260
BRD55Y (5,0)	738390270
BRD55Y (6,0)	738390280
BRD55Y (7,0)	738390290
BRD70Y (0,6)	738390300
BRD70Y (0,7)	738390310
BRD70Y (0,8)	738390320
BRD70Y (1,0)	738390330
BRD70Y (1,4)	738390340
BRD70Y (1,8)	738390350
BRD70Y (2,3)	738390360
BRD70Y (2,7)	738390370
BRD70Y (3,1)	738390380
BRD70Y (3,5)	738390390
BRD70Y (4,0)	738390400
BRD70Y (4,5)	738390410
BRD70Y (5,0)	738390420
BRD70Y (6,0)	738390430
BRD70Y (7,0)	738390440
BRD95Y (0,6)	738390450
BRD95Y (0,7)	738390460
BRD95Y (0,8)	738390470
BRD95Y (1,0)	738390480
BRD95Y (1,4)	738390490
BRD95Y (1,8)	738390500
BRD95Y (2,3)	738390510
BRD95Y (2,7)	738390520

BRD95Y (3,1)	738390530
BRD95Y (3,5)	738390540
BRD95Y (4,0)	738390550
BRD95Y (4,5)	738390560
BRD95Y (5,0)	738390570
BRD95Y (6,0)	738390580
BRD95Y (7,0)	738390590
BRD115Y (0,6)	738391050
BRD115Y (0,7)	738391060
BRD115Y (0,8)	738391070
BRD115Y (1,0)	738391080
BRD115Y (1,4)	738391090
BRD115Y (1,8)	738391100
BRD115Y (2,3)	738391110
BRD115Y (2,7)	738391120
BRD115Y (3,1)	738391130
BRD115Y (3,5)	738391140
BRD115Y (4,0)	738391150
BRD115Y (4,5)	738391160
BRD115Y (5,0)	738391170
BRD115Y (6,0)	738391180
BRD115Y (7,0)	738391190
BRD125Y (0,6)	738390600
BRD125Y (0,7)	738390610
BRD125Y (0,8)	738390620
BRD125Y (1,0)	738390630
BRD125Y (1,4)	738390640
BRD125Y (1,8)	738390650
BRD125Y (2,3)	738390660
BRD125Y (2,7)	738390670
BRD125Y (3,1)	738390680
BRD125Y (3,5)	738390690
BRD125Y (4,0)	738390700
BRD125Y (4,5)	738390710
BRD125Y (5,0)	738390720
BRD125Y (6,0)	738390730
BRD125Y (7,0)	738390740
BRD150Y (0,6)	738390750
BRD150Y (0,7)	738390760
BRD150Y (0,8)	738390770
BRD150Y (1,0)	738390780
BRD150Y (1,4)	738390790
BRD150Y (1,8)	738390800
BRD150Y (2,3)	738390810
BRD150Y (2,7)	738390820
BRD150Y (3,1)	738390830
BRD150Y (3,5)	738390840
BRD150Y (4,0)	738390850
BRD150Y (4,5)	738390860
BRD150Y (5,0)	738390870
BRD150Y (6,0)	738390880
BRD150Y (7,0)	738390890
BRD180Y (0,6)	738390900
BRD180Y (0,7)	738390910
BRD180Y (0,8)	738390920
BRD180Y (1,0)	738390930
BRD180Y (1,4)	738390940
BRD180Y (1,8)	738390950
BRD180Y (2,3)	738390960
BRD180Y (2,7)	738390970
BRD180Y (3,1)	738390980
BRD180Y (3,5)	738390990
BRD180Y (4,0)	738391000
BRD180Y (4,5)	738391010
BRD180Y (5,0)	738391020
BRD180Y (6,0)	738391030
BRD180Y (7,0)	738391040



- BCR

Modelo	Código
BCR44,5R (1,0)	730310000
BCR44,5R (1,4)	736870000
BCR44,5R (1,8)	736870100
BCR44,5R (2,3)	736870200
BCR44,5R (2,7)	736870300
BCR44,5R (3,1)	736870400
BCR44,5R (3,5)	730310005
BCR44,5R (4,0)	730310006
BCR44,5R (4,5)	730310007
BCR44,5R (5,0)	730310008
BCR44,5R (6,0)	730310010
BCR44,5R (7,0)	730310011
BCR55R (1,0)	730320000
BCR55R (1,4)	736880000
BCR55R (1,8)	736880100
BCR55R (2,3)	736880200
BCR55R (2,7)	736880300
BCR55R (3,1)	736880400
BCR55R (3,5)	730320005
BCR55R (4,0)	730320006
BCR55R (4,5)	730320007
BCR55R (5,0)	730320008
BCR55R (6,0)	730320010
BCR55R (7,0)	730320011
BCR70R (1,0)	730330000
BCR70R (1,4)	736890000
BCR70R (1,8)	736890100
BCR70R (2,3)	736890200
BCR70R (2,7)	736890300
BCR70R (3,1)	736890400
BCR70R (3,5)	730330005
BCR70R (4,0)	730330006
BCR70R (4,5)	730330007
BCR70R (5,0)	730330008
BCR70R (6,0)	730330010
BCR70R (7,0)	730330011
BCR95R (1,0)	733221200
BCR95R (1,4)	733221300
BCR95R (1,8)	733221400
BCR95R (2,3)	733221500
BCR95R (2,7)	733221600
BCR95R (3,1)	733221700
BCR95R (3,5)	733221800
BCR95R (4,0)	733221900
BCR95R (4,5)	733222000
BCR95R (5,0)	733222100
BCR95R (6,0)	733222200
BCR95R (7,0)	733222300
BCR115R (1,0)	730340000
BCR115R (1,4)	736900000
BCR115R (1,8)	736900100
BCR115R (2,3)	736900200
BCR115R (2,7)	736900300
BCR115R (3,1)	736900400
BCR115R (3,5)	730340005
BCR115R (4,0)	730340006
BCR115R (4,5)	730340007
BCR115R (5,0)	730340008
BCR115R (6,0)	730340010
BCR115R (7,0)	730340011
BCR150R (1,0)	733210000
BCR150R (1,4)	733210100
BCR150R (1,8)	733210200
BCR150R (2,3)	733210300
BCR150R (2,7)	733210400
BCR150R (3,1)	733210500
BCR150R (3,5)	733210600
BCR150R (4,0)	733210700
BCR150R (4,5)	733210800
BCR150R (5,0)	733210900
BCR150R (6,0)	733211000
BCR150R (7,0)	733211100
BCR180R (1,0)	733220000
BCR180R (1,4)	733220100
BCR180R (1,8)	733220200
BCR180R (2,3)	733220300
BCR180R (2,7)	733220400
BCR180R (3,1)	733220500
BCR180R (3,5)	733220600
BCR180R (4,0)	733220700
BCR180R (4,5)	733220800
BCR180R (5,0)	733220900
BCR180R (6,0)	733221000
BCR180R (7,0)	733221100
BCR44,5H (1,0)	730350000
BCR44,5H (1,4)	736910000
BCR44,5H (1,8)	736910100
BCR44,5H (2,3)	736910200
BCR44,5H (2,7)	736910300
BCR44,5H (3,1)	736910400
BCR44,5H (3,5)	730350005
BCR44,5H (4,0)	730350006
BCR44,5H (4,5)	730350007
BCR44,5H (5,0)	730350008
BCR44,5H (6,0)	730350010
BCR44,5H (7,0)	730350011
BCR55H (1,0)	730360000
BCR55H (1,4)	736920000

BCR55H (1,8)	736920100
BCR55H (2,3)	736920200
BCR55H (2,7)	736920300
BCR55H (3,1)	736920400
BCR55H (3,5)	730360005
BCR55H (4,0)	730360006
BCR55H (4,5)	730360007
BCR55H (5,0)	730360008
BCR55H (6,0)	730360010
BCR55H (7,0)	730360011
BCR70H (1,0)	730370000
BCR70H (1,4)	736930000
BCR70H (1,8)	736930100
BCR70H (2,3)	736930200
BCR70H (2,7)	736930300
BCR70H (3,1)	736930400
BCR70H (3,5)	730370005
BCR70H (4,0)	730370006
BCR70H (4,5)	730370007
BCR70H (5,0)	730370008
BCR70H (6,0)	730370010
BCR70H (7,0)	730370011
BCR95H (1,0)	733241200
BCR95H (1,4)	733241300
BCR95H (1,8)	733241400
BCR95H (2,3)	733241500
BCR95H (2,7)	733241600
BCR95H (3,1)	733241700
BCR95H (3,5)	733241800
BCR95H (4,0)	733241900
BCR95H (4,5)	733242000
BCR95H (5,0)	733242100
BCR95H (6,0)	733242200
BCR95H (7,0)	733242300
BCR115H (1,0)	730380000
BCR115H (1,4)	736940000
BCR115H (1,8)	736940100
BCR115H (2,3)	736940200
BCR115H (2,7)	736940300
BCR115H (3,1)	736940400
BCR115H (3,5)	730380005
BCR115H (4,0)	730380006
BCR115H (4,5)	730380007
BCR115H (5,0)	730380008
BCR115H (6,0)	730380010
BCR115H (7,0)	730380011
BCR150H (1,0)	733230000
BCR150H (1,4)	733230100
BCR150H (1,8)	733230200
BCR150H (2,3)	733230300
BCR150H (2,7)	733230400
BCR150H (3,1)	733230500
BCR150H (3,5)	733230600
BCR150H (4,0)	733230700
BCR150H (4,5)	733230800
BCR150H (5,0)	733230900
BCR150H (6,0)	733231000
BCR150H (7,0)	733231100
BCR180H (1,0)	733240000
BCR180H (1,4)	733240100
BCR180H (1,8)	733240200
BCR180H (2,3)	733240300
BCR180H (2,7)	733240400
BCR180H (3,1)	733240500
BCR180H (3,5)	733240600
BCR180H (4,0)	733240700
BCR180H (4,5)	733240800
BCR180H (5,0)	733240900
BCR180H (6,0)	733241000
BCR180H (7,0)	733241100
BCR44,5J (1,0)	730390000
BCR44,5J (1,4)	736950000
BCR44,5J (1,8)	736950100
BCR44,5J (2,3)	736950200
BCR44,5J (2,7)	736950300
BCR44,5J (3,1)	736950400
BCR44,5J (3,5)	730390005
BCR44,5J (4,0)	730390006
BCR44,5J (4,5)	730390007
BCR44,5J (5,0)	730390008
BCR44,5J (6,0)	730390010
BCR44,5J (7,0)	730390011
BCR55J (1,0)	730400000
BCR55J (1,4)	736960000
BCR55J (1,8)	736960100
BCR55J (2,3)	736960200
BCR55J (2,7)	736960300
BCR55J (3,1)	736960400
BCR55J (3,5)	730400005
BCR55J (4,0)	730400006
BCR55J (4,5)	730400007
BCR55J (5,0)	730400008
BCR55J (6,0)	730400010
BCR55J (7,0)	730400011
BCR70J (1,0)	730410000
BCR70J (1,4)	736970000
BCR70J (1,8)	736970100
BCR70J (2,3)	736970200
BCR70J (2,7)	736970300
BCR70J (3,1)	736970400

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BCR70J (3,5)	730410005
BCR70J (4,0)	730410006
BCR70J (4,5)	730410007
BCR70J (5,0)	730410008
BCR70J (6,0)	730410010
BCR70J (7,0)	730410011
BCR95J (1,0)	733261200
BCR95J (1,4)	733261300
BCR95J (1,8)	733261400
BCR95J (2,3)	733261500
BCR95J (2,7)	733261600
BCR95J (3,1)	733261700
BCR95J (3,5)	733261800
BCR95J (4,0)	733261900
BCR95J (4,5)	733262000
BCR95J (5,0)	733262100
BCR95J (6,0)	733262200
BCR95J (7,0)	733262300
BCR115J (1,0)	730420000
BCR115J (1,4)	736980000
BCR115J (1,8)	736980100
BCR115J (2,3)	736980200
BCR115J (2,7)	736980300
BCR115J (3,1)	736980400
BCR115J (3,5)	730420005
BCR115J (4,0)	730420006
BCR115J (4,5)	730420007
BCR115J (5,0)	730420008
BCR115J (6,0)	730420010
BCR115J (7,0)	730420011
BCR150J (1,0)	733250000
BCR150J (1,4)	733250100
BCR150J (1,8)	733250200
BCR150J (2,3)	733250300
BCR150J (2,7)	733250400
BCR150J (3,1)	733250500
BCR150J (3,5)	733250600
BCR150J (4,0)	733250700
BCR150J (4,5)	733250800
BCR150J (5,0)	733250900
BCR150J (6,0)	733251000
BCR150J (7,0)	733251100
BCR180J (1,0)	733260000
BCR180J (1,4)	733260100
BCR180J (1,8)	733260200
BCR180J (2,3)	733260300
BCR180J (2,7)	733260400
BCR180J (3,1)	733260500
BCR180J (3,5)	733260600
BCR180J (4,0)	733260700
BCR180J (4,5)	733260800
BCR180J (5,0)	733260900
BCR180J (6,0)	733261000
BCR180J (7,0)	733261100
BCR44,5T (1,0)	730430000
BCR44,5T (1,4)	736990000
BCR44,5T (1,8)	736990100
BCR44,5T (2,3)	736990200
BCR44,5T (2,7)	736990300
BCR44,5T (3,1)	736990400
BCR44,5T (3,5)	730430005
BCR44,5T (4,0)	730430006
BCR44,5T (4,5)	730430007
BCR44,5T (5,0)	730430008
BCR44,5T (6,0)	730430010
BCR44,5T (7,0)	730430011
BCR55T (1,0)	730440000
BCR55T (1,4)	737010000
BCR55T (1,8)	737010100
BCR55T (2,3)	737010200
BCR55T (2,7)	737010300
BCR55T (3,1)	737010400
BCR55T (3,5)	730440005
BCR55T (4,0)	730440006
BCR55T (4,5)	730440007
BCR55T (5,0)	730440008
BCR55T (6,0)	730440010
BCR55T (7,0)	730440011
BCR70T (1,0)	730450000
BCR70T (1,4)	737020000
BCR70T (1,8)	737020100
BCR70T (2,3)	737020200
BCR70T (2,7)	737020300
BCR70T (3,1)	737020400
BCR70T (3,5)	730450005
BCR70T (4,0)	730450006
BCR70T (4,5)	730450007
BCR70T (5,0)	730450008
BCR70T (6,0)	730450010
BCR70T (7,0)	730450011
BCR95T (1,0)	733281200
BCR95T (1,4)	733281300
BCR95T (1,8)	733281400
BCR95T (2,3)	733281500
BCR95T (2,7)	733281600
BCR95T (3,1)	733281700
BCR95T (3,5)	733281800
BCR95T (4,0)	733281900
BCR95T (4,5)	733282000
BCR95T (5,0)	733282100

BCR95T (6,0)	733282200
BCR95T (7,0)	733282300
BCR115T (1,0)	730460000
BCR115T (1,4)	737030000
BCR115T (1,8)	737030100
BCR115T (2,3)	737030200
BCR115T (2,7)	737030300
BCR115T (3,1)	737030400
BCR115T (3,5)	730460005
BCR115T (4,0)	730460006
BCR115T (4,5)	730460007
BCR115T (5,0)	730460008
BCR115T (6,0)	730460010
BCR115T (7,0)	730460011
BCR150T (1,0)	733270000
BCR150T (1,4)	733270100
BCR150T (1,8)	733270200
BCR150T (2,3)	733270300
BCR150T (2,7)	733270400
BCR150T (3,1)	733270500
BCR150T (3,5)	733270600
BCR150T (4,0)	733270700
BCR150T (4,5)	733270800
BCR150T (5,0)	733270900
BCR150T (6,0)	733271000
BCR150T (7,0)	733271100
BCR180T (1,0)	733280000
BCR180T (1,4)	733280100
BCR180T (1,8)	733280200
BCR180T (2,3)	733280300
BCR180T (2,7)	733280400
BCR180T (3,1)	733280500
BCR180T (3,5)	733280600
BCR180T (4,0)	733280700
BCR180T (4,5)	733280800
BCR180T (5,0)	733280900
BCR180T (6,0)	733281000
BCR180T (7,0)	733281100
BCR44,5O (1,0)	730470000
BCR44,5O (1,4)	737040000
BCR44,5O (1,8)	737040100
BCR44,5O (2,3)	737040200
BCR44,5O (2,7)	737040300
BCR44,5O (3,1)	737040400
BCR44,5O (3,5)	730470005
BCR44,5O (4,0)	730470006
BCR44,5O (4,5)	730470007
BCR44,5O (5,0)	730470008
BCR44,5O (6,0)	730470010
BCR44,5O (7,0)	730470011
BCR55O (1,0)	730480000
BCR55O (1,4)	737050000
BCR55O (1,8)	737050100
BCR55O (2,3)	737050200
BCR55O (2,7)	737050300
BCR55O (3,1)	737050400
BCR55O (3,5)	730480005
BCR55O (4,0)	730480006
BCR55O (4,5)	730480007
BCR55O (5,0)	730480008
BCR55O (6,0)	730480010
BCR55O (7,0)	730480011
BCR70O (1,0)	730490000
BCR70O (1,4)	737060000
BCR70O (1,8)	737060100
BCR70O (2,3)	737060200
BCR70O (2,7)	737060300
BCR70O (3,1)	737060400
BCR70O (3,5)	730490005
BCR70O (4,0)	730490006
BCR70O (4,5)	730490007
BCR70O (5,0)	730490008
BCR70O (6,0)	730490010
BCR70O (7,0)	730490011
BCR95O (1,0)	733301200
BCR95O (1,4)	733301300
BCR95O (1,8)	733301400
BCR95O (2,3)	733301500
BCR95O (2,7)	733301600
BCR95O (3,1)	733301700
BCR95O (3,5)	733301800
BCR95O (4,0)	733301900
BCR95O (4,5)	733302000
BCR95O (5,0)	733302100
BCR95O (6,0)	733302200
BCR95O (7,0)	733302300
BCR115O (1,0)	730500000
BCR115O (1,4)	737070000
BCR115O (1,8)	737070100
BCR115O (2,3)	737070200
BCR115O (2,7)	737070300
BCR115O (3,1)	737070400
BCR115O (3,5)	730500005
BCR115O (4,0)	730500006
BCR115O (4,5)	730500007
BCR115O (5,0)	730500008
BCR115O (6,0)	730500010
BCR115O (7,0)	730500011
BCR150O (1,0)	733290000
BCR150O (1,4)	733290100



MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BCR1500 (1,8)	733290200
BCR1500 (2,3)	733290300
BCR1500 (2,7)	733290400
BCR1500 (3,1)	733290500
BCR1500 (3,5)	733290600
BCR1500 (4,0)	733290700
BCR1500 (4,5)	733290800
BCR1500 (5,0)	733290900
BCR1500 (6,0)	733291000
BCR1500 (7,0)	733291100
BCR1800 (1,0)	733300000
BCR1800 (1,4)	733300100
BCR1800 (1,8)	733300200
BCR1800 (2,3)	733300300
BCR1800 (2,7)	733300400
BCR1800 (3,1)	733300500
BCR1800 (3,5)	733300600
BCR1800 (4,0)	733300700
BCR1800 (4,5)	733300800
BCR1800 (5,0)	733300900
BCR1800 (6,0)	733301000
BCR1800 (7,0)	733301100
BCR44,5S (1,0)	730510000
BCR44,5S (1,4)	737080000
BCR44,5S (1,8)	737080100
BCR44,5S (2,3)	737080200
BCR44,5S (2,7)	737080300
BCR44,5S (3,1)	737080400
BCR44,5S (3,5)	730510005
BCR44,5S (4,0)	730510006
BCR44,5S (4,5)	730510007
BCR44,5S (5,0)	730510008
BCR44,5S (6,0)	730510010
BCR44,5S (7,0)	730510011
BCR55S (1,0)	730520000
BCR55S (1,4)	737090000
BCR55S (1,8)	737090100
BCR55S (2,3)	737090200
BCR55S (2,7)	737090300
BCR55S (3,1)	737090400
BCR55S (3,5)	730520005
BCR55S (4,0)	730520006
BCR55S (4,5)	730520007
BCR55S (5,0)	730520008
BCR55S (6,0)	730520010
BCR55S (7,0)	730520011
BCR70S (1,0)	730530000
BCR70S (1,4)	737100000
BCR70S (1,8)	737100100
BCR70S (2,3)	737100200
BCR70S (2,7)	737100300
BCR70S (3,1)	737100400
BCR70S (3,5)	730530005
BCR70S (4,0)	730530006
BCR70S (4,5)	730530007
BCR70S (5,0)	730530008
BCR70S (6,0)	730530010
BCR70S (7,0)	730530011
BCR95S (1,0)	733321200
BCR95S (1,4)	733321300
BCR95S (1,8)	733321400
BCR95S (2,3)	733321500
BCR95S (2,7)	733321600
BCR95S (3,1)	733321700
BCR95S (3,5)	733321800
BCR95S (4,0)	733321900
BCR95S (4,5)	733322000
BCR95S (5,0)	733322100
BCR95S (6,0)	733322200
BCR95S (7,0)	733322300
BCR115S (1,0)	730540000
BCR115S (1,4)	737110000
BCR115S (1,8)	737110100
BCR115S (2,3)	737110200
BCR115S (2,7)	737110300
BCR115S (3,1)	737110400
BCR115S (3,5)	730540005
BCR115S (4,0)	730540006
BCR115S (4,5)	730540007
BCR115S (5,0)	730540008
BCR115S (6,0)	730540010
BCR115S (7,0)	730540011
BCR150S (1,0)	733310000
BCR150S (1,4)	733310100
BCR150S (1,8)	733310200
BCR150S (2,3)	733310300
BCR150S (2,7)	733310400
BCR150S (3,1)	733310500
BCR150S (3,5)	733310600
BCR150S (4,0)	733310700
BCR150S (4,5)	733310800
BCR150S (5,0)	733310900
BCR150S (6,0)	733311000
BCR150S (7,0)	733311100
BCR180S (1,0)	733320000
BCR180S (1,4)	733320100
BCR180S (1,8)	733320200
BCR180S (2,3)	733320300
BCR180S (2,7)	733320400
BCR180S (3,1)	733320500

BCR180S (3,5)	733320600
BCR180S (4,0)	733320700
BCR180S (4,5)	733320800
BCR180S (5,0)	733320900
BCR180S (6,0)	733321000
BCR180S (7,0)	733321100
BCR44,5X (1,0)	733330000
BCR44,5X (1,4)	733330100
BCR44,5X (1,8)	733330200
BCR44,5X (2,3)	733330300
BCR44,5X (2,7)	733330400
BCR44,5X (3,1)	733330500
BCR44,5X (3,5)	733330600
BCR44,5X (4,0)	733330700
BCR44,5X (4,5)	733330800
BCR44,5X (5,0)	733330900
BCR44,5X (6,0)	733331000
BCR44,5X (7,0)	733331100
BCR55X (1,0)	733340000
BCR55X (1,4)	733340100
BCR55X (1,8)	733340200
BCR55X (2,3)	733340300
BCR55X (2,7)	733340400
BCR55X (3,1)	733340500
BCR55X (3,5)	733340600
BCR55X (4,0)	733340700
BCR55X (4,5)	733340800
BCR55X (5,0)	733340900
BCR55X (6,0)	733341000
BCR55X (7,0)	733341100
BCR70X (1,0)	733350000
BCR70X (1,4)	733350100
BCR70X (1,8)	733350200
BCR70X (2,3)	733350300
BCR70X (2,7)	733350400
BCR70X (3,1)	733350500
BCR70X (3,5)	733350600
BCR70X (4,0)	733350700
BCR70X (4,5)	733350800
BCR70X (5,0)	733350900
BCR70X (6,0)	733351000
BCR70X (7,0)	733351100
BCR95X (1,0)	733381200
BCR95X (1,4)	733381300
BCR95X (1,8)	733381400
BCR95X (2,3)	733381500
BCR95X (2,7)	733381600
BCR95X (3,1)	733381700
BCR95X (3,5)	733381800
BCR95X (4,0)	733381900
BCR95X (4,5)	733382000
BCR95X (5,0)	733382100
BCR95X (6,0)	733382200
BCR95X (7,0)	733382300
BCR115X (1,0)	733360000
BCR115X (1,4)	733360100
BCR115X (1,8)	733360200
BCR115X (2,3)	733360300
BCR115X (2,7)	733360400
BCR115X (3,1)	733360500
BCR115X (3,5)	733360600
BCR115X (4,0)	733360700
BCR115X (4,5)	733360800
BCR115X (5,0)	733360900
BCR115X (6,0)	733361000
BCR115X (7,0)	733361100
BCR150X (1,0)	733370000
BCR150X (1,4)	733370100
BCR150X (1,8)	733370200
BCR150X (2,3)	733370300
BCR150X (2,7)	733370400
BCR150X (3,1)	733370500
BCR150X (3,5)	733370600
BCR150X (4,0)	733370700
BCR150X (4,5)	733370800
BCR150X (5,0)	733370900
BCR150X (6,0)	733371000
BCR150X (7,0)	733371100
BCR180X (1,0)	733380000
BCR180X (1,4)	733380100
BCR180X (1,8)	733380200
BCR180X (2,3)	733380300
BCR180X (2,7)	733380400
BCR180X (3,1)	733380500
BCR180X (3,5)	733380600
BCR180X (4,0)	733380700
BCR180X (4,5)	733380800
BCR180X (5,0)	733380900
BCR180X (6,0)	733381000
BCR180X (7,0)	733381100
BCR44,5A (1,0)	733390000
BCR44,5A (1,4)	733390100
BCR44,5A (1,8)	733390200
BCR44,5A (2,3)	733390300
BCR44,5A (2,7)	733390400
BCR44,5A (3,1)	733390500
BCR44,5A (3,5)	733390600
BCR44,5A (4,0)	733390700
BCR44,5A (4,5)	733390800
BCR44,5A (5,0)	733390900

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BCR44,5A (6,0)	733391000
BCR44,5A (7,0)	733391100
BCR55A (1,0)	733400000
BCR55A (1,4)	733400100
BCR55A (1,8)	733400200
BCR55A (2,3)	733400300
BCR55A (2,7)	733400400
BCR55A (3,1)	733400500
BCR55A (3,5)	733400600
BCR55A (4,0)	733400700
BCR55A (4,5)	733400800
BCR55A (5,0)	733400900
BCR55A (6,0)	733401000
BCR55A (7,0)	733401100
BCR70A (1,0)	733410000
BCR70A (1,4)	733410100
BCR70A (1,8)	733410200
BCR70A (2,3)	733410300
BCR70A (2,7)	733410400
BCR70A (3,1)	733410500
BCR70A (3,5)	733410600
BCR70A (4,0)	733410700
BCR70A (4,5)	733410800
BCR70A (5,0)	733410900
BCR70A (6,0)	733411000
BCR70A (7,0)	733411100
BCR95A (1,0)	733441200
BCR95A (1,4)	733441300
BCR95A (1,8)	733441400
BCR95A (2,3)	733441500
BCR95A (2,7)	733441600
BCR95A (3,1)	733441700
BCR95A (3,5)	733441800
BCR95A (4,0)	733441900
BCR95A (4,5)	733442000
BCR95A (5,0)	733442100
BCR95A (6,0)	733442200
BCR95A (7,0)	733442300
BCR115A (1,0)	733420000
BCR115A (1,4)	733420100
BCR115A (1,8)	733420200
BCR115A (2,3)	733420300
BCR115A (2,7)	733420400
BCR115A (3,1)	733420500
BCR115A (3,5)	733420600
BCR115A (4,0)	733420700
BCR115A (4,5)	733420800
BCR115A (5,0)	733420900
BCR115A (6,0)	733421000
BCR115A (7,0)	733421100
BCR150A (1,0)	733430000
BCR150A (1,4)	733430100
BCR150A (1,8)	733430200
BCR150A (2,3)	733430300
BCR150A (2,7)	733430400
BCR150A (3,1)	733430500
BCR150A (3,5)	733430600
BCR150A (4,0)	733430700
BCR150A (4,5)	733430800
BCR150A (5,0)	733430900
BCR150A (6,0)	733431000
BCR150A (7,0)	733431100
BCR180A (1,0)	733440000
BCR180A (1,4)	733440100
BCR180A (1,8)	733440200
BCR180A (2,3)	733440300
BCR180A (2,7)	733440400
BCR180A (3,1)	733440500
BCR180A (3,5)	733440600
BCR180A (4,0)	733440700
BCR180A (4,5)	733440800
BCR180A (5,0)	733440900
BCR180A (6,0)	733441000
BCR180A (7,0)	733441100
BCR44,5D (1,0)	733450000
BCR44,5D (1,4)	733450100
BCR44,5D (1,8)	733450200
BCR44,5D (2,3)	733450300
BCR44,5D (2,7)	733450400
BCR44,5D (3,1)	733450500
BCR44,5D (3,5)	733450600
BCR44,5D (4,0)	733450700
BCR44,5D (4,5)	733450800
BCR44,5D (5,0)	733450900
BCR44,5D (6,0)	733451000
BCR44,5D (7,0)	733451100
BCR55D (1,0)	733460000
BCR55D (1,4)	733460100
BCR55D (1,8)	733460200
BCR55D (2,3)	733460300
BCR55D (2,7)	733460400
BCR55D (3,1)	733460500
BCR55D (3,5)	733460600
BCR55D (4,0)	733460700
BCR55D (4,5)	733460800
BCR55D (5,0)	733460900
BCR55D (6,0)	733461000
BCR55D (7,0)	733461100
BCR70D (1,0)	733470000
BCR70D (1,4)	733470100

BCR70D (1,8)	733470200
BCR70D (2,3)	733470300
BCR70D (2,7)	733470400
BCR70D (3,1)	733470500
BCR70D (3,5)	733470600
BCR70D (4,0)	733470700
BCR70D (4,5)	733470800
BCR70D (5,0)	733470900
BCR70D (6,0)	733471000
BCR70D (7,0)	733471100
BCR95D (1,0)	733501200
BCR95D (1,4)	733501300
BCR95D (1,8)	733501400
BCR95D (2,3)	733501500
BCR95D (2,7)	733501600
BCR95D (3,1)	733501700
BCR95D (3,5)	733501800
BCR95D (4,0)	733501900
BCR95D (4,5)	733502000
BCR95D (5,0)	733502100
BCR95D (6,0)	733502200
BCR95D (7,0)	733502300
BCR115D (1,0)	733480000
BCR115D (1,4)	733480100
BCR115D (1,8)	733480200
BCR115D (2,3)	733480300
BCR115D (2,7)	733480400
BCR115D (3,1)	733480500
BCR115D (3,5)	733480600
BCR115D (4,0)	733480700
BCR115D (4,5)	733480800
BCR115D (5,0)	733480900
BCR115D (6,0)	733481000
BCR115D (7,0)	733481100
BCR150D (1,0)	733490000
BCR150D (1,4)	733490100
BCR150D (1,8)	733490200
BCR150D (2,3)	733490300
BCR150D (2,7)	733490400
BCR150D (3,1)	733490500
BCR150D (3,5)	733490600
BCR150D (4,0)	733490700
BCR150D (4,5)	733490800
BCR150D (5,0)	733490900
BCR150D (6,0)	733491000
BCR150D (7,0)	733491100
BCR180D (1,0)	733500000
BCR180D (1,4)	733500100
BCR180D (1,8)	733500200
BCR180D (2,3)	733500300
BCR180D (2,7)	733500400
BCR180D (3,1)	733500500
BCR180D (3,5)	733500600
BCR180D (4,0)	733500700
BCR180D (4,5)	733500800
BCR180D (5,0)	733500900
BCR180D (6,0)	733501000
BCR180D (7,0)	733501100
BCR44,5L (1,0)	733510000
BCR44,5L (1,4)	733510100
BCR44,5L (1,8)	733510200
BCR44,5L (2,3)	733510300
BCR44,5L (2,7)	733510400
BCR44,5L (3,1)	733510500
BCR44,5L (3,5)	733510600
BCR44,5L (4,0)	733510700
BCR44,5L (4,5)	733510800
BCR44,5L (5,0)	733510900
BCR44,5L (6,0)	733511000
BCR44,5L (7,0)	733511100
BCR55L (1,0)	733520000
BCR55L (1,4)	733520100
BCR55L (1,8)	733520200
BCR55L (2,3)	733520300
BCR55L (2,7)	733520400
BCR55L (3,1)	733520500
BCR55L (3,5)	733520600
BCR55L (4,0)	733520700
BCR55L (4,5)	733520800
BCR55L (5,0)	733520900
BCR55L (6,0)	733521000
BCR55L (7,0)	733521100
BCR70L (1,0)	733530000
BCR70L (1,4)	733530100
BCR70L (1,8)	733530200
BCR70L (2,3)	733530300
BCR70L (2,7)	733530400
BCR70L (3,1)	733530500
BCR70L (3,5)	733530600
BCR70L (4,0)	733530700
BCR70L (4,5)	733530800
BCR70L (5,0)	733530900
BCR70L (6,0)	733531000
BCR70L (7,0)	733531100
BCR95L (1,0)	733561200
BCR95L (1,4)	733561300
BCR95L (1,8)	733561400
BCR95L (2,3)	733561500
BCR95L (2,7)	733561600
BCR95L (3,1)	733561700

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BCR95L (3,5)	733561800
BCR95L (4,0)	733561900
BCR95L (4,5)	733562000
BCR95L (5,0)	733562100
BCR95L (6,0)	733562200
BCR95L (7,0)	733562300
BCR115L (1,0)	733540000
BCR115L (1,4)	733540100
BCR115L (1,8)	733540200
BCR115L (2,3)	733540300
BCR115L (2,7)	733540400
BCR115L (3,1)	733540500
BCR115L (3,5)	733540600
BCR115L (4,0)	733540700
BCR115L (4,5)	733540800
BCR115L (5,0)	733540900
BCR115L (6,0)	733541000
BCR115L (7,0)	733541100
BCR150L (1,0)	733550000
BCR150L (1,4)	733550100
BCR150L (1,8)	733550200
BCR150L (2,3)	733550300
BCR150L (2,7)	733550400
BCR150L (3,1)	733550500
BCR150L (3,5)	733550600
BCR150L (4,0)	733550700
BCR150L (4,5)	733550800
BCR150L (5,0)	733550900
BCR150L (6,0)	733551000
BCR150L (7,0)	733551100
BCR180L (1,0)	733560000
BCR180L (1,4)	733560100
BCR180L (1,8)	733560200
BCR180L (2,3)	733560300
BCR180L (2,7)	733560400
BCR180L (3,1)	733560500
BCR180L (3,5)	733560600
BCR180L (4,0)	733560700
BCR180L (4,5)	733560800
BCR180L (5,0)	733560900
BCR180L (6,0)	733561000
BCR180L (7,0)	733561100
BCR44,5U (1,0)	733570000
BCR44,5U (1,4)	733570100
BCR44,5U (1,8)	733570200
BCR44,5U (2,3)	733570300
BCR44,5U (2,7)	733570400
BCR44,5U (3,1)	733570500
BCR44,5U (3,5)	733570600
BCR44,5U (4,0)	733570700
BCR44,5U (4,5)	733570800
BCR44,5U (5,0)	733570900
BCR44,5U (6,0)	733571000
BCR44,5U (7,0)	733571100
BCR55U (1,0)	733580000
BCR55U (1,4)	733580100
BCR55U (1,8)	733580200
BCR55U (2,3)	733580300
BCR55U (2,7)	733580400
BCR55U (3,1)	733580500
BCR55U (3,5)	733580600
BCR55U (4,0)	733580700
BCR55U (4,5)	733580800
BCR55U (5,0)	733580900
BCR55U (6,0)	733581000
BCR55U (7,0)	733581100
BCR70U (1,0)	733590000
BCR70U (1,4)	733590100
BCR70U (1,8)	733590200
BCR70U (2,3)	733590300
BCR70U (2,7)	733590400
BCR70U (3,1)	733590500
BCR70U (3,5)	733590600
BCR70U (4,0)	733590700
BCR70U (4,5)	733590800
BCR70U (5,0)	733590900
BCR70U (6,0)	733591000
BCR70U (7,0)	733591100
BCR95U (1,0)	733621200
BCR95U (1,4)	733621300
BCR95U (1,8)	733621400
BCR95U (2,3)	733621500
BCR95U (2,7)	733621600
BCR95U (3,1)	733621700
BCR95U (3,5)	733621800
BCR95U (4,0)	733621900
BCR95U (4,5)	733622000
BCR95U (5,0)	733622100
BCR95U (6,0)	733622200
BCR95U (7,0)	733622300
BCR115U (1,0)	733600000
BCR115U (1,4)	733600100
BCR115U (1,8)	733600200
BCR115U (2,3)	733600300
BCR115U (2,7)	733600400
BCR115U (3,1)	733600500
BCR115U (3,5)	733600600
BCR115U (4,0)	733600700
BCR115U (4,5)	733600800
BCR115U (5,0)	733600900

BCR115U (6,0)	733601000
BCR115U (7,0)	733601100
BCR150U (1,0)	733610000
BCR150U (1,4)	733610100
BCR150U (1,8)	733610200
BCR150U (2,3)	733610300
BCR150U (2,7)	733610400
BCR150U (3,1)	733610500
BCR150U (3,5)	733610600
BCR150U (4,0)	733610700
BCR150U (4,5)	733610800
BCR150U (5,0)	733610900
BCR150U (6,0)	733611000
BCR150U (7,0)	733611100
BCR180U (1,0)	733620000
BCR180U (1,4)	733620100
BCR180U (1,8)	733620200
BCR180U (2,3)	733620300
BCR180U (2,7)	733620400
BCR180U (3,1)	733620500
BCR180U (3,5)	733620600
BCR180U (4,0)	733620700
BCR180U (4,5)	733620800
BCR180U (5,0)	733620900
BCR180U (6,0)	733621000
BCR180U (7,0)	733621100
BCR44,5Q (1,0)	738400000
BCR44,5Q (1,4)	738400010
BCR44,5Q (1,8)	738400020
BCR44,5Q (2,3)	738400030
BCR44,5Q (2,7)	738400040
BCR44,5Q (3,1)	738400050
BCR44,5Q (3,5)	738400060
BCR44,5Q (4,0)	738400070
BCR44,5Q (4,5)	738400080
BCR44,5Q (5,0)	738400090
BCR44,5Q (6,0)	738400100
BCR44,5Q (7,0)	738400110
BCR55Q (1,0)	738400120
BCR55Q (1,4)	738400130
BCR55Q (1,8)	738400140
BCR55Q (2,3)	738400150
BCR55Q (2,7)	738400160
BCR55Q (3,1)	738400170
BCR55Q (3,5)	738400180
BCR55Q (4,0)	738400190
BCR55Q (4,5)	738400200
BCR55Q (5,0)	738400210
BCR55Q (6,0)	738400220
BCR55Q (7,0)	738400230
BCR70Q (1,0)	738400240
BCR70Q (1,4)	738400250
BCR70Q (1,8)	738400260
BCR70Q (2,3)	738400270
BCR70Q (2,7)	738400280
BCR70Q (3,1)	738400290
BCR70Q (3,5)	738400300
BCR70Q (4,0)	738400310
BCR70Q (4,5)	738400320
BCR70Q (5,0)	738400330
BCR70Q (6,0)	738400340
BCR70Q (7,0)	738400350
BCR95Q (1,0)	738400720
BCR95Q (1,4)	738400730
BCR95Q (1,8)	738400740
BCR95Q (2,3)	738400750
BCR95Q (2,7)	738400760
BCR95Q (3,1)	738400770
BCR95Q (3,5)	738400780
BCR95Q (4,0)	738400790
BCR95Q (4,5)	738400800
BCR95Q (5,0)	738400810
BCR95Q (6,0)	738400820
BCR95Q (7,0)	738400830
BCR115Q (1,0)	738400360
BCR115Q (1,4)	738400370
BCR115Q (1,8)	738400380
BCR115Q (2,3)	738400390
BCR115Q (2,7)	738400400
BCR115Q (3,1)	738400410
BCR115Q (3,5)	738400420
BCR115Q (4,0)	738400430
BCR115Q (4,5)	738400440
BCR115Q (5,0)	738400450
BCR115Q (6,0)	738400460
BCR115Q (7,0)	738400470
BCR150Q (1,0)	738400480
BCR150Q (1,4)	738400490
BCR150Q (1,8)	738400500
BCR150Q (2,3)	738400510
BCR150Q (2,7)	738400520
BCR150Q (3,1)	738400530
BCR150Q (3,5)	738400540
BCR150Q (4,0)	738400550
BCR150Q (4,5)	738400560
BCR150Q (5,0)	738400570
BCR150Q (6,0)	738400580
BCR150Q (7,0)	738400590
BCR180Q (1,0)	738400600
BCR180Q (1,4)	738400610

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BCR180Q (1,8)	738400620
BCR180Q (2,3)	738400630
BCR180Q (2,7)	738400640
BCR180Q (3,1)	738400650
BCR180Q (3,5)	738400660
BCR180Q (4,0)	738400670
BCR180Q (4,5)	738400680
BCR180Q (5,0)	738400690
BCR180Q (6,0)	738400700
BCR180Q (7,0)	738400710
BCR44,5E (1,0)	738410000
BCR44,5E (1,4)	738410010
BCR44,5E (1,8)	738410020
BCR44,5E (2,3)	738410030
BCR44,5E (2,7)	738410040
BCR44,5E (3,1)	738410050
BCR44,5E (3,5)	738410060
BCR44,5E (4,0)	738410070
BCR44,5E (4,5)	738410080
BCR44,5E (5,0)	738410090
BCR44,5E (6,0)	738410100
BCR44,5E (7,0)	738410110
BCR55E (1,0)	738410120
BCR55E (1,4)	738410130
BCR55E (1,8)	738410140
BCR55E (2,3)	738410150
BCR55E (2,7)	738410160
BCR55E (3,1)	738410170
BCR55E (3,5)	738410180
BCR55E (4,0)	738410190
BCR55E (4,5)	738410200
BCR55E (5,0)	738410210
BCR55E (6,0)	738410220
BCR55E (7,0)	738410230
BCR70E (1,0)	738410240
BCR70E (1,4)	738410250
BCR70E (1,8)	738410260
BCR70E (2,3)	738410270
BCR70E (2,7)	738410280
BCR70E (3,1)	738410290
BCR70E (3,5)	738410300
BCR70E (4,0)	738410310
BCR70E (4,5)	738410320
BCR70E (5,0)	738410330
BCR70E (6,0)	738410340
BCR70E (7,0)	738410350
BCR95E (1,0)	738410720
BCR95E (1,4)	738410730
BCR95E (1,8)	738410740
BCR95E (2,3)	738410750
BCR95E (2,7)	738410760
BCR95E (3,1)	738410770
BCR95E (3,5)	738410780
BCR95E (4,0)	738410790
BCR95E (4,5)	738410800
BCR95E (5,0)	738410810
BCR95E (6,0)	738410820
BCR95E (7,0)	738410830
BCR115E (1,0)	738410360
BCR115E (1,4)	738410370
BCR115E (1,8)	738410380
BCR115E (2,3)	738410390
BCR115E (2,7)	738410400
BCR115E (3,1)	738410410
BCR115E (3,5)	738410420
BCR115E (4,0)	738410430
BCR115E (4,5)	738410440
BCR115E (5,0)	738410450
BCR115E (6,0)	738410460
BCR115E (7,0)	738410470
BCR150E (1,0)	738410480
BCR150E (1,4)	738410490
BCR150E (1,8)	738410500
BCR150E (2,3)	738410510
BCR150E (2,7)	738410520
BCR150E (3,1)	738410530
BCR150E (3,5)	738410540
BCR150E (4,0)	738410550
BCR150E (4,5)	738410560
BCR150E (5,0)	738410570
BCR150E (6,0)	738410580
BCR150E (7,0)	738410590
BCR180E (1,0)	738410600
BCR180E (1,4)	738410610
BCR180E (1,8)	738410620
BCR180E (2,3)	738410630
BCR180E (2,7)	738410640
BCR180E (3,1)	738410650
BCR180E (3,5)	738410660
BCR180E (4,0)	738410670
BCR180E (4,5)	738410680
BCR180E (5,0)	738410690
BCR180E (6,0)	738410700
BCR180E (7,0)	738410710
BCR44,5B (1,0)	738420000
BCR44,5B (1,4)	738420010
BCR44,5B (1,8)	738420020
BCR44,5B (2,3)	738420030
BCR44,5B (2,7)	738420040
BCR44,5B (3,1)	738420050

BCR44,5B (3,5)	738420060
BCR44,5B (4,0)	738420070
BCR44,5B (4,5)	738420080
BCR44,5B (5,0)	738420090
BCR44,5B (6,0)	738420100
BCR44,5B (7,0)	738420110
BCR55B (1,0)	738420120
BCR55B (1,4)	738420130
BCR55B (1,8)	738420140
BCR55B (2,3)	738420150
BCR55B (2,7)	738420160
BCR55B (3,1)	738420170
BCR55B (3,5)	738420180
BCR55B (4,0)	738420190
BCR55B (4,5)	738420200
BCR55B (5,0)	738420210
BCR55B (6,0)	738420220
BCR55B (7,0)	738420230
BCR70B (1,0)	738420240
BCR70B (1,4)	738420250
BCR70B (1,8)	738420260
BCR70B (2,3)	738420270
BCR70B (2,7)	738420280
BCR70B (3,1)	738420290
BCR70B (3,5)	738420300
BCR70B (4,0)	738420310
BCR70B (4,5)	738420320
BCR70B (5,0)	738420330
BCR70B (6,0)	738420340
BCR70B (7,0)	738420350
BCR95B (1,0)	738420720
BCR95B (1,4)	738420730
BCR95B (1,8)	738420740
BCR95B (2,3)	738420750
BCR95B (2,7)	738420760
BCR95B (3,1)	738420770
BCR95B (3,5)	738420780
BCR95B (4,0)	738420790
BCR95B (4,5)	738420800
BCR95B (5,0)	738420810
BCR95B (6,0)	738420820
BCR95B (7,0)	738420830
BCR115B (1,0)	738420360
BCR115B (1,4)	738420370
BCR115B (1,8)	738420380
BCR115B (2,3)	738420390
BCR115B (2,7)	738420400
BCR115B (3,1)	738420410
BCR115B (3,5)	738420420
BCR115B (4,0)	738420430
BCR115B (4,5)	738420440
BCR115B (5,0)	738420450
BCR115B (6,0)	738420460
BCR115B (7,0)	738420470
BCR150B (1,0)	738420480
BCR150B (1,4)	738420490
BCR150B (1,8)	738420500
BCR150B (2,3)	738420510
BCR150B (2,7)	738420520
BCR150B (3,1)	738420530
BCR150B (3,5)	738420540
BCR150B (4,0)	738420550
BCR150B (4,5)	738420560
BCR150B (5,0)	738420570
BCR150B (6,0)	738420580
BCR150B (7,0)	738420590
BCR180B (1,0)	738420600
BCR180B (1,4)	738420610
BCR180B (1,8)	738420620
BCR180B (2,3)	738420630
BCR180B (2,7)	738420640
BCR180B (3,1)	738420650
BCR180B (3,5)	738420660
BCR180B (4,0)	738420670
BCR180B (4,5)	738420680
BCR180B (5,0)	738420690
BCR180B (6,0)	738420700
BCR180B (7,0)	738420710
BCR44,5K (1,0)	738430000
BCR44,5K (1,4)	738430010
BCR44,5K (1,8)	738430020
BCR44,5K (2,3)	738430030
BCR44,5K (2,7)	738430040
BCR44,5K (3,1)	738430050
BCR44,5K (3,5)	738430060
BCR44,5K (4,0)	738430070
BCR44,5K (4,5)	738430080
BCR44,5K (5,0)	738430090
BCR44,5K (6,0)	738430100
BCR44,5K (7,0)	738430110
BCR55K (1,0)	738430120
BCR55K (1,4)	738430130
BCR55K (1,8)	738430140
BCR55K (2,3)	738430150
BCR55K (2,7)	738430160
BCR55K (3,1)	738430170
BCR55K (3,5)	738430180
BCR55K (4,0)	738430190
BCR55K (4,5)	738430200
BCR55K (5,0)	738430210

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BCR55K (6,0)	738430220
BCR55K (7,0)	738430230
BCR70K (1,0)	738430240
BCR70K (1,4)	738430250
BCR70K (1,8)	738430260
BCR70K (2,3)	738430270
BCR70K (2,7)	738430280
BCR70K (3,1)	738430290
BCR70K (3,5)	738430300
BCR70K (4,0)	738430310
BCR70K (4,5)	738430320
BCR70K (5,0)	738430330
BCR70K (6,0)	738430340
BCR70K (7,0)	738430350
BCR95K (1,0)	738430720
BCR95K (1,4)	738430730
BCR95K (1,8)	738430740
BCR95K (2,3)	738430750
BCR95K (2,7)	738430760
BCR95K (3,1)	738430770
BCR95K (3,5)	738430780
BCR95K (4,0)	738430790
BCR95K (4,5)	738430800
BCR95K (5,0)	738430810
BCR95K (6,0)	738430820
BCR95K (7,0)	738430830
BCR115K (1,0)	738430360
BCR115K (1,4)	738430370
BCR115K (1,8)	738430380
BCR115K (2,3)	738430390
BCR115K (2,7)	738430400
BCR115K (3,1)	738430410
BCR115K (3,5)	738430420
BCR115K (4,0)	738430430
BCR115K (4,5)	738430440
BCR115K (5,0)	738430450
BCR115K (6,0)	738430460
BCR115K (7,0)	738430470
BCR150K (1,0)	738430480
BCR150K (1,4)	738430490
BCR150K (1,8)	738430500
BCR150K (2,3)	738430510
BCR150K (2,7)	738430520
BCR150K (3,1)	738430530
BCR150K (3,5)	738430540
BCR150K (4,0)	738430550
BCR150K (4,5)	738430560
BCR150K (5,0)	738430570
BCR150K (6,0)	738430580
BCR150K (7,0)	738430590
BCR180K (1,0)	738430600
BCR180K (1,4)	738430610
BCR180K (1,8)	738430620
BCR180K (2,3)	738430630
BCR180K (2,7)	738430640
BCR180K (3,1)	738430650
BCR180K (3,5)	738430660
BCR180K (4,0)	738430670
BCR180K (4,5)	738430680
BCR180K (5,0)	738430690
BCR180K (6,0)	738430700
BCR180K (7,0)	738430710
BCR44,5Y (1,0)	738440000
BCR44,5Y (1,4)	738440010
BCR44,5Y (1,8)	738440020
BCR44,5Y (2,3)	738440030
BCR44,5Y (2,7)	738440040
BCR44,5Y (3,1)	738440050
BCR44,5Y (3,5)	738440060
BCR44,5Y (4,0)	738440070
BCR44,5Y (4,5)	738440080
BCR44,5Y (5,0)	738440090
BCR44,5Y (6,0)	738440100
BCR44,5Y (7,0)	738440110
BCR55Y (1,0)	738440120
BCR55Y (1,4)	738440130
BCR55Y (1,8)	738440140
BCR55Y (2,3)	738440150
BCR55Y (2,7)	738440160
BCR55Y (3,1)	738440170
BCR55Y (3,5)	738440180
BCR55Y (4,0)	738440190
BCR55Y (4,5)	738440200
BCR55Y (5,0)	738440210
BCR55Y (6,0)	738440220
BCR55Y (7,0)	738440230
BCR70Y (1,0)	738440240
BCR70Y (1,4)	738440250
BCR70Y (1,8)	738440260
BCR70Y (2,3)	738440270
BCR70Y (2,7)	738440280
BCR70Y (3,1)	738440290
BCR70Y (3,5)	738440300
BCR70Y (4,0)	738440310
BCR70Y (4,5)	738440320
BCR70Y (5,0)	738440330
BCR70Y (6,0)	738440340
BCR70Y (7,0)	738440350
BCR95Y (1,0)	738440720
BCR95Y (1,4)	738440730

BCR95Y (1,8)	738440740
BCR95Y (2,3)	738440750
BCR95Y (2,7)	738440760
BCR95Y (3,1)	738440770
BCR95Y (3,5)	738440780
BCR95Y (4,0)	738440790
BCR95Y (4,5)	738440800
BCR95Y (5,0)	738440810
BCR95Y (6,0)	738440820
BCR95Y (7,0)	738440830
BCR115Y (1,0)	738440360
BCR115Y (1,4)	738440370
BCR115Y (1,8)	738440380
BCR115Y (2,3)	738440390
BCR115Y (2,7)	738440400
BCR115Y (3,1)	738440410
BCR115Y (3,5)	738440420
BCR115Y (4,0)	738440430
BCR115Y (4,5)	738440440
BCR115Y (5,0)	738440450
BCR115Y (6,0)	738440460
BCR115Y (7,0)	738440470
BCR150Y (1,0)	738440480
BCR150Y (1,4)	738440490
BCR150Y (1,8)	738440500
BCR150Y (2,3)	738440510
BCR150Y (2,7)	738440520
BCR150Y (3,1)	738440530
BCR150Y (3,5)	738440540
BCR150Y (4,0)	738440550
BCR150Y (4,5)	738440560
BCR150Y (5,0)	738440570
BCR150Y (6,0)	738440580
BCR150Y (7,0)	738440590
BCR180Y (1,0)	738440600
BCR180Y (1,4)	738440610
BCR180Y (1,8)	738440620
BCR180Y (2,3)	738440630
BCR180Y (2,7)	738440640
BCR180Y (3,1)	738440650
BCR180Y (3,5)	738440660
BCR180Y (4,0)	738440670
BCR180Y (4,5)	738440680
BCR180Y (5,0)	738440690
BCR180Y (6,0)	738440700
BCR180Y (7,0)	738440710

- FRL

Modelo	Código
FRL44,5R (5,0)	730790000
FRL44,5R (7,0)	730790001
FRL55R (5,0)	730800000
FRL55R (7,0)	730800001
FRL70R (5,0)	730810000
FRL70R (7,0)	730810001
FRL95R (5,0)	730820000
FRL95R (7,0)	730820001
FRL125R (5,0)	730830000
FRL125R (7,0)	730830001
FRL150R (5,0)	738010000
FRL150R (7,0)	738010010
FRL180R (5,0)	738020000
FRL180R (7,0)	738020010
FRL44,5H (5,0)	730840000
FRL44,5H (7,0)	730840001
FRL55H (5,0)	730850000
FRL55H (7,0)	730850001
FRL70H (5,0)	730860000
FRL70H (7,0)	730860001
FRL95H (5,0)	730870000
FRL95H (7,0)	730870001
FRL125H (5,0)	730880000
FRL125H (7,0)	730880001
FRL150H (5,0)	734050000
FRL150H (7,0)	734050100
FRL180H (5,0)	734060000
FRL180H (7,0)	734060100
FRL44,5J (5,0)	730890000
FRL44,5J (7,0)	730890001
FRL55J (5,0)	730900000
FRL55J (7,0)	730900001
FRL70J (5,0)	730910000
FRL70J (7,0)	730910001
FRL95J (5,0)	730920000
FRL95J (7,0)	730920001
FRL125J (5,0)	730930000
FRL125J (7,0)	730930001
FRL150J (5,0)	738030000
FRL150J (7,0)	738030010
FRL180J (5,0)	738040000
FRL180J (7,0)	738040010
FRL44,5T (5,0)	730940000
FRL44,5T (7,0)	730940001
FRL55T (5,0)	730950000
FRL55T (7,0)	730950001
FRL70T (5,0)	730960000
FRL70T (7,0)	730960001
FRL95T (5,0)	730970000
FRL95T (7,0)	730970001
FRL125T (5,0)	730980000
FRL125T (7,0)	730980001
FRL150T (5,0)	734070000
FRL150T (7,0)	734070100
FRL180T (5,0)	734080000
FRL180T (7,0)	734080100
FRL44,5O (5,0)	730990000
FRL44,5O (7,0)	730990001
FRL55O (5,0)	731010000
FRL55O (7,0)	731010001
FRL70O (5,0)	731020000
FRL70O (7,0)	731020001
FRL95O (5,0)	731030000
FRL95O (7,0)	731030001
FRL125O (5,0)	731040000
FRL125O (7,0)	731040001
FRL150O (5,0)	734090000
FRL150O (7,0)	734090100
FRL180O (5,0)	734100000
FRL180O (7,0)	734100100
FRL44,5S (5,0)	731050000
FRL44,5S (7,0)	731050001
FRL55S (5,0)	731060000
FRL55S (7,0)	731060001
FRL70S (5,0)	731070000
FRL70S (7,0)	731070001
FRL95S (5,0)	731080000
FRL95S (7,0)	731080001
FRL125S (5,0)	731090000
FRL125S (7,0)	731090001
FRL150S (5,0)	738090000
FRL150S (7,0)	738090010
FRL180S (5,0)	738090020
FRL180S (7,0)	738090030
FRL44,5X (7,0)	738100000
FRL44,5X (5,0)	738100010
FRL55X (7,0)	738100020
FRL55X (5,0)	738100030
FRL70X (7,0)	738100040
FRL70X (5,0)	738100050
FRL95X (7,0)	738100060
FRL95X (5,0)	738100070
FRL125X (7,0)	738100080
FRL125X (5,0)	738100090
FRL150X (5,0)	734110000
FRL150X (7,0)	734110100
FRL180X (5,0)	734120000
FRL180X (7,0)	734120100

FRL44,5A (5,0)	738080000
FRL44,5A (7,0)	738080010
FRL55A (5,0)	738080020
FRL55A (7,0)	738080030
FRL70A (5,0)	738080040
FRL70A (7,0)	738080050
FRL95A (5,0)	738080060
FRL95A (7,0)	738080070
FRL125A (5,0)	738080080
FRL125A (7,0)	738080090
FRL150A (5,0)	734130000
FRL150A (7,0)	734130100
FRL180A (5,0)	734140000
FRL180A (7,0)	734140100
FRL44,5D (5,0)	738070000
FRL44,5D (7,0)	738070010
FRL55D (5,0)	738070020
FRL55D (7,0)	738070030
FRL70D (5,0)	738070040
FRL70D (7,0)	738070050
FRL95D (5,0)	738070060
FRL95D (7,0)	738070070
FRL125D (5,0)	738070080
FRL125D (7,0)	738070090
FRL150D (5,0)	734150000
FRL150D (7,0)	734150100
FRL180D (5,0)	734160000
FRL180D (7,0)	734160100
FRL44,5L (5,0)	738050000
FRL44,5L (7,0)	738050010
FRL55L (5,0)	738050020
FRL55L (7,0)	738050030
FRL70L (5,0)	738050040
FRL70L (7,0)	738050050
FRL95L (5,0)	738050060
FRL95L (7,0)	738050070
FRL125L (5,0)	738050080
FRL125L (7,0)	738050090
FRL150L (5,0)	734170000
FRL150L (7,0)	734170100
FRL180L (5,0)	734180000
FRL180L (7,0)	734180100
FRL44,5U (5,0)	738060000
FRL44,5U (7,0)	738060010
FRL55U (5,0)	738060020
FRL55U (7,0)	738060030
FRL70U (7,0)	738060040
FRL70U (5,0)	738060050
FRL95U (5,0)	738060060
FRL95U (7,0)	738060070
FRL125U (5,0)	738060080
FRL125U (7,0)	738060090
FRL150U (5,0)	734190000
FRL150U (7,0)	734190100
FRL180U (5,0)	734200000
FRL180U (7,0)	734200100
FRL44,5Q (5,0)	738450000
FRL44,5Q (7,0)	738450010
FRL55Q (5,0)	738450020
FRL55Q (7,0)	738450030
FRL70Q (7,0)	738450040
FRL70Q (5,0)	738450050
FRL95Q (5,0)	738450060
FRL95Q (7,0)	738450070
FRL125Q (5,0)	738450080
FRL125Q (7,0)	738450090
FRL150Q (5,0)	738450100
FRL150Q (7,0)	738450200
FRL180Q (5,0)	738450300
FRL180Q (7,0)	738450400
FRL44,5E (5,0)	738460000
FRL44,5E (7,0)	738460010
FRL55E (5,0)	738460020
FRL55E (7,0)	738460030
FRL70E (7,0)	738460040
FRL70E (5,0)	738460050
FRL95E (5,0)	738460060
FRL95E (7,0)	738460070
FRL125E (5,0)	738460080
FRL125E (7,0)	738460090
FRL150E (5,0)	738460100
FRL150E (7,0)	738460200
FRL180E (5,0)	738460300
FRL180E (7,0)	738460400
FRL44,5B (5,0)	738470000
FRL44,5B (7,0)	738470010
FRL55B (5,0)	738470020
FRL55B (7,0)	738470030
FRL70B (7,0)	738470040
FRL70B (5,0)	738470050
FRL95B (5,0)	738470060
FRL95B (7,0)	738470070
FRL125B (5,0)	738470080
FRL125B (7,0)	738470090
FRL150B (5,0)	738470100
FRL150B (7,0)	738470200
FRL180B (5,0)	738470300
FRL180B (7,0)	738470400
FRL44,5K (5,0)	738480000
FRL44,5K (7,0)	738480010

- FAD

FRL55K (5,0)	738480020
FRL55K (7,0)	738480030
FRL70K (7,0)	738480040
FRL70K (5,0)	738480050
FRL95K (5,0)	738480060
FRL95K (7,0)	738480070
FRL125K (5,0)	738480080
FRL125K (7,0)	738480090
FRL150K (5,0)	738480100
FRL150K (7,0)	738480200
FRL180K (5,0)	738480300
FRL180K (7,0)	738480400
FRL44,5Y (5,0)	738490000
FRL44,5Y (7,0)	738490010
FRL55Y (5,0)	738490020
FRL55Y (7,0)	738490030
FRL70Y (5,0)	738490040
FRL70Y (7,0)	738490050
FRL95Y (5,0)	738490060
FRL95Y (7,0)	738490070
FRL125Y (5,0)	738490080
FRL125Y (7,0)	738490090
FRL150Y (5,0)	738490100
FRL150Y (7,0)	738490200
FRL180Y (5,0)	738490300
FRL180Y (7,0)	738490400

Modelo	Código
FAD44,5R (5,0)	731100000
FAD44,5R (7,0)	731100001
FAD55R (5,0)	731110000
FAD55R (7,0)	731110001
FAD70R (5,0)	731120000
FAD70R (7,0)	731120001
FAD95R (5,0)	731130000
FAD95R (7,0)	731130001
FAD125R (5,0)	731140000
FAD125R (7,0)	731140001
FAD150R (5,0)	734210000
FAD150R (7,0)	734210100
FAD180R (5,0)	734220000
FAD180R (7,0)	734220100
FAD44,5H (5,0)	731150000
FAD44,5H (7,0)	731150001
FAD55H (5,0)	731160000
FAD55H (7,0)	731160001
FAD70H (5,0)	731170000
FAD70H (7,0)	731170001
FAD95H (5,0)	731180000
FAD95H (7,0)	731180001
FAD125H (5,0)	731190000
FAD125H (7,0)	731190001
FAD150H (5,0)	734230000
FAD150H (7,0)	734230100
FAD180H (5,0)	734240000
FAD180H (7,0)	734240100
FAD44,5J (5,0)	731200000
FAD44,5J (7,0)	731200001
FAD55J (5,0)	731210000
FAD55J (7,0)	731210001
FAD70J (5,0)	731220000
FAD70J (7,0)	731220001
FAD95J (5,0)	731230000
FAD95J (7,0)	731230001
FAD125J (5,0)	731240000
FAD125J (7,0)	731240001
FAD150J (5,0)	734250000
FAD150J (7,0)	734250100
FAD180J (5,0)	734260000
FAD180J (7,0)	734260100
FAD44,5T (5,0)	731250000
FAD44,5T (7,0)	731250001
FAD55T (5,0)	731260000
FAD55T (7,0)	731260001
FAD70T (5,0)	731270000
FAD70T (7,0)	731270001
FAD95T (5,0)	731280000
FAD95T (7,0)	731280001
FAD125T (5,0)	731290000
FAD125T (7,0)	731290001
FAD150T (5,0)	734270000
FAD150T (7,0)	734270100
FAD180T (5,0)	734280000
FAD180T (7,0)	734280100
FAD44,5O (5,0)	731300000
FAD44,5O (7,0)	731300001
FAD55O (5,0)	731310000
FAD55O (7,0)	731310001
FAD70O (5,0)	731320000
FAD70O (7,0)	731320001
FAD95O (5,0)	731330000
FAD95O (7,0)	731330001
FAD125O (5,0)	731340000
FAD125O (7,0)	731340001
FAD150O (5,0)	734290000
FAD150O (7,0)	734290100
FAD180O (5,0)	734300000
FAD180O (7,0)	734300100
FAD44,5S (5,0)	731350000
FAD44,5S (7,0)	731350001
FAD55S (5,0)	731360000
FAD55S (7,0)	731360001
FAD70S (5,0)	731370000
FAD70S (7,0)	731370001
FAD95S (5,0)	731380000
FAD95S (7,0)	731380001
FAD125S (5,0)	731390000
FAD125S (7,0)	731390001
FAD150S (5,0)	734310000
FAD150S (7,0)	734310100
FAD180S (5,0)	734320000
FAD180S (7,0)	734320100
FAD44,5X (5,0)	734330000
FAD44,5X (7,0)	734330100
FAD55X (5,0)	734340000
FAD55X (7,0)	734340100
FAD70X (5,0)	734350000
FAD70X (7,0)	734350100
FAD95X (5,0)	734360000
FAD95X (7,0)	734360100
FAD125X (5,0)	734370000
FAD125X (7,0)	734370100
FAD150X (5,0)	734380000
FAD150X (7,0)	734380100
FAD180X (6,0)	734390000
FAD180X (7,0)	734390100



MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

FAD44,5A (5,0)	734400000
FAD44,5A (7,0)	734400100
FAD55A (5,0)	734410000
FAD55A (7,0)	734410100
FAD70A (5,0)	734420000
FAD70A (7,0)	734420100
FAD95A (5,0)	734430000
FAD95A (7,0)	734430100
FAD125A (5,0)	734440000
FAD125A (7,0)	734440100
FAD150A (5,0)	734450000
FAD150A (7,0)	734450100
FAD180A (5,0)	734460000
FAD180A (7,0)	734460100
FAD44,5D (5,0)	734470000
FAD44,5D (7,0)	734470100
FAD55D (5,0)	734480000
FAD55D (7,0)	734480100
FAD70D (5,0)	734490000
FAD70D (7,0)	734490100
FAD95D (5,0)	734500000
FAD95D (7,0)	734500100
FAD125D (5,0)	734510000
FAD125D (7,0)	734510100
FAD150D (5,0)	734520000
FAD150D (7,0)	734520100
FAD180D (5,0)	734530000
FAD180D (7,0)	734530100
FAD44,5L (5,0)	734540000
FAD44,5L (7,0)	734540100
FAD55L (5,0)	734550000
FAD55L (7,0)	734550100
FAD70L (5,0)	734560000
FAD70L (7,0)	734560100
FAD95L (5,0)	734570000
FAD95L (7,0)	734570100
FAD125L (5,0)	734580000
FAD125L (7,0)	734580100
FAD150L (5,0)	734590000
FAD150L (7,0)	734590100
FAD180L (5,0)	734600000
FAD180L (7,0)	734600100
FAD44,5U (5,0)	734610000
FAD44,5U (7,0)	734610100
FAD55U (5,0)	734620000
FAD55U (7,0)	734620100
FAD70U (5,0)	734630000
FAD70U (7,0)	734630100
FAD95U (5,0)	734640000
FAD95U (7,0)	734640100
FAD125U (5,0)	734650000
FAD125U (7,0)	734650100
FAD150U (5,0)	734660000
FAD150U (7,0)	734660100
FAD180U (5,0)	734670000
FAD180U (7,0)	734670100
FAD44,5Q (5,0)	738500000
FAD44,5Q (7,0)	738500010
FAD55Q (5,0)	738500020
FAD55Q (7,0)	738500030
FAD70Q (5,0)	738500040
FAD70Q (7,0)	738500050
FAD95Q (5,0)	738500060
FAD95Q (7,0)	738500070
FAD125Q (5,0)	738500080
FAD125Q (7,0)	738500090
FAD150Q (5,0)	738500100
FAD150Q (7,0)	738500110
FAD180Q (5,0)	738500120
FAD180Q (7,0)	738500130
FAD44,5E (5,0)	738510000
FAD44,5E (7,0)	738510010
FAD55E (5,0)	738510020
FAD55E (7,0)	738510030
FAD70E (5,0)	738510040
FAD70E (7,0)	738510050
FAD95E (5,0)	738510060
FAD95E (7,0)	738510070
FAD125E (5,0)	738510080
FAD125E (7,0)	738510090
FAD150E (5,0)	738510100
FAD150E (7,0)	738510110
FAD180E (5,0)	738510120
FAD180E (7,0)	738510130
FAD44,5B (5,0)	738520000
FAD44,5B (7,0)	738520010
FAD55B (5,0)	738520020
FAD55B (7,0)	738520030
FAD70B (5,0)	738520040
FAD70B (7,0)	738520050
FAD95B (5,0)	738520060
FAD95B (7,0)	738520070
FAD125B (5,0)	738520080
FAD125B (7,0)	738520090
FAD150B (5,0)	738520100
FAD150B (7,0)	738520110
FAD180B (5,0)	738520120
FAD180B (7,0)	738520130
FAD44,5K (5,0)	738530000
FAD44,5K (7,0)	738530010

FAD55K (5,0)	738530020
FAD55K (7,0)	738530030
FAD70K (5,0)	738530040
FAD70K (7,0)	738530050
FAD95K (5,0)	738530060
FAD95K (7,0)	738530070
FAD125K (5,0)	738530080
FAD125K (7,0)	738530090
FAD150K (5,0)	738530100
FAD150K (7,0)	738530110
FAD180K (5,0)	738530120
FAD180K (7,0)	738530130
FAD44,5Y (5,0)	738540000
FAD44,5Y (7,0)	738540010
FAD55Y (5,0)	738540020
FAD55Y (7,0)	738540030
FAD70Y (5,0)	738540040
FAD70Y (7,0)	738540050
FAD95Y (5,0)	738540060
FAD95Y (7,0)	738540070
FAD125Y (5,0)	738540080
FAD125Y (7,0)	738540090
FAD150Y (5,0)	738540100
FAD150Y (7,0)	738540110
FAD180Y (5,0)	738540120
FAD180Y (7,0)	738540130



- BCL

Modelo	Código
BCL44,5R (2,1)	731400000
BCL55R (2,1)	731410000
BCL70R (2,1)	731420000
BCL95R (2,1)	731430000
BCL125R (2,1)	731440000
BCL150R (2,1)	734680000
BCL180R (2,1)	734690000
BCL44,5H (2,1)	731450000
BCL55H (2,1)	731460000
BCL70H (2,1)	731470000
BCL95H (2,1)	731480000
BCL125H (2,1)	731490000
BCL150H (2,1)	734700000
BCL180H (2,1)	734710000
BCL44,5J (2,1)	731500000
BCL55J (2,1)	731510000
BCL70J (2,1)	731520000
BCL95J (2,1)	731530000
BCL125J (2,1)	731540000
BCL150J (2,1)	734720000
BCL180J (2,1)	734730000
BCL44,5T (2,1)	731550000
BCL55T (2,1)	731560000
BCL70T (2,1)	731570000
BCL95T (2,1)	731580000
BCL125T (2,1)	731590000
BCL150T (2,1)	734740000
BCL180T (2,1)	734750000
BCL44,5O (2,1)	731600000
BCL55O (2,1)	731610000
BCL70O (2,1)	731620000
BCL95O (2,1)	731630000
BCL125O (2,1)	731640000
BCL150O (2,1)	734760000
BCL180O (2,1)	734770000
BCL44,5S (2,1)	731650000
BCL55S (2,1)	731660000
BCL70S (2,1)	731670000
BCL95S (2,1)	731680000
BCL125S (2,1)	731690000
BCL150S (2,1)	734780000
BCL180S (2,1)	734790000
BCL44,5X (2,1)	734800000
BCL55X (2,1)	734810000
BCL70X (2,1)	734820000
BCL95X (2,1)	734830000
BCL125X (2,1)	734840000
BCL150X (2,1)	734850000
BCL180X (2,1)	734860000
BCL44,5A (2,1)	734870000
BCL55A (2,1)	734880000
BCL70A (2,1)	734890000
BCL95A (2,1)	734900000
BCL125A (2,1)	734910000
BCL150A (2,1)	734920000
BCL180A (2,1)	734930000
BCL44,5D (2,1)	734940000
BCL55D (2,1)	734950000
BCL70D (2,1)	734960000
BCL95D (2,1)	734970000
BCL125D (2,1)	734980000
BCL150D (2,1)	734990000
BCL180D (2,1)	735000000
BCL44,5L (2,1)	735010000
BCL55L (2,1)	735020000
BCL70L (2,1)	735030000
BCL95L (2,1)	735040000
BCL125L (2,1)	735050000
BCL150L (2,1)	735060000
BCL180L (2,1)	735070000
BCL44,5U (2,1)	735080000
BCL55U (2,1)	735090000
BCL70U (2,1)	735100000
BCL95U (2,1)	735110000
BCL125U (2,1)	735120000
BCL150U (2,1)	735130000
BCL180U (2,1)	735140000
BCL44,5Q (2,1)	738550000
BCL55Q (2,1)	738550010
BCL70Q (2,1)	738550020
BCL95Q (2,1)	738550030
BCL125Q (2,1)	738550040
BCL150Q (2,1)	738550050
BCL180Q (2,1)	738550060
BCL44,5E (2,1)	738560000
BCL55E (2,1)	738560010
BCL70E (2,1)	738560020
BCL95E (2,1)	738560030
BCL125E (6,1)	738560040
BCL150E (2,1)	738560050
BCL180E (2,1)	738560060
BCL44,5B (2,1)	738570000
BCL55B (2,1)	738570010
BCL70B (2,1)	738570020
BCL95B (2,1)	738570030
BCL125B (6,1)	738570040
BCL150B (2,1)	738570050
BCL180B (2,1)	738570060

BCL44,5K (2,1)	738580000
BCL55K (2,1)	738580010
BCL70K (2,1)	738580020
BCL95K (2,1)	738580030
BCL125K (6,1)	738580040
BCL150K (2,1)	738580050
BCL180K (2,1)	738580060
BCL44,5Y (2,1)	738590000
BCL55Y (2,1)	738590010
BCL70Y (2,1)	738590020
BCL95Y (2,1)	738590030
BCL125Y (6,1)	738590040
BCL150Y (2,1)	738590050
BCL180Y (2,1)	738590060

- ENT

Modelo	Código
ENT44,5R (4,0)	731700000
ENT44,5R (4,5)	731700001
ENT44,5R (6,0)	731700002
ENT55R (4,0)	731710000
ENT55R (4,5)	731710001
ENT55R (6,0)	731710002
ENT70R (4,0)	731720000
ENT70R (4,5)	731720001
ENT70R (6,0)	731720002
ENT95R (4,0)	731730000
ENT95R (4,5)	731730001
ENT95R (6,0)	731730002
ENT150R (4,0)	735150000
ENT150R (4,5)	735150100
ENT150R (6,0)	735150200
ENT180R (4,0)	735160000
ENT180R (4,5)	735160100
ENT180R (6,0)	735160200
ENT44,5H (4,0)	731740000
ENT44,5H (4,5)	731740001
ENT44,5H (6,0)	731740002
ENT55H (4,0)	731750000
ENT55H (4,5)	731750001
ENT55H (6,0)	731750002
ENT70H (4,0)	731760000
ENT70H (4,5)	731760001
ENT70H (6,0)	731760002
ENT95H (4,0)	731770000
ENT95H (4,5)	731770001
ENT95H (6,0)	731770002
ENT150H (4,0)	735170000
ENT150H (4,5)	735170100
ENT150H (6,0)	735170200
ENT180H (4,0)	735180000
ENT180H (4,5)	735180100
ENT180H (6,0)	735180200
ENT44,5J (4,0)	731780000
ENT44,5J (4,5)	731780001
ENT44,5J (6,0)	731780002
ENT55J (4,0)	731790000
ENT55J (4,5)	731790001
ENT55J (6,0)	731790002
ENT70J (4,0)	731800000
ENT70J (4,5)	731800001
ENT70J (6,0)	731800002
ENT95J (4,0)	731810000
ENT95J (4,5)	731810001
ENT95J (6,0)	731810002
ENT150J (4,0)	735190000
ENT150J (4,5)	735190100
ENT150J (6,0)	735190200
ENT180J (4,0)	735200000
ENT180J (4,5)	735200100
ENT180J (6,0)	735200200
ENT44,5T (4,0)	731820000
ENT44,5T (4,5)	731820001
ENT44,5T (6,0)	731820002
ENT55T (4,0)	731830000
ENT55T (4,5)	731830001
ENT55T (6,0)	731830002
ENT70T (4,0)	731840000
ENT70T (4,5)	731840001
ENT70T (6,0)	731840002
ENT95T (4,0)	731850000
ENT95T (4,5)	731850001
ENT95T (6,0)	731850002
ENT150T (4,0)	735210000
ENT150T (4,5)	735210100
ENT150T (6,0)	735210200
ENT180T (4,0)	735220000
ENT180T (4,5)	735220100
ENT180T (6,0)	735220200
ENT44,5O (4,0)	731860000
ENT44,5O (4,5)	731860001
ENT44,5O (6,0)	731860002
ENT55O (4,0)	731870000
ENT55O (4,5)	731870001
ENT55O (6,0)	731870002
ENT70O (4,0)	731880000
ENT70O (4,5)	731880001
ENT70O (6,0)	731880002
ENT95O (4,0)	731890000
ENT95O (4,5)	731890001
ENT95O (6,0)	731890002
ENT150O (4,0)	735230000
ENT150O (4,5)	735230100
ENT150O (6,0)	735230200
ENT180O (4,0)	735240000
ENT180O (4,5)	735240100
ENT180O (6,0)	735240200
ENT44,5S (4,0)	731900000
ENT44,5S (4,5)	731900001
ENT44,5S (6,0)	731900002
ENT55S (4,0)	731910000
ENT55S (4,5)	731910001
ENT55S (6,0)	731910002
ENT70S (4,0)	731920000
ENT70S (4,5)	731920001

ENT70S (6,0)	731920002
ENT95S (4,0)	731930000
ENT95S (4,5)	731930001
ENT95S (6,0)	731930002
ENT150S (4,0)	735250000
ENT150S (4,5)	735250100
ENT150S (6,0)	735250200
ENT180S (4,0)	735260000
ENT180S (4,5)	735260100
ENT180S (6,0)	735260200
ENT44,5X (4,0)	735270000
ENT44,5X (4,5)	735270100
ENT44,5X (6,0)	735270200
ENT55X (4,0)	735280000
ENT55X (4,5)	735280100
ENT55X (6,0)	735280200
ENT70X (4,0)	735290000
ENT70X (4,5)	735290100
ENT70X (6,0)	735290200
ENT95X (4,0)	735300000
ENT95X (4,5)	735300100
ENT95X (6,0)	735300200
ENT150X (4,0)	735310000
ENT150X (4,5)	735310100
ENT150X (6,0)	735310200
ENT180X (4,0)	735320000
ENT180X (4,5)	735320100
ENT180X (6,0)	735320200
ENT44,5A (4,0)	735330000
ENT44,5A (4,5)	735330100
ENT44,5A (6,0)	735330200
ENT55A (4,0)	735340000
ENT55A (4,5)	735340100
ENT55A (6,0)	735340200
ENT70A (4,0)	735350000
ENT70A (4,5)	735350100
ENT70A (6,0)	735350200
ENT95A (4,0)	735360000
ENT95A (4,5)	735360100
ENT95A (6,0)	735360200
ENT150A (4,0)	735370000
ENT150A (4,5)	735370100
ENT150A (6,0)	735370200
ENT180A (4,0)	735380000
ENT180A (4,5)	735380100
ENT180A (6,0)	735380200
ENT44,5D (4,0)	735390000
ENT44,5D (4,5)	735390100
ENT44,5D (6,0)	735390200
ENT55D (4,0)	735400000
ENT55D (4,5)	735400100
ENT55D (6,0)	735400200
ENT70D (4,0)	735410000
ENT70D (4,5)	735410100
ENT70D (6,0)	735410200
ENT95D (4,0)	735420000
ENT95D (4,5)	735420100
ENT95D (6,0)	735420200
ENT150D (4,0)	735430000
ENT150D (4,5)	735430100
ENT150D (6,0)	735430200
ENT180D (4,0)	735440000
ENT180D (4,5)	735440100
ENT180D (6,0)	735440200
ENT44,5L (4,0)	735450000
ENT44,5L (4,5)	735450100
ENT44,5L (6,0)	735450200
ENT55L (4,0)	735460000
ENT55L (4,5)	735460100
ENT55L (6,0)	735460200
ENT70L (4,0)	735470000
ENT70L (4,5)	735470100
ENT70L (6,0)	735470200
ENT95L (4,0)	735480000
ENT95L (4,5)	735480100
ENT95L (6,0)	735480200
ENT150L (4,0)	735490000
ENT150L (4,5)	735490100
ENT150L (6,0)	735490200
ENT180L (4,0)	735500000
ENT180L (4,5)	735500100
ENT180L (6,0)	735500200
ENT44,5U (4,0)	735510000
ENT44,5U (4,5)	735510100
ENT44,5U (6,0)	735510200
ENT55U (4,0)	735520000
ENT55U (4,5)	735520100
ENT55U (6,0)	735520200
ENT70U (4,0)	735530000
ENT70U (4,5)	735530100
ENT70U (6,0)	735530200
ENT95U (4,0)	735540000
ENT95U (4,5)	735540100
ENT95U (6,0)	735540200
ENT150U (4,0)	735550000
ENT150U (4,5)	735550100
ENT150U (6,0)	735550200
ENT180U (4,0)	735560000
ENT180U (4,5)	735560100
ENT180U (6,0)	735560200

- RAZ

ENT44,5Q (4,0)	738600000
ENT44,5Q (4,5)	738600010
ENT44,5Q (6,0)	738600020
ENT55Q (4,0)	738600030
ENT55Q (4,5)	738600040
ENT55Q (6,0)	738600050
ENT70Q (4,0)	738600060
ENT70Q (4,5)	738600070
ENT70Q (6,0)	738600080
ENT95Q (4,0)	738600090
ENT95Q (4,5)	738600100
ENT95Q (6,0)	738600110
ENT150Q (4,0)	738600120
ENT150Q (4,5)	738600130
ENT150Q (6,0)	738600140
ENT180Q (4,0)	738600150
ENT180Q (4,5)	738600160
ENT180Q (6,0)	738600170
ENT44,5E (4,0)	738610000
ENT44,5E (4,5)	738610010
ENT44,5E (6,0)	738610020
ENT55E (4,0)	738610030
ENT55E (4,5)	738610040
ENT55E (6,0)	738610050
ENT70E (4,0)	738610060
ENT70E (4,5)	738610070
ENT70E (6,0)	738610080
ENT95E (4,0)	738610090
ENT95E (4,5)	738610100
ENT95E (6,0)	738610110
ENT150E (4,0)	738610120
ENT150E (4,5)	738610130
ENT150E (6,0)	738610140
ENT180E (4,0)	738610150
ENT180E (4,5)	738610160
ENT180E (6,0)	738610170
ENT44,5B (4,0)	738620000
ENT44,5B (4,5)	738620010
ENT44,5B (6,0)	738620020
ENT55B (4,0)	738620030
ENT55B (4,5)	738620040
ENT55B (6,0)	738620050
ENT70B (4,0)	738620060
ENT70B (4,5)	738620070
ENT70B (6,0)	738620080
ENT95B (4,0)	738620090
ENT95B (4,5)	738620100
ENT95B (6,0)	738620110
ENT150B (4,0)	738620120
ENT150B (4,5)	738620130
ENT150B (6,0)	738620140
ENT180B (4,0)	738620150
ENT180B (4,5)	738620160
ENT180B (6,0)	738620170
ENT44,5K (4,0)	738630000
ENT44,5K (4,5)	738630010
ENT44,5K (6,0)	738630020
ENT55K (4,0)	738630030
ENT55K (4,5)	738630040
ENT55K (6,0)	738630050
ENT70K (4,0)	738630060
ENT70K (4,5)	738630070
ENT70K (6,0)	738630080
ENT95K (4,0)	738630090
ENT95K (4,5)	738630100
ENT95K (6,0)	738630110
ENT150K (4,0)	738630120
ENT150K (4,5)	738630130
ENT150K (6,0)	738630140
ENT180K (4,0)	738630150
ENT180K (4,5)	738630160
ENT180K (6,0)	738630170
ENT44,5Y (4,0)	738640000
ENT44,5Y (4,5)	738640010
ENT44,5Y (6,0)	738640020
ENT55Y (4,0)	738640030
ENT55Y (4,5)	738640040
ENT55Y (6,0)	738640050
ENT70Y (4,0)	738640060
ENT70Y (4,5)	738640070
ENT70Y (6,0)	738640080
ENT95Y (4,0)	738640090
ENT95Y (4,5)	738640100
ENT95Y (6,0)	738640110
ENT150Y (4,0)	738640120
ENT150Y (4,5)	738640130
ENT150Y (6,0)	738640140
ENT180Y (4,0)	738640150
ENT180Y (4,5)	738640160
ENT180Y (6,0)	738640170

Modelo	Código
RAZ44,5R (1,5)	731940000
RAZ44,5R (1,8)	731940001
RAZ44,5R (2,1)	731940002
RAZ44,5R (2,5)	731940003
RAZ55R (1,5)	731950000
RAZ55R (1,8)	731950001
RAZ55R (2,1)	731950002
RAZ55R (2,5)	731950003
RAZ70R (1,5)	731960000
RAZ70R (1,8)	731960001
RAZ70R (2,1)	731960002
RAZ70R (2,5)	731960003
RAZ95R (1,5)	731970000
RAZ95R (1,8)	731970001
RAZ95R (2,1)	731970002
RAZ95R (2,5)	731970003
RAZ115R (1,5)	738310000
RAZ115R (1,8)	738310010
RAZ115R (2,1)	738310020
RAZ115R (2,5)	738310030
RAZ125R (1,5)	731980000
RAZ125R (1,8)	731980001
RAZ125R (2,1)	731980002
RAZ125R (2,5)	731980003
RAZ150R (1,5)	735570000
RAZ150R (1,8)	735570100
RAZ150R (2,1)	735570200
RAZ150R (2,5)	735570300
RAZ180R (1,5)	735580000
RAZ180R (1,8)	735580100
RAZ180R (2,1)	735580200
RAZ180R (2,5)	735580300
RAZ44,5H (1,5)	731990000
RAZ44,5H (1,8)	731990001
RAZ44,5H (2,1)	731990002
RAZ44,5H (2,5)	731990003
RAZ55H (1,5)	732000000
RAZ55H (1,8)	732000001
RAZ55H (2,1)	732000002
RAZ55H (2,5)	732000003
RAZ70H (1,5)	732010000
RAZ70H (1,8)	732010001
RAZ70H (2,1)	732010002
RAZ70H (2,5)	732010003
RAZ95H (1,5)	732020000
RAZ95H (1,8)	732020001
RAZ95H (2,1)	732020002
RAZ95H (2,5)	732020003
RAZ115H (1,5)	738300000
RAZ115H (1,8)	738300010
RAZ115H (2,1)	738300020
RAZ115H (2,5)	738300030
RAZ125H (1,5)	732030000
RAZ125H (1,8)	732030001
RAZ125H (2,1)	732030002
RAZ125H (2,5)	732030003
RAZ150H (1,5)	735590000
RAZ150H (1,8)	735590100
RAZ150H (2,1)	735590200
RAZ150H (2,5)	735590300
RAZ180H (1,5)	735600000
RAZ180H (1,8)	735600100
RAZ180H (2,1)	735600200
RAZ180H (2,5)	735600300
RAZ44,5J (1,5)	732040000
RAZ44,5J (1,8)	732040001
RAZ44,5J (2,1)	732040002
RAZ44,5J (2,5)	732040003
RAZ55J (1,5)	732050000
RAZ55J (1,8)	732050001
RAZ55J (2,1)	732050002
RAZ55J (2,5)	732050003
RAZ70J (1,5)	732060000
RAZ70J (1,8)	732060001
RAZ70J (2,1)	732060002
RAZ70J (2,5)	732060003
RAZ95J (1,5)	732070000
RAZ95J (1,8)	732070001
RAZ95J (2,1)	732070002
RAZ95J (2,5)	732070003
RAZ115J (1,5)	738290000
RAZ115J (1,8)	738290010
RAZ115J (2,1)	738290020
RAZ115J (2,5)	738290030
RAZ125J (1,5)	732080000
RAZ125J (1,8)	732080001
RAZ125J (2,1)	732080002
RAZ125J (2,5)	732080003
RAZ150J (1,5)	735610000
RAZ150J (1,8)	735610100
RAZ150J (2,1)	735610200
RAZ150J (2,5)	735610300
RAZ180J (1,5)	735620000
RAZ180J (1,8)	735620100
RAZ180J (2,1)	735620200
RAZ180J (2,5)	735620300
RAZ44,5T (1,5)	732090000
RAZ44,5T (1,8)	732090001

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

RAZ44,5T (2,1)	732090002
RAZ44,5T (2,5)	732090003
RAZ55T (1,5)	732100000
RAZ55T (1,8)	732100001
RAZ55T (2,1)	732100002
RAZ55T (2,5)	732100003
RAZ70T (1,5)	732110000
RAZ70T (1,8)	732110001
RAZ70T (2,1)	732110002
RAZ70T (2,5)	732110003
RAZ95T (1,5)	732120000
RAZ95T (1,8)	732120001
RAZ95T (2,1)	732120002
RAZ95T (2,5)	732120003
RAZ115T (1,5)	738320000
RAZ115T (1,8)	738320010
RAZ115T (2,1)	738320020
RAZ115T (2,5)	738320030
RAZ125T (1,5)	732130000
RAZ125T (1,8)	732130001
RAZ125T (2,1)	732130002
RAZ125T (2,5)	732130003
RAZ150T (1,5)	735630000
RAZ150T (1,8)	735630100
RAZ150T (2,1)	735630200
RAZ150T (2,5)	735630300
RAZ180T (1,5)	735640000
RAZ180T (1,8)	735640100
RAZ180T (2,1)	735640200
RAZ180T (2,5)	735640300
RAZ44,5O (1,5)	732140000
RAZ44,5O (1,8)	732140001
RAZ44,5O (2,1)	732140002
RAZ44,5O (2,5)	732140003
RAZ55O (1,5)	732150000
RAZ55O (1,8)	732150001
RAZ55O (2,1)	732150002
RAZ55O (2,5)	732150003
RAZ70O (1,5)	732160000
RAZ70O (1,8)	732160001
RAZ70O (2,1)	732160002
RAZ70O (2,5)	732160003
RAZ95O (1,5)	732170000
RAZ95O (1,8)	732170001
RAZ95O (2,1)	732170002
RAZ95O (2,5)	732170003
RAZ115O (1,5)	738220000
RAZ115O (1,8)	738220010
RAZ115O (2,1)	738220020
RAZ115O (2,5)	738220030
RAZ125O (1,5)	732180000
RAZ125O (1,8)	732180001
RAZ125O (2,1)	732180002
RAZ125O (2,5)	732180003
RAZ150O (1,5)	735650000
RAZ150O (1,8)	735650100
RAZ150O (2,1)	735650200
RAZ150O (2,5)	735650300
RAZ180O (1,5)	735660000
RAZ180O (1,8)	735660100
RAZ180O (2,1)	735660200
RAZ180O (2,5)	735660300
RAZ44,5S (1,5)	732190000
RAZ44,5S (1,8)	732190001
RAZ44,5S (2,1)	732190002
RAZ44,5S (2,5)	732190003
RAZ55S (1,5)	732200000
RAZ55S (1,8)	732200001
RAZ55S (2,1)	732200002
RAZ55S (2,5)	732200003
RAZ70S (1,5)	732210000
RAZ70S (1,8)	732210001
RAZ70S (2,1)	732210002
RAZ70S (2,5)	732210003
RAZ95S (1,5)	732220000
RAZ95S (1,8)	732220001
RAZ95S (2,1)	732220002
RAZ95S (2,5)	732220003
RAZ115S (1,5)	738250000
RAZ115S (1,8)	738250010
RAZ115S (2,1)	738250020
RAZ115S (2,5)	738250030
RAZ125S (1,5)	732230000
RAZ125S (1,8)	732230001
RAZ125S (2,1)	732230002
RAZ125S (2,5)	732230003
RAZ150S (1,5)	735670000
RAZ150S (1,8)	735670100
RAZ150S (2,1)	735670200
RAZ150S (2,5)	735670300
RAZ180S (1,5)	735680000
RAZ180S (1,8)	735680100
RAZ180S (2,1)	735680200
RAZ180S (2,5)	735680300
RAZ44,5X (1,5)	735690000
RAZ44,5X (1,8)	735690100
RAZ44,5X (2,1)	735690200
RAZ44,5X (2,5)	735690300
RAZ55X (1,5)	735700000
RAZ55X (1,8)	735700100

RAZ55X (2,1)	735700200
RAZ55X (2,5)	735700300
RAZ70X (1,5)	735710000
RAZ70X (1,8)	735710100
RAZ70X (2,1)	735710200
RAZ70X (2,5)	735710300
RAZ95X (1,5)	735720000
RAZ95X (1,8)	735720100
RAZ95X (2,1)	735720200
RAZ95X (2,5)	735720300
RAZ115X (1,5)	738260000
RAZ115X (1,8)	738260010
RAZ115X (2,1)	738260020
RAZ115X (2,5)	738260030
RAZ125X (1,5)	735730000
RAZ125X (1,8)	735730100
RAZ125X (2,1)	735730200
RAZ125X (2,5)	735730300
RAZ150X (1,5)	735740000
RAZ150X (1,8)	735740100
RAZ150X (2,1)	735740200
RAZ150X (2,5)	735740300
RAZ180X (1,5)	735750000
RAZ180X (1,8)	735750100
RAZ180X (2,1)	735750200
RAZ180X (2,5)	735750300
RAZ44,5A (1,5)	735760000
RAZ44,5A (1,8)	735760100
RAZ44,5A (2,1)	735760200
RAZ44,5A (2,5)	735760300
RAZ55A (1,5)	735770000
RAZ55A (1,8)	735770100
RAZ55A (2,1)	735770200
RAZ55A (2,5)	735770300
RAZ70A (1,5)	735780000
RAZ70A (1,8)	735780100
RAZ70A (2,1)	735780200
RAZ70A (2,5)	735780300
RAZ95A (1,5)	735790000
RAZ95A (1,8)	735790100
RAZ95A (2,1)	735790200
RAZ95A (2,5)	735790300
RAZ115A (1,5)	738270000
RAZ115A (1,8)	738270010
RAZ115A (2,1)	738270020
RAZ115A (2,5)	738270030
RAZ125A (1,5)	735800000
RAZ125A (1,8)	735800100
RAZ125A (2,1)	735800200
RAZ125A (2,5)	735800300
RAZ150A (1,5)	735810000
RAZ150A (1,8)	735810100
RAZ150A (2,1)	735810200
RAZ150A (2,5)	735810300
RAZ180A (1,5)	735820000
RAZ180A (1,8)	735820100
RAZ180A (2,1)	735820200
RAZ180A (2,5)	735820300
RAZ44,5D (1,5)	735830000
RAZ44,5D (1,8)	735830100
RAZ44,5D (2,1)	735830200
RAZ44,5D (2,5)	735830300
RAZ55D (1,5)	735840000
RAZ55D (1,8)	735840100
RAZ55D (2,1)	735840200
RAZ55D (2,5)	735840300
RAZ70D (1,5)	735850000
RAZ70D (1,8)	735850100
RAZ70D (2,1)	735850200
RAZ70D (2,5)	735850300
RAZ95D (1,5)	735860000
RAZ95D (1,8)	735860100
RAZ95D (2,1)	735860200
RAZ95D (2,5)	735860300
RAZ115D (1,5)	738280000
RAZ115D (1,8)	738280010
RAZ115D (2,1)	738280020
RAZ115D (2,5)	738280030
RAZ125D (1,5)	735870000
RAZ125D (1,8)	735870100
RAZ125D (2,1)	735870200
RAZ125D (2,5)	735870300
RAZ150D (1,5)	735880000
RAZ150D (1,8)	735880100
RAZ150D (2,1)	735880200
RAZ150D (2,5)	735880300
RAZ180D (1,5)	735890000
RAZ180D (1,8)	735890100
RAZ180D (2,1)	735890200
RAZ180D (2,5)	735890300
RAZ44,5L (1,5)	735900000
RAZ44,5L (1,8)	735900100
RAZ44,5L (2,1)	735900200
RAZ44,5L (2,5)	735900300
RAZ55L (1,5)	735910000
RAZ55L (1,8)	735910100
RAZ55L (2,1)	735910200
RAZ55L (2,5)	735910300
RAZ70L (1,5)	735920000
RAZ70L (1,8)	735920100

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

RAZ70L (2,1)	735920200
RAZ70L (2,5)	735920300
RAZ95L (1,5)	735930000
RAZ95L (1,8)	735930100
RAZ95L (2,1)	735930200
RAZ95L (2,5)	735930300
RAZ115L (1,5)	738230000
RAZ115L (1,8)	738230010
RAZ115L (2,1)	738230020
RAZ115L (2,5)	738230030
RAZ125L (1,5)	735940000
RAZ125L (1,8)	735940100
RAZ125L (2,1)	735940200
RAZ125L (2,5)	735940300
RAZ150L (1,5)	735950000
RAZ150L (1,8)	735950100
RAZ150L (2,1)	735950200
RAZ150L (2,5)	735950300
RAZ180L (1,5)	735960000
RAZ180L (1,8)	735960100
RAZ180L (2,1)	735960200
RAZ180L (2,5)	735960300
RAZ44,5U (1,5)	735970000
RAZ44,5U (1,8)	735970100
RAZ44,5U (2,1)	735970200
RAZ44,5U (2,5)	735970300
RAZ55U (1,5)	735980000
RAZ55U (1,8)	735980100
RAZ55U (2,1)	735980200
RAZ55U (2,5)	735980300
RAZ70U (1,5)	735990000
RAZ70U (1,8)	735990100
RAZ70U (2,1)	735990200
RAZ70U (2,5)	735990300
RAZ95U (1,5)	736000000
RAZ95U (1,8)	736000100
RAZ95U (2,1)	736000200
RAZ95U (2,5)	736000300
RAZ115U (1,5)	738240000
RAZ115U (1,8)	738240010
RAZ115U (2,1)	738240020
RAZ115U (2,5)	738240030
RAZ125U (1,5)	736010000
RAZ125U (1,8)	736010100
RAZ125U (2,1)	736010200
RAZ125U (2,5)	736010300
RAZ150U (1,5)	736020000
RAZ150U (1,8)	736020100
RAZ150U (2,1)	736020200
RAZ150U (2,5)	736020300
RAZ180U (1,5)	736030000
RAZ180U (1,8)	736030100
RAZ180U (2,1)	736030200
RAZ180U (2,5)	736030300
RAZ44,5Q (1,5)	738650000
RAZ44,5Q (1,8)	738650010
RAZ44,5Q (2,1)	738650020
RAZ44,5Q (2,5)	738650030
RAZ55Q (1,5)	738650040
RAZ55Q (1,8)	738650050
RAZ55Q (2,1)	738650060
RAZ55Q (2,5)	738650070
RAZ70Q (1,5)	738650080
RAZ70Q (1,8)	738650090
RAZ70Q (2,1)	738650100
RAZ70Q (2,5)	738650110
RAZ95Q (1,5)	738650120
RAZ95Q (1,8)	738650130
RAZ95Q (2,1)	738650140
RAZ95Q (2,5)	738650150
RAZ115Q (1,5)	738650160
RAZ115Q (1,8)	738650170
RAZ115Q (2,1)	738650180
RAZ115Q (2,5)	738650190
RAZ125Q (1,5)	738650200
RAZ125Q (1,8)	738650210
RAZ125Q (2,1)	738650220
RAZ125Q (2,5)	738650230
RAZ150Q (1,5)	738650240
RAZ150Q (1,8)	738650250
RAZ150Q (2,1)	738650260
RAZ150Q (2,5)	738650270
RAZ180Q (1,5)	738650280
RAZ180Q (1,8)	738650290
RAZ180Q (2,1)	738650300
RAZ180Q (2,5)	738650310
RAZ44,5E (1,5)	738660000
RAZ44,5E (1,8)	738660010
RAZ44,5E (2,1)	738660020
RAZ44,5E (2,5)	738660030
RAZ55E (1,5)	738660040
RAZ55E (1,8)	738660050
RAZ55E (2,1)	738660060
RAZ55E (2,5)	738660070
RAZ70E (1,5)	738660080
RAZ70E (1,8)	738660090
RAZ70E (2,1)	738660100
RAZ70E (2,5)	738660110
RAZ95E (1,5)	738660120
RAZ95E (1,8)	738660130

RAZ95E (2,1)	738660140
RAZ95E (2,5)	738660150
RAZ115E (1,5)	738660160
RAZ115E (1,8)	738660170
RAZ115E (2,1)	738660180
RAZ115E (2,5)	738660190
RAZ125E (1,5)	738660200
RAZ125E (1,8)	738660210
RAZ125E (2,1)	738660220
RAZ125E (2,5)	738660230
RAZ150E (1,5)	738660240
RAZ150E (1,8)	738660250
RAZ150E (2,1)	738660260
RAZ150E (2,5)	738660270
RAZ180E (1,5)	738660280
RAZ180E (1,8)	738660290
RAZ180E (2,1)	738660300
RAZ180E (2,5)	738660310
RAZ44,5B (1,5)	738670000
RAZ44,5B (1,8)	738670010
RAZ44,5B (2,1)	738670020
RAZ44,5B (2,5)	738670030
RAZ55B (1,5)	738670040
RAZ55B (1,8)	738670050
RAZ55B (2,1)	738670060
RAZ55B (2,5)	738670070
RAZ70B (1,5)	738670080
RAZ70B (1,8)	738670090
RAZ70B (2,1)	738670100
RAZ70B (2,5)	738670110
RAZ95B (1,5)	738670120
RAZ95B (1,8)	738670130
RAZ95B (2,1)	738670140
RAZ95B (2,5)	738670150
RAZ115B (1,5)	738670160
RAZ115B (1,8)	738670170
RAZ115B (2,1)	738670180
RAZ115B (2,5)	738670190
RAZ125B (1,5)	738670200
RAZ125B (1,8)	738670210
RAZ125B (2,1)	738670220
RAZ125B (2,5)	738670230
RAZ150B (1,5)	738670240
RAZ150B (1,8)	738670250
RAZ150B (2,1)	738670260
RAZ150B (2,5)	738670270
RAZ180B (1,5)	738670280
RAZ180B (1,8)	738670290
RAZ180B (2,1)	738670300
RAZ180B (2,5)	738670310
RAZ44,5K (1,5)	738680000
RAZ44,5K (1,8)	738680010
RAZ44,5K (2,1)	738680020
RAZ44,5K (2,5)	738680030
RAZ55K (1,5)	738680040
RAZ55K (1,8)	738680050
RAZ55K (2,1)	738680060
RAZ55K (2,5)	738680070
RAZ70K (1,5)	738680080
RAZ70K (1,8)	738680090
RAZ70K (2,1)	738680100
RAZ70K (2,5)	738680110
RAZ95K (1,5)	738680120
RAZ95K (1,8)	738680130
RAZ95K (2,1)	738680140
RAZ95K (2,5)	738680150
RAZ115K (1,5)	738680160
RAZ115K (1,8)	738680170
RAZ115K (2,1)	738680180
RAZ115K (2,5)	738680190
RAZ125K (1,5)	738680200
RAZ125K (1,8)	738680210
RAZ125K (2,1)	738680220
RAZ125K (2,5)	738680230
RAZ150K (1,5)	738680240
RAZ150K (1,8)	738680250
RAZ150K (2,1)	738680260
RAZ150K (2,5)	738680270
RAZ180K (1,5)	738680280
RAZ180K (1,8)	738680290
RAZ180K (2,1)	738680300
RAZ180K (2,5)	738680310
RAZ44,5Y (1,5)	738690000
RAZ44,5Y (1,8)	738690010
RAZ44,5Y (2,1)	738690020
RAZ44,5Y (2,5)	738690030
RAZ55Y (1,5)	738690040
RAZ55Y (1,8)	738690050
RAZ55Y (2,1)	738690060
RAZ55Y (2,5)	738690070
RAZ70Y (1,5)	738690080
RAZ70Y (1,8)	738690090
RAZ70Y (2,1)	738690100
RAZ70Y (2,5)	738690110
RAZ95Y (1,5)	738690120
RAZ95Y (1,8)	738690130
RAZ95Y (2,1)	738690140
RAZ95Y (2,5)	738690150
RAZ115Y (1,5)	738690160
RAZ115Y (1,8)	738690170

RAZ115Y (2,1)	738690180
RAZ115Y (2,5)	738690190
RAZ125Y (1,5)	738690200
RAZ125Y (1,8)	738690210
RAZ125Y (2,1)	738690220
RAZ125Y (2,5)	738690230
RAZ150Y (1,5)	738690240
RAZ150Y (1,8)	738690250
RAZ150Y (2,1)	738690260
RAZ150Y (2,5)	738690270
RAZ180Y (1,5)	738690280
RAZ180Y (1,8)	738690290
RAZ180Y (2,1)	738690300
RAZ180Y (2,5)	738690310

- BP

Modelo	Código
BP44,5R (0,9)	738120000
BP44,5R (1,0)	738120010
BP44,5R (1,1)	738120020
BP44,5R (1,2)	738120030
BP44,5R (1,3)	738120040
BP44,5R (1,4)	738120050
BP44,5R (1,5)	738120060
BP44,5R (1,6)	738120070
BP44,5R (1,7)	738120080
BP44,5R (1,8)	738120090
BP44,5R (1,9)	738120100
BP44,5R (2,0)	738120110
BP44,5R (2,1)	738120120
BP44,5R (2,2)	738120130
BP44,5R (2,3)	738120140
BP44,5R (2,7)	738120150
BP44,5R (3,2)	738120160
BP44,5R (3,5)	738120170
BP55R (0,9)	738120180
BP55R (1,0)	738120190
BP55R (1,1)	738120200
BP55R (1,2)	738120210
BP55R (1,3)	738120220
BP55R (1,4)	738120230
BP55R (1,5)	738120240
BP55R (1,6)	738120250
BP55R (1,7)	738120260
BP55R (1,8)	738120270
BP55R (1,9)	738120280
BP55R (2,0)	738120290
BP55R (2,1)	738120300
BP55R (2,2)	738120310
BP55R (2,3)	738120320
BP55R (2,7)	738120330
BP55R (3,2)	738120340
BP55R (3,5)	738120350
BP70R (0,9)	738120360
BP70R (1,0)	738120370
BP70R (1,1)	738120380
BP70R (1,2)	738120390
BP70R (1,3)	738120400
BP70R (1,4)	738120410
BP70R (1,5)	738120420
BP70R (1,6)	738120430
BP70R (1,7)	738120440
BP70R (1,8)	738120450
BP70R (1,9)	738120460
BP70R (2,0)	738120470
BP70R (2,1)	738120480
BP70R (2,2)	738120490
BP70R (2,3)	738120500
BP70R (2,7)	738120510
BP70R (3,2)	738120520
BP70R (3,5)	738120530
BP95R (0,9)	736100000
BP95R (1,0)	736100100
BP95R (1,1)	736100200
BP95R (1,2)	736100300
BP95R (1,3)	736100400
BP95R (1,4)	736100500
BP95R (1,5)	736100600
BP95R (1,6)	736100700
BP95R (1,7)	736100800
BP95R (1,8)	736100900
BP95R (1,9)	736101000
BP95R (2,0)	736101100
BP95R (2,1)	736101200
BP95R (2,2)	736101300
BP95R (2,3)	736101400
BP95R (2,7)	736101500
BP95R (3,2)	736101600
BP95R (3,5)	736101700
BP110R (0,9)	732310000
BP110R (1,0)	732310001
BP110R (1,1)	732310002
BP110R (1,2)	732310003
BP110R (1,3)	732310004
BP110R (1,4)	732310005
BP110R (1,5)	732310006
BP110R (1,6)	736110000
BP110R (1,7)	736110100
BP110R (1,8)	736110200
BP110R (1,9)	736110300
BP110R (2,0)	736110400
BP110R (2,1)	736110500
BP110R (2,2)	736110600
BP110R (2,3)	736110700
BP110R (2,7)	736110800
BP110R (3,2)	736110900
BP110R (3,5)	736111000
BP115R (0,9)	736120000
BP115R (1,0)	736120100
BP115R (1,1)	736120200
BP115R (1,2)	736120300
BP115R (1,3)	736120400
BP115R (1,4)	736120500
BP115R (1,5)	732320000
BP115R (1,6)	732320001

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP115R (1,7)	732320002
BP115R (1,8)	732320003
BP115R (1,9)	732320004
BP115R (2,0)	732320005
BP115R (2,1)	736120600
BP115R (2,2)	736120700
BP115R (2,3)	736120800
BP115R (2,7)	732320006
BP115R (3,2)	732320007
BP115R (3,5)	732320008
BP120R (0,9)	736130000
BP120R (1,0)	736130100
BP120R (1,1)	736130200
BP120R (1,2)	736130300
BP120R (1,3)	736130400
BP120R (1,4)	736130500
BP120R (1,5)	736130600
BP120R (1,6)	736130700
BP120R (1,7)	736130800
BP120R (1,8)	736130900
BP120R (1,9)	736131000
BP120R (2,0)	736131100
BP120R (2,1)	732330000
BP120R (2,2)	732330001
BP120R (2,3)	732330002
BP120R (2,7)	736131200
BP120R (3,2)	736131300
BP120R (3,5)	736131400
BP125R (0,9)	738120540
BP125R (1,0)	738120550
BP125R (1,1)	738120560
BP125R (1,2)	738120570
BP125R (1,3)	738120580
BP125R (1,4)	738120590
BP125R (1,5)	738120600
BP125R (1,6)	738120610
BP125R (1,7)	738120620
BP125R (1,8)	738120630
BP125R (1,9)	738120640
BP125R (2,0)	738120650
BP125R (2,1)	738120660
BP125R (2,2)	738120670
BP125R (2,3)	738120680
BP125R (2,7)	738120690
BP125R (3,2)	738120700
BP125R (3,5)	738120710
BP150R (0,9)	736140000
BP150R (1,0)	736140100
BP150R (1,1)	736140200
BP150R (1,2)	736140300
BP150R (1,3)	736140400
BP150R (1,4)	736140500
BP150R (1,5)	736140600
BP150R (1,6)	736140700
BP150R (1,7)	736140800
BP150R (1,8)	736140900
BP150R (1,9)	736141000
BP150R (2,0)	736141100
BP150R (2,1)	736141200
BP150R (2,2)	736141300
BP150R (2,3)	736141400
BP150R (2,7)	732340000
BP150R (3,2)	732340001
BP150R (3,5)	732340002
BP155R (0,9)	736150000
BP155R (1,0)	736150100
BP155R (1,1)	736150200
BP155R (1,2)	736150300
BP155R (1,3)	736150400
BP155R (1,4)	736150500
BP155R (1,5)	736150600
BP155R (1,6)	732350000
BP155R (1,7)	736150700
BP155R (1,8)	736150800
BP155R (1,9)	732350001
BP155R (2,0)	736150900
BP155R (2,1)	736151000
BP155R (2,2)	736151100
BP155R (2,3)	736151200
BP155R (2,7)	736151300
BP155R (3,2)	736151400
BP155R (3,5)	736151500
BP180R (0,9)	736160000
BP180R (1,0)	736160100
BP180R (1,1)	736160200
BP180R (1,2)	736160300
BP180R (1,3)	736160400
BP180R (1,4)	736160500
BP180R (1,5)	736160600
BP180R (1,6)	736160700
BP180R (1,7)	736160800
BP180R (1,8)	736160900
BP180R (1,9)	736161000
BP180R (2,0)	736161100
BP180R (2,1)	736161200
BP180R (2,2)	736161300
BP180R (2,3)	736161400
BP180R (2,7)	732360000
BP180R (3,2)	732360001
BP180R (3,5)	732360002

BP44,5H (0,9)	738110000
BP44,5H (1,0)	738110010
BP44,5H (1,1)	738110020
BP44,5H (1,2)	738110030
BP44,5H (1,3)	738110040
BP44,5H (1,4)	738110050
BP44,5H (1,5)	738110060
BP44,5H (1,6)	738110070
BP44,5H (1,7)	738110080
BP44,5H (1,8)	738110090
BP44,5H (1,9)	738110100
BP44,5H (2,0)	738110110
BP44,5H (2,1)	738110120
BP44,5H (2,2)	738110130
BP44,5H (2,3)	738110140
BP44,5H (2,7)	738110150
BP44,5H (3,2)	738110160
BP44,5H (3,5)	738110170
BP55H (0,9)	738110180
BP55H (1,0)	738110190
BP55H (1,1)	738110200
BP55H (1,2)	738110210
BP55H (1,3)	738110220
BP55H (1,4)	738110230
BP55H (1,5)	738110240
BP55H (1,6)	738110250
BP55H (1,7)	738110260
BP55H (1,8)	738110270
BP55H (1,9)	738110280
BP55H (2,0)	738110290
BP55H (2,1)	738110300
BP55H (2,2)	738110310
BP55H (2,3)	738110320
BP55H (2,7)	738110330
BP55H (3,2)	738110340
BP55H (3,5)	738110350
BP70H (0,9)	738110360
BP70H (1,0)	738110370
BP70H (1,1)	738110380
BP70H (1,2)	738110390
BP70H (1,3)	738110400
BP70H (1,4)	738110410
BP70H (1,5)	738110420
BP70H (1,6)	738110430
BP70H (1,7)	738110440
BP70H (1,8)	738110450
BP70H (1,9)	738110460
BP70H (2,0)	738110470
BP70H (2,1)	738110480
BP70H (2,2)	738110490
BP70H (2,3)	738110500
BP70H (2,7)	738110510
BP70H (3,2)	738110520
BP70H (3,5)	738110530
BP95H (0,9)	736170000
BP95H (1,0)	736170100
BP95H (1,1)	736170200
BP95H (1,2)	736170300
BP95H (1,3)	736170400
BP95H (1,4)	736170500
BP95H (1,5)	736170600
BP95H (1,6)	736170700
BP95H (1,7)	736170800
BP95H (1,8)	736170900
BP95H (1,9)	736171000
BP95H (2,0)	736171100
BP95H (2,1)	736171200
BP95H (2,2)	736171300
BP95H (2,3)	736171400
BP95H (2,7)	736171500
BP95H (3,2)	736171600
BP95H (3,5)	736171700
BP110H (0,9)	732370000
BP110H (1,0)	732370001
BP110H (1,1)	732370002
BP110H (1,2)	732370003
BP110H (1,3)	732370004
BP110H (1,4)	732370005
BP110H (1,5)	732370006
BP110H (1,6)	736180000
BP110H (1,7)	736180100
BP110H (1,8)	736180200
BP110H (1,9)	736180300
BP110H (2,0)	736180400
BP110H (2,1)	736180500
BP110H (2,2)	736180600
BP110H (2,3)	736180700
BP110H (2,7)	736180800
BP110H (3,2)	736180900
BP110H (3,5)	736181000
BP115H (0,9)	736190000
BP115H (1,0)	736190100
BP115H (1,1)	736190200
BP115H (1,2)	736190300
BP115H (1,3)	736190400
BP115H (1,4)	736190500
BP115H (1,5)	732380000
BP115H (1,6)	732380001
BP115H (1,7)	732380002
BP115H (1,8)	732380003



MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP115H (1,9)	732380004
BP115H (2,0)	732380005
BP115H (2,1)	736190600
BP115H (2,2)	736190700
BP115H (2,3)	736190800
BP115H (2,7)	732380006
BP115H (3,2)	732380007
BP115H (3,5)	732380008
BP120H (0,9)	736200000
BP120H (1,0)	736200100
BP120H (1,1)	736200200
BP120H (1,2)	736200300
BP120H (1,3)	736200400
BP120H (1,4)	736200500
BP120H (1,5)	736200600
BP120H (1,6)	736200700
BP120H (1,7)	736200800
BP120H (1,8)	736200900
BP120H (1,9)	736201000
BP120H (2,0)	736201100
BP120H (2,1)	732390000
BP120H (2,2)	732390001
BP120H (2,3)	732390002
BP120H (2,7)	736201200
BP120H (3,2)	736201300
BP120H (3,5)	736201400
BP125H (0,9)	738110540
BP125H (1,0)	738110550
BP125H (1,1)	738110560
BP125H (1,2)	738110570
BP125H (1,3)	738110580
BP125H (1,4)	738110590
BP125H (1,5)	738110600
BP125H (1,6)	738110610
BP125H (1,7)	738110620
BP125H (1,8)	738110630
BP125H (1,9)	738110640
BP125H (2,0)	738110650
BP125H (2,1)	738110660
BP125H (2,2)	738110670
BP125H (2,3)	738110680
BP125H (2,7)	738110690
BP125H (3,2)	738110700
BP125H (3,5)	738110710
BP150H (0,9)	736210000
BP150H (1,0)	736210100
BP150H (1,1)	736210200
BP150H (1,2)	736210300
BP150H (1,3)	736210400
BP150H (1,4)	736210500
BP150H (1,5)	736210600
BP150H (1,6)	736210700
BP150H (1,7)	736210800
BP150H (1,8)	736210900
BP150H (1,9)	736211000
BP150H (2,0)	736211100
BP150H (2,1)	736211200
BP150H (2,2)	736211300
BP150H (2,3)	736211400
BP150H (2,7)	732400000
BP150H (3,2)	732400001
BP150H (3,5)	732400002
BP155H (0,9)	736220000
BP155H (1,0)	736220100
BP155H (1,1)	736220200
BP155H (1,2)	736220300
BP155H (1,3)	736220400
BP155H (1,4)	736220500
BP155H (1,5)	736220600
BP155H (1,6)	732410000
BP155H (1,7)	736220700
BP155H (1,8)	736220800
BP155H (1,9)	732410001
BP155H (2,0)	736220900
BP155H (2,1)	736221000
BP155H (2,2)	736221100
BP155H (2,3)	736221200
BP155H (2,7)	736221300
BP155H (3,2)	736221400
BP155H (3,5)	736221500
BP180H (0,9)	736230000
BP180H (1,0)	736230100
BP180H (1,1)	736230200
BP180H (1,2)	736230300
BP180H (1,3)	736230400
BP180H (1,4)	736230500
BP180H (1,5)	736230600
BP180H (1,6)	736230700
BP180H (1,7)	736230800
BP180H (1,8)	736230900
BP180H (1,9)	736231000
BP180H (2,0)	736231100
BP180H (2,1)	736231200
BP180H (2,2)	736231300
BP180H (2,3)	736231400
BP180H (2,7)	732420000
BP180H (3,2)	732420001
BP180H (3,5)	732420002
BP44,5J (0,9)	738130000
BP44,5J (1,0)	738130010

BP44,5J (1,1)	738130020
BP44,5J (1,2)	738130030
BP44,5J (1,3)	738130040
BP44,5J (1,4)	738130050
BP44,5J (1,5)	738130060
BP44,5J (1,6)	738130070
BP44,5J (1,7)	738130080
BP44,5J (1,8)	738130090
BP44,5J (1,9)	738130100
BP44,5J (2,0)	738130110
BP44,5J (2,1)	738130120
BP44,5J (2,2)	738130130
BP44,5J (2,3)	738130140
BP44,5J (2,7)	738130150
BP44,5J (3,2)	738130160
BP44,5J (3,5)	738130170
BP55J (0,9)	738130180
BP55J (1,0)	738130190
BP55J (1,1)	738130200
BP55J (1,2)	738130210
BP55J (1,3)	738130220
BP55J (1,4)	738130230
BP55J (1,5)	738130240
BP55J (1,6)	738130250
BP55J (1,7)	738130260
BP55J (1,8)	738130270
BP55J (1,9)	738130280
BP55J (2,0)	738130290
BP55J (2,1)	738130300
BP55J (2,2)	738130310
BP55J (2,3)	738130320
BP55J (2,7)	738130330
BP55J (3,2)	738130340
BP55J (3,5)	738130350
BP70J (0,9)	738130360
BP70J (1,0)	738130370
BP70J (1,1)	738130380
BP70J (1,2)	738130390
BP70J (1,3)	738130400
BP70J (1,4)	738130410
BP70J (1,5)	738130420
BP70J (1,6)	738130430
BP70J (1,7)	738130440
BP70J (1,8)	738130450
BP70J (1,9)	738130460
BP70J (2,0)	738130470
BP70J (2,1)	738130480
BP70J (2,2)	738130490
BP70J (2,3)	738130500
BP70J (2,7)	738130510
BP70J (3,2)	738130520
BP70J (3,5)	738130530
BP95J (1,6)	736240000
BP95J (1,7)	736240100
BP95J (1,8)	736240200
BP95J (1,9)	736240300
BP95J (2,0)	736240400
BP95J (2,1)	736240500
BP95J (2,2)	736240600
BP95J (2,3)	736240700
BP95J (2,7)	736240800
BP95J (3,2)	736240900
BP95J (3,5)	736241000
BP95J (0,9)	736241100
BP95J (1,0)	736241200
BP95J (1,1)	736241300
BP95J (1,2)	736241400
BP95J (1,3)	736241500
BP95J (1,4)	736241600
BP95J (1,5)	736241700
BP110J (0,9)	732430000
BP110J (1,0)	732430001
BP110J (1,1)	732430002
BP110J (1,2)	732430003
BP110J (1,3)	732430004
BP110J (1,4)	732430005
BP110J (1,5)	732430006
BP110J (1,6)	736250000
BP110J (1,7)	736250100
BP110J (1,8)	736250200
BP110J (1,9)	736250300
BP110J (2,0)	736250400
BP110J (2,1)	736250500
BP110J (2,2)	736250600
BP110J (2,3)	736250700
BP110J (2,7)	736250800
BP110J (3,2)	736250900
BP110J (3,5)	736251000
BP115J (0,9)	736260000
BP115J (1,0)	736260100
BP115J (1,1)	736260200
BP115J (1,2)	736260300
BP115J (1,3)	736260400
BP115J (1,4)	736260500
BP115J (1,5)	732440000
BP115J (1,6)	732440001
BP115J (1,7)	732440002
BP115J (1,8)	732440003
BP115J (1,9)	732440004
BP115J (2,0)	732440005



MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP115J (2,1)	736260600
BP115J (2,2)	736260700
BP115J (2,3)	736260800
BP115J (2,7)	732440006
BP115J (3,2)	732440007
BP115J (3,5)	732440008
BP120J (0,9)	736270000
BP120J (1,0)	736270100
BP120J (1,1)	736270200
BP120J (1,2)	736270300
BP120J (1,3)	736270400
BP120J (1,4)	736270500
BP120J (1,5)	736270600
BP120J (1,6)	736270700
BP120J (1,7)	736270800
BP120J (1,8)	736270900
BP120J (1,9)	736271000
BP120J (2,0)	736271100
BP120J (2,1)	732450000
BP120J (2,2)	732450001
BP120J (2,3)	732450002
BP120J (2,7)	736271200
BP120J (3,2)	736271300
BP120J (3,5)	736271400
BP125J (0,9)	738130540
BP125J (1,0)	738130550
BP125J (1,1)	738130560
BP125J (1,2)	738130570
BP125J (1,3)	738130580
BP125J (1,4)	738130590
BP125J (1,5)	738130600
BP125J (1,6)	738130610
BP125J (1,7)	738130620
BP125J (1,8)	738130630
BP125J (1,9)	738130640
BP125J (2,0)	738130650
BP125J (2,1)	738130660
BP125J (2,2)	738130670
BP125J (2,3)	738130680
BP125J (2,7)	738130690
BP125J (3,2)	738130700
BP125J (3,5)	738130710
BP150J (0,9)	736280000
BP150J (1,0)	736280100
BP150J (1,1)	736280200
BP150J (1,2)	736280300
BP150J (1,3)	736280400
BP150J (1,4)	736280500
BP150J (1,5)	736280600
BP150J (1,6)	736280700
BP150J (1,7)	736280800
BP150J (1,8)	736280900
BP150J (1,9)	736281000
BP150J (2,0)	736281100
BP150J (2,1)	736281200
BP150J (2,2)	736281300
BP150J (2,3)	736281400
BP150J (2,7)	732460000
BP150J (3,2)	732460001
BP150J (3,5)	732460002
BP155J (0,9)	736290000
BP155J (1,0)	736290100
BP155J (1,1)	736290200
BP155J (1,2)	736290300
BP155J (1,3)	736290400
BP155J (1,4)	736290500
BP155J (1,5)	736290600
BP155J (1,6)	732470000
BP155J (1,7)	736290700
BP155J (1,8)	736290800
BP155J (1,9)	732470001
BP155J (2,0)	736290900
BP155J (2,1)	736291000
BP155J (2,2)	736291100
BP155J (2,3)	736291200
BP155J (2,7)	736291300
BP155J (3,2)	736291400
BP155J (3,5)	736291500
BP180J (0,9)	736300000
BP180J (1,0)	736300100
BP180J (1,1)	736300200
BP180J (1,2)	736300300
BP180J (1,3)	736300400
BP180J (1,4)	736300500
BP180J (1,5)	736300600
BP180J (1,6)	736300700
BP180J (1,7)	736300800
BP180J (1,8)	736300900
BP180J (1,9)	736301000
BP180J (2,0)	736301100
BP180J (2,1)	736301200
BP180J (2,2)	736301300
BP180J (2,3)	736301400
BP180J (2,7)	736301500
BP180J (3,2)	736301600
BP180J (3,5)	736301700
BP44,5T (0,9)	738140000
BP44,5T (1,0)	738140010
BP44,5T (1,1)	738140020
BP44,5T (1,2)	738140030

BP44,5T (1,3)	738140040
BP44,5T (1,4)	738140050
BP44,5T (1,5)	738140060
BP44,5T (1,6)	738140070
BP44,5T (1,7)	738140080
BP44,5T (1,8)	738140090
BP44,5T (1,9)	738140100
BP44,5T (2,0)	738140110
BP44,5T (2,1)	738140120
BP44,5T (2,2)	738140130
BP44,5T (2,3)	738140140
BP44,5T (2,7)	738140150
BP44,5T (3,2)	738140160
BP44,5T (3,5)	738140170
BP55T (0,9)	738140180
BP55T (1,0)	738140190
BP55T (1,1)	738140200
BP55T (1,2)	738140210
BP55T (1,3)	738140220
BP55T (1,4)	738140230
BP55T (1,5)	738140240
BP55T (1,6)	738140250
BP55T (1,7)	738140260
BP55T (1,8)	738140270
BP55T (1,9)	738140280
BP55T (2,0)	738140290
BP55T (2,1)	738140300
BP55T (2,2)	738140310
BP55T (2,3)	738140320
BP55T (2,7)	738140330
BP55T (3,2)	738140340
BP55T (3,5)	738140350
BP70T (0,9)	738140360
BP70T (1,0)	738140370
BP70T (1,1)	738140380
BP70T (1,2)	738140390
BP70T (1,3)	738140400
BP70T (1,4)	738140410
BP70T (1,5)	738140420
BP70T (1,6)	738140430
BP70T (1,7)	738140440
BP70T (1,8)	738140450
BP70T (1,9)	738140460
BP70T (2,0)	738140470
BP70T (2,1)	738140480
BP70T (2,2)	738140490
BP70T (2,3)	738140500
BP70T (2,7)	738140510
BP70T (3,2)	738140520
BP70T (3,5)	738140530
BP95T (0,9)	736310000
BP95T (1,0)	736310100
BP95T (1,1)	736310200
BP95T (1,2)	736310300
BP95T (1,3)	736310400
BP95T (1,4)	736310500
BP95T (1,5)	736310600
BP95T (1,6)	736310700
BP95T (1,7)	736310800
BP95T (1,8)	736310900
BP95T (1,9)	736311000
BP95T (2,0)	736311100
BP95T (2,1)	736311200
BP95T (2,2)	736311300
BP95T (2,3)	736311400
BP95T (2,7)	736311500
BP95T (3,2)	736311600
BP95T (3,5)	736311700
BP110T (0,9)	732490000
BP110T (1,0)	732490001
BP110T (1,1)	732490002
BP110T (1,2)	732490003
BP110T (1,3)	732490004
BP110T (1,4)	732490005
BP110T (1,5)	732490006
BP110T (1,6)	736320000
BP110T (1,7)	736320100
BP110T (1,8)	736320200
BP110T (1,9)	736320300
BP110T (2,0)	736320400
BP110T (2,1)	736320500
BP110T (2,2)	736320600
BP110T (2,3)	736320700
BP110T (2,7)	736320800
BP110T (3,2)	736320900
BP110T (3,5)	736321000
BP115T (0,9)	736330000
BP115T (1,0)	736330100
BP115T (1,1)	736330200
BP115T (1,2)	736330300
BP115T (1,3)	736330400
BP115T (1,4)	736330500
BP115T (1,5)	732500000
BP115T (1,6)	732500001
BP115T (1,7)	732500002
BP115T (1,8)	732500003
BP115T (1,9)	732500004
BP115T (2,0)	732500005
BP115T (2,1)	736330600
BP115T (2,2)	736330700

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP115T (2,3)	736330800
BP115T (2,7)	732500006
BP115T (3,2)	732500007
BP115T (3,5)	732500008
BP120T (0,9)	736340000
BP120T (1,0)	736340100
BP120T (1,1)	736340200
BP120T (1,2)	736340300
BP120T (1,3)	736340400
BP120T (1,4)	736340500
BP120T (1,5)	736340600
BP120T (1,6)	736340700
BP120T (1,7)	736340800
BP120T (1,8)	736340900
BP120T (1,9)	736341000
BP120T (2,0)	736341100
BP120T (2,1)	732510000
BP120T (2,2)	732510001
BP120T (2,3)	732510002
BP120T (2,7)	736341200
BP120T (3,2)	736341300
BP120T (3,5)	736341400
BP125T (0,9)	738140540
BP125T (1,0)	738140550
BP125T (1,1)	738140560
BP125T (1,2)	738140570
BP125T (1,3)	738140580
BP125T (1,4)	738140590
BP125T (1,5)	738140600
BP125T (1,6)	738140610
BP125T (1,7)	738140620
BP125T (1,8)	738140630
BP125T (1,9)	738140640
BP125T (2,0)	738140650
BP125T (2,1)	738140660
BP125T (2,2)	738140670
BP125T (2,3)	738140680
BP125T (2,7)	738140690
BP125T (3,2)	738140700
BP125T (3,5)	738140710
BP150T (0,9)	736350000
BP150T (1,0)	736350100
BP150T (1,1)	736350200
BP150T (1,2)	736350300
BP150T (1,3)	736350400
BP150T (1,4)	736350500
BP150T (1,5)	736350600
BP150T (1,6)	736350700
BP150T (1,7)	736350800
BP150T (1,8)	736350900
BP150T (1,9)	736351000
BP150T (2,0)	736351100
BP150T (2,1)	736351200
BP150T (2,2)	736351300
BP150T (2,3)	736351400
BP150T (2,7)	732520000
BP150T (3,2)	732520001
BP150T (3,5)	732520002
BP155T (0,9)	736360000
BP155T (1,0)	736360100
BP155T (1,1)	736360200
BP155T (1,2)	736360300
BP155T (1,3)	736360400
BP155T (1,4)	736360500
BP155T (1,5)	736360600
BP155T (1,6)	732530000
BP155T (1,7)	736360700
BP155T (1,8)	736360800
BP155T (1,9)	732530001
BP155T (2,0)	736360900
BP155T (2,1)	736361000
BP155T (2,2)	736361100
BP155T (2,3)	736361200
BP155T (2,7)	736361300
BP155T (3,2)	736361400
BP155T (3,5)	736361500
BP180T (0,9)	736370000
BP180T (1,0)	736370100
BP180T (1,1)	736370200
BP180T (1,2)	736370300
BP180T (1,3)	736370400
BP180T (1,4)	736370500
BP180T (1,5)	736370600
BP180T (1,6)	736370700
BP180T (1,7)	736370800
BP180T (1,8)	736370900
BP180T (1,9)	736371000
BP180T (2,0)	736371100
BP180T (2,1)	736371200
BP180T (2,2)	736371300
BP180T (2,3)	736371400
BP180T (2,7)	732540000
BP180T (3,2)	732540001
BP180T (3,5)	732540002
BP44,50 (0,9)	738150000
BP44,50 (1,0)	738150010
BP44,50 (1,1)	738150020
BP44,50 (1,2)	738150030
BP44,50 (1,3)	738150040
BP44,50 (1,4)	738150050

BP44,50 (1,5)	738150060
BP44,50 (1,6)	738150070
BP44,50 (1,7)	738150080
BP44,50 (1,8)	738150090
BP44,50 (1,9)	738150100
BP44,50 (2,0)	738150110
BP44,50 (2,1)	738150120
BP44,50 (2,2)	738150130
BP44,50 (2,3)	738150140
BP44,50 (2,7)	738150150
BP44,50 (3,2)	738150160
BP44,50 (3,5)	738150170
BP550 (0,9)	738150180
BP550 (1,0)	738150190
BP550 (1,1)	738150200
BP550 (1,2)	738150210
BP550 (1,3)	738150220
BP550 (1,4)	738150230
BP550 (1,5)	738150240
BP550 (1,6)	738150250
BP550 (1,7)	738150260
BP550 (1,8)	738150270
BP550 (1,9)	738150280
BP550 (2,0)	738150290
BP550 (2,1)	738150300
BP550 (2,2)	738150310
BP550 (2,3)	738150320
BP550 (2,7)	738150330
BP550 (3,2)	738150340
BP550 (3,5)	738150350
BP700 (0,9)	738150360
BP700 (1,0)	738150370
BP700 (1,1)	738150380
BP700 (1,2)	738150390
BP700 (1,3)	738150400
BP700 (1,4)	738150410
BP700 (1,5)	738150420
BP700 (1,6)	738150430
BP700 (1,7)	738150440
BP700 (1,8)	738150450
BP700 (1,9)	738150460
BP700 (2,0)	738150470
BP700 (2,1)	738150480
BP700 (2,2)	738150490
BP700 (2,3)	738150500
BP700 (2,7)	738150510
BP700 (3,2)	738150520
BP700 (3,5)	738150530
BP950 (0,9)	736380000
BP950 (1,0)	736380100
BP950 (1,1)	736380200
BP950 (1,2)	736380300
BP950 (1,3)	736380400
BP950 (1,4)	736380500
BP950 (1,5)	736380600
BP950 (1,6)	736380700
BP950 (1,7)	736380800
BP950 (1,8)	736380900
BP950 (1,9)	736381000
BP950 (2,0)	736381100
BP950 (2,1)	736381200
BP950 (2,2)	736381300
BP950 (2,3)	736381400
BP950 (2,7)	736381500
BP950 (3,2)	736381600
BP950 (3,5)	736381700
BP1100 (0,9)	732550000
BP1100 (1,0)	732550001
BP1100 (1,1)	732550002
BP1100 (1,2)	732550003
BP1100 (1,3)	732550004
BP1100 (1,4)	732550005
BP1100 (1,5)	732550006
BP1100 (1,6)	736390000
BP1100 (1,7)	736390100
BP1100 (1,8)	736390200
BP1100 (1,9)	736390300
BP1100 (2,0)	736390400
BP1100 (2,1)	736390500
BP1100 (2,2)	736390600
BP1100 (2,3)	736390700
BP1100 (2,7)	736390800
BP1100 (3,2)	736390900
BP1100 (3,5)	736391000
BP1150 (0,9)	736400000
BP1150 (1,0)	736400100
BP1150 (1,1)	736400200
BP1150 (1,2)	736400300
BP1150 (1,3)	736400400
BP1150 (1,4)	736400500
BP1150 (1,5)	732560000
BP1150 (1,6)	732560001
BP1150 (1,7)	732560002
BP1150 (1,8)	732560003
BP1150 (1,9)	732560004
BP1150 (2,0)	732560005
BP1150 (2,1)	736400600
BP1150 (2,2)	736400700
BP1150 (2,3)	736400800
BP1150 (2,7)	732560006

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP1150 (3,2)	732560007
BP1150 (3,5)	732560008
BP1200 (0,9)	736410000
BP1200 (1,0)	736410100
BP1200 (1,1)	736410200
BP1200 (1,2)	736410300
BP1200 (1,3)	736410400
BP1200 (1,4)	736410500
BP1200 (1,5)	736410600
BP1200 (1,6)	736410700
BP1200 (1,7)	736410800
BP1200 (1,8)	736410900
BP1200 (1,9)	736411000
BP1200 (2,0)	736411100
BP1200 (2,1)	732570000
BP1200 (2,2)	732570001
BP1200 (2,3)	732570002
BP1200 (2,7)	736411200
BP1200 (3,2)	736411300
BP1200 (3,5)	736411400
BP1250 (0,9)	738150540
BP1250 (1,0)	738150550
BP1250 (1,1)	738150560
BP1250 (1,2)	738150570
BP1250 (1,3)	738150580
BP1250 (1,4)	738150590
BP1250 (1,5)	738150600
BP1250 (1,6)	738150610
BP1250 (1,7)	738150620
BP1250 (1,8)	738150630
BP1250 (1,9)	738150640
BP1250 (2,0)	738150650
BP1250 (2,1)	738150660
BP1250 (2,2)	738150670
BP1250 (2,3)	738150680
BP1250 (2,7)	738150690
BP1250 (3,2)	738150700
BP1250 (3,5)	738150710
BP1500 (0,9)	736420000
BP1500 (1,0)	736420100
BP1500 (1,1)	736420200
BP1500 (1,2)	736420300
BP1500 (1,3)	736420400
BP1500 (1,4)	736420500
BP1500 (1,5)	736420600
BP1500 (1,6)	736420700
BP1500 (1,7)	736420800
BP1500 (1,8)	736420900
BP1500 (1,9)	736421000
BP1500 (2,0)	736421100
BP1500 (2,1)	736421200
BP1500 (2,2)	736421300
BP1500 (2,3)	736421400
BP1500 (2,7)	732580000
BP1500 (3,2)	732580001
BP1500 (3,5)	732580002
BP1550 (0,9)	736430000
BP1550 (1,0)	736430100
BP1550 (1,1)	736430200
BP1550 (1,2)	736430300
BP1550 (1,3)	736430400
BP1550 (1,4)	736430500
BP1550 (1,5)	736430600
BP1550 (1,6)	732590000
BP1550 (1,7)	736430700
BP1550 (1,8)	736430800
BP1550 (1,9)	732590001
BP1550 (2,0)	736430900
BP1550 (2,1)	736431000
BP1550 (2,2)	736431100
BP1550 (2,3)	736431200
BP1550 (2,7)	736431300
BP1550 (3,2)	736431400
BP1550 (3,5)	736431500
BP1800 (0,9)	736440000
BP1800 (1,0)	736440100
BP1800 (1,1)	736440200
BP1800 (1,2)	736440300
BP1800 (1,3)	736440400
BP1800 (1,4)	736440500
BP1800 (1,5)	736440600
BP1800 (1,6)	736440700
BP1800 (1,7)	736440800
BP1800 (1,8)	736440900
BP1800 (1,9)	736441000
BP1800 (2,0)	736441100
BP1800 (2,1)	736441200
BP1800 (2,2)	736441300
BP1800 (2,3)	736441400
BP1800 (2,7)	732600000
BP1800 (3,2)	732600001
BP1800 (3,5)	732600002
BP44,5S (0,9)	738160000
BP44,5S (1,0)	738160010
BP44,5S (1,1)	738160020
BP44,5S (1,2)	738160030
BP44,5S (1,3)	738160040
BP44,5S (1,4)	738160050
BP44,5S (1,5)	738160060
BP44,5S (1,6)	738160070

BP44,5S (1,7)	738160080
BP44,5S (1,8)	738160090
BP44,5S (1,9)	738160100
BP44,5S (2,0)	738160110
BP44,5S (2,1)	738160120
BP44,5S (2,2)	738160130
BP44,5S (2,3)	738160140
BP44,5S (2,7)	738160150
BP44,5S (3,2)	738160160
BP44,5S (3,5)	738160170
BP55S (0,9)	738160180
BP55S (1,0)	738160190
BP55S (1,1)	738160200
BP55S (1,2)	738160210
BP55S (1,3)	738160220
BP55S (1,4)	738160230
BP55S (1,5)	738160240
BP55S (1,6)	738160250
BP55S (1,7)	738160260
BP55S (1,8)	738160270
BP55S (1,9)	738160280
BP55S (2,0)	738160290
BP55S (2,1)	738160300
BP55S (2,2)	738160310
BP55S (2,3)	738160320
BP55S (2,7)	738160330
BP55S (3,2)	738160340
BP55S (3,5)	738160350
BP70S (0,9)	738160360
BP70S (1,0)	738160370
BP70S (1,1)	738160380
BP70S (1,2)	738160390
BP70S (1,3)	738160400
BP70S (1,4)	738160410
BP70S (1,5)	738160420
BP70S (1,6)	738160430
BP70S (1,7)	738160440
BP70S (1,8)	738160450
BP70S (1,9)	738160460
BP70S (2,0)	738160470
BP70S (2,1)	738160480
BP70S (2,2)	738160490
BP70S (2,3)	738160500
BP70S (2,7)	738160510
BP70S (3,2)	738160520
BP70S (3,5)	738160530
BP95S (0,9)	736450000
BP95S (1,0)	736450100
BP95S (1,1)	736450200
BP95S (1,2)	736450300
BP95S (1,3)	736450400
BP95S (1,4)	736450500
BP95S (1,5)	736450600
BP95S (1,6)	736450700
BP95S (1,7)	736450800
BP95S (1,8)	736450900
BP95S (1,9)	736451000
BP95S (2,0)	736451100
BP95S (2,1)	736451200
BP95S (2,2)	736451300
BP95S (2,3)	736451400
BP95S (2,7)	736451500
BP95S (3,2)	736451600
BP95S (3,5)	736451700
BP110S (0,9)	732610000
BP110S (1,0)	732610001
BP110S (1,1)	732610002
BP110S (1,2)	732610003
BP110S (1,3)	732610004
BP110S (1,4)	732610005
BP110S (1,5)	732610006
BP110S (1,6)	736460000
BP110S (1,7)	736460100
BP110S (1,8)	736460200
BP110S (1,9)	736460300
BP110S (2,0)	736460400
BP110S (2,1)	736460500
BP110S (2,2)	736460600
BP110S (2,3)	736460700
BP110S (2,7)	736460800
BP110S (3,2)	736460900
BP110S (3,5)	736461000
BP115S (0,9)	736470000
BP115S (1,0)	736470100
BP115S (1,1)	736470200
BP115S (1,2)	736470300
BP115S (1,3)	736470400
BP115S (1,4)	736470500
BP115S (1,5)	732620000
BP115S (1,6)	732620001
BP115S (1,7)	732620002
BP115S (1,8)	732620003
BP115S (1,9)	732620004
BP115S (2,0)	732620005
BP115S (2,1)	736470600
BP115S (2,2)	736470700
BP115S (2,3)	736470800
BP115S (2,7)	732620006
BP115S (3,2)	732620007
BP115S (3,5)	732620008

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP120S (0,9)	736480000
BP120S (1,0)	736480100
BP120S (1,1)	736480200
BP120S (1,2)	736480300
BP120S (1,3)	736480400
BP120S (1,4)	736480500
BP120S (1,5)	736480600
BP120S (1,6)	736480700
BP120S (1,7)	736480800
BP120S (1,8)	736480900
BP120S (1,9)	736481000
BP120S (2,0)	736481100
BP120S (2,1)	732630000
BP120S (2,2)	732630001
BP120S (2,3)	732630002
BP120S (2,7)	736481200
BP120S (3,2)	736481300
BP120S (3,5)	736481400
BP125S (0,9)	738160540
BP125S (1,0)	738160550
BP125S (1,1)	738160560
BP125S (1,2)	738160570
BP125S (1,3)	738160580
BP125S (1,4)	738160590
BP125S (1,5)	738160600
BP125S (1,6)	738160610
BP125S (1,7)	738160620
BP125S (1,8)	738160630
BP125S (1,9)	738160640
BP125S (2,0)	738160650
BP125S (2,1)	738160660
BP125S (2,2)	738160670
BP125S (2,3)	738160680
BP125S (2,7)	738160690
BP125S (3,2)	738160700
BP125S (3,5)	738160710
BP150S (0,9)	736490000
BP150S (1,0)	736490100
BP150S (1,1)	736490200
BP150S (1,2)	736490300
BP150S (1,3)	736490400
BP150S (1,4)	736490500
BP150S (1,5)	736490600
BP150S (1,6)	736490700
BP150S (1,7)	736490800
BP150S (1,8)	736490900
BP150S (1,9)	736491000
BP150S (2,0)	736491100
BP150S (2,1)	736491200
BP150S (2,2)	736491300
BP150S (2,3)	736491400
BP150S (2,7)	732640000
BP150S (3,2)	732640001
BP150S (3,5)	732640002
BP155S (0,9)	736500000
BP155S (1,0)	736500100
BP155S (1,1)	736500200
BP155S (1,2)	736500300
BP155S (1,3)	736500400
BP155S (1,4)	736500500
BP155S (1,5)	736500600
BP155S (1,6)	732650000
BP155S (1,7)	736500700
BP155S (1,8)	736500800
BP155S (1,9)	732650001
BP155S (2,0)	736500900
BP155S (2,1)	736501000
BP155S (2,2)	736501100
BP155S (2,3)	736501200
BP155S (2,7)	736501300
BP155S (3,2)	736501400
BP155S (3,5)	736501500
BP180S (0,9)	736510000
BP180S (1,0)	736510100
BP180S (1,1)	736510200
BP180S (1,2)	736510300
BP180S (1,3)	736510400
BP180S (1,4)	736510500
BP180S (1,5)	736510600
BP180S (1,6)	736510700
BP180S (1,7)	736510800
BP180S (1,8)	736510900
BP180S (1,9)	736511000
BP180S (2,0)	736511100
BP180S (2,1)	736511200
BP180S (2,2)	736511300
BP180S (2,3)	736511400
BP180S (2,7)	732660000
BP180S (3,2)	732660001
BP180S (3,5)	732660002
BP44,5X (0,9)	738170000
BP44,5X (1,0)	738170010
BP44,5X (1,1)	738170020
BP44,5X (1,2)	738170030
BP44,5X (1,3)	738170040
BP44,5X (1,4)	738170050
BP44,5X (1,5)	738170060
BP44,5X (1,6)	738170070
BP44,5X (1,7)	738170080
BP44,5X (1,8)	738170090

BP44,5X (1,9)	738170100
BP44,5X (2,0)	738170110
BP44,5X (2,1)	738170120
BP44,5X (2,2)	738170130
BP44,5X (2,3)	738170140
BP44,5X (2,7)	738170150
BP44,5X (3,2)	738170160
BP44,5X (3,5)	738170170
BP55X (0,9)	738170180
BP55X (1,0)	738170190
BP55X (1,1)	738170200
BP55X (1,2)	738170210
BP55X (1,3)	738170220
BP55X (1,4)	738170230
BP55X (1,5)	738170240
BP55X (1,6)	738170250
BP55X (1,7)	738170260
BP55X (1,8)	738170270
BP55X (1,9)	738170280
BP55X (2,0)	738170290
BP55X (2,1)	738170300
BP55X (2,2)	738170310
BP55X (2,3)	738170320
BP55X (2,7)	738170330
BP55X (3,2)	738170340
BP55X (3,5)	738170350
BP70X (0,9)	738170360
BP70X (1,0)	738170370
BP70X (1,1)	738170380
BP70X (1,2)	738170390
BP70X (1,3)	738170400
BP70X (1,4)	738170410
BP70X (1,5)	738170420
BP70X (1,6)	738170430
BP70X (1,7)	738170440
BP70X (1,8)	738170450
BP70X (1,9)	738170460
BP70X (2,0)	738170470
BP70X (2,1)	738170480
BP70X (2,2)	738170490
BP70X (2,3)	738170500
BP70X (2,7)	738170510
BP70X (3,2)	738170520
BP70X (3,5)	738170530
BP95X (0,9)	736520000
BP95X (1,0)	736520100
BP95X (1,1)	736520200
BP95X (1,2)	736520300
BP95X (1,3)	736520400
BP95X (1,4)	736520500
BP95X (1,5)	736520600
BP95X (1,6)	736520700
BP95X (1,7)	736520800
BP95X (1,8)	736520900
BP95X (1,9)	736521000
BP95X (2,0)	736521100
BP95X (2,1)	736521200
BP95X (2,2)	736521300
BP95X (2,3)	736521400
BP95X (2,7)	736521500
BP95X (3,2)	736521600
BP95X (3,5)	736521700
BP110X (0,9)	736530000
BP110X (1,0)	736530100
BP110X (1,1)	736530200
BP110X (1,2)	736530300
BP110X (1,3)	736530400
BP110X (1,4)	736530500
BP110X (1,5)	736530600
BP110X (1,6)	736530700
BP110X (1,7)	736530800
BP110X (1,8)	736530900
BP110X (1,9)	736531000
BP110X (2,0)	736531100
BP110X (2,1)	736531200
BP110X (2,2)	736531300
BP110X (2,3)	736531400
BP110X (2,7)	736531500
BP110X (3,2)	736531600
BP110X (3,5)	736531700
BP115X (0,9)	736540000
BP115X (1,0)	736540100
BP115X (1,1)	736540200
BP115X (1,2)	736540300
BP115X (1,3)	736540400
BP115X (1,4)	736540500
BP115X (1,5)	736540600
BP115X (1,6)	736540700
BP115X (1,7)	736540800
BP115X (1,8)	736540900
BP115X (1,9)	736541000
BP115X (2,0)	736541100
BP115X (2,1)	736541200
BP115X (2,2)	736541300
BP115X (2,3)	736541400
BP115X (2,7)	736541500
BP115X (3,2)	736541600
BP115X (3,5)	736541700
BP120X (0,9)	736550000
BP120X (1,0)	736550100

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP120X (1,1)	736550200
BP120X (1,2)	736550300
BP120X (1,3)	736550400
BP120X (1,4)	736550500
BP120X (1,5)	736550600
BP120X (1,6)	736550700
BP120X (1,7)	736550800
BP120X (1,8)	736550900
BP120X (1,9)	736551000
BP120X (2,0)	736551100
BP120X (2,1)	736551200
BP120X (2,2)	736551300
BP120X (2,3)	736551400
BP120X (2,7)	736551500
BP120X (3,2)	736551600
BP120X (3,5)	736551700
BP125X (0,9)	738170540
BP125X (1,0)	738170550
BP125X (1,1)	738170560
BP125X (1,2)	738170570
BP125X (1,3)	738170580
BP125X (1,4)	738170590
BP125X (1,5)	738170600
BP125X (1,6)	738170610
BP125X (1,7)	738170620
BP125X (1,8)	738170630
BP125X (1,9)	738170640
BP125X (2,0)	738170650
BP125X (2,1)	738170660
BP125X (2,2)	738170670
BP125X (2,3)	738170680
BP125X (2,7)	738170690
BP125X (3,2)	738170700
BP125X (3,5)	738170710
BP150X (0,9)	736560000
BP150X (1,0)	736560100
BP150X (1,1)	736560200
BP150X (1,2)	736560300
BP150X (1,3)	736560400
BP150X (1,4)	736560500
BP150X (1,5)	736560600
BP150X (1,6)	736560700
BP150X (1,8)	736560800
BP150X (1,9)	736560900
BP150X (2,0)	736561000
BP150X (2,1)	736561100
BP150X (2,2)	736561200
BP150X (2,3)	736561300
BP150X (2,7)	736561400
BP150X (3,2)	736561500
BP150X (3,5)	736561600
BP150X (1,7)	736561700
BP155X (0,9)	736570000
BP155X (1,0)	736570100
BP155X (1,1)	736570200
BP155X (1,2)	736570300
BP155X (1,3)	736570400
BP155X (1,4)	736570500
BP155X (1,5)	736570600
BP155X (1,6)	736570700
BP155X (1,7)	736570800
BP155X (1,8)	736570900
BP155X (1,9)	736571000
BP155X (2,0)	736571100
BP155X (2,1)	736571200
BP155X (2,2)	736571300
BP155X (2,3)	736571400
BP155X (2,7)	736571500
BP155X (3,2)	736571600
BP155X (3,5)	736571700
BP180X (0,9)	736580000
BP180X (1,0)	736580100
BP180X (1,1)	736580200
BP180X (1,2)	736580300
BP180X (1,3)	736580400
BP180X (1,4)	736580500
BP180X (1,5)	736580600
BP180X (1,6)	736580700
BP180X (1,7)	736580800
BP180X (1,8)	736580900
BP180X (1,9)	736581000
BP180X (2,0)	736581100
BP180X (2,1)	736581200
BP180X (2,2)	736581300
BP180X (2,3)	736581400
BP180X (2,7)	736581500
BP180X (3,2)	736581600
BP180X (3,5)	736581700
BP44,5A (0,9)	738180000
BP44,5A (1,0)	738180010
BP44,5A (1,1)	738180020
BP44,5A (1,2)	738180030
BP44,5A (1,3)	738180040
BP44,5A (1,4)	738180050
BP44,5A (1,5)	738180060
BP44,5A (1,6)	738180070
BP44,5A (1,7)	738180080
BP44,5A (1,8)	738180090
BP44,5A (1,9)	738180100
BP44,5A (2,0)	738180110

BP44,5A (2,1)	738180120
BP44,5A (2,2)	738180130
BP44,5A (2,3)	738180140
BP44,5A (2,7)	738180150
BP44,5A (3,2)	738180160
BP44,5A (3,5)	738180170
BP55A (0,9)	738180180
BP55A (1,0)	738180190
BP55A (1,1)	738180200
BP55A (1,2)	738180210
BP55A (1,3)	738180220
BP55A (1,4)	738180230
BP55A (1,5)	738180240
BP55A (1,6)	738180250
BP55A (1,7)	738180260
BP55A (1,8)	738180270
BP55A (1,9)	738180280
BP55A (2,0)	738180290
BP55A (2,1)	738180300
BP55A (2,2)	738180310
BP55A (2,3)	738180320
BP55A (2,7)	738180330
BP55A (3,2)	738180340
BP55A (3,5)	738180350
BP70A (0,9)	738180360
BP70A (1,0)	738180370
BP70A (1,1)	738180380
BP70A (1,2)	738180390
BP70A (1,3)	738180400
BP70A (1,4)	738180410
BP70A (1,5)	738180420
BP70A (1,6)	738180430
BP70A (1,7)	738180440
BP70A (1,8)	738180450
BP70A (1,9)	738180460
BP70A (2,0)	738180470
BP70A (2,1)	738180480
BP70A (2,2)	738180490
BP70A (2,3)	738180500
BP70A (2,7)	738180510
BP70A (3,2)	738180520
BP70A (3,5)	738180530
BP95A (0,9)	736590000
BP95A (1,0)	736590100
BP95A (1,1)	736590200
BP95A (1,2)	736590300
BP95A (1,3)	736590400
BP95A (1,4)	736590500
BP95A (1,5)	736590600
BP95A (1,6)	736590700
BP95A (1,7)	736590800
BP95A (1,8)	736590900
BP95A (1,9)	736591000
BP95A (2,0)	736591100
BP95A (2,1)	736591200
BP95A (2,2)	736591300
BP95A (2,3)	736591400
BP95A (2,7)	736591500
BP95A (3,2)	736591600
BP95A (3,5)	736591700
BP110A (0,9)	736600000
BP110A (1,0)	736600100
BP110A (1,1)	736600200
BP110A (1,2)	736600300
BP110A (1,3)	736600400
BP110A (1,4)	736600500
BP110A (1,5)	736600600
BP110A (1,6)	736600700
BP110A (1,7)	736600800
BP110A (1,8)	736600900
BP110A (1,9)	736601000
BP110A (2,0)	736601100
BP110A (2,1)	736601200
BP110A (2,2)	736601300
BP110A (2,3)	736601400
BP110A (2,7)	736601500
BP110A (3,2)	736601600
BP110A (3,5)	736601700
BP115A (0,9)	736610000
BP115A (1,0)	736610100
BP115A (1,1)	736610200
BP115A (1,2)	736610300
BP115A (1,3)	736610400
BP115A (1,4)	736610500
BP115A (1,5)	736610600
BP115A (1,6)	736610700
BP115A (1,7)	736610800
BP115A (1,8)	736610900
BP115A (1,9)	736611000
BP115A (2,0)	736611100
BP115A (2,1)	736611200
BP115A (2,2)	736611300
BP115A (2,3)	736611400
BP115A (2,7)	736611500
BP115A (3,2)	736611600
BP115A (3,5)	736611700
BP120A (0,9)	736620000
BP120A (1,0)	736620100
BP120A (1,1)	736620200
BP120A (1,2)	736620300

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP120A (1,3)	736620400
BP120A (1,4)	736620500
BP120A (1,5)	736620600
BP120A (1,6)	736620700
BP120A (1,7)	736620800
BP120A (1,8)	736620900
BP120A (1,9)	736621000
BP120A (2,0)	736621100
BP120A (2,1)	736621200
BP120A (2,2)	736621300
BP120A (2,3)	736621400
BP120A (2,7)	736621500
BP120A (3,2)	736621600
BP120A (3,5)	736621700
BP125A (0,9)	738180540
BP125A (1,0)	738180550
BP125A (1,1)	738180560
BP125A (1,2)	738180570
BP125A (1,3)	738180580
BP125A (1,4)	738180590
BP125A (1,5)	738180600
BP125A (1,6)	738180610
BP125A (1,7)	738180620
BP125A (1,8)	738180630
BP125A (1,9)	738180640
BP125A (2,0)	738180650
BP125A (2,1)	738180660
BP125A (2,2)	738180670
BP125A (2,3)	738180680
BP125A (2,7)	738180690
BP125A (3,2)	738180700
BP125A (3,5)	738180710
BP150A (0,9)	736630000
BP150A (1,0)	736630100
BP150A (1,1)	736630200
BP150A (1,2)	736630300
BP150A (1,3)	736630400
BP150A (1,4)	736630500
BP150A (1,5)	736630600
BP150A (1,6)	736630700
BP150A (1,7)	736630800
BP150A (1,8)	736630900
BP150A (1,9)	736631000
BP150A (2,0)	736631100
BP150A (2,1)	736631200
BP150A (2,2)	736631300
BP150A (2,3)	736631400
BP150A (2,7)	736631500
BP150A (3,2)	736631600
BP150A (3,5)	736631700
BP155A (0,9)	736640000
BP155A (1,0)	736640100
BP155A (1,1)	736640200
BP155A (1,2)	736640300
BP155A (1,3)	736640400
BP155A (1,4)	736640500
BP155A (1,5)	736640600
BP155A (1,6)	736640700
BP155A (1,7)	736640800
BP155A (1,8)	736640900
BP155A (1,9)	736641000
BP155A (2,0)	736641100
BP155A (2,1)	736641200
BP155A (2,2)	736641300
BP155A (2,3)	736641400
BP155A (2,7)	736641500
BP155A (3,2)	736641600
BP155A (3,5)	736641700
BP180A (0,9)	736650000
BP180A (1,0)	736650100
BP180A (1,1)	736650200
BP180A (1,2)	736650300
BP180A (1,3)	736650400
BP180A (1,4)	736650500
BP180A (1,5)	736650600
BP180A (1,6)	736650700
BP180A (1,7)	736650800
BP180A (1,8)	736650900
BP180A (1,9)	736651000
BP180A (2,0)	736651100
BP180A (2,1)	736651200
BP180A (2,2)	736651300
BP180A (2,3)	736651400
BP180A (2,7)	736651500
BP180A (3,2)	736651600
BP180A (3,5)	736651700
BP44,5D (0,9)	738190000
BP44,5D (1,0)	738190010
BP44,5D (1,1)	738190020
BP44,5D (1,2)	738190030
BP44,5D (1,3)	738190040
BP44,5D (1,4)	738190050
BP44,5D (1,5)	738190060
BP44,5D (1,6)	738190070
BP44,5D (1,7)	738190080
BP44,5D (1,8)	738190090
BP44,5D (1,9)	738190100
BP44,5D (2,0)	738190110
BP44,5D (2,1)	738190120
BP44,5D (2,2)	738190130

BP44,5D (2,3)	738190140
BP44,5D (2,7)	738190150
BP44,5D (3,2)	738190160
BP44,5D (3,5)	738190170
BP55D (0,9)	738190180
BP55D (1,0)	738190190
BP55D (1,1)	738190200
BP55D (1,2)	738190210
BP55D (1,3)	738190220
BP55D (1,4)	738190230
BP55D (1,5)	738190240
BP55D (1,6)	738190250
BP55D (1,7)	738190260
BP55D (1,8)	738190270
BP55D (1,9)	738190280
BP55D (2,0)	738190290
BP55D (2,1)	738190300
BP55D (2,2)	738190310
BP55D (2,3)	738190320
BP55D (2,7)	738190330
BP55D (3,2)	738190340
BP55D (3,5)	738190350
BP70D (0,9)	738190360
BP70D (1,0)	738190370
BP70D (1,1)	738190380
BP70D (1,2)	738190390
BP70D (1,3)	738190400
BP70D (1,4)	738190410
BP70D (1,5)	738190420
BP70D (1,6)	738190430
BP70D (1,7)	738190440
BP70D (1,8)	738190450
BP70D (1,9)	738190460
BP70D (2,0)	738190470
BP70D (2,1)	738190480
BP70D (2,2)	738190490
BP70D (2,3)	738190500
BP70D (2,7)	738190510
BP70D (3,2)	738190520
BP70D (3,5)	738190530
BP95D (0,9)	736660000
BP95D (1,0)	736660100
BP95D (1,1)	736660200
BP95D (1,2)	736660300
BP95D (1,3)	736660400
BP95D (1,4)	736660500
BP95D (1,5)	736660600
BP95D (1,6)	736660700
BP95D (1,7)	736660800
BP95D (1,8)	736660900
BP95D (1,9)	736661000
BP95D (2,0)	736661100
BP95D (2,1)	736661200
BP95D (2,2)	736661300
BP95D (2,3)	736661400
BP95D (2,7)	736661500
BP95D (3,2)	736661600
BP95D (3,5)	736661700
BP110D (0,9)	736670000
BP110D (1,0)	736670100
BP110D (1,1)	736670200
BP110D (1,2)	736670300
BP110D (1,3)	736670400
BP110D (1,4)	736670500
BP110D (1,5)	736670600
BP110D (1,6)	736670700
BP110D (1,7)	736670800
BP110D (1,8)	736670900
BP110D (1,9)	736671000
BP110D (2,0)	736671100
BP110D (2,1)	736671200
BP110D (2,2)	736671300
BP110D (2,3)	736671400
BP110D (2,7)	736671500
BP110D (3,2)	736671600
BP110D (3,5)	736671700
BP115D (0,9)	736680000
BP115D (1,0)	736680100
BP115D (1,1)	736680200
BP115D (1,2)	736680300
BP115D (1,3)	736680400
BP115D (1,4)	736680500
BP115D (1,5)	736680600
BP115D (1,6)	736680700
BP115D (1,7)	736680800
BP115D (1,8)	736680900
BP115D (1,9)	736681000
BP115D (2,0)	736681100
BP115D (2,1)	736681200
BP115D (2,2)	736681300
BP115D (2,3)	736681400
BP115D (2,7)	736681500
BP115D (3,2)	736681600
BP115D (3,5)	736681700
BP120D (0,9)	736690000
BP120D (1,0)	736690100
BP120D (1,1)	736690200
BP120D (1,2)	736690300
BP120D (1,3)	736690400
BP120D (1,4)	736690500

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BP120D (1,5)	736690600
BP120D (1,6)	736690700
BP120D (1,7)	736690800
BP120D (1,8)	736690900
BP120D (1,9)	736691000
BP120D (2,0)	736691100
BP120D (2,1)	736691200
BP120D (2,2)	736691300
BP120D (2,3)	736691400
BP120D (2,7)	736691500
BP120D (3,2)	736691600
BP120D (3,5)	736691700
BP125D (0,9)	738190540
BP125D (1,0)	738190550
BP125D (1,1)	738190560
BP125D (1,2)	738190570
BP125D (1,3)	738190580
BP125D (1,4)	738190590
BP125D (1,5)	738190600
BP125D (1,6)	738190610
BP125D (1,7)	738190620
BP125D (1,8)	738190630
BP125D (1,9)	738190640
BP125D (2,0)	738190650
BP125D (2,1)	738190660
BP125D (2,2)	738190670
BP125D (2,3)	738190680
BP125D (2,7)	738190690
BP125D (3,2)	738190700
BP125D (3,5)	738190710
BP150D (0,9)	736700000
BP150D (1,0)	736700100
BP150D (1,1)	736700200
BP150D (1,2)	736700300
BP150D (1,3)	736700400
BP150D (1,4)	736700500
BP150D (1,5)	736700600
BP150D (1,6)	736700700
BP150D (1,7)	736700800
BP150D (1,8)	736700900
BP150D (1,9)	736701000
BP150D (2,0)	736701100
BP150D (2,1)	736701200
BP150D (2,2)	736701300
BP150D (2,3)	736701400
BP150D (2,7)	736701500
BP150D (3,2)	736701600
BP150D (3,5)	736701700
BP155D (0,9)	736710000
BP155D (1,0)	736710100
BP155D (1,1)	736710200
BP155D (1,2)	736710300
BP155D (1,3)	736710400
BP155D (1,4)	736710500
BP155D (1,5)	736710600
BP155D (1,6)	736710700
BP155D (1,7)	736710800
BP155D (1,8)	736710900
BP155D (1,9)	736711000
BP155D (2,0)	736711100
BP155D (2,1)	736711200
BP155D (2,2)	736711300
BP155D (2,3)	736711400
BP155D (2,7)	736711500
BP155D (3,2)	736711600
BP155D (3,5)	736711700
BP180D (0,9)	736720000
BP180D (1,0)	736720100
BP180D (1,1)	736720200
BP180D (1,2)	736720300
BP180D (1,3)	736720400
BP180D (1,4)	736720500
BP180D (1,5)	736720600
BP180D (1,6)	736720700
BP180D (1,7)	736720800
BP180D (1,8)	736720900
BP180D (1,9)	736721000
BP180D (2,0)	736721100
BP180D (2,1)	736721200
BP180D (2,2)	736721300
BP180D (2,3)	736721400
BP180D (2,7)	736721500
BP180D (3,2)	736721600
BP180D (3,5)	736721700
BP44,5L (0,9)	738200000
BP44,5L (1,0)	738200010
BP44,5L (1,1)	738200020
BP44,5L (1,2)	738200030
BP44,5L (1,3)	738200040
BP44,5L (1,4)	738200050
BP44,5L (1,5)	738200060
BP44,5L (1,6)	738200070
BP44,5L (1,7)	738200080
BP44,5L (1,8)	738200090
BP44,5L (1,9)	738200100
BP44,5L (2,0)	738200110
BP44,5L (2,1)	738200120
BP44,5L (2,2)	738200130
BP44,5L (2,3)	738200140
BP44,5L (2,7)	738200150

BP44,5L (3,2)	738200160
BP44,5L (3,5)	738200170
BP55L (0,9)	738200180
BP55L (1,0)	738200190
BP55L (1,1)	738200200
BP55L (1,2)	738200210
BP55L (1,3)	738200220
BP55L (1,4)	738200230
BP55L (1,5)	738200240
BP55L (1,6)	738200250
BP55L (1,7)	738200260
BP55L (1,8)	738200270
BP55L (1,9)	738200280
BP55L (2,0)	738200290
BP55L (2,1)	738200300
BP55L (2,2)	738200310
BP55L (2,3)	738200320
BP55L (2,7)	738200330
BP55L (3,2)	738200340
BP55L (3,5)	738200350
BP70L (0,9)	738200360
BP70L (1,0)	738200370
BP70L (1,1)	738200380
BP70L (1,2)	738200390
BP70L (1,3)	738200400
BP70L (1,4)	738200410
BP70L (1,5)	738200420
BP70L (1,6)	738200430
BP70L (1,7)	738200440
BP70L (1,8)	738200450
BP70L (1,9)	738200460
BP70L (2,0)	738200470
BP70L (2,1)	738200480
BP70L (2,2)	738200490
BP70L (2,3)	738200500
BP70L (2,7)	738200510
BP70L (3,2)	738200520
BP70L (3,5)	738200530
BP95L (0,9)	736730000
BP95L (1,0)	736730100
BP95L (1,1)	736730200
BP95L (1,2)	736730300
BP95L (1,3)	736730400
BP95L (1,4)	736730500
BP95L (1,5)	736730600
BP95L (1,6)	736730700
BP95L (1,7)	736730800
BP95L (1,8)	736730900
BP95L (1,9)	736731000
BP95L (2,0)	736731100
BP95L (2,1)	736731200
BP95L (2,2)	736731300
BP95L (2,3)	736731400
BP95L (2,7)	736731500
BP95L (3,2)	736731600
BP95L (3,5)	736731700
BP110L (0,9)	736740000
BP110L (1,0)	736740100
BP110L (1,1)	736740200
BP110L (1,2)	736740300
BP110L (1,3)	736740400
BP110L (1,4)	736740500
BP110L (1,5)	736740600
BP110L (1,6)	736740700
BP110L (1,7)	736740800
BP110L (1,8)	736740900
BP110L (1,9)	736741000
BP110L (2,0)	736741100
BP110L (2,1)	736741200
BP110L (2,2)	736741300
BP110L (2,3)	736741400
BP110L (2,7)	736741500
BP110L (3,2)	736741600
BP110L (3,5)	736741700
BP115L (0,9)	736750000
BP115L (1,0)	736750100
BP115L (1,1)	736750200
BP115L (1,2)	736750300
BP115L (1,3)	736750400
BP115L (1,4)	736750500
BP115L (1,5)	736750600
BP115L (1,6)	736750700
BP115L (1,7)	736750800
BP115L (1,8)	736750900
BP115L (1,9)	736751000
BP115L (2,0)	736751100
BP115L (2,1)	736751200
BP115L (2,2)	736751300
BP115L (2,3)	736751400
BP115L (2,7)	736751500
BP115L (3,2)	736751600
BP115L (3,5)	736751700
BP120L (0,9)	736760000
BP120L (1,0)	736760100
BP120L (1,1)	736760200
BP120L (1,2)	736760300
BP120L (1,3)	736760400
BP120L (1,4)	736760500
BP120L (1,5)	736760600
BP120L (1,6)	736760700



MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

BP120L (1,7)	736760800
BP120L (1,8)	736760900
BP120L (1,9)	736761000
BP120L (2,0)	736761100
BP120L (2,1)	736761200
BP120L (2,2)	736761300
BP120L (2,3)	736761400
BP120L (2,7)	736761500
BP120L (3,2)	736761600
BP120L (3,5)	736761700
BP125L (0,9)	738200540
BP125L (1,0)	738200550
BP125L (1,1)	738200560
BP125L (1,2)	738200570
BP125L (1,3)	738200580
BP125L (1,4)	738200590
BP125L (1,5)	738200600
BP125L (1,6)	738200610
BP125L (1,7)	738200620
BP125L (1,8)	738200630
BP125L (1,9)	738200640
BP125L (2,0)	738200650
BP125L (2,1)	738200660
BP125L (2,2)	738200670
BP125L (2,3)	738200680
BP125L (2,7)	738200690
BP125L (3,2)	738200700
BP125L (3,5)	738200710
BP150L (0,9)	736770000
BP150L (1,0)	736770100
BP150L (1,1)	736770200
BP150L (1,2)	736770300
BP150L (1,3)	736770400
BP150L (1,4)	736770500
BP150L (1,5)	736770600
BP150L (1,6)	736770700
BP150L (1,7)	736770800
BP150L (1,8)	736770900
BP150L (1,9)	736771000
BP150L (2,0)	736771100
BP150L (2,1)	736771200
BP150L (2,2)	736771300
BP150L (2,3)	736771400
BP150L (2,7)	736771500
BP150L (3,2)	736771600
BP150L (3,5)	736771700
BP155L (0,9)	736780000
BP155L (1,0)	736780100
BP155L (1,1)	736780200
BP155L (1,2)	736780300
BP155L (1,3)	736780400
BP155L (1,4)	736780500
BP155L (1,5)	736780600
BP155L (1,6)	736780700
BP155L (1,7)	736780800
BP155L (1,8)	736780900
BP155L (1,9)	736781000
BP155L (2,0)	736781100
BP155L (2,1)	736781200
BP155L (2,2)	736781300
BP155L (2,3)	736781400
BP155L (2,7)	736781500
BP155L (3,2)	736781600
BP155L (3,5)	736781700
BP180L (0,9)	736790000
BP180L (1,0)	736790100
BP180L (1,1)	736790200
BP180L (1,2)	736790300
BP180L (1,3)	736790400
BP180L (1,4)	736790500
BP180L (1,5)	736790600
BP180L (1,6)	736790700
BP180L (1,7)	736790800
BP180L (1,8)	736790900
BP180L (1,9)	736791000
BP180L (2,0)	736791100
BP180L (2,1)	736791200
BP180L (2,2)	736791300
BP180L (2,3)	736791400
BP180L (2,7)	736791500
BP180L (3,2)	736791600
BP180L (3,5)	736791700
BP44,5U (0,9)	738210000
BP44,5U (1,0)	738210010
BP44,5U (1,1)	738210020
BP44,5U (1,2)	738210030
BP44,5U (1,3)	738210040
BP44,5U (1,4)	738210050
BP44,5U (1,5)	738210060
BP44,5U (1,6)	738210070
BP44,5U (1,7)	738210080
BP44,5U (1,8)	738210090
BP44,5U (1,9)	738210100
BP44,5U (2,0)	738210110
BP44,5U (2,1)	738210120
BP44,5U (2,2)	738210130
BP44,5U (2,3)	738210140
BP44,5U (2,7)	738210150
BP44,5U (3,2)	738210160
BP44,5U (3,5)	738210170

BP55U (0,9)	738210180
BP55U (1,0)	738210190
BP55U (1,1)	738210200
BP55U (1,2)	738210210
BP55U (1,3)	738210220
BP55U (1,4)	738210230
BP55U (1,5)	738210240
BP55U (1,6)	738210250
BP55U (1,7)	738210260
BP55U (1,8)	738210270
BP55U (1,9)	738210280
BP55U (2,0)	738210290
BP55U (2,1)	738210300
BP55U (2,2)	738210310
BP55U (2,3)	738210320
BP55U (2,7)	738210330
BP55U (3,2)	738210340
BP55U (3,5)	738210350
BP70U (0,9)	738210360
BP70U (1,0)	738210370
BP70U (1,1)	738210380
BP70U (1,2)	738210390
BP70U (1,3)	738210400
BP70U (1,4)	738210410
BP70U (1,5)	738210420
BP70U (1,6)	738210430
BP70U (1,7)	738210440
BP70U (1,8)	738210450
BP70U (1,9)	738210460
BP70U (2,0)	738210470
BP70U (2,1)	738210480
BP70U (2,2)	738210490
BP70U (2,3)	738210500
BP70U (2,7)	738210510
BP70U (3,2)	738210520
BP70U (3,5)	738210530
BP95U (0,9)	736800000
BP95U (1,0)	736800100
BP95U (1,1)	736800200
BP95U (1,2)	736800300
BP95U (1,3)	736800400
BP95U (1,4)	736800500
BP95U (1,5)	736800600
BP95U (1,6)	736800700
BP95U (1,7)	736800800
BP95U (1,8)	736800900
BP95U (1,9)	736801000
BP95U (2,0)	736801100
BP95U (2,1)	736801200
BP95U (2,2)	736801300
BP95U (2,3)	736801400
BP95U (2,7)	736801500
BP95U (3,2)	736801600
BP95U (3,5)	736801700
BP110U (0,9)	736810000
BP110U (1,0)	736810100
BP110U (1,1)	736810200
BP110U (1,2)	736810300
BP110U (1,3)	736810400
BP110U (1,4)	736810500
BP110U (1,5)	736810600
BP110U (1,6)	736810700
BP110U (1,7)	736810800
BP110U (1,8)	736810900
BP110U (1,9)	736811000
BP110U (2,0)	736811100
BP110U (2,1)	736811200
BP110U (2,2)	736811300
BP110U (2,3)	736811400
BP110U (2,7)	736811500
BP110U (3,2)	736811600
BP110U (3,5)	736811700
BP115U (0,9)	736820000
BP115U (1,0)	736820100
BP115U (1,1)	736820200
BP115U (1,2)	736820300
BP115U (1,3)	736820400
BP115U (1,4)	736820500
BP115U (1,5)	736820600
BP115U (1,6)	736820700
BP115U (1,7)	736820800
BP115U (1,8)	736820900
BP115U (1,9)	736821000
BP115U (2,0)	736821100
BP115U (2,1)	736821200
BP115U (2,2)	736821300
BP115U (2,3)	736821400
BP115U (2,7)	736821500
BP115U (3,2)	736821600
BP115U (3,5)	736821700
BP120U (0,9)	736830000
BP120U (1,0)	736830100
BP120U (1,1)	736830200
BP120U (1,2)	736830300
BP120U (1,3)	736830400
BP120U (1,4)	736830500
BP120U (1,5)	736830600
BP120U (1,6)	736830700
BP120U (1,7)	736830800
BP120U (1,8)	736830900



**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BP120U (1,9)	736831000
BP120U (2,0)	736831100
BP120U (2,1)	736831200
BP120U (2,2)	736831300
BP120U (2,3)	736831400
BP120U (2,7)	736831500
BP120U (3,2)	736831600
BP120U (3,5)	736831700
BP125U (0,9)	738210540
BP125U (1,0)	738210550
BP125U (1,1)	738210560
BP125U (1,2)	738210570
BP125U (1,3)	738210580
BP125U (1,4)	738210590
BP125U (1,5)	738210600
BP125U (1,6)	738210610
BP125U (1,7)	738210620
BP125U (1,8)	738210630
BP125U (1,9)	738210640
BP125U (2,0)	738210650
BP125U (2,1)	738210660
BP125U (2,2)	738210670
BP125U (2,3)	738210680
BP125U (2,7)	738210690
BP125U (3,2)	738210700
BP125U (3,5)	738210710
BP150U (0,9)	736840000
BP150U (1,0)	736840100
BP150U (1,1)	736840200
BP150U (1,2)	736840300
BP150U (1,3)	736840400
BP150U (1,4)	736840500
BP150U (1,5)	736840600
BP150U (1,6)	736840700
BP150U (1,7)	736840800
BP150U (1,8)	736840900
BP150U (1,9)	736841000
BP150U (2,0)	736841100
BP150U (2,1)	736841200
BP150U (2,2)	736841300
BP150U (2,3)	736841400
BP150U (2,7)	736841500
BP150U (3,2)	736841600
BP150U (3,5)	736841700
BP155U (0,9)	736850000
BP155U (1,0)	736850100
BP155U (1,1)	736850200
BP155U (1,2)	736850300
BP155U (1,3)	736850400
BP155U (1,4)	736850500
BP155U (1,5)	736850600
BP155U (1,6)	736850700
BP155U (1,7)	736850800
BP155U (1,8)	736850900
BP155U (1,9)	736851000
BP155U (2,0)	736851100
BP155U (2,1)	736851200
BP155U (2,2)	736851300
BP155U (2,3)	736851400
BP155U (2,7)	736851500
BP155U (3,2)	736851600
BP155U (3,5)	736851700
BP180U (0,9)	736860000
BP180U (1,0)	736860100
BP180U (1,1)	736860200
BP180U (1,2)	736860300
BP180U (1,3)	736860400
BP180U (1,4)	736860500
BP180U (1,5)	736860600
BP180U (1,6)	736860700
BP180U (1,7)	736860800
BP180U (1,8)	736860900
BP180U (1,9)	736861000
BP180U (2,0)	736861100
BP180U (2,1)	736861200
BP180U (2,2)	736861300
BP180U (2,3)	736861400
BP180U (2,7)	736861500
BP180U (3,2)	736861600
BP180U (3,5)	736861700
BP44,5Q (0,9)	738700000
BP44,5Q (1,0)	738700010
BP44,5Q (1,1)	738700020
BP44,5Q (1,2)	738700030
BP44,5Q (1,3)	738700040
BP44,5Q (1,4)	738700050
BP44,5Q (1,5)	738700060
BP44,5Q (1,6)	738700070
BP44,5Q (1,7)	738700080
BP44,5Q (1,8)	738700090
BP44,5Q (1,9)	738700100
BP44,5Q (2,0)	738700110
BP44,5Q (2,1)	738700120
BP44,5Q (2,2)	738700130
BP44,5Q (2,3)	738700140
BP44,5Q (2,7)	738700150
BP44,5Q (3,2)	738700160
BP44,5Q (3,5)	738700170
BP55Q (0,9)	738700180
BP55Q (1,0)	738700190

BP55Q (1,1)	738700200
BP55Q (1,2)	738700210
BP55Q (1,3)	738700220
BP55Q (1,4)	738700230
BP55Q (1,5)	738700240
BP55Q (1,6)	738700250
BP55Q (1,7)	738700260
BP55Q (1,8)	738700270
BP55Q (1,9)	738700280
BP55Q (2,0)	738700290
BP55Q (2,1)	738700300
BP55Q (2,2)	738700310
BP55Q (2,3)	738700320
BP55Q (2,7)	738700330
BP55Q (3,2)	738700340
BP55Q (3,5)	738700350
BP70Q (0,9)	738700360
BP70Q (1,0)	738700370
BP70Q (1,1)	738700380
BP70Q (1,2)	738700390
BP70Q (1,3)	738700400
BP70Q (1,4)	738700410
BP70Q (1,5)	738700420
BP70Q (1,6)	738700430
BP70Q (1,7)	738700440
BP70Q (1,8)	738700450
BP70Q (1,9)	738700460
BP70Q (2,0)	738700470
BP70Q (2,1)	738700480
BP70Q (2,2)	738700490
BP70Q (2,3)	738700500
BP70Q (2,7)	738700510
BP70Q (3,2)	738700520
BP70Q (3,5)	738700530
BP95Q (0,9)	738700540
BP95Q (1,0)	738700550
BP95Q (1,1)	738700560
BP95Q (1,2)	738700570
BP95Q (1,3)	738700580
BP95Q (1,4)	738700590
BP95Q (1,5)	738700600
BP95Q (1,6)	738700610
BP95Q (1,7)	738700620
BP95Q (1,8)	738700630
BP95Q (1,9)	738700640
BP95Q (2,0)	738700650
BP95Q (2,1)	738700660
BP95Q (2,2)	738700670
BP95Q (2,3)	738700680
BP95Q (2,7)	738700690
BP95Q (3,2)	738700700
BP95Q (3,5)	738700710
BP110Q (0,9)	738700720
BP110Q (1,0)	738700730
BP110Q (1,1)	738700740
BP110Q (1,2)	738700750
BP110Q (1,3)	738700760
BP110Q (1,4)	738700770
BP110Q (1,5)	738700780
BP110Q (1,6)	738700790
BP110Q (1,7)	738700800
BP110Q (1,8)	738700810
BP110Q (1,9)	738700820
BP110Q (2,0)	738700830
BP110Q (2,1)	738700840
BP110Q (2,2)	738700850
BP110Q (2,3)	738700860
BP110Q (2,7)	738700870
BP110Q (3,2)	738700880
BP110Q (3,5)	738700890
BP115Q (0,9)	738700900
BP115Q (1,0)	738700910
BP115Q (1,1)	738700920
BP115Q (1,2)	738700930
BP115Q (1,3)	738700940
BP115Q (1,4)	738700950
BP115Q (1,5)	738700960
BP115Q (1,6)	738700970
BP115Q (1,7)	738700980
BP115Q (1,8)	738700990
BP115Q (1,9)	738701000
BP115Q (2,0)	738701010
BP115Q (2,1)	738701020
BP115Q (2,2)	738701030
BP115Q (2,3)	738701040
BP115Q (2,7)	738701050
BP115Q (3,2)	738701060
BP115Q (3,5)	738701070
BP120Q (0,9)	738701080
BP120Q (1,0)	738701090
BP120Q (1,1)	738701100
BP120Q (1,2)	738701110
BP120Q (1,3)	738701120
BP120Q (1,4)	738701130
BP120Q (1,5)	738701140
BP120Q (1,6)	738701150
BP120Q (1,7)	738701160
BP120Q (1,8)	738701170
BP120Q (1,9)	738701180
BP120Q (2,0)	738701190

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BP120Q (2,1)	738701200
BP120Q (2,2)	738701210
BP120Q (2,3)	738701220
BP120Q (2,7)	738701230
BP120Q (3,2)	738701240
BP120Q (3,5)	738701250
BP125Q (0,9)	738701260
BP125Q (1,0)	738701270
BP125Q (1,1)	738701280
BP125Q (1,2)	738701290
BP125Q (1,3)	738701300
BP125Q (1,4)	738701310
BP125Q (1,5)	738701320
BP125Q (1,6)	738701330
BP125Q (1,7)	738701340
BP125Q (1,8)	738701350
BP125Q (1,9)	738701360
BP125Q (2,0)	738701370
BP125Q (2,1)	738701380
BP125Q (2,2)	738701390
BP125Q (2,3)	738701400
BP125Q (2,7)	738701410
BP125Q (3,2)	738701420
BP125Q (3,5)	738701430
BP150Q (0,9)	738701440
BP150Q (1,0)	738701450
BP150Q (1,1)	738701460
BP150Q (1,2)	738701470
BP150Q (1,3)	738701480
BP150Q (1,4)	738701490
BP150Q (1,5)	738701500
BP150Q (1,6)	738701510
BP150Q (1,7)	738701520
BP150Q (1,8)	738701530
BP150Q (1,9)	738701540
BP150Q (2,0)	738701550
BP150Q (2,1)	738701560
BP150Q (2,2)	738701570
BP150Q (2,3)	738701580
BP150Q (2,7)	738701590
BP150Q (3,2)	738701600
BP150Q (3,5)	738701610
BP155Q (0,9)	738701620
BP155Q (1,0)	738701630
BP155Q (1,1)	738701640
BP155Q (1,2)	738701650
BP155Q (1,3)	738701660
BP155Q (1,4)	738701670
BP155Q (1,5)	738701680
BP155Q (1,6)	738701690
BP155Q (1,7)	738701700
BP155Q (1,8)	738701710
BP155Q (1,9)	738701720
BP155Q (2,0)	738701730
BP155Q (2,1)	738701740
BP155Q (2,2)	738701750
BP155Q (2,3)	738701760
BP155Q (2,7)	738701770
BP155Q (3,2)	738701780
BP155Q (3,5)	738701790
BP180Q (0,9)	738701800
BP180Q (1,0)	738701810
BP180Q (1,1)	738701820
BP180Q (1,2)	738701830
BP180Q (1,3)	738701840
BP180Q (1,4)	738701850
BP180Q (1,5)	738701860
BP180Q (1,6)	738701870
BP180Q (1,7)	738701880
BP180Q (1,8)	738701890
BP180Q (1,9)	738701900
BP180Q (2,0)	738701910
BP180Q (2,1)	738701920
BP180Q (2,2)	738701930
BP180Q (2,3)	738701940
BP180Q (2,7)	738701950
BP180Q (3,2)	738701960
BP180Q (3,5)	738701970
BP44,5E (0,9)	738710000
BP44,5E (1,0)	738710010
BP44,5E (1,1)	738710020
BP44,5E (1,2)	738710030
BP44,5E (1,3)	738710040
BP44,5E (1,4)	738710050
BP44,5E (1,5)	738710060
BP44,5E (1,6)	738710070
BP44,5E (1,7)	738710080
BP44,5E (1,8)	738710090
BP44,5E (1,9)	738710100
BP44,5E (2,0)	738710110
BP44,5E (2,1)	738710120
BP44,5E (2,2)	738710130
BP44,5E (2,3)	738710140
BP44,5E (2,7)	738710150
BP44,5E (3,2)	738710160
BP44,5E (3,5)	738710170
BP55E (0,9)	738710180
BP55E (1,0)	738710190
BP55E (1,1)	738710200
BP55E (1,2)	738710210

BP55E (1,3)	738710220
BP55E (1,4)	738710230
BP55E (1,5)	738710240
BP55E (1,6)	738710250
BP55E (1,7)	738710260
BP55E (1,8)	738710270
BP55E (1,9)	738710280
BP55E (2,0)	738710290
BP55E (2,1)	738710300
BP55E (2,2)	738710310
BP55E (2,3)	738710320
BP55E (2,7)	738710330
BP55E (3,2)	738710340
BP55E (3,5)	738710350
BP70E (0,9)	738710360
BP70E (1,0)	738710370
BP70E (1,1)	738710380
BP70E (1,2)	738710390
BP70E (1,3)	738710400
BP70E (1,4)	738710410
BP70E (1,5)	738710420
BP70E (1,6)	738710430
BP70E (1,7)	738710440
BP70E (1,8)	738710450
BP70E (1,9)	738710460
BP70E (2,0)	738710470
BP70E (2,1)	738710480
BP70E (2,2)	738710490
BP70E (2,3)	738710500
BP70E (2,7)	738710510
BP70E (3,2)	738710520
BP70E (3,5)	738710530
BP95E (0,9)	738710540
BP95E (1,0)	738710550
BP95E (1,1)	738710560
BP95E (1,2)	738710570
BP95E (1,3)	738710580
BP95E (1,4)	738710590
BP95E (1,5)	738710600
BP95E (1,6)	738710610
BP95E (1,7)	738710620
BP95E (1,8)	738710630
BP95E (1,9)	738710640
BP95E (2,0)	738710650
BP95E (2,1)	738710660
BP95E (2,2)	738710670
BP95E (2,3)	738710680
BP95E (2,7)	738710690
BP95E (3,2)	738710700
BP95E (3,5)	738710710
BP110E (0,9)	738710720
BP110E (1,0)	738710730
BP110E (1,1)	738710740
BP110E (1,2)	738710750
BP110E (1,3)	738710760
BP110E (1,4)	738710770
BP110E (1,5)	738710780
BP110E (1,6)	738710790
BP110E (1,7)	738710800
BP110E (1,8)	738710810
BP110E (1,9)	738710820
BP110E (2,0)	738710830
BP110E (2,1)	738710840
BP110E (2,2)	738710850
BP110E (2,3)	738710860
BP110E (2,7)	738710870
BP110E (3,2)	738710880
BP110E (3,5)	738710890
BP115E (0,9)	738710900
BP115E (1,0)	738710910
BP115E (1,1)	738710920
BP115E (1,2)	738710930
BP115E (1,3)	738710940
BP115E (1,4)	738710950
BP115E (1,5)	738710960
BP115E (1,6)	738710970
BP115E (1,7)	738710980
BP115E (1,8)	738710990
BP115E (1,9)	738711000
BP115E (2,0)	738711010
BP115E (2,1)	738711020
BP115E (2,2)	738711030
BP115E (2,3)	738711040
BP115E (2,7)	738711050
BP115E (3,2)	738711060
BP115E (3,5)	738711070
BP120E (0,9)	738711080
BP120E (1,0)	738711090
BP120E (1,1)	738711100
BP120E (1,2)	738711110
BP120E (1,3)	738711120
BP120E (1,4)	738711130
BP120E (1,5)	738711140
BP120E (1,6)	738711150
BP120E (1,7)	738711160
BP120E (1,8)	738711170
BP120E (1,9)	738711180
BP120E (2,0)	738711190
BP120E (2,1)	738711200
BP120E (2,2)	738711210

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BP120E (2,3)	738711220
BP120E (2,7)	738711230
BP120E (3,2)	738711240
BP120E (3,5)	738711250
BP125E (0,9)	738711260
BP125E (1,0)	738711270
BP125E (1,1)	738711280
BP125E (1,2)	738711290
BP125E (1,3)	738711300
BP125E (1,4)	738711310
BP125E (1,5)	738711320
BP125E (1,6)	738711330
BP125E (1,7)	738711340
BP125E (1,8)	738711350
BP125E (1,9)	738711360
BP125E (2,0)	738711370
BP125E (2,1)	738711380
BP125E (2,2)	738711390
BP125E (2,3)	738711400
BP125E (2,7)	738711410
BP125E (3,2)	738711420
BP125E (3,5)	738711430
BP150E (0,9)	738711440
BP150E (1,0)	738711450
BP150E (1,1)	738711460
BP150E (1,2)	738711470
BP150E (1,3)	738711480
BP150E (1,4)	738711490
BP150E (1,5)	738711500
BP150E (1,6)	738711510
BP150E (1,7)	738711520
BP150E (1,8)	738711530
BP150E (1,9)	738711540
BP150E (2,0)	738711550
BP150E (2,1)	738711560
BP150E (2,2)	738711570
BP150E (2,3)	738711580
BP150E (2,7)	738711590
BP150E (3,2)	738711600
BP150E (3,5)	738711610
BP155E (0,9)	738711620
BP155E (1,0)	738711630
BP155E (1,1)	738711640
BP155E (1,2)	738711650
BP155E (1,3)	738711660
BP155E (1,4)	738711670
BP155E (1,5)	738711680
BP155E (1,6)	738711690
BP155E (1,7)	738711700
BP155E (1,8)	738711710
BP155E (1,9)	738711720
BP155E (2,0)	738711730
BP155E (2,1)	738711740
BP155E (2,2)	738711750
BP155E (2,3)	738711760
BP155E (2,7)	738711770
BP155E (3,2)	738711780
BP155E (3,5)	738711790
BP180E (0,9)	738711800
BP180E (1,0)	738711810
BP180E (1,1)	738711820
BP180E (1,2)	738711830
BP180E (1,3)	738711840
BP180E (1,4)	738711850
BP180E (1,5)	738711860
BP180E (1,6)	738711870
BP180E (1,7)	738711880
BP180E (1,8)	738711890
BP180E (1,9)	738711900
BP180E (2,0)	738711910
BP180E (2,1)	738711920
BP180E (2,2)	738711930
BP180E (2,3)	738711940
BP180E (2,7)	738711950
BP180E (3,2)	738711960
BP180E (3,5)	738711970
BP44,5B (0,9)	738720000
BP44,5B (1,0)	738720010
BP44,5B (1,1)	738720020
BP44,5B (1,2)	738720030
BP44,5B (1,3)	738720040
BP44,5B (1,4)	738720050
BP44,5B (1,5)	738720060
BP44,5B (1,6)	738720070
BP44,5B (1,7)	738720080
BP44,5B (1,8)	738720090
BP44,5B (1,9)	738720100
BP44,5B (2,0)	738720110
BP44,5B (2,1)	738720120
BP44,5B (2,2)	738720130
BP44,5B (2,3)	738720140
BP44,5B (2,7)	738720150
BP44,5B (3,2)	738720160
BP44,5B (3,5)	738720170
BP55B (0,9)	738720180
BP55B (1,0)	738720190
BP55B (1,1)	738720200
BP55B (1,2)	738720210
BP55B (1,3)	738720220
BP55B (1,4)	738720230

BP55B (1,5)	738720240
BP55B (1,6)	738720250
BP55B (1,7)	738720260
BP55B (1,8)	738720270
BP55B (1,9)	738720280
BP55B (2,0)	738720290
BP55B (2,1)	738720300
BP55B (2,2)	738720310
BP55B (2,3)	738720320
BP55B (2,7)	738720330
BP55B (3,2)	738720340
BP55B (3,5)	738720350
BP70B (0,9)	738720360
BP70B (1,0)	738720370
BP70B (1,1)	738720380
BP70B (1,2)	738720390
BP70B (1,3)	738720400
BP70B (1,4)	738720410
BP70B (1,5)	738720420
BP70B (1,6)	738720430
BP70B (1,7)	738720440
BP70B (1,8)	738720450
BP70B (1,9)	738720460
BP70B (2,0)	738720470
BP70B (2,1)	738720480
BP70B (2,2)	738720490
BP70B (2,3)	738720500
BP70B (2,7)	738720510
BP70B (3,2)	738720520
BP70B (3,5)	738720530
BP95B (0,9)	738720540
BP95B (1,0)	738720550
BP95B (1,1)	738720560
BP95B (1,2)	738720570
BP95B (1,3)	738720580
BP95B (1,4)	738720590
BP95B (1,5)	738720600
BP95B (1,6)	738720610
BP95B (1,7)	738720620
BP95B (1,8)	738720630
BP95B (1,9)	738720640
BP95B (2,0)	738720650
BP95B (2,1)	738720660
BP95B (2,2)	738720670
BP95B (2,3)	738720680
BP95B (2,7)	738720690
BP95B (3,2)	738720700
BP95B (3,5)	738720710
BP110B (0,9)	738720720
BP110B (1,0)	738720730
BP110B (1,1)	738720740
BP110B (1,2)	738720750
BP110B (1,3)	738720760
BP110B (1,4)	738720770
BP110B (1,5)	738720780
BP110B (1,6)	738720790
BP110B (1,7)	738720800
BP110B (1,8)	738720810
BP110B (1,9)	738720820
BP110B (2,0)	738720830
BP110B (2,1)	738720840
BP110B (2,2)	738720850
BP110B (2,3)	738720860
BP110B (2,7)	738720870
BP110B (3,2)	738720880
BP110B (3,5)	738720890
BP115B (0,9)	738720900
BP115B (1,0)	738720910
BP115B (1,1)	738720920
BP115B (1,2)	738720930
BP115B (1,3)	738720940
BP115B (1,4)	738720950
BP115B (1,5)	738720960
BP115B (1,6)	738720970
BP115B (1,7)	738720980
BP115B (1,8)	738720990
BP115B (1,9)	738721000
BP115B (2,0)	738721010
BP115B (2,1)	738721020
BP115B (2,2)	738721030
BP115B (2,3)	738721040
BP115B (2,7)	738721050
BP115B (3,2)	738721060
BP115B (3,5)	738721070
BP120B (0,9)	738721080
BP120B (1,0)	738721090
BP120B (1,1)	738721100
BP120B (1,2)	738721110
BP120B (1,3)	738721120
BP120B (1,4)	738721130
BP120B (1,5)	738721140
BP120B (1,6)	738721150
BP120B (1,7)	738721160
BP120B (1,8)	738721170
BP120B (1,9)	738721180
BP120B (2,0)	738721190
BP120B (2,1)	738721200
BP120B (2,2)	738721210
BP120B (2,3)	738721220
BP120B (2,7)	738721230

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BP120B (3,2)	738721240
BP120B (3,5)	738721250
BP125B (0,9)	738721260
BP125B (1,0)	738721270
BP125B (1,1)	738721280
BP125B (1,2)	738721290
BP125B (1,3)	738721300
BP125B (1,4)	738721310
BP125B (1,5)	738721320
BP125B (1,6)	738721330
BP125B (1,7)	738721340
BP125B (1,8)	738721350
BP125B (1,9)	738721360
BP125B (2,0)	738721370
BP125B (2,1)	738721380
BP125B (2,2)	738721390
BP125B (2,3)	738721400
BP125B (2,7)	738721410
BP125B (3,2)	738721420
BP125B (3,5)	738721430
BP150B (0,9)	738721440
BP150B (1,0)	738721450
BP150B (1,1)	738721460
BP150B (1,2)	738721470
BP150B (1,3)	738721480
BP150B (1,4)	738721490
BP150B (1,5)	738721500
BP150B (1,6)	738721510
BP150B (1,7)	738721520
BP150B (1,8)	738721530
BP150B (1,9)	738721540
BP150B (2,0)	738721550
BP150B (2,1)	738721560
BP150B (2,2)	738721570
BP150B (2,3)	738721580
BP150B (2,7)	738721590
BP150B (3,2)	738721600
BP150B (3,5)	738721610
BP155B (0,9)	738721620
BP155B (1,0)	738721630
BP155B (1,1)	738721640
BP155B (1,2)	738721650
BP155B (1,3)	738721660
BP155B (1,4)	738721670
BP155B (1,5)	738721680
BP155B (1,6)	738721690
BP155B (1,7)	738721700
BP155B (1,8)	738721710
BP155B (1,9)	738721720
BP155B (2,0)	738721730
BP155B (2,1)	738721740
BP155B (2,2)	738721750
BP155B (2,3)	738721760
BP155B (2,7)	738721770
BP155B (3,2)	738721780
BP155B (3,5)	738721790
BP180B (0,9)	738721800
BP180B (1,0)	738721810
BP180B (1,1)	738721820
BP180B (1,2)	738721830
BP180B (1,3)	738721840
BP180B (1,4)	738721850
BP180B (1,5)	738721860
BP180B (1,6)	738721870
BP180B (1,7)	738721880
BP180B (1,8)	738721890
BP180B (1,9)	738721900
BP180B (2,0)	738721910
BP180B (2,1)	738721920
BP180B (2,2)	738721930
BP180B (2,3)	738721940
BP180B (2,7)	738721950
BP180B (3,2)	738721960
BP180B (3,5)	738721970
BP44,5K (0,9)	738730000
BP44,5K (1,0)	738730010
BP44,5K (1,1)	738730020
BP44,5K (1,2)	738730030
BP44,5K (1,3)	738730040
BP44,5K (1,4)	738730050
BP44,5K (1,5)	738730060
BP44,5K (1,6)	738730070
BP44,5K (1,7)	738730080
BP44,5K (1,8)	738730090
BP44,5K (1,9)	738730100
BP44,5K (2,0)	738730110
BP44,5K (2,1)	738730120
BP44,5K (2,2)	738730130
BP44,5K (2,3)	738730140
BP44,5K (2,7)	738730150
BP44,5K (3,2)	738730160
BP44,5K (3,5)	738730170
BP55K (0,9)	738730180
BP55K (1,0)	738730190
BP55K (1,1)	738730200
BP55K (1,2)	738730210
BP55K (1,3)	738730220
BP55K (1,4)	738730230
BP55K (1,5)	738730240
BP55K (1,6)	738730250

BP55K (1,7)	738730260
BP55K (1,8)	738730270
BP55K (1,9)	738730280
BP55K (2,0)	738730290
BP55K (2,1)	738730300
BP55K (2,2)	738730310
BP55K (2,3)	738730320
BP55K (2,7)	738730330
BP55K (3,2)	738730340
BP55K (3,5)	738730350
BP70K (0,9)	738730360
BP70K (1,0)	738730370
BP70K (1,1)	738730380
BP70K (1,2)	738730390
BP70K (1,3)	738730400
BP70K (1,4)	738730410
BP70K (1,5)	738730420
BP70K (1,6)	738730430
BP70K (1,7)	738730440
BP70K (1,8)	738730450
BP70K (1,9)	738730460
BP70K (2,0)	738730470
BP70K (2,1)	738730480
BP70K (2,2)	738730490
BP70K (2,3)	738730500
BP70K (2,7)	738730510
BP70K (3,2)	738730520
BP70K (3,5)	738730530
BP95K (0,9)	738730540
BP95K (1,0)	738730550
BP95K (1,1)	738730560
BP95K (1,2)	738730570
BP95K (1,3)	738730580
BP95K (1,4)	738730590
BP95K (1,5)	738730600
BP95K (1,6)	738730610
BP95K (1,7)	738730620
BP95K (1,8)	738730630
BP95K (1,9)	738730640
BP95K (2,0)	738730650
BP95K (2,1)	738730660
BP95K (2,2)	738730670
BP95K (2,3)	738730680
BP95K (2,7)	738730690
BP95K (3,2)	738730700
BP95K (3,5)	738730710
BP110K (0,9)	738730720
BP110K (1,0)	738730730
BP110K (1,1)	738730740
BP110K (1,2)	738730750
BP110K (1,3)	738730760
BP110K (1,4)	738730770
BP110K (1,5)	738730780
BP110K (1,6)	738730790
BP110K (1,7)	738730800
BP110K (1,8)	738730810
BP110K (1,9)	738730820
BP110K (2,0)	738730830
BP110K (2,1)	738730840
BP110K (2,2)	738730850
BP110K (2,3)	738730860
BP110K (2,7)	738730870
BP110K (3,2)	738730880
BP110K (3,5)	738730890
BP115K (0,9)	738730900
BP115K (1,0)	738730910
BP115K (1,1)	738730920
BP115K (1,2)	738730930
BP115K (1,3)	738730940
BP115K (1,4)	738730950
BP115K (1,5)	738730960
BP115K (1,6)	738730970
BP115K (1,7)	738730980
BP115K (1,8)	738730990
BP115K (1,9)	738731000
BP115K (2,0)	738731010
BP115K (2,1)	738731020
BP115K (2,2)	738731030
BP115K (2,3)	738731040
BP115K (2,7)	738731050
BP115K (3,2)	738731060
BP115K (3,5)	738731070
BP120K (0,9)	738731080
BP120K (1,0)	738731090
BP120K (1,1)	738731100
BP120K (1,2)	738731110
BP120K (1,3)	738731120
BP120K (1,4)	738731130
BP120K (1,5)	738731140
BP120K (1,6)	738731150
BP120K (1,7)	738731160
BP120K (1,8)	738731170
BP120K (1,9)	738731180
BP120K (2,0)	738731190
BP120K (2,1)	738731200
BP120K (2,2)	738731210
BP120K (2,3)	738731220
BP120K (2,7)	738731230
BP120K (3,2)	738731240
BP120K (3,5)	738731250

**MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS**

BP125K (0,9)	738731260
BP125K (1,0)	738731270
BP125K (1,1)	738731280
BP125K (1,2)	738731290
BP125K (1,3)	738731300
BP125K (1,4)	738731310
BP125K (1,5)	738731320
BP125K (1,6)	738731330
BP125K (1,7)	738731340
BP125K (1,8)	738731350
BP125K (1,9)	738731360
BP125K (2,0)	738731370
BP125K (2,1)	738731380
BP125K (2,2)	738731390
BP125K (2,3)	738731400
BP125K (2,7)	738731410
BP125K (3,2)	738731420
BP125K (3,5)	738731430
BP150K (0,9)	738731440
BP150K (1,0)	738731450
BP150K (1,1)	738731460
BP150K (1,2)	738731470
BP150K (1,3)	738731480
BP150K (1,4)	738731490
BP150K (1,5)	738731500
BP150K (1,6)	738731510
BP150K (1,7)	738731520
BP150K (1,8)	738731530
BP150K (1,9)	738731540
BP150K (2,0)	738731550
BP150K (2,1)	738731560
BP150K (2,2)	738731570
BP150K (2,3)	738731580
BP150K (2,7)	738731590
BP150K (3,2)	738731600
BP150K (3,5)	738731610
BP155K (0,9)	738731620
BP155K (1,0)	738731630
BP155K (1,1)	738731640
BP155K (1,2)	738731650
BP155K (1,3)	738731660
BP155K (1,4)	738731670
BP155K (1,5)	738731680
BP155K (1,6)	738731690
BP155K (1,7)	738731700
BP155K (1,8)	738731710
BP155K (1,9)	738731720
BP155K (2,0)	738731730
BP155K (2,1)	738731740
BP155K (2,2)	738731750
BP155K (2,3)	738731760
BP155K (2,7)	738731770
BP155K (3,2)	738731780
BP155K (3,5)	738731790
BP180K (0,9)	738731800
BP180K (1,0)	738731810
BP180K (1,1)	738731820
BP180K (1,2)	738731830
BP180K (1,3)	738731840
BP180K (1,4)	738731850
BP180K (1,5)	738731860
BP180K (1,6)	738731870
BP180K (1,7)	738731880
BP180K (1,8)	738731890
BP180K (1,9)	738731900
BP180K (2,0)	738731910
BP180K (2,1)	738731920
BP180K (2,2)	738731930
BP180K (2,3)	738731940
BP180K (2,7)	738731950
BP180K (3,2)	738731960
BP180K (3,5)	738731970
BP44,5Y (0,9)	738740000
BP44,5Y (1,0)	738740010
BP44,5Y (1,1)	738740020
BP44,5Y (1,2)	738740030
BP44,5Y (1,3)	738740040
BP44,5Y (1,4)	738740050
BP44,5Y (1,5)	738740060
BP44,5Y (1,6)	738740070
BP44,5Y (1,7)	738740080
BP44,5Y (1,8)	738740090
BP44,5Y (1,9)	738740100
BP44,5Y (2,0)	738740110
BP44,5Y (2,1)	738740120
BP44,5Y (2,2)	738740130
BP44,5Y (2,3)	738740140
BP44,5Y (2,7)	738740150
BP44,5Y (3,2)	738740160
BP44,5Y (3,5)	738740170
BP55Y (0,9)	738740180
BP55Y (1,0)	738740190
BP55Y (1,1)	738740200
BP55Y (1,2)	738740210
BP55Y (1,3)	738740220
BP55Y (1,4)	738740230
BP55Y (1,5)	738740240
BP55Y (1,6)	738740250
BP55Y (1,7)	738740260
BP55Y (1,8)	738740270

BP55Y (1,9)	738740280
BP55Y (2,0)	738740290
BP55Y (2,1)	738740300
BP55Y (2,2)	738740310
BP55Y (2,3)	738740320
BP55Y (2,7)	738740330
BP55Y (3,2)	738740340
BP55Y (3,5)	738740350
BP70Y (0,9)	738740360
BP70Y (1,0)	738740370
BP70Y (1,1)	738740380
BP70Y (1,2)	738740390
BP70Y (1,3)	738740400
BP70Y (1,4)	738740410
BP70Y (1,5)	738740420
BP70Y (1,6)	738740430
BP70Y (1,7)	738740440
BP70Y (1,8)	738740450
BP70Y (1,9)	738740460
BP70Y (2,0)	738740470
BP70Y (2,1)	738740480
BP70Y (2,2)	738740490
BP70Y (2,3)	738740500
BP70Y (2,7)	738740510
BP70Y (3,2)	738740520
BP70Y (3,5)	738740530
BP95Y (0,9)	738740540
BP95Y (1,0)	738740550
BP95Y (1,1)	738740560
BP95Y (1,2)	738740570
BP95Y (1,3)	738740580
BP95Y (1,4)	738740590
BP95Y (1,5)	738740600
BP95Y (1,6)	738740610
BP95Y (1,7)	738740620
BP95Y (1,8)	738740630
BP95Y (1,9)	738740640
BP95Y (2,0)	738740650
BP95Y (2,1)	738740660
BP95Y (2,2)	738740670
BP95Y (2,3)	738740680
BP95Y (2,7)	738740690
BP95Y (3,2)	738740700
BP95Y (3,5)	738740710
BP110Y (0,9)	738740720
BP110Y (1,0)	738740730
BP110Y (1,1)	738740740
BP110Y (1,2)	738740750
BP110Y (1,3)	738740760
BP110Y (1,4)	738740770
BP110Y (1,5)	738740780
BP110Y (1,6)	738740790
BP110Y (1,7)	738740800
BP110Y (1,8)	738740810
BP110Y (1,9)	738740820
BP110Y (2,0)	738740830
BP110Y (2,1)	738740840
BP110Y (2,2)	738740850
BP110Y (2,3)	738740860
BP110Y (2,7)	738740870
BP110Y (3,2)	738740880
BP110Y (3,5)	738740890
BP115Y (0,9)	738740900
BP115Y (1,0)	738740910
BP115Y (1,1)	738740920
BP115Y (1,2)	738740930
BP115Y (1,3)	738740940
BP115Y (1,4)	738740950
BP115Y (1,5)	738740960
BP115Y (1,6)	738740970
BP115Y (1,7)	738740980
BP115Y (1,8)	738740990
BP115Y (1,9)	738741000
BP115Y (2,0)	738741010
BP115Y (2,1)	738741020
BP115Y (2,2)	738741030
BP115Y (2,3)	738741040
BP115Y (2,7)	738741050
BP115Y (3,2)	738741060
BP115Y (3,5)	738741070
BP120Y (0,9)	738741080
BP120Y (1,0)	738741090
BP120Y (1,1)	738741100
BP120Y (1,2)	738741110
BP120Y (1,3)	738741120
BP120Y (1,4)	738741130
BP120Y (1,5)	738741140
BP120Y (1,6)	738741150
BP120Y (1,7)	738741160
BP120Y (1,8)	738741170
BP120Y (1,9)	738741180
BP120Y (2,0)	738741190
BP120Y (2,1)	738741200
BP120Y (2,2)	738741210
BP120Y (2,3)	738741220
BP120Y (2,7)	738741230
BP120Y (3,2)	738741240
BP120Y (3,5)	738741250
BP125Y (0,9)	738741260
BP125Y (1,0)	738741270

BP125Y (1,1)	738741280
BP125Y (1,2)	738741290
BP125Y (1,3)	738741300
BP125Y (1,4)	738741310
BP125Y (1,5)	738741320
BP125Y (1,6)	738741330
BP125Y (1,7)	738741340
BP125Y (1,8)	738741350
BP125Y (1,9)	738741360
BP125Y (2,0)	738741370
BP125Y (2,1)	738741380
BP125Y (2,2)	738741390
BP125Y (2,3)	738741400
BP125Y (2,7)	738741410
BP125Y (3,2)	738741420
BP125Y (3,5)	738741430
BP150Y (0,9)	738741440
BP150Y (1,0)	738741450
BP150Y (1,1)	738741460
BP150Y (1,2)	738741470
BP150Y (1,3)	738741480
BP150Y (1,4)	738741490
BP150Y (1,5)	738741500
BP150Y (1,6)	738741510
BP150Y (1,7)	738741520
BP150Y (1,8)	738741530
BP150Y (1,9)	738741540
BP150Y (2,0)	738741550
BP150Y (2,1)	738741560
BP150Y (2,2)	738741570
BP150Y (2,3)	738741580
BP150Y (2,7)	738741590
BP150Y (3,2)	738741600
BP150Y (3,5)	738741610
BP155Y (0,9)	738741620
BP155Y (1,0)	738741630
BP155Y (1,1)	738741640
BP155Y (1,2)	738741650
BP155Y (1,3)	738741660
BP155Y (1,4)	738741670
BP155Y (1,5)	738741680
BP155Y (1,6)	738741690
BP155Y (1,7)	738741700
BP155Y (1,8)	738741710
BP155Y (1,9)	738741720
BP155Y (2,0)	738741730
BP155Y (2,1)	738741740
BP155Y (2,2)	738741750
BP155Y (2,3)	738741760
BP155Y (2,7)	738741770
BP155Y (3,2)	738741780
BP155Y (3,5)	738741790
BP180Y (0,9)	738741800
BP180Y (1,0)	738741810
BP180Y (1,1)	738741820
BP180Y (1,2)	738741830
BP180Y (1,3)	738741840
BP180Y (1,4)	738741850
BP180Y (1,5)	738741860
BP180Y (1,6)	738741870
BP180Y (1,7)	738741880
BP180Y (1,8)	738741890
BP180Y (1,9)	738741900
BP180Y (2,0)	738741910
BP180Y (2,1)	738741920
BP180Y (2,2)	738741930
BP180Y (2,3)	738741940
BP180Y (2,7)	738741950
BP180Y (3,2)	738741960
BP180Y (3,5)	738741970

**- BCC**

Modelo	Código
BCC77C (5,0)	732260000
BCC77M (5,0)	736040000
BCC77P (5,0)	736060000
BCC80C (5,0)	736080000
BCC80M (5,0)	732240000
BCC80P (5,0)	736070000
BCC85C (5,0)	736090000
BCC85M (5,0)	736050000
BCC85P (5,0)	732250000

**- BCCR**

Modelo	Código
BCCR44R (2,3)	732270000

**- BCCS**

Modelo	Código
BCCS44R (2,3)	732280000
BCCS67NS (2,3)	732280010
BCCS84Q (3,1)	732280020
BCCS85A (3,1)	732280030
BCCS89L (2,3)	732280040
BCCS102SU (2,3)	732280050
BCCS112SU (2,3)	732280060
BCCS90SM (2,8)	732280070
BCCS94SM (2,8)	732280080
BCCS103SM (2,8)	732280090
BCCS65S (2,3)	732280100
BCCS74S (2,3)	732280110
BCCS95S (2,3)	732280120
BCCS77S (3,1)	732280130
BCCS80S (3,1)	732280140
BCCS85S (3,1)	732280150
BCCS101S (3,1)	732280160
BCCS95X (2,3)	732280170
BCCS65SU (2,3)	732280180
BCCS85Y (2,3)	732280190

**- BCCC**

Modelo	Código
BCCC82Y (1,9)	738750010
BCCC85Y (2,2)	738750020
BCCC96Y (2,9)	738750030
BCCC51E (2,3)	738750040
BCCC96S (2,9)	738750050
BCCC89L (2,2)	738750060
BCCC84L (1,9)	738750070
BCCC65S (2,2)	738750080
BCCC101S (2,7)	738750090
BCCC94SM (2,7)	738750100
BCCC112SU (2,7)	738750110
BCCC94SS (2,2)	738750120
BCCC108L (2,2)	738750130
BCCC84Q (3,1)	738750140

**- BCCQ**

Modelo	Código
BCCQ67H (2,3)	738760000

**- BAB**

Modelo	Código
BAB11N	732300000
BAB14N	732290000