



Serratus Long

PT-BR N.º ANVISA: 80356139026

MORCELADOR
AUTOMATIZADO PARA
PROCEDIMENTOS
UROLÓGICOS



Rev. 00.1

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Serratus Long fornece um método para a realização da morcelação da próstata em procedimentos urológicos de enucleação endoscópica da próstata, sendo indicado para o tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata, pela via de acesso uretral.

A Cânula de Morcelação MPU em conjunto com o Tubo para Aspiração, presentes no Serratus Long, possibilitam a realização da morcelação de maneira automatizada após a enucleação, pela via de acesso uretral sem a necessidade de incisões, reduzindo, desta forma, o tempo de recuperação do paciente.




Serratus Long

Possui dimensões compatíveis com diferentes nefroscópios presentes no mercado.


CÂNULA DE MORCELAÇÃO MPU

Indicação: A Cânula de Morcelação possui a função de realizar a morcelação da próstata após a enucleação.

Tipo de Encaixe: R



390 mm de comprimento



Geometria da ponta cortante otimizada para uma morcelação eficiente e segura.



TUBO PARA ASPIRAÇÃO

Indicação: Possibilita a aspiração do tecido morcelado pela Cânula de Morcelação.

Comprimento: 3m

Especificações Técnicas

Esterilizado por: Óxido de Etileno
Validade da esterilização: 2 anos


SACA TECIDO


O Saca Tecido pode ser utilizado para desentupir a Cânula de Morcelação MPU fazendo com que o tecido siga para o Tubo de Aspiração.


 RAZEK



ESCANEE O
QR CODE PARA
SABER MAIS.

 www.razek.com.br

 +55 16 2107 2345

 +55 16 2107 2346