

**Brocas  
Diamantadas  
Razek**



**PROIBIDO  
REPROCESSAR**

**STERILE R**

**PRODUTO ESTÉRIL**

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek, em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico [www.razek.com.br](http://www.razek.com.br), no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail [posvenda1@razek.com.br](mailto:posvenda1@razek.com.br).



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

## **FUNÇÃO E INDICAÇÃO**

---

A família de Brocas Diamantadas Razek tem por finalidade realizar acabamento, desbaste e raspagem óssea em procedimentos cirúrgicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

## **CLASSIFICAÇÃO**

---

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificação: Regra 6 – Classe II

## **ESPECIFICAÇÕES**

---

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilização: 3 anos

## **SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES**

---



A utilização de uma força excessiva no momento da inserção das Brocas Diamantadas Razek poderá fazer com que a broca dobre ou quebre, causando lesões no operador;



Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar as Brocas Diamantadas Razek;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



Nunca utilize um produto que apresente superaquecimento;



A substituição das brocas deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;



O operador deverá manipular as Brocas Diamantadas Razek com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas. Todas as vezes que for necessário manipular as Brocas Diamantadas Razek, use sua haste, que está fixada na peça de mão;



**NÃO REUTILIZE O PRODUTO, POIS O  
MESMO É DE USO ÚNICO;**



**PROIBIDO REPROCESSAR;**



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado.


## **BROCAS DIAMANTADAS RAZEK**

A família das Brocas Diamantadas Razek apresenta diferentes tipos de encaixe. A seguir estão indicados os tipos de encaixe. Deste modo, o usuário poderá facilmente identificar a broca necessária para cada equipamento.

### ▪ Encaixe R



### ▪ Encaixe H



### ▪ Encaixe J



### ▪ Encaixe T




### ▪ Encaixe O



### ▪ Encaixe S



### ▪ Encaixe X



### ▪ Encaixe A



### ▪ Encaixe D



### ▪ Encaixe L



### ▪ Encaixe U



### ▪ Encaixe Q



### ▪ Encaixe E



### ▪ Encaixe B



### ▪ Encaixe K



### ▪ Encaixe Y



## ▪ Encaixe W



## MODELOS

Os modelos da família das brocas serão diferenciados pelo comprimento, tipo de encaixe, e diâmetro. A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis.

## ▪ BHC



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 / 55 / 70 / 85\* / 95 / 115 / 125 / 145\*\* / 150 / 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,4 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,1 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 (mm)

\*Comprimento disponível apenas para os encaixes B, Q e U.

\*\*Comprimento disponível apenas para o encaixe Q.

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

## PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

Insira a broca seguindo as instruções fornecidas no manual da peça de mão selecionada.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do método e do procedimento cirúrgico, e dessa forma cabe ao cirurgião a escolha final do método e materiais a serem empregados.



Consulte o Manual do Usuário da peça de mão selecionada.

## PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

Retirar a broca da peça de mão.



**Após o uso do produto, o mesmo deverá ser descartado.**

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

## DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado

indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

## VALIDADE

---

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

## SÍMBOLOS UTILIZADOS

---



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade  
do produto



Proibido reprocessar



Produto esterilizado  
através de radiação



Fabricado por



Manter seco

## MODELOS COMERCIAIS

### ▪ BHC

Códigos	Modelos
972560000	BHC44,5R (0,6)
972570000	BHC44,5R (0,7)
972580000	BHC44,5R (0,8)
972590000	BHC44,5R (1,0)
972600000	BHC44,5R (1,4)
972610000	BHC44,5R (1,5)
972620000	BHC44,5R (1,8)
972630000	BHC44,5R (2,0)
972640000	BHC44,5R (2,3)
972650000	BHC44,5R (2,5)
972660000	BHC44,5R (2,7)
972670000	BHC44,5R (3,0)
972680000	BHC44,5R (3,1)
972690000	BHC44,5R (3,5)
972700000	BHC44,5R (4,0)
972710000	BHC44,5R (4,5)
972720000	BHC44,5R (5,0)
972730000	BHC44,5R (5,5)
972740000	BHC44,5R (6,0)
972750000	BHC55R (0,6)
972760000	BHC55R (0,7)
972770000	BHC55R (0,8)
972780000	BHC55R (1,0)
972790000	BHC55R (1,4)
972800000	BHC55R (1,5)
972810000	BHC55R (1,8)
972820000	BHC55R (2,0)
972830000	BHC55R (2,3)
972840000	BHC55R (2,5)
972850000	BHC55R (2,7)
972860000	BHC55R (3,0)
972870000	BHC55R (3,1)
972880000	BHC55R (3,5)
972890000	BHC55R (4,0)
972900000	BHC55R (4,5)
972910000	BHC55R (5,0)
972920000	BHC55R (5,5)

972930000	BHC55R (6,0)
972940000	BHC70R (0,6)
972950000	BHC70R (0,7)
972960000	BHC70R (0,8)
972970000	BHC70R (1,0)
972980000	BHC70R (1,4)
972990000	BHC70R (1,5)
973000000	BHC70R (1,8)
973010000	BHC70R (2,0)
973020000	BHC70R (2,3)
973030000	BHC70R (2,5)
973040000	BHC70R (2,7)
973050000	BHC70R (3,0)
973060000	BHC70R (3,1)
973070000	BHC70R (3,5)
973080000	BHC70R (4,0)
973090000	BHC70R (4,5)
973100000	BHC70R (5,0)
973110000	BHC70R (5,5)
973120000	BHC70R (6,0)
973130000	BHC95R (0,6)
973140000	BHC95R (0,7)
973150000	BHC95R (0,8)
973160000	BHC95R (1,0)
973170000	BHC95R (1,4)
973180000	BHC95R (1,5)
973190000	BHC95R (1,8)
973200000	BHC95R (2,0)
973210000	BHC95R (2,3)
973220000	BHC95R (2,5)
973230000	BHC95R (2,7)
973240000	BHC95R (3,0)
973250000	BHC95R (3,1)
973260000	BHC95R (3,5)
973270000	BHC95R (4,0)
973280000	BHC95R (4,5)
973290000	BHC95R (5,0)
973300000	BHC95R (5,5)
973310000	BHC95R (6,0)
978900010	BHC 115R (0,6)

978900020	BHC 115R (0,7)
978900030	BHC 115R (0,8)
978900040	BHC 115R (1,0)
978900050	BHC 115R (1,4)
978900060	BHC 115R (1,5)
978900070	BHC 115R (1,8)
978900080	BHC 115R (2,0)
978900090	BHC 115R (2,3)
978900100	BHC 115R (2,5)
978900110	BHC 115R (2,7)
978900120	BHC 115R (3,0)
978900130	BHC 115R (3,1)
978900140	BHC 115R (3,5)
978900150	BHC 115R (4,0)
978900160	BHC 115R (4,5)
978900170	BHC 115R (5,0)
978900180	BHC 115R (5,5)
978900190	BHC 115R (6,0)
973320000	BHC 125R (0,6)
973330000	BHC 125R (0,7)
973340000	BHC 125R (0,8)
973400000	BHC 125R (1,0)
973350000	BHC 125R (1,4)
973360000	BHC 125R (1,5)
973370000	BHC 125R (1,8)
973380000	BHC 125R (2,0)
973390000	BHC 125R (2,3)
973410000	BHC 125R (2,5)
973420000	BHC 125R (2,7)
973430000	BHC 125R (3,0)
973440000	BHC 125R (3,1)
973450000	BHC 125R (3,5)
973460000	BHC 125R (4,0)
973470000	BHC 125R (4,5)
973480000	BHC 125R (5,0)
973490000	BHC 125R (5,5)
973500000	BHC 125R (6,0)
978430000	BHC 150R (0,6)
978430100	BHC 150R (0,7)
978430200	BHC 150R (0,8)

978430300	BHC 150R (1,0)
978430400	BHC 150R (1,4)
978430500	BHC 150R (1,5)
978430600	BHC 150R (1,8)
978430700	BHC 150R (2,0)
978430800	BHC 150R (2,3)
978430900	BHC 150R (2,5)
978431000	BHC 150R (2,7)
978431100	BHC 150R (3,0)
978431200	BHC 150R (3,1)
978431300	BHC 150R (3,5)
978431400	BHC 150R (4,0)
978431500	BHC 150R (4,5)
978431600	BHC 150R (5,0)
978431700	BHC 150R (5,5)
978431800	BHC 150R (6,0)
978430000	BHC 150R (0,6)
978440000	BHC 180R (0,6)
978440100	BHC 180R (0,7)
978440200	BHC 180R (0,8)
978440300	BHC 180R (1,0)
978440400	BHC 180R (1,4)
978440500	BHC 180R (1,5)
978440600	BHC 180R (1,8)
978440700	BHC 180R (2,0)
978440800	BHC 180R (2,3)
978440900	BHC 180R (2,5)
978441000	BHC 180R (2,7)
978441100	BHC 180R (3,0)
978441200	BHC 180R (3,1)
978441300	BHC 180R (3,5)
978441400	BHC 180R (4,0)
978441500	BHC 180R (4,5)
978441600	BHC 180R (5,0)
978441700	BHC 180R (5,5)
978441800	BHC 180R (6,0)
978440000	BHC 180R (0,6)
973510000	BHC 44,5H (0,6)
973520000	BHC 44,5H (0,7)
973530000	BHC 44,5H (0,8)

973540000	BHC44,5H (1,0)
973550000	BHC44,5H (1,4)
973560000	BHC44,5H (1,5)
973570000	BHC44,5H (1,8)
973580000	BHC44,5H (2,0)
973590000	BHC44,5H (2,3)
973600000	BHC44,5H (2,5)
973610000	BHC44,5H (2,7)
973620000	BHC44,5H (3,0)
973630000	BHC44,5H (3,1)
973640000	BHC44,5H (3,5)
973650000	BHC44,5H (4,0)
973660000	BHC44,5H (4,5)
973670000	BHC44,5H (5,0)
973680000	BHC44,5H (5,5)
973690000	BHC44,5H (6,0)
973700000	BHC55H (0,6)
973710000	BHC55H (0,7)
973720000	BHC55H (0,8)
973730000	BHC55H (1,0)
973740000	BHC55H (1,4)
973750000	BHC55H (1,5)
973760000	BHC55H (1,8)
973770000	BHC55H (2,0)
973780000	BHC55H (2,3)
973790000	BHC55H (2,5)
973800000	BHC55H (2,7)
973810000	BHC55H (3,0)
973820000	BHC55H (3,1)
973830000	BHC55H (3,5)
973840000	BHC55H (4,0)
973850000	BHC55H (4,5)
973860000	BHC55H (5,0)
973870000	BHC55H (5,5)
973880000	BHC55H (6,0)
973890000	BHC70H (0,6)
973900000	BHC70H (0,7)
973910000	BHC70H (0,8)
973920000	BHC70H (1,0)
973930000	BHC70H (1,4)

973940000	BHC70H (1,5)
973950000	BHC70H (1,8)
973960000	BHC70H (2,0)
973970000	BHC70H (2,3)
973980000	BHC70H (2,5)
973990000	BHC70H (2,7)
974000000	BHC70H (3,0)
974010000	BHC70H (3,1)
974020000	BHC70H (3,5)
974030000	BHC70H (4,0)
974040000	BHC70H (4,5)
974050000	BHC70H (5,0)
974060000	BHC70H (5,5)
974070000	BHC70H (6,0)
974080000	BHC95H (0,6)
974090000	BHC95H (0,7)
974100000	BHC95H (0,8)
974110000	BHC95H (1,0)
974120000	BHC95H (1,4)
974130000	BHC95H (1,5)
974140000	BHC95H (1,8)
974150000	BHC95H (2,0)
974160000	BHC95H (2,3)
974170000	BHC95H (2,5)
974180000	BHC95H (2,7)
974190000	BHC95H (3,0)
974200000	BHC95H (3,1)
974210000	BHC95H (3,5)
974220000	BHC95H (4,0)
974230000	BHC95H (4,5)
974240000	BHC95H (5,0)
974250000	BHC95H (5,5)
974260000	BHC95H (6,0)
978910010	BHC115H (0,6)
978910020	BHC115H (0,7)
978910030	BHC115H (0,8)
978910040	BHC115H (1,0)
978910050	BHC115H (1,4)
978910060	BHC115H (1,5)
978910070	BHC115H (1,8)

978910080	BHC 115H (2,0)
978910090	BHC 115H (2,3)
978910100	BHC 115H (2,5)
978910110	BHC 115H (2,7)
978910120	BHC 115H (3,0)
978910130	BHC 115H (3,1)
978910140	BHC 115H (3,5)
978910150	BHC 115H (4,0)
978910160	BHC 115H (4,5)
978910170	BHC 115H (5,0)
978910180	BHC 115H (5,5)
978910190	BHC 115H (6,0)
974270000	BHC 125H (0,6)
974280000	BHC 125H (0,7)
974290000	BHC 125H (0,8)
974300000	BHC 125H (1,0)
974310000	BHC 125H (1,4)
974320000	BHC 125H (1,5)
974330000	BHC 125H (1,8)
974340000	BHC 125H (2,0)
974350000	BHC 125H (2,3)
974360000	BHC 125H (2,5)
974370000	BHC 125H (2,7)
974380000	BHC 125H (3,0)
974390000	BHC 125H (3,1)
974400000	BHC 125H (3,5)
974410000	BHC 125H (4,0)
974420000	BHC 125H (4,5)
974430000	BHC 125H (5,0)
974440000	BHC 125H (5,5)
974450000	BHC 125H (6,0)
978800000	BHC 150H (0,6)
978800100	BHC 150H (0,7)
978800200	BHC 150H (0,8)
978800300	BHC 150H (1,0)
978800400	BHC 150H (1,4)
978800500	BHC 150H (1,5)
978800600	BHC 150H (1,8)
978800700	BHC 150H (2,0)
978800800	BHC 150H (2,3)

978800900	BHC 150H (2,5)
978801000	BHC 150H (2,7)
978801100	BHC 150H (3,0)
978801200	BHC 150H (3,1)
978801300	BHC 150H (3,5)
978801400	BHC 150H (4,0)
978801500	BHC 150H (4,5)
978801600	BHC 150H (5,0)
978801700	BHC 150H (5,5)
978801800	BHC 150H (6,0)
978810000	BHC 180H (0,6)
978810100	BHC 180H (0,7)
978810200	BHC 180H (0,8)
978810300	BHC 180H (1,0)
978810400	BHC 180H (1,4)
978810500	BHC 180H (1,5)
978810600	BHC 180H (1,8)
978810700	BHC 180H (2,0)
978810800	BHC 180H (2,3)
978810900	BHC 180H (2,5)
978811000	BHC 180H (2,7)
978811100	BHC 180H (3,0)
978811200	BHC 180H (3,1)
978811300	BHC 180H (3,5)
978811400	BHC 180H (4,0)
978811500	BHC 180H (4,5)
978811600	BHC 180H (5,0)
978811700	BHC 180H (5,5)
978811800	BHC 180H (6,0)
974460000	BHC 44,5J (0,6)
974470000	BHC 44,5J (0,7)
974480000	BHC 44,5J (0,8)
974490000	BHC 44,5J (1,0)
974500000	BHC 44,5J (1,4)
974510000	BHC 44,5J (1,5)
974520000	BHC 44,5J (1,8)
974530000	BHC 44,5J (2,0)
974540000	BHC 44,5J (2,3)
974550000	BHC 44,5J (2,5)
974560000	BHC 44,5J (2,7)

974570000	BHC44,5J (3,0)
974580000	BHC44,5J (3,1)
974590000	BHC44,5J (3,5)
974600000	BHC44,5J (4,0)
974610000	BHC44,5J (4,5)
974620000	BHC44,5J (5,0)
974630000	BHC44,5J (5,5)
974640000	BHC44,5J (6,0)
974650000	BHC55J (0,6)
974660000	BHC55J (0,7)
974670000	BHC55J (0,8)
974680000	BHC55J (1,0)
974690000	BHC55J (1,4)
974700000	BHC55J (1,5)
974710000	BHC55J (1,8)
974720000	BHC55J (2,0)
974730000	BHC55J (2,3)
974740000	BHC55J (2,5)
974750000	BHC55J (2,7)
974760000	BHC55J (3,0)
974770000	BHC55J (3,1)
974780000	BHC55J (3,5)
974790000	BHC55J (4,0)
974800000	BHC55J (4,5)
974810000	BHC55J (5,0)
974820000	BHC55J (5,5)
974830000	BHC55J (6,0)
974840000	BHC70J (0,6)
974850000	BHC70J (0,7)
974860000	BHC70J (0,8)
974870000	BHC70J (1,0)
974880000	BHC70J (1,4)
974890000	BHC70J (1,5)
974900000	BHC70J (1,8)
974910000	BHC70J (2,0)
974920000	BHC70J (2,3)
974930000	BHC70J (2,5)
974940000	BHC70J (2,7)
974950000	BHC70J (3,0)
974960000	BHC70J (3,1)

974970000	BHC70J (3,5)
974980000	BHC70J (4,0)
974990000	BHC70J (4,5)
975000000	BHC70J (5,0)
975010000	BHC70J (5,5)
975020000	BHC70J (6,0)
975030000	BHC95J (0,6)
975040000	BHC95J (0,7)
975050000	BHC95J (0,8)
975060000	BHC95J (1,0)
975070000	BHC95J (1,4)
975080000	BHC95J (1,5)
975090000	BHC95J (1,8)
975100000	BHC95J (2,0)
975110000	BHC95J (2,3)
975120000	BHC95J (2,5)
975130000	BHC95J (2,7)
975140000	BHC95J (3,0)
975150000	BHC95J (3,1)
975160000	BHC95J (3,5)
975170000	BHC95J (4,0)
975180000	BHC95J (4,5)
975190000	BHC95J (5,0)
975200000	BHC95J (5,5)
975210000	BHC95J (6,0)
978920010	BHC115J (0,6)
978920020	BHC115J (0,7)
978920030	BHC115J (0,8)
978920040	BHC115J (1,0)
978920050	BHC115J (1,4)
978920060	BHC115J (1,5)
978920070	BHC115J (1,8)
978920080	BHC115J (2,0)
978920090	BHC115J (2,3)
978920100	BHC115J (2,5)
978920110	BHC115J (2,7)
978920120	BHC115J (3,0)
978920130	BHC115J (3,1)
978920140	BHC115J (3,5)
978920150	BHC115J (4,0)

978920160	BHC115J (4,5)
978920170	BHC115J (5,0)
978920180	BHC115J (5,5)
978920190	BHC115J (6,0)
975220000	BHC125J (0,6)
975230000	BHC125J (0,7)
975240000	BHC125J (0,8)
975250000	BHC125J (1,0)
975260000	BHC125J (1,4)
975270000	BHC125J (1,5)
975280000	BHC125J (1,8)
975290000	BHC125J (2,0)
975300000	BHC125J (2,3)
975310000	BHC125J (2,5)
975320000	BHC125J (2,7)
975330000	BHC125J (3,0)
975340000	BHC125J (3,1)
975350000	BHC125J (3,5)
975360000	BHC125J (4,0)
975370000	BHC125J (4,5)
975380000	BHC125J (5,0)
975390000	BHC125J (5,5)
975400000	BHC125J (6,0)
978450000	BHC150J (0,6)
978450100	BHC150J (0,7)
978450200	BHC150J (0,8)
978450300	BHC150J (1,0)
978450400	BHC150J (1,4)
978450500	BHC150J (1,5)
978450600	BHC150J (1,8)
978450700	BHC150J (2,0)
978450800	BHC150J (2,3)
978450900	BHC150J (2,5)
978451000	BHC150J (2,7)
978451100	BHC150J (3,0)
978451200	BHC150J (3,1)
978451300	BHC150J (3,5)
978451400	BHC150J (4,0)
978451500	BHC150J (4,5)
978451600	BHC150J (5,0)

978451700	BHC150J (5,5)
978451800	BHC150J (6,0)
978460000	BHC180J (0,6)
978460100	BHC180J (0,7)
978460200	BHC180J (0,8)
978460300	BHC180J (1,0)
978460400	BHC180J (1,4)
978460500	BHC180J (1,5)
978460600	BHC180J (1,8)
978460700	BHC180J (2,0)
978460800	BHC180J (2,3)
978460900	BHC180J (2,5)
978461000	BHC180J (2,7)
978461100	BHC180J (3,0)
978461200	BHC180J (3,1)
978461300	BHC180J (3,5)
978461400	BHC180J (4,0)
978461500	BHC180J (4,5)
978461600	BHC180J (5,0)
978461700	BHC180J (5,5)
978461800	BHC180J (6,0)
975410000	BHC44,5T (0,6)
975420000	BHC44,5T (0,7)
975430000	BHC44,5T (0,8)
975440000	BHC44,5T (1,0)
975450000	BHC44,5T (1,4)
975460000	BHC44,5T (1,5)
975470000	BHC44,5T (1,8)
975480000	BHC44,5T (2,0)
975490000	BHC44,5T (2,3)
975500000	BHC44,5T (2,5)
975510000	BHC44,5T (2,7)
975520000	BHC44,5T (3,0)
975530000	BHC44,5T (3,1)
975540000	BHC44,5T (3,5)
975550000	BHC44,5T (4,0)
975560000	BHC44,5T (4,5)
975570000	BHC44,5T (5,0)
975580000	BHC44,5T (5,5)
975590000	BHC44,5T (6,0)

975600000	BHC55T (0,6)
975610000	BHC55T (0,7)
975620000	BHC55T (0,8)
975630000	BHC55T (1,0)
975640000	BHC55T (1,4)
975650000	BHC55T (1,5)
975660000	BHC55T (1,8)
975670000	BHC55T (2,0)
975680000	BHC55T (2,3)
975690000	BHC55T (2,5)
975700000	BHC55T (2,7)
975710000	BHC55T (3,0)
975720000	BHC55T (3,1)
975730000	BHC55T (3,5)
975740000	BHC55T (4,0)
975750000	BHC55T (4,5)
975760000	BHC55T (5,0)
975770000	BHC55T (5,5)
975780000	BHC55T (6,0)
975790000	BHC70T (0,6)
975800000	BHC70T (0,7)
975810000	BHC70T (0,8)
975820000	BHC70T (1,0)
975830000	BHC70T (1,4)
975840000	BHC70T (1,5)
975850000	BHC70T (1,8)
975860000	BHC70T (2,0)
975870000	BHC70T (2,3)
975880000	BHC70T (2,5)
975890000	BHC70T (2,7)
975900000	BHC70T (3,0)
975910000	BHC70T (3,1)
975920000	BHC70T (3,5)
975930000	BHC70T (4,0)
975940000	BHC70T (4,5)
975950000	BHC70T (5,0)
975960000	BHC70T (5,5)
975970000	BHC70T (6,0)
975980000	BHC95T (0,6)
975990000	BHC95T (0,7)

976000000	BHC95T (0,8)
976010000	BHC95T (1,0)
976020000	BHC95T (1,4)
976030000	BHC95T (1,5)
976040000	BHC95T (1,8)
976050000	BHC95T (2,0)
976060000	BHC95T (2,3)
976070000	BHC95T (2,5)
976080000	BHC95T (2,7)
976090000	BHC95T (3,0)
976100000	BHC95T (3,1)
976110000	BHC95T (3,5)
976120000	BHC95T (4,0)
976130000	BHC95T (4,5)
976140000	BHC95T (5,0)
976150000	BHC95T (5,5)
976160000	BHC95T (6,0)
978930010	BHC115T (0,6)
978930020	BHC115T (0,7)
978930030	BHC115T (0,8)
978930040	BHC115T (1,0)
978930050	BHC115T (1,4)
978930060	BHC115T (1,5)
978930070	BHC115T (1,8)
978930080	BHC115T (2,0)
978930090	BHC115T (2,3)
978930100	BHC115T (2,5)
978930110	BHC115T (2,7)
978930120	BHC115T (3,0)
978930130	BHC115T (3,1)
978930140	BHC115T (3,5)
978930150	BHC115T (4,0)
978930160	BHC115T (4,5)
978930170	BHC115T (5,0)
978930180	BHC115T (5,5)
978930190	BHC115T (6,0)
976170000	BHC125T (0,6)
976180000	BHC125T (0,7)
976190000	BHC125T (0,8)
976200000	BHC125T (1,0)

976210000	BHC125T (1,4)
976220000	BHC125T (1,5)
976230000	BHC125T (1,8)
976240000	BHC125T (2,0)
976250000	BHC125T (2,3)
976260000	BHC125T (2,5)
976270000	BHC125T (2,7)
976280000	BHC125T (3,0)
976290000	BHC125T (3,1)
976300000	BHC125T (3,5)
976310000	BHC125T (4,0)
976320000	BHC125T (4,5)
976330000	BHC125T (5,0)
976340000	BHC125T (5,5)
976350000	BHC125T (6,0)
978470000	BHC150T (0,6)
978470100	BHC150T (0,7)
978470200	BHC150T (0,8)
978470300	BHC150T (1,0)
978470400	BHC150T (1,4)
978470500	BHC150T (1,5)
978470600	BHC150T (1,8)
978470700	BHC150T (2,0)
978470800	BHC150T (2,3)
978470900	BHC150T (2,5)
978471000	BHC150T (2,7)
978471100	BHC150T (3,0)
978471200	BHC150T (3,1)
978471300	BHC150T (3,5)
978471400	BHC150T (4,0)
978471500	BHC150T (4,5)
978471600	BHC150T (5,0)
978471700	BHC150T (5,5)
978471800	BHC150T (6,0)
978480000	BHC180T (0,6)
978480100	BHC180T (0,7)
978480200	BHC180T (0,8)
978480300	BHC180T (1,0)
978480400	BHC180T (1,4)
978480500	BHC180T (1,5)

978480600	BHC180T (1,8)
978480700	BHC180T (2,0)
978480800	BHC180T (2,3)
978480900	BHC180T (2,5)
978481000	BHC180T (2,7)
978481100	BHC180T (3,0)
978481200	BHC180T (3,1)
978481300	BHC180T (3,5)
978481400	BHC180T (4,0)
978481500	BHC180T (4,5)
978481600	BHC180T (5,0)
978481700	BHC180T (5,5)
978481800	BHC180T (6,0)
976360000	BHC44,50 (0,6)
976370000	BHC44,50 (0,7)
976380000	BHC44,50 (0,8)
976390000	BHC44,50 (1,0)
976400000	BHC44,50 (1,4)
976410000	BHC44,50 (1,5)
976420000	BHC44,50 (1,8)
976430000	BHC44,50 (2,0)
976440000	BHC44,50 (2,3)
976450000	BHC44,50 (2,5)
976460000	BHC44,50 (2,7)
976470000	BHC44,50 (3,0)
976480000	BHC44,50 (3,1)
976490000	BHC44,50 (3,5)
976500000	BHC44,50 (4,0)
976510000	BHC44,50 (4,5)
976520000	BHC44,50 (5,0)
976530000	BHC44,50 (5,5)
976540000	BHC44,50 (6,0)
976550000	BHC550 (0,6)
976560000	BHC550 (0,7)
976570000	BHC550 (0,8)
976580000	BHC550 (1,0)
976590000	BHC550 (1,4)
976600000	BHC550 (1,5)
976610000	BHC550 (1,8)
976620000	BHC550 (2,0)

976630000	BHC550 (2,3)
976640000	BHC550 (2,5)
976650000	BHC550 (2,7)
976660000	BHC550 (3,0)
976670000	BHC550 (3,1)
976680000	BHC550 (3,5)
976690000	BHC550 (4,0)
976700000	BHC550 (4,5)
976710000	BHC550 (5,0)
976720000	BHC550 (5,5)
976730000	BHC550 (6,0)
976740000	BHC700 (0,6)
976750000	BHC700 (0,7)
976760000	BHC700 (0,8)
976770000	BHC700 (1,0)
976780000	BHC700 (1,4)
976790000	BHC700 (1,5)
976800000	BHC700 (1,8)
976810000	BHC700 (2,0)
976820000	BHC700 (2,3)
976830000	BHC700 (2,5)
976840000	BHC700 (2,7)
976850000	BHC700 (3,0)
976860000	BHC700 (3,1)
976870000	BHC700 (3,5)
976880000	BHC700 (4,0)
976890000	BHC700 (4,5)
976900000	BHC700 (5,0)
976910000	BHC700 (5,5)
976920000	BHC700 (6,0)
976930000	BHC950 (0,6)
976940000	BHC950 (0,7)
976950000	BHC950 (0,8)
976960000	BHC950 (1,0)
976970000	BHC950 (1,4)
976980000	BHC950 (1,5)
976990000	BHC950 (1,8)
977010000	BHC950 (2,0)
977020000	BHC950 (2,3)
977030000	BHC950 (2,5)

977040000	BHC950 (2,7)
977050000	BHC950 (3,0)
977060000	BHC950 (3,1)
977070000	BHC950 (3,5)
977080000	BHC950 (4,0)
977090000	BHC950 (4,5)
977100000	BHC950 (5,0)
977110000	BHC950 (5,5)
977120000	BHC950 (6,0)
978940010	BHC1150 (0,6)
978940020	BHC1150 (0,7)
978940030	BHC1150 (0,8)
978940040	BHC1150 (1,0)
978940050	BHC1150 (1,4)
978940060	BHC1150 (1,5)
978940070	BHC1150 (1,8)
978940080	BHC1150 (2,0)
978940090	BHC1150 (2,3)
978940100	BHC1150 (2,5)
978940110	BHC1150 (2,7)
978940120	BHC1150 (3,0)
978940130	BHC1150 (3,1)
978940140	BHC1150 (3,5)
978940150	BHC1150 (4,0)
978940160	BHC1150 (4,5)
978940170	BHC1150 (5,0)
978940180	BHC1150 (5,5)
978940190	BHC1150 (6,0)
977130000	BHC1250 (0,6)
977140000	BHC1250 (0,7)
977150000	BHC1250 (0,8)
977160000	BHC1250 (1,0)
977170000	BHC1250 (1,4)
977180000	BHC1250 (1,5)
977190000	BHC1250 (1,8)
977200000	BHC1250 (2,0)
977210000	BHC1250 (2,3)
977220000	BHC1250 (2,5)
977230000	BHC1250 (2,7)
977240000	BHC1250 (3,0)

977250000	BHC1250 (3,1)
977260000	BHC1250 (3,5)
977270000	BHC1250 (4,0)
977280000	BHC1250 (4,5)
977290000	BHC1250 (5,0)
977300000	BHC1250 (5,5)
977310000	BHC1250 (6,0)
978490000	BHC1500 (0,6)
978490100	BHC1500 (0,7)
978490200	BHC1500 (0,8)
978490300	BHC1500 (1,0)
978490400	BHC1500 (1,4)
978490500	BHC1500 (1,5)
978490600	BHC1500 (1,8)
978490700	BHC1500 (2,0)
978490800	BHC1500 (2,3)
978490900	BHC1500 (2,5)
978491000	BHC1500 (2,7)
978491100	BHC1500 (3,0)
978491200	BHC1500 (3,1)
978491300	BHC1500 (3,5)
978491400	BHC1500 (4,0)
978491500	BHC1500 (4,5)
978491600	BHC1500 (5,0)
978491700	BHC1500 (5,5)
978491800	BHC1500 (6,0)
978500000	BHC1800 (0,6)
978500100	BHC1800 (0,7)
978500200	BHC1800 (0,8)
978500300	BHC1800 (1,0)
978500400	BHC1800 (1,4)
978500500	BHC1800 (1,5)
978500600	BHC1800 (1,8)
978500700	BHC1800 (2,0)
978500800	BHC1800 (2,3)
978500900	BHC1800 (2,5)
978501000	BHC1800 (2,7)
978501100	BHC1800 (3,0)
978501200	BHC1800 (3,1)
978501300	BHC1800 (3,5)

978501400	BHC1800 (4,0)
978501500	BHC1800 (4,5)
978501600	BHC1800 (5,0)
978501700	BHC1800 (5,5)
978501800	BHC1800 (6,0)
977320000	BHC44,5S (0,6)
977330000	BHC44,5S (0,7)
977340000	BHC44,5S (0,8)
977350000	BHC44,5S (1,0)
977360000	BHC44,5S (1,4)
977370000	BHC44,5S (1,5)
977380000	BHC44,5S (1,8)
977390000	BHC44,5S (2,0)
977400000	BHC44,5S (2,3)
977410000	BHC44,5S (2,5)
977420000	BHC44,5S (2,7)
977430000	BHC44,5S (3,0)
977440000	BHC44,5S (3,1)
977450000	BHC44,5S (3,5)
977460000	BHC44,5S (4,0)
977470000	BHC44,5S (4,5)
977480000	BHC44,5S (5,0)
977490000	BHC44,5S (5,5)
977500000	BHC44,5S (6,0)
977510000	BHC55S (0,6)
977520000	BHC55S (0,7)
977530000	BHC55S (0,8)
977540000	BHC55S (1,0)
977550000	BHC55S (1,4)
977560000	BHC55S (1,5)
977570000	BHC55S (1,8)
977580000	BHC55S (2,0)
977590000	BHC55S (2,3)
977600000	BHC55S (2,5)
977610000	BHC55S (2,7)
977620000	BHC55S (3,0)
977630000	BHC55S (3,1)
977640000	BHC55S (3,5)
977650000	BHC55S (4,0)
977660000	BHC55S (4,5)

977670000	BHC55S (5,0)
977680000	BHC55S (5,5)
977690000	BHC55S (6,0)
977700000	BHC70S (0,6)
977710000	BHC70S (0,7)
977720000	BHC70S (0,8)
977730000	BHC70S (1,0)
977740000	BHC70S (1,4)
977750000	BHC70S (1,5)
977760000	BHC70S (1,8)
977770000	BHC70S (2,0)
977780000	BHC70S (2,3)
977790000	BHC70S (2,5)
977800000	BHC70S (2,7)
977810000	BHC70S (3,0)
977820000	BHC70S (3,1)
977830000	BHC70S (3,5)
977840000	BHC70S (4,0)
977850000	BHC70S (4,5)
977860000	BHC70S (5,0)
977870000	BHC70S (5,5)
977880000	BHC70S (6,0)
977890000	BHC95S (0,6)
977900000	BHC95S (0,7)
977910000	BHC95S (0,8)
977920000	BHC95S (1,0)
977930000	BHC95S (1,4)
977940000	BHC95S (1,5)
977950000	BHC95S (1,8)
977960000	BHC95S (2,0)
977970000	BHC95S (2,3)
977980000	BHC95S (2,5)
977990000	BHC95S (2,7)
978010000	BHC95S (3,0)
978020000	BHC95S (3,1)
978030000	BHC95S (3,5)
978040000	BHC95S (4,0)
978050000	BHC95S (4,5)
978060000	BHC95S (5,0)
978070000	BHC95S (5,5)

978080000	BHC95S (6,0)
978950010	BHC115S (0,6)
978950020	BHC115S (0,7)
978950030	BHC115S (0,8)
978950040	BHC115S (1,0)
978950050	BHC115S (1,4)
978950060	BHC115S (1,5)
978950070	BHC115S (1,8)
978950080	BHC115S (2,0)
978950090	BHC115S (2,3)
978950100	BHC115S (2,5)
978950110	BHC115S (2,7)
978950120	BHC115S (3,0)
978950130	BHC115S (3,1)
978950140	BHC115S (3,5)
978950150	BHC115S (4,0)
978950160	BHC115S (4,5)
978950170	BHC115S (5,0)
978950180	BHC115S (5,5)
978950190	BHC115S (6,0)
978090000	BHC125S (0,6)
978100000	BHC125S (0,7)
978110000	BHC125S (0,8)
978120000	BHC125S (1,0)
978130000	BHC125S (1,4)
978140000	BHC125S (1,5)
978150000	BHC125S (1,8)
978160000	BHC125S (2,0)
978170000	BHC125S (2,3)
978180000	BHC125S (2,5)
978190000	BHC125S (2,7)
978200000	BHC125S (3,0)
978210000	BHC125S (3,1)
978220000	BHC125S (3,5)
978230000	BHC125S (4,0)
978240000	BHC125S (4,5)
978250000	BHC125S (5,0)
978260000	BHC125S (5,5)
978270000	BHC125S (6,0)
978580000	BHC150S (0,6)

978580100	BHC150S (0,7)
978580200	BHC150S (0,8)
978580300	BHC150S (1,0)
978580400	BHC150S (1,4)
978580500	BHC150S (1,5)
978580600	BHC150S (1,8)
978580700	BHC150S (2,0)
978580800	BHC150S (2,3)
978580900	BHC150S (2,5)
978581000	BHC150S (2,7)
978581100	BHC150S (3,0)
978581200	BHC150S (3,1)
978581300	BHC150S (3,5)
978581400	BHC150S (4,0)
978581500	BHC150S (4,5)
978581600	BHC150S (5,0)
978581700	BHC150S (5,5)
978581800	BHC150S (6,0)
978590000	BHC180S (0,6)
978590100	BHC180S (0,7)
978590200	BHC180S (0,8)
978590300	BHC180S (1,0)
978590400	BHC180S (1,4)
978590500	BHC180S (1,5)
978590600	BHC180S (1,8)
978590700	BHC180S (2,0)
978590800	BHC180S (2,3)
978590900	BHC180S (2,5)
978591000	BHC180S (2,7)
978591100	BHC180S (3,0)
978591200	BHC180S (3,1)
978591300	BHC180S (3,5)
978591400	BHC180S (4,0)
978591500	BHC180S (4,5)
978591600	BHC180S (5,0)
978591700	BHC180S (5,5)
978591800	BHC180S (6,0)
978600000	BHC44,5X (0,6)
978600100	BHC44,5X (0,7)
978600200	BHC44,5X (0,8)

978600300	BHC44,5X (1,0)
978600400	BHC44,5X (1,4)
978600500	BHC44,5X (1,5)
978600600	BHC44,5X (1,8)
978600700	BHC44,5X (2,0)
978600800	BHC44,5X (2,3)
978600900	BHC44,5X (2,5)
978601000	BHC44,5X (2,7)
978601100	BHC44,5X (3,0)
978601200	BHC44,5X (3,1)
978601300	BHC44,5X (3,5)
978601400	BHC44,5X (4,0)
978601500	BHC44,5X (4,5)
978601600	BHC44,5X (5,0)
978601700	BHC44,5X (5,5)
978601800	BHC44,5X (6,0)
978290000	BHC55X (0,6)
978290100	BHC55X (0,7)
978290200	BHC55X (0,8)
978290300	BHC55X (1,0)
978290400	BHC55X (1,4)
978290500	BHC55X (1,5)
978290600	BHC55X (1,8)
978290700	BHC55X (2,0)
978290800	BHC55X (2,3)
978290900	BHC55X (2,5)
978291000	BHC55X (2,7)
978291100	BHC55X (3,0)
978291200	BHC55X (3,1)
978291300	BHC55X (3,5)
978291400	BHC55X (4,0)
978291500	BHC55X (4,5)
978291600	BHC55X (5,0)
978291700	BHC55X (5,5)
978291800	BHC55X (6,0)
978610000	BHC70X (0,6)
978610100	BHC70X (0,7)
978610200	BHC70X (0,8)
978610300	BHC70X (1,0)
978610400	BHC70X (1,4)

978610500	BHC70X (1,5)
978610600	BHC70X (1,8)
978610700	BHC70X (2,0)
978610800	BHC70X (2,3)
978610900	BHC70X (2,5)
978611000	BHC70X (2,7)
978611100	BHC70X (3,0)
978611200	BHC70X (3,1)
978611300	BHC70X (3,5)
978611400	BHC70X (4,0)
978611500	BHC70X (4,5)
978611600	BHC70X (5,0)
978611700	BHC70X (5,5)
978611800	BHC70X (6,0)
978620000	BHC95X (0,6)
978620100	BHC95X (0,7)
978620200	BHC95X (0,8)
978620300	BHC95X (1,0)
978620400	BHC95X (1,4)
978620500	BHC95X (1,5)
978620600	BHC95X (1,8)
978620700	BHC95X (2,0)
978620800	BHC95X (2,3)
978620900	BHC95X (2,5)
978621000	BHC95X (2,7)
978621100	BHC95X (3,0)
978621200	BHC95X (3,1)
978621300	BHC95X (3,5)
978621400	BHC95X (4,0)
978621500	BHC95X (4,5)
978621600	BHC95X (5,0)
978621700	BHC95X (5,5)
978621800	BHC95X (6,0)
978960010	BHC115X (0,6)
978960020	BHC115X (0,7)
978960030	BHC115X (0,8)
978960040	BHC115X (1,0)
978960050	BHC115X (1,4)
978960060	BHC115X (1,5)
978960070	BHC115X (1,8)

978960080	BHC115X (2,0)
978960090	BHC115X (2,3)
978960100	BHC115X (2,5)
978960110	BHC115X (2,7)
978960120	BHC115X (3,0)
978960130	BHC115X (3,1)
978960140	BHC115X (3,5)
978960150	BHC115X (4,0)
978960160	BHC115X (4,5)
978960170	BHC115X (5,0)
978960180	BHC115X (5,5)
978960190	BHC115X (6,0)
978630000	BHC125X (0,6)
978630100	BHC125X (0,7)
978630200	BHC125X (0,8)
978630300	BHC125X (1,0)
978630400	BHC125X (1,4)
978630500	BHC125X (1,5)
978630600	BHC125X (1,8)
978630700	BHC125X (2,0)
978630800	BHC125X (2,3)
978630900	BHC125X (2,5)
978631000	BHC125X (2,7)
978631100	BHC125X (3,0)
978631200	BHC125X (3,1)
978631300	BHC125X (3,5)
978631400	BHC125X (4,0)
978631500	BHC125X (4,5)
978631600	BHC125X (5,0)
978631700	BHC125X (5,5)
978631800	BHC125X (6,0)
978640000	BHC150X (0,6)
978640100	BHC150X (0,7)
978640200	BHC150X (0,8)
978640300	BHC150X (1,0)
978640400	BHC150X (1,4)
978640500	BHC150X (1,5)
978640600	BHC150X (1,8)
978640700	BHC150X (2,0)
978640800	BHC150X (2,3)

978640900	BHC150X (2,5)
978641000	BHC150X (2,7)
978641100	BHC150X (3,0)
978641200	BHC150X (3,1)
978641300	BHC150X (3,5)
978641400	BHC150X (4,0)
978641500	BHC150X (4,5)
978641600	BHC150X (5,0)
978641700	BHC150X (5,5)
978641800	BHC150X (6,0)
978650000	BHC180X (0,6)
978650100	BHC180X (0,7)
978650200	BHC180X (0,8)
978650300	BHC180X (1,0)
978650400	BHC180X (1,4)
978650500	BHC180X (1,5)
978650600	BHC180X (1,8)
978650700	BHC180X (2,0)
978650800	BHC180X (2,3)
978650900	BHC180X (2,5)
978651000	BHC180X (2,7)
978651100	BHC180X (3,0)
978651200	BHC180X (3,1)
978651300	BHC180X (3,5)
978651400	BHC180X (4,0)
978651500	BHC180X (4,5)
978651600	BHC180X (5,0)
978651700	BHC180X (5,5)
978651800	BHC180X (6,0)
978660000	BHC44,5A (0,6)
978660100	BHC44,5A (0,7)
978660200	BHC44,5A (0,8)
978660300	BHC44,5A (1,0)
978660400	BHC44,5A (1,4)
978660500	BHC44,5A (1,5)
978660600	BHC44,5A (1,8)
978660700	BHC44,5A (2,0)
978660800	BHC44,5A (2,3)
978660900	BHC44,5A (2,5)
978661000	BHC44,5A (2,7)

978661100	BHC44,5A (3,0)
978661200	BHC44,5A (3,1)
978661300	BHC44,5A (3,5)
978661400	BHC44,5A (4,0)
978661500	BHC44,5A (4,5)
978661600	BHC44,5A (5,0)
978661700	BHC44,5A (5,5)
978661800	BHC44,5A (6,0)
978670000	BHC55A (0,6)
978670100	BHC55A (0,7)
978670200	BHC55A (0,8)
978670300	BHC55A (1,0)
978670400	BHC55A (1,4)
978670500	BHC55A (1,5)
978670600	BHC55A (1,8)
978670700	BHC55A (2,0)
978670800	BHC55A (2,3)
978670900	BHC55A (2,5)
978671000	BHC55A (2,7)
978671100	BHC55A (3,0)
978671200	BHC55A (3,1)
978671300	BHC55A (3,5)
978671400	BHC55A (4,0)
978671500	BHC55A (4,5)
978671600	BHC55A (5,0)
978671700	BHC55A (5,5)
978671800	BHC55A (6,0)
978680000	BHC70A (0,6)
978680100	BHC70A (0,7)
978680200	BHC70A (0,8)
978680300	BHC70A (1,0)
978680400	BHC70A (1,4)
978680500	BHC70A (1,5)
978680600	BHC70A (1,8)
978680700	BHC70A (2,0)
978680800	BHC70A (2,3)
978680900	BHC70A (2,5)
978681000	BHC70A (2,7)
978681100	BHC70A (3,0)
978681200	BHC70A (3,1)

978681300	BHC70A (3,5)
978681400	BHC70A (4,0)
978681500	BHC70A (4,5)
978681600	BHC70A (5,0)
978681700	BHC70A (5,5)
978681800	BHC70A (6,0)
978690000	BHC95A (0,6)
978690100	BHC95A (0,7)
978690200	BHC95A (0,8)
978690300	BHC95A (1,0)
978690400	BHC95A (1,4)
978690500	BHC95A (1,5)
978690600	BHC95A (1,8)
978690700	BHC95A (2,0)
978690800	BHC95A (2,3)
978690900	BHC95A (2,5)
978691000	BHC95A (2,7)
978691100	BHC95A (3,0)
978691200	BHC95A (3,1)
978691300	BHC95A (3,5)
978691400	BHC95A (4,0)
978691500	BHC95A (4,5)
978691600	BHC95A (5,0)
978691700	BHC95A (5,5)
978691800	BHC95A (6,0)
978970010	BHC115A (0,6)
978970020	BHC115A (0,7)
978970030	BHC115A (0,8)
978970040	BHC115A (1,0)
978970050	BHC115A (1,4)
978970060	BHC115A (1,5)
978970070	BHC115A (1,8)
978970080	BHC115A (2,0)
978970090	BHC115A (2,3)
978970100	BHC115A (2,5)
978970110	BHC115A (2,7)
978970120	BHC115A (3,0)
978970130	BHC115A (3,1)
978970140	BHC115A (3,5)
978970150	BHC115A (4,0)

978970160	BHC115A (4,5)
978970170	BHC115A (5,0)
978970180	BHC115A (5,5)
978970190	BHC115A (6,0)
978700000	BHC125A (0,6)
978700100	BHC125A (0,7)
978700200	BHC125A (0,8)
978700300	BHC125A (1,0)
978700400	BHC125A (1,4)
978700500	BHC125A (1,5)
978700600	BHC125A (1,8)
978700700	BHC125A (2,0)
978700800	BHC125A (2,3)
978700900	BHC125A (2,5)
978701000	BHC125A (2,7)
978701100	BHC125A (3,0)
978701200	BHC125A (3,1)
978701300	BHC125A (3,5)
978701400	BHC125A (4,0)
978701500	BHC125A (4,5)
978701600	BHC125A (5,0)
978701700	BHC125A (5,5)
978701800	BHC125A (6,0)
978710000	BHC150A (0,6)
978710100	BHC150A (0,7)
978710200	BHC150A (0,8)
978710300	BHC150A (1,0)
978710400	BHC150A (1,4)
978710500	BHC150A (1,5)
978710600	BHC150A (1,8)
978710700	BHC150A (2,0)
978710800	BHC150A (2,3)
978710900	BHC150A (2,5)
978711000	BHC150A (2,7)
978711100	BHC150A (3,0)
978711200	BHC150A (3,1)
978711300	BHC150A (3,5)
978711400	BHC150A (4,0)
978711500	BHC150A (4,5)
978711600	BHC150A (5,0)

978711700	BHC150A (5,5)
978711800	BHC150A (6,0)
978720000	BHC180A (0,6)
978720100	BHC180A (0,7)
978720200	BHC180A (0,8)
978720300	BHC180A (1,0)
978720400	BHC180A (1,4)
978720500	BHC180A (1,5)
978720600	BHC180A (1,8)
978720700	BHC180A (2,0)
978720800	BHC180A (2,3)
978720900	BHC180A (2,5)
978721000	BHC180A (2,7)
978721100	BHC180A (3,0)
978721200	BHC180A (3,1)
978721300	BHC180A (3,5)
978721400	BHC180A (4,0)
978721500	BHC180A (4,5)
978721600	BHC180A (5,0)
978721700	BHC180A (5,5)
978721800	BHC180A (6,0)
978730000	BHC44,5D (0,6)
978730100	BHC44,5D (0,7)
978730200	BHC44,5D (0,8)
978730300	BHC44,5D (1,0)
978730400	BHC44,5D (1,4)
978730500	BHC44,5D (1,5)
978730600	BHC44,5D (1,8)
978730700	BHC44,5D (2,0)
978730800	BHC44,5D (2,3)
978730900	BHC44,5D (2,5)
978731000	BHC44,5D (2,7)
978731100	BHC44,5D (3,0)
978731200	BHC44,5D (3,1)
978731300	BHC44,5D (3,5)
978731400	BHC44,5D (4,0)
978731500	BHC44,5D (4,5)
978731600	BHC44,5D (5,0)
978731700	BHC44,5D (5,5)
978731800	BHC44,5D (6,0)

978740000	BHC55D (0,6)
978740100	BHC55D (0,7)
978740200	BHC55D (0,8)
978740300	BHC55D (1,0)
978740400	BHC55D (1,4)
978740500	BHC55D (1,5)
978740600	BHC55D (1,8)
978740700	BHC55D (2,0)
978740800	BHC55D (2,3)
978740900	BHC55D (2,5)
978741000	BHC55D (2,7)
978741100	BHC55D (3,0)
978741200	BHC55D (3,1)
978741300	BHC55D (3,5)
978741400	BHC455D (4,0)
978741500	BHC55D (4,5)
978741600	BHC55D (5,0)
978741700	BHC55D (5,5)
978741800	BHC55D (6,0)
978750000	BHC70D (0,6)
978750100	BHC70D (0,7)
978750200	BHC70D (0,8)
978750300	BHC70D (1,0)
978750400	BHC70D (1,4)
978750500	BHC70D (1,5)
978750600	BHC70D (1,8)
978750700	BHC70D (2,0)
978750800	BHC70D (2,3)
978750900	BHC70D (2,5)
978751000	BHC70D (2,7)
978751100	BHC70D (3,0)
978751200	BHC70D (3,1)
978751300	BHC70D (3,5)
978751400	BHC70D (4,0)
978751500	BHC70D (4,5)
978751600	BHC70D (5,0)
978751700	BHC70D (5,5)
978751800	BHC70D (6,0)
978760000	BHC95D (0,6)
978760100	BHC95D (0,7)

978760200	BHC95D (0,8)
978760300	BHC95D (1,0)
978760400	BHC95D (1,4)
978760500	BHC95D (1,5)
978760600	BHC95D (1,8)
978760700	BHC95D (2,0)
978760800	BHC95D (2,3)
978760900	BHC95D (2,5)
978761000	BHC95D (2,7)
978761100	BHC95D (3,0)
978761200	BHC95D (3,1)
978761300	BHC95D (3,5)
978761400	BHC95D (4,0)
978761500	BHC95D (4,5)
978761600	BHC95D (5,0)
978761700	BHC95D (5,5)
978761800	BHC95D (6,0)
978980010	BHC115D (0,6)
978980020	BHC115D (0,7)
978980030	BHC115D (0,8)
978980040	BHC115D (1,0)
978980050	BHC115D (1,4)
978980060	BHC115D (1,5)
978980070	BHC115D (1,8)
978980080	BHC115D (2,0)
978980090	BHC115D (2,3)
978980100	BHC115D (2,5)
978980110	BHC115D (2,7)
978980120	BHC115D (3,0)
978980130	BHC115D (3,1)
978980140	BHC115D (3,5)
978980150	BHC115D (4,0)
978980160	BHC115D (4,5)
978980170	BHC115D (5,0)
978980180	BHC115D (5,5)
978980190	BHC115D (6,0)
978770000	BHC125D (0,6)
978770100	BHC125D (0,7)
978770200	BHC125D (0,8)
978770300	BHC125D (1,0)

978770400	BHC125D (1,4)
978770500	BHC125D (1,5)
978770600	BHC125D (1,8)
978770700	BHC125D (2,0)
978770800	BHC125D (2,3)
978770900	BHC125D (2,5)
978771000	BHC125D (2,7)
978771100	BHC125D (3,0)
978771200	BHC125D (3,1)
978771300	BHC125D (3,5)
978771400	BHC125D (4,0)
978771500	BHC125D (4,5)
978771600	BHC125D (5,0)
978771700	BHC125D (5,5)
978771800	BHC125D (6,0)
978780000	BHC150D (0,6)
978780100	BHC150D (0,7)
978780200	BHC150D (0,8)
978780300	BHC150D (1,0)
978780400	BHC150D (1,4)
978780500	BHC150D (1,5)
978780600	BHC150D (1,8)
978780700	BHC150D (2,0)
978780800	BHC150D (2,3)
978780900	BHC150D (2,5)
978781000	BHC150D (2,7)
978781100	BHC150D (3,0)
978781200	BHC150D (3,1)
978781300	BHC150D (3,5)
978781400	BHC150D (4,0)
978781500	BHC150D (4,5)
978781600	BHC150D (5,0)
978781700	BHC150D (5,5)
978781800	BHC150D (6,0)
978790000	BHC180D (0,6)
978790100	BHC180D (0,7)
978790200	BHC180D (0,8)
978790300	BHC180D (1,0)
978790400	BHC180D (1,4)
978790500	BHC180D (1,5)

978790600	BHC180D (1,8)
978790700	BHC180D (2,0)
978790800	BHC180D (2,3)
978790900	BHC180D (2,5)
978791000	BHC180D (2,7)
978791100	BHC180D (3,0)
978791200	BHC180D (3,1)
978791300	BHC180D (3,5)
978791400	BHC180D (4,0)
978791500	BHC180D (4,5)
978791600	BHC180D (5,0)
978791700	BHC180D (5,5)
978791800	BHC180D (6,0)
978380000	BHC44,5L (0,6)
978380100	BHC44,5L (0,7)
978380200	BHC44,5L (0,8)
978380300	BHC44,5L (1,0)
978380400	BHC44,5L (1,4)
978380500	BHC44,5L (1,5)
978380600	BHC44,5L (1,8)
978380700	BHC44,5L (2,0)
978380800	BHC44,5L (2,3)
978380900	BHC44,5L (2,5)
978381000	BHC44,5L (2,7)
978381100	BHC44,5L (3,0)
978381200	BHC44,5L (3,1)
978381300	BHC44,5L (3,5)
978381400	BHC44,5L (4,0)
978381500	BHC44,5L (4,5)
978381600	BHC44,5L (5,0)
978381700	BHC44,5L (5,5)
978381800	BHC44,5L (6,0)
978390000	BHC55L (0,6)
978390100	BHC55L (0,7)
978390200	BHC55L (0,8)
978390300	BHC55L (1,0)
978390400	BHC55L (1,4)
978390500	BHC55L (1,5)
978390600	BHC55L (1,8)
978390700	BHC55L (2,0)

978390800	BHC55L (2,3)
978390900	BHC55L (2,5)
978391000	BHC55L (2,7)
978391100	BHC55L (3,0)
978391200	BHC55L (3,1)
978391300	BHC55L (3,5)
978391400	BHC55L (4,0)
978391500	BHC55L (4,5)
978391600	BHC55L (5,0)
978391700	BHC55L (5,5)
978391800	BHC55L (6,0)
978400000	BHC70L (0,6)
978400100	BHC70L (0,7)
978400200	BHC70L (0,8)
978400300	BHC70L (1,0)
978400400	BHC70L (1,4)
978400500	BHC70L (1,5)
978400600	BHC70L (1,8)
978400700	BHC70L (2,0)
978400800	BHC70L (2,3)
978400900	BHC70L (2,5)
978401000	BHC70L (2,7)
978401100	BHC70L (3,0)
978401200	BHC70L (3,1)
978401300	BHC70L (3,5)
978401400	BHC70L (4,0)
978401500	BHC70L (4,5)
978401600	BHC70L (5,0)
978401700	BHC70L (5,5)
978401800	BHC70L (6,0)
978410000	BHC95L (0,6)
978410100	BHC95L (0,7)
978410200	BHC95L (0,8)
978410300	BHC95L (1,0)
978410400	BHC95L (1,4)
978410500	BHC95L (1,5)
978410600	BHC95L (1,8)
978410700	BHC95L (2,0)
978410800	BHC95L (2,3)
978410900	BHC95L (2,5)

978411000	BHC95L (2,7)
978411100	BHC95L (3,0)
978411200	BHC95L (3,1)
978411300	BHC95L (3,5)
978411400	BHC95L (4,0)
978411500	BHC95L (4,5)
978411600	BHC95L (5,0)
978411700	BHC95L (5,5)
978411800	BHC95L (6,0)
978990010	BHC115L (0,6)
978990020	BHC115L (0,7)
978990030	BHC115L (0,8)
978990040	BHC115L (1,0)
978990050	BHC115L (1,4)
978990060	BHC115L (1,5)
978990070	BHC115L (1,8)
978990080	BHC115L (2,0)
978990090	BHC115L (2,3)
978990100	BHC115L (2,5)
978990110	BHC115L (2,7)
978990120	BHC115L (3,0)
978990130	BHC115L (3,1)
978990140	BHC115L (3,5)
978990150	BHC115L (4,0)
978990160	BHC115L (4,5)
978990170	BHC115L (5,0)
978990180	BHC115L (5,5)
978990190	BHC115L (6,0)
978280000	BHC125L (0,6)
978280100	BHC125L (0,7)
978280200	BHC125L (0,8)
978280300	BHC125L (1,0)
978280400	BHC125L (1,4)
978280500	BHC125L (1,5)
978280600	BHC125L (1,8)
978280700	BHC125L (2,0)
978280800	BHC125L (2,3)
978280900	BHC125L (2,5)
978281000	BHC125L (2,7)
978281100	BHC125L (3,0)

978281200	BHC125L (3,1)
978281300	BHC125L (3,5)
978281400	BHC125L (4,0)
978281500	BHC125L (4,5)
978281600	BHC125L (5,0)
978281700	BHC125L (5,5)
978281800	BHC125L (6,0)
978300000	BHC150L (0,6)
978300100	BHC150L (0,7)
978300200	BHC150L (0,8)
978300300	BHC150L (1,0)
978300400	BHC150L (1,4)
978300500	BHC150L (1,5)
978300600	BHC150L (1,8)
978300700	BHC150L (2,0)
978300800	BHC150L (2,3)
978300900	BHC150L (2,5)
978301000	BHC150L (2,7)
978301100	BHC150L (3,0)
978301300	BHC150L (3,1)
978301400	BHC150L (3,5)
978301500	BHC150L (4,0)
978301600	BHC150L (4,5)
978301200	BHC150L (5,0)
978301700	BHC150L (6,0)
978420000	BHC180L (0,6)
978420100	BHC180L (0,7)
978420200	BHC180L (0,8)
978420300	BHC180L (1,0)
978420400	BHC180L (1,4)
978420500	BHC180L (1,5)
978420600	BHC180L (1,8)
978420700	BHC180L (2,0)
978420800	BHC180L (2,3)
978420900	BHC180L (2,5)
978421000	BHC180L (2,7)
978421100	BHC180L (3,0)
978421200	BHC180L (3,1)
978421300	BHC180L (3,5)
978421400	BHC180L (4,0)

978421500	BHC180L (4,5)
978421600	BHC180L (5,0)
978421700	BHC180L (5,5)
978421800	BHC180L (6,0)
978370000	BHC44,5U (0,6)
978370100	BHC44,5U (0,7)
978370200	BHC44,5U (0,8)
978370300	BHC44,5U (1,0)
978370400	BHC44,5U (1,4)
978370500	BHC44,5U (1,5)
978370600	BHC44,5U (1,8)
978370700	BHC44,5U (2,0)
978370800	BHC44,5U (2,3)
978370900	BHC44,5U (2,5)
978371000	BHC44,5U (2,7)
978371100	BHC44,5U (3,0)
978371200	BHC44,5U (3,1)
978371300	BHC44,5U (3,5)
978371400	BHC44,5U (4,0)
978371500	BHC44,5U (4,5)
978371600	BHC44,5U (5,0)
978371700	BHC44,5U (5,5)
978371800	BHC44,5U (6,0)
978360000	BHC55U (0,6)
978360100	BHC55U (0,7)
978360200	BHC55U (0,8)
978360300	BHC55U (1,0)
978360400	BHC55U (1,4)
978360500	BHC55U (1,5)
978360600	BHC55U (1,8)
978360700	BHC55U (2,0)
978360800	BHC55U (2,3)
978360900	BHC55U (2,5)
978361000	BHC55U (2,7)
978361100	BHC55U (3,0)
978361200	BHC55U (3,1)
978361300	BHC55U (3,5)
978361400	BHC55U (4,0)
978361500	BHC55U (4,5)
978361600	BHC55U (5,0)

978361700	BHC55U (5,5)
978361800	BHC55U (6,0)
978350000	BHC70U (0,6)
978350100	BHC70U (0,7)
978350200	BHC70U (0,8)
978350300	BHC70U (1,0)
978350400	BHC70U (1,4)
978350500	BHC70U (1,5)
978350600	BHC70U (1,8)
978350700	BHC70U (2,0)
978350800	BHC70U (2,3)
978350900	BHC70U (2,5)
978351000	BHC70U (2,7)
978351100	BHC70U (3,0)
978351200	BHC70U (3,1)
978351300	BHC70U (3,5)
978351400	BHC70U (4,0)
978351500	BHC70U (4,5)
978351600	BHC70U (5,0)
978351700	BHC70U (5,5)
978351800	BHC70U (6,0)
979000200	BHC85U (0,6)
979000210	BHC85U (0,7)
979000220	BHC85U (0,8)
979000230	BHC85U (1,0)
979000240	BHC85U (1,4)
979000250	BHC85U (1,5)
979000260	BHC85U (1,8)
979000270	BHC85U (2,0)
979000280	BHC85U (2,3)
979000290	BHC85U (2,5)
979000300	BHC85U (2,7)
979000310	BHC85U (3,0)
979000320	BHC85U (3,1)
979000330	BHC85U (3,5)
979000340	BHC85U (4,0)
979000350	BHC85U (4,5)
979000360	BHC85U (5,0)
979000370	BHC85U (5,5)
979000380	BHC85U (6,0)

978310000	BHC95U (0,6)
978310100	BHC95U (0,7)
978310200	BHC95U (0,8)
978310300	BHC95U (1,0)
978310400	BHC95U (1,4)
978310500	BHC95U (1,5)
978310600	BHC95U (1,8)
978310700	BHC95U (2,0)
978310800	BHC95U (2,3)
978310900	BHC95U (2,5)
978311000	BHC95U (2,7)
978311100	BHC95U (3,0)
978311200	BHC95U (3,1)
978311300	BHC95U (3,5)
978311400	BHC95U (4,0)
978311500	BHC95U (4,5)
978311600	BHC95U (5,0)
978311700	BHC95U (5,5)
978311800	BHC95U (6,0)
979000010	BHC115U (0,6)
979000020	BHC115U (0,7)
979000030	BHC115U (0,8)
979000040	BHC115U (1,0)
979000050	BHC115U (1,4)
979000060	BHC115U (1,5)
979000070	BHC115U (1,8)
979000080	BHC115U (2,0)
979000090	BHC115U (2,3)
979000100	BHC115U (2,5)
979000110	BHC115U (2,7)
979000120	BHC115U (3,0)
979000130	BHC115U (3,1)
979000140	BHC115U (3,5)
979000150	BHC115U (4,0)
979000160	BHC115U (4,5)
979000170	BHC115U (5,0)
979000180	BHC115U (5,5)
979000190	BHC115U (6,0)
978320000	BHC125U (0,6)
978320100	BHC125U (0,7)

978320200	BHC125U (0,8)
978320300	BHC125U (1,0)
978320400	BHC125U (1,4)
978320500	BHC125U (1,5)
978320600	BHC125U (1,8)
978320700	BHC125U (2,0)
978320800	BHC125U (2,3)
978320900	BHC125U (2,5)
978321000	BHC125U (2,7)
978321100	BHC125U (3,0)
978321200	BHC125U (3,1)
978321300	BHC125U (3,5)
978321400	BHC125U (4,0)
978321500	BHC125U (4,5)
978321600	BHC125U (5,0)
978321700	BHC125U (5,5)
978321800	BHC125U (6,0)
978330000	BHC150U (0,6)
978330100	BHC150U (0,7)
978330200	BHC150U (0,8)
978330300	BHC150U (1,0)
978330400	BHC150U (1,4)
978330500	BHC150U (1,5)
978330600	BHC150U (1,8)
978330700	BHC150U (2,0)
978330800	BHC150U (2,3)
978330900	BHC150U (2,5)
978331000	BHC150U (2,7)
978331100	BHC150U (3,0)
978331200	BHC150U (3,1)
978331300	BHC150U (3,5)
978331400	BHC150U (4,0)
978331500	BHC150U (4,5)
978331600	BHC150U (5,0)
978331700	BHC150U (5,5)
978331800	BHC150U (6,0)
978340000	BHC180U (0,6)
978340100	BHC180U (0,7)
978340200	BHC180U (0,8)
978340300	BHC180U (1,0)

978340400	BHC180U (1,4)
978340500	BHC180U (1,5)
978340600	BHC180U (1,8)
978340700	BHC180U (2,0)
978340800	BHC180U (2,3)
978340900	BHC180U (2,5)
978341000	BHC180U (2,7)
978341100	BHC180U (3,0)
978341200	BHC180U (3,1)
978341300	BHC180U (3,5)
978341400	BHC180U (4,0)
978341500	BHC180U (4,5)
978341600	BHC180U (5,0)
978341700	BHC180U (5,5)
978341800	BHC180U (6,0)
978510000	BHC44,5Q (0,6)
978510100	BHC44,5Q (0,7)
978510200	BHC44,5Q (0,8)
978510300	BHC44,5Q (1,0)
978510400	BHC44,5Q (1,4)
978510500	BHC44,5Q (1,5)
978510600	BHC44,5Q (1,8)
978510700	BHC44,5Q (2,0)
978510800	BHC44,5Q (2,3)
978510900	BHC44,5Q (2,5)
978511000	BHC44,5Q (2,7)
978511100	BHC44,5Q (3,0)
978511200	BHC44,5Q (3,1)
978511300	BHC44,5Q (3,5)
978511400	BHC44,5Q (4,0)
978511500	BHC44,5Q (4,5)
978511600	BHC44,5Q (5,0)
978511700	BHC44,5Q (5,5)
978511800	BHC44,5Q (6,0)
978520000	BHC55Q (0,6)
978520100	BHC55Q (0,7)
978520200	BHC55Q (0,8)
978520300	BHC55Q (1,0)
978520400	BHC55Q (1,4)
978520500	BHC55Q (1,5)

978520600	BHC55Q (1,8)
978520700	BHC55Q (2,0)
978520800	BHC55Q (2,3)
978520900	BHC55Q (2,5)
978521000	BHC55Q (2,7)
978521100	BHC55Q (3,0)
978521200	BHC55Q (3,1)
978521300	BHC55Q (3,5)
978521400	BHC55Q (4,0)
978521500	BHC55Q (4,5)
978521600	BHC55Q (5,0)
978521700	BHC55Q (5,5)
978521800	BHC55Q (6,0)
978530000	BHC70Q (0,6)
978530100	BHC70Q (0,7)
978530200	BHC70Q (0,8)
978530300	BHC70Q (1,0)
978530400	BHC70Q (1,4)
978530500	BHC70Q (1,5)
978530600	BHC70Q (1,8)
978530700	BHC70Q (2,0)
978530800	BHC70Q (2,3)
978530900	BHC70Q (2,5)
978531000	BHC70Q (2,7)
978531100	BHC70Q (3,0)
978531200	BHC70Q (3,1)
978531300	BHC70Q (3,5)
978531400	BHC70Q (4,0)
978531500	BHC70Q (4,5)
978531600	BHC70Q (5,0)
978531700	BHC70Q (5,5)
978531800	BHC70Q (6,0)
979010200	BHC85Q (0,6)
979010210	BHC85Q (0,7)
979010220	BHC85Q (0,8)
979010230	BHC85Q (1,0)
979010240	BHC85Q (1,4)
979010250	BHC85Q (1,5)
979010260	BHC85Q (1,8)
979010270	BHC85Q (2,0)

979010280	BHC85Q (2,3)
979010290	BHC85Q (2,5)
979010300	BHC85Q (2,7)
979010310	BHC85Q (3,0)
979010320	BHC85Q (3,1)
979010330	BHC85Q (3,5)
979010340	BHC85Q (4,0)
979010350	BHC85Q (4,5)
979010360	BHC85Q (5,0)
979010370	BHC85Q (5,5)
979010380	BHC85Q (6,0)
978540000	BHC95Q (0,6)
978540100	BHC95Q (0,7)
978540200	BHC95Q (0,8)
978540300	BHC95Q (1,0)
978540400	BHC95Q (1,4)
978540500	BHC95Q (1,5)
978540600	BHC95Q (1,8)
978540700	BHC95Q (2,0)
978540800	BHC95Q (2,3)
978540900	BHC95Q (2,5)
978541000	BHC95Q (2,7)
978541100	BHC95Q (3,0)
978541200	BHC95Q (3,1)
978541300	BHC95Q (3,5)
978541400	BHC95Q (4,0)
978541500	BHC95Q (4,5)
978541600	BHC95Q (5,0)
978541700	BHC95Q (5,5)
978541800	BHC95Q (6,0)
979010010	BHC115Q (0,6)
979010020	BHC115Q (0,7)
979010030	BHC115Q (0,8)
979010040	BHC115Q (1,0)
979010050	BHC115Q (1,4)
979010060	BHC115Q (1,5)
979010070	BHC115Q (1,8)
979010080	BHC115Q (2,0)
979010090	BHC115Q (2,3)
979010100	BHC115Q (2,5)

979010110	BHC115Q (2,7)
979010120	BHC115Q (3,0)
979010130	BHC115Q (3,1)
979010140	BHC115Q (3,5)
979010150	BHC115Q (4,0)
979010160	BHC115Q (4,5)
979010170	BHC115Q (5,0)
979010180	BHC115Q (5,5)
979010190	BHC115Q (6,0)
978550000	BHC125Q (0,6)
978550100	BHC125Q (0,7)
978550200	BHC125Q (0,8)
978550300	BHC125Q (1,0)
978550400	BHC125Q (1,4)
978550500	BHC125Q (1,5)
978550600	BHC125Q (1,8)
978550700	BHC125Q (2,0)
978550800	BHC125Q (2,3)
978550900	BHC125Q (2,5)
978551000	BHC125Q (2,7)
978551100	BHC125Q (3,0)
978551200	BHC125Q (3,1)
978551300	BHC125Q (3,5)
978551400	BHC125Q (4,0)
978551500	BHC125Q (4,5)
978551600	BHC125Q (5,0)
978551700	BHC125Q (5,5)
978551800	BHC125Q (6,0)
979010390	BHC145Q (0,6)
979010400	BHC145Q (0,7)
979010410	BHC145Q (0,8)
979010420	BHC145Q (1,0)
979010430	BHC145Q (1,4)
979010440	BHC145Q (1,5)
979010450	BHC145Q (1,8)
979010460	BHC145Q (2,0)
979010470	BHC145Q (2,3)
979010480	BHC145Q (2,5)
979010490	BHC145Q (2,7)
979010500	BHC145Q (3,0)

979010510	BHC145Q (3,1)
979010520	BHC145Q (3,5)
979010530	BHC145Q (4,0)
979010540	BHC145Q (4,5)
979010550	BHC145Q (5,0)
979010560	BHC145Q (5,5)
979010570	BHC145Q (6,0)
978560000	BHC150Q (0,6)
978560100	BHC150Q (0,7)
978560200	BHC150Q (0,8)
978560300	BHC150Q (1,0)
978560400	BHC150Q (1,4)
978560500	BHC150Q (1,5)
978560600	BHC150Q (1,8)
978560700	BHC150Q (2,0)
978560800	BHC150Q (2,3)
978560900	BHC150Q (2,5)
978561000	BHC150Q (2,7)
978561100	BHC150Q (3,0)
978561200	BHC150Q (3,1)
978561300	BHC150Q (3,5)
978561400	BHC150Q (4,0)
978561500	BHC150Q (4,5)
978561600	BHC150Q (5,0)
978561700	BHC150Q (5,5)
978561800	BHC150Q (6,0)
978570000	BHC180Q (0,6)
978570100	BHC180Q (0,7)
978570200	BHC180Q (0,8)
978570300	BHC180Q (1,0)
978570400	BHC180Q (1,4)
978570500	BHC180Q (1,5)
978570600	BHC180Q (1,8)
978570700	BHC180Q (2,0)
978570800	BHC180Q (2,3)
978570900	BHC180Q (2,5)
978571000	BHC180Q (2,7)
978571100	BHC180Q (3,0)
978571200	BHC180Q (3,1)
978571300	BHC180Q (3,5)

978571400	BHC180Q (4,0)
978571500	BHC180Q (4,5)
978571600	BHC180Q (5,0)
978571700	BHC180Q (5,5)
978571800	BHC180Q (6,0)
978850010	BHC44,5E (0,6)
978850020	BHC44,5E (0,7)
978850030	BHC44,5E (0,8)
978850040	BHC44,5E (1,0)
978850050	BHC44,5E (1,4)
978850060	BHC44,5E (1,5)
978850070	BHC44,5E (1,8)
978850080	BHC44,5E (2,0)
978850090	BHC44,5E (2,3)
978850100	BHC44,5E (2,5)
978850110	BHC44,5E (2,7)
978850120	BHC44,5E (3,0)
978850130	BHC44,5E (3,1)
978850140	BHC44,5E (3,5)
978850150	BHC44,5E (4,0)
978850160	BHC44,5E (4,5)
978850170	BHC44,5E (5,0)
978850180	BHC44,5E (5,5)
978850190	BHC44,5E (6,0)
978850200	BHC55E (0,6)
978850210	BHC55E (0,7)
978850220	BHC55E (0,8)
978850230	BHC55E (1,0)
978850240	BHC55E (1,4)
978850250	BHC55E (1,5)
978850260	BHC55E (1,8)
978850270	BHC55E (2,0)
978850280	BHC55E (2,3)
978850290	BHC55E (2,5)
978850300	BHC55E (2,7)
978850310	BHC55E (3,0)
978850320	BHC55E (3,1)
978850330	BHC55E (3,5)
978850340	BHC55E (4,0)
978850350	BHC55E (4,5)

978850360	BHC55E (5,0)
978850370	BHC55E (5,5)
978850380	BHC55E (6,0)
978850390	BHC70E (0,6)
978850400	BHC70E (0,7)
978850410	BHC70E (0,8)
978850420	BHC70E (1,0)
978850430	BHC70E (1,4)
978850440	BHC70E (1,5)
978850450	BHC70E (1,8)
978850460	BHC70E (2,0)
978850470	BHC70E (2,3)
978850480	BHC70E (2,5)
978850490	BHC70E (2,7)
978850500	BHC70E (3,0)
978850510	BHC70E (3,1)
978850520	BHC70E (3,5)
978850530	BHC70E (4,0)
978850540	BHC70E (4,5)
978850550	BHC70E (5,0)
978850560	BHC70E (5,5)
978850570	BHC70E (6,0)
978850580	BHC95E (0,6)
978850590	BHC95E (0,7)
978850600	BHC95E (0,8)
978850610	BHC95E (1,0)
978850620	BHC95E (1,4)
978850630	BHC95E (1,5)
978850640	BHC95E (1,8)
978850650	BHC95E (2,0)
978850660	BHC95E (2,3)
978850670	BHC95E (2,5)
978850680	BHC95E (2,7)
978850690	BHC95E (3,0)
978850700	BHC95E (3,1)
978850710	BHC95E (3,5)
978850720	BHC95E (4,0)
978850730	BHC95E (4,5)
978850740	BHC95E (5,0)
978850750	BHC95E (5,5)

978850760	BHC95E (6,0)
978851340	BHC115E (0,6)
978851350	BHC115E (0,7)
978851360	BHC115E (0,8)
978851370	BHC115E (1,0)
978851380	BHC115E (1,4)
978851390	BHC115E (1,5)
978851400	BHC115E (1,8)
978851410	BHC115E (2,0)
978851420	BHC115E (2,3)
978851430	BHC115E (2,5)
978851440	BHC115E (2,7)
978851450	BHC115E (3,0)
978851460	BHC115E (3,1)
978851470	BHC115E (3,5)
978851480	BHC115E (4,0)
978851490	BHC115E (4,5)
978851500	BHC115E (5,0)
978851510	BHC115E (5,5)
978851520	BHC115E (6,0)
978850770	BHC125E (0,6)
978850780	BHC125E (0,7)
978850790	BHC125E (0,8)
978850800	BHC125E(1,0)
978850810	BHC125E (1,4)
978850820	BHC125E (1,5)
978850830	BHC125E (1,8)
978850840	BHC125E (2,0)
978850850	BHC125E (2,3)
978850860	BHC125E (2,5)
978850870	BHC125E (2,7)
978850880	BHC125E (3,0)
978850890	BHC125E (3,1)
978850900	BHC125E (3,5)
978850910	BHC125E (4,0)
978850920	BHC125E (4,5)
978850930	BHC125E (5,0)
978850940	BHC125E (5,5)
978850950	BHC125E (6,0)
978850960	BHC150E (0,6)

978850970	BHC150E (0,7)
978850980	BHC150E (0,8)
978850990	BHC150E(1,0)
978851000	BHC150E (1,4)
978851010	BHC150E (1,5)
978851020	BHC150E (1,8)
978851030	BHC150E (2,0)
978851040	BHC150E (2,3)
978851050	BHC150E (2,5)
978851060	BHC150E (2,7)
978851070	BHC150E (3,0)
978851080	BHC150E (3,1)
978851090	BHC150E (3,5)
978851100	BHC150E (4,0)
978851110	BHC150E (4,5)
978851120	BHC150E (5,0)
978851130	BHC150E (5,5)
978851140	BHC150E (6,0)
978851150	BHC180E (0,6)
978851160	BHC180E (0,7)
978851170	BHC180E (0,8)
978851180	BHC180E (1,0)
978851190	BHC180E (1,4)
978851200	BHC180E (1,5)
978851210	BHC180E (1,8)
978851220	BHC180E (2,0)
978851230	BHC180E (2,3)
978851240	BHC180E (2,5)
978851250	BHC180E (2,7)
978851260	BHC180E (3,0)
978851270	BHC180E (3,1)
978851280	BHC180E (3,5)
978851290	BHC180E (4,0)
978851300	BHC180E (4,5)
978851310	BHC180E (5,0)
978851320	BHC180E (5,5)
978851330	BHC180E (6,0)
978860010	BHC44,5B (0,6)
978860020	BHC44,5B (0,7)
978860030	BHC44,5B (0,8)

978860040	BHC44,5B (1,0)
978860050	BHC44,5B (1,4)
978860060	BHC44,5B (1,5)
978860070	BHC44,5B (1,8)
978860080	BHC44,5B (2,0)
978860090	BHC44,5B (2,3)
978860100	BHC44,5B (2,5)
978860110	BHC44,5B (2,7)
978860120	BHC44,5B (3,0)
978860130	BHC44,5B (3,1)
978860140	BHC44,5B (3,5)
978860150	BHC44,5B (4,0)
978860160	BHC44,5B (4,5)
978860170	BHC44,5B (5,0)
978860180	BHC44,5B (5,5)
978860190	BHC44,5B (6,0)
978860200	BHC55B (0,6)
978860210	BHC55B (0,7)
978860220	BHC55B (0,8)
978860230	BHC55B (1,0)
978860240	BHC55B (1,4)
978860250	BHC55B (1,5)
978860260	BHC55B (1,8)
978860270	BHC55B (2,0)
978860280	BHC55B (2,3)
978860290	BHC55B (2,5)
978860300	BHC55B (2,7)
978860310	BHC55B (3,0)
978860320	BHC55B (3,1)
978860330	BHC55B (3,5)
978860340	BHC55B (4,0)
978860350	BHC55B (4,5)
978860360	BHC55B (5,0)
978860370	BHC55B (5,5)
978860380	BHC55B (6,0)
978860390	BHC70B (0,6)
978860400	BHC70B (0,7)
978860410	BHC70B (0,8)
978860420	BHC70B (1,0)
978860430	BHC70B (1,4)

978860440	BHC70B (1,5)
978860450	BHC70B (1,8)
978860460	BHC70B (2,0)
978860470	BHC70B (2,3)
978860480	BHC70B (2,5)
978860490	BHC70B (2,7)
978860500	BHC70B (3,0)
978860510	BHC70B (3,1)
978860520	BHC70B (3,5)
978860530	BHC70B (4,0)
978860540	BHC70B (4,5)
978860550	BHC70B (5,0)
978860560	BHC70B (5,5)
978860570	BHC70B (6,0)
978861530	BHC85B (0,6)
978861540	BHC85B (0,7)
978861550	BHC85B (0,8)
978861560	BHC85B (1,0)
978861570	BHC85B (1,4)
978861580	BHC85B (1,5)
978861590	BHC85B (1,8)
978861600	BHC85B (2,0)
978861610	BHC85B (2,3)
978861620	BHC85B (2,5)
978861630	BHC85B (2,7)
978861640	BHC85B (3,0)
978861650	BHC85B (3,1)
978861660	BHC85B (3,5)
978861670	BHC85B (4,0)
978861680	BHC85B (4,5)
978861690	BHC85B (5,0)
978861700	BHC85B (5,5)
978861710	BHC85B (6,0)
978860580	BHC95B (0,6)
978860590	BHC95B (0,7)
978860600	BHC95B (0,8)
978860610	BHC95B (1,0)
978860620	BHC95B (1,4)
978860630	BHC95B (1,5)
978860640	BHC95B (1,8)

978860650	BHC95B (2,0)
978860660	BHC95B (2,3)
978860670	BHC95B (2,5)
978860680	BHC95B (2,7)
978860690	BHC95B (3,0)
978860700	BHC95B (3,1)
978860710	BHC95B (3,5)
978860720	BHC95B (4,0)
978860730	BHC95B (4,5)
978860740	BHC95B (5,0)
978860750	BHC95B (5,5)
978860760	BHC95B (6,0)
978861340	BHC115B (0,6)
978861350	BHC115B (0,7)
978861360	BHC115B (0,8)
978861370	BHC115B (1,0)
978861380	BHC115B (1,4)
978861390	BHC115B (1,5)
978861400	BHC115B (1,8)
978861410	BHC115B (2,0)
978861420	BHC115B (2,3)
978861430	BHC115B (2,5)
978861440	BHC115B (2,7)
978861450	BHC115B (3,0)
978861460	BHC115B (3,1)
978861470	BHC115B (3,5)
978861480	BHC115B (4,0)
978861490	BHC115B (4,5)
978861500	BHC115B (5,0)
978861510	BHC115B (5,5)
978861520	BHC115B (6,0)
978860770	BHC125B (0,6)
978860780	BHC125B (0,7)
978860790	BHC125B (0,8)
978860800	BHC125B(1,0)
978860810	BHC125B (1,4)
978860820	BHC125B (1,5)
978860830	BHC125B (1,8)
978860840	BHC125B (2,0)
978860850	BHC125B (2,3)

978860860	BHC 125B (2,5)
978860870	BHC 125B (2,7)
978860880	BHC 125B (3,0)
978860890	BHC 125B (3,1)
978860900	BHC 125B (3,5)
978860910	BHC 125B (4,0)
978860920	BHC 125B (4,5)
978860930	BHC 125B (5,0)
978860940	BHC 125B (5,5)
978860950	BHC 125B (6,0)
978860960	BHC 125B (0,6)
978860970	BHC 125B (0,7)
978860980	BHC 125B (0,8)
978860990	BHC 125B(1,0)
978861000	BHC 125B (1,4)
978861010	BHC 125B (1,5)
978861020	BHC 125B (1,8)
978861030	BHC 125B (2,0)
978861040	BHC 125B (2,3)
978861050	BHC 125B (2,5)
978861060	BHC 125B (2,7)
978861070	BHC 125B (3,0)
978861080	BHC 125B (3,1)
978861090	BHC 125B (3,5)
978861100	BHC 125B (4,0)
978861110	BHC 125B (4,5)
978861120	BHC 125B (5,0)
978861130	BHC 125B (5,5)
978861140	BHC 125B (6,0)
978861150	BHC 180B (0,6)
978861160	BHC 180B (0,7)
978861170	BHC 180B (0,8)
978861180	BHC 180B (1,0)
978861190	BHC 180B (1,4)
978861200	BHC 180B (1,5)
978861210	BHC 180B (1,8)
978861220	BHC 180B (2,0)
978861230	BHC 180B (2,3)
978861240	BHC 180B (2,5)
978861250	BHC 180B (2,7)

978861260	BHC 180B (3,0)
978861270	BHC 180B (3,1)
978861280	BHC 180B (3,5)
978861290	BHC 180B (4,0)
978861300	BHC 180B (4,5)
978861310	BHC 180B (5,0)
978861320	BHC 180B (5,5)
978861330	BHC 180B (6,0)
978870010	BHC44,5K (0,6)
978870020	BHC44,5K (0,7)
978870030	BHC44,5K (0,8)
978870040	BHC44,5K (1,0)
978870050	BHC44,5K (1,4)
978870060	BHC44,5K (1,5)
978870070	BHC44,5K (1,8)
978870080	BHC44,5K (2,0)
978870090	BHC44,5K (2,3)
978870100	BHC44,5K (2,5)
978870110	BHC44,5K (2,7)
978870120	BHC44,5K (3,0)
978870130	BHC44,5K (3,1)
978870140	BHC44,5K (3,5)
978870150	BHC44,5K (4,0)
978870160	BHC44,5K (4,5)
978870170	BHC44,5K (5,0)
978870180	BHC44,5K (5,5)
978870190	BHC44,5K (6,0)
978870200	BHC55K (0,6)
978870210	BHC55K (0,7)
978870220	BHC55K (0,8)
978870230	BHC55K (1,0)
978870240	BHC55K (1,4)
978870250	BHC55K (1,5)
978870260	BHC55K (1,8)
978870270	BHC55K (2,0)
978870280	BHC55K (2,3)
978870290	BHC55K (2,5)
978870300	BHC55K (2,7)
978870310	BHC55K (3,0)
978870320	BHC55K (3,1)

978870330	BHC55K (3,5)
978870340	BHC55K (4,0)
978870350	BHC55K (4,5)
978870360	BHC55K (5,0)
978870370	BHC55K (5,5)
978870380	BHC55K (6,0)
978870390	BHC70K (0,6)
978870400	BHC70K (0,7)
978870410	BHC70K (0,8)
978870420	BHC70K (1,0)
978870430	BHC70K (1,4)
978870440	BHC70K (1,5)
978870450	BHC70K (1,8)
978870460	BHC70K (2,0)
978870470	BHC70K (2,3)
978870480	BHC70K (2,5)
978870490	BHC70K (2,7)
978870500	BHC70K (3,0)
978870510	BHC70K (3,1)
978870520	BHC70K (3,5)
978870530	BHC70K (4,0)
978870540	BHC70K (4,5)
978870550	BHC70K (5,0)
978870560	BHC70K (5,5)
978870570	BHC70K (6,0)
978870580	BHC95K (0,6)
978870590	BHC95K (0,7)
978870600	BHC95K (0,8)
978870610	BHC95K (1,0)
978870620	BHC95K (1,4)
978870630	BHC95K (1,5)
978870640	BHC95K (1,8)
978870650	BHC95K (2,0)
978870660	BHC95K (2,3)
978870670	BHC95K (2,5)
978870680	BHC95K (2,7)
978870690	BHC95K (3,0)
978870700	BHC95K (3,1)
978870710	BHC95K (3,5)
978870720	BHC95K (4,0)

978870730	BHC95K (4,5)
978870740	BHC95K (5,0)
978870750	BHC95K (5,5)
978870760	BHC95K (6,0)
978871340	BHC115K (0,6)
978871350	BHC115K (0,7)
978871360	BHC115K (0,8)
978871370	BHC115K (1,0)
978871380	BHC115K (1,4)
978871390	BHC115K (1,5)
978871400	BHC115K (1,8)
978871410	BHC115K (2,0)
978871420	BHC115K (2,3)
978871430	BHC115K (2,5)
978871440	BHC115K (2,7)
978871450	BHC115K (3,0)
978871460	BHC115K (3,1)
978871470	BHC115K (3,5)
978871480	BHC115K (4,0)
978871490	BHC115K (4,5)
978871500	BHC115K (5,0)
978871510	BHC115K (5,5)
978871520	BHC115K (6,0)
978870770	BHC125K (0,6)
978870780	BHC125K (0,7)
978870790	BHC125K (0,8)
978870800	BHC125K(1,0)
978870810	BHC125K (1,4)
978870820	BHC125K (1,5)
978870830	BHC125K (1,8)
978870840	BHC125K (2,0)
978870850	BHC125K (2,3)
978870860	BHC125K (2,5)
978870870	BHC125K (2,7)
978870880	BHC125K (3,0)
978870890	BHC125K (3,1)
978870900	BHC125K (3,5)
978870910	BHC125K (4,0)
978870920	BHC125K (4,5)
978870930	BHC125K (5,0)

978870940	BHC125K (5,5)
978870950	BHC125K (6,0)
978870960	BHC150K (0,6)
978870970	BHC150K (0,7)
978870980	BHC150K (0,8)
978870990	BHC150K(1,0)
978871000	BHC150K (1,4)
978871010	BHC150K (1,5)
978871020	BHC150K (1,8)
978871030	BHC150K (2,0)
978871040	BHC150K (2,3)
978871050	BHC150K (2,5)
978871060	BHC150K (2,7)
978871070	BHC150K (3,0)
978871080	BHC150K (3,1)
978871090	BHC150K (3,5)
978871100	BHC150K (4,0)
978871110	BHC150K (4,5)
978871120	BHC150K (5,0)
978871130	BHC150K (5,5)
978871140	BHC150K (6,0)
978871150	BHC180K (0,6)
978871160	BHC180K (0,7)
978871170	BHC180K (0,8)
978871180	BHC180K (1,0)
978871190	BHC180K (1,4)
978871200	BHC180K (1,5)
978871210	BHC180K (1,8)
978871220	BHC180K (2,0)
978871230	BHC180K (2,3)
978871240	BHC180K (2,5)
978871250	BHC180K (2,7)
978871260	BHC180K (3,0)
978871270	BHC180K (3,1)
978871280	BHC180K (3,5)
978871290	BHC180K (4,0)
978871300	BHC180K (4,5)
978871310	BHC180K (5,0)
978871320	BHC180K (5,5)
978871330	BHC180K (6,0)

978880010	BHC44,5Y (0,6)
978880020	BHC44,5Y (0,7)
978880030	BHC44,5Y (0,8)
978880040	BHC44,5Y (1,0)
978880050	BHC44,5Y (1,4)
978880060	BHC44,5Y (1,5)
978880070	BHC44,5Y (1,8)
978880080	BHC44,5Y (2,0)
978880090	BHC44,5Y (2,3)
978880100	BHC44,5Y (2,5)
978880110	BHC44,5Y (2,7)
978880120	BHC44,5Y (3,0)
978880130	BHC44,5Y (3,1)
978880140	BHC44,5Y (3,5)
978880150	BHC44,5Y (4,0)
978880160	BHC44,5Y (4,5)
978880170	BHC44,5Y (5,0)
978880180	BHC44,5Y (5,5)
978880190	BHC44,5Y (6,0)
978880200	BHC55Y (0,6)
978880210	BHC55Y (0,7)
978880220	BHC55Y (0,8)
978880230	BHC55Y (1,0)
978880240	BHC55Y (1,4)
978880250	BHC55Y (1,5)
978880260	BHC55Y (1,8)
978880270	BHC55Y (2,0)
978880280	BHC55Y (2,3)
978880290	BHC55Y (2,5)
978880300	BHC55Y (2,7)
978880310	BHC55Y (3,0)
978880320	BHC55Y (3,1)
978880330	BHC55Y (3,5)
978880340	BHC55Y (4,0)
978880350	BHC55Y (4,5)
978880360	BHC55Y (5,0)
978880370	BHC55Y (5,5)
978880380	BHC55Y (6,0)
978880390	BHC70Y (0,6)
978880400	BHC70Y (0,7)

978880410	BHC70Y (0,8)
978880420	BHC70Y (1,0)
978880430	BHC70Y (1,4)
978880440	BHC70Y (1,5)
978880450	BHC70Y (1,8)
978880460	BHC70Y (2,0)
978880470	BHC70Y (2,3)
978880480	BHC70Y (2,5)
978880490	BHC70Y (2,7)
978880500	BHC70Y (3,0)
978880510	BHC70Y (3,1)
978880520	BHC70Y (3,5)
978880530	BHC70Y (4,0)
978880540	BHC70Y (4,5)
978880550	BHC70Y (5,0)
978880560	BHC70Y (5,5)
978880570	BHC70Y (6,0)
978880580	BHC95Y (0,6)
978880590	BHC95Y (0,7)
978880600	BHC95Y (0,8)
978880610	BHC95Y (1,0)
978880620	BHC95Y (1,4)
978880630	BHC95Y (1,5)
978880640	BHC95Y (1,8)
978880650	BHC95Y (2,0)
978880660	BHC95Y (2,3)
978880670	BHC95Y (2,5)
978880680	BHC95Y (2,7)
978880690	BHC95Y (3,0)
978880700	BHC95Y (3,1)
978880710	BHC95Y (3,5)
978880720	BHC95Y (4,0)
978880730	BHC95Y (4,5)
978880740	BHC95Y (5,0)
978880750	BHC95Y (5,5)
978880760	BHC95Y (6,0)
978881340	BHC115Y (0,6)
978881350	BHC115Y (0,7)
978881360	BHC115Y (0,8)
978881370	BHC115Y (1,0)

978881380	BHC115Y (1,4)
978881390	BHC115Y (1,5)
978881400	BHC115Y (1,8)
978881410	BHC115Y (2,0)
978881420	BHC115Y (2,3)
978881430	BHC115Y (2,5)
978881440	BHC115Y (2,7)
978881450	BHC115Y (3,0)
978881460	BHC115Y (3,1)
978881470	BHC115Y (3,5)
978881480	BHC115Y (4,0)
978881490	BHC115Y (4,5)
978881500	BHC115Y (5,0)
978881510	BHC115Y (5,5)
978881520	BHC115Y (6,0)
978880770	BHC125Y (0,6)
978880780	BHC125Y (0,7)
978880790	BHC125Y (0,8)
978880800	BHC125Y(1,0)
978880810	BHC125Y (1,4)
978880820	BHC125Y (1,5)
978880830	BHC125Y (1,8)
978880840	BHC125Y (2,0)
978880850	BHC125Y (2,3)
978880860	BHC125Y (2,5)
978880870	BHC125Y (2,7)
978880880	BHC125Y (3,0)
978880890	BHC125Y (3,1)
978880900	BHC125Y (3,5)
978880910	BHC125Y (4,0)
978880920	BHC125Y (4,5)
978880930	BHC125Y (5,0)
978880940	BHC125Y (5,5)
978880950	BHC125Y (6,0)
978880960	BHC150Y (0,6)
978880970	BHC150Y (0,7)
978880980	BHC150Y (0,8)
978880990	BHC150Y(1,0)
978881000	BHC150Y (1,4)
978881010	BHC150Y (1,5)

978881020	BHC150Y (1,8)
978881030	BHC150Y (2,0)
978881040	BHC150Y (2,3)
978881050	BHC150Y (2,5)
978881060	BHC150Y (2,7)
978881070	BHC150Y (3,0)
978881080	BHC150Y (3,1)
978881090	BHC150Y (3,5)
978881100	BHC150Y (4,0)
978881110	BHC150Y (4,5)
978881120	BHC150Y (5,0)
978881130	BHC150Y (5,5)
978881140	BHC150Y (6,0)
978881150	BHC180Y (0,6)
978881160	BHC180Y (0,7)
978881170	BHC180Y (0,8)
978881180	BHC180Y (1,0)
978881190	BHC180Y (1,4)
978881200	BHC180Y (1,5)
978881210	BHC180Y (1,8)
978881220	BHC180Y (2,0)
978881230	BHC180Y (2,3)
978881240	BHC180Y (2,5)
978881250	BHC180Y (2,7)
978881260	BHC180Y (3,0)
978881270	BHC180Y (3,1)
978881280	BHC180Y (3,5)
978881290	BHC180Y (4,0)
978881300	BHC180Y (4,5)
978881310	BHC180Y (5,0)
978881320	BHC180Y (5,5)
978881330	BHC180Y (6,0)
979080010	BHC44,5W (0,6)
979080020	BHC44,5W (0,7)
979080030	BHC44,5W (0,8)
979080040	BHC44,5W (1,0)
979080050	BHC44,5W (1,4)
979080060	BHC44,5W (1,5)
979080070	BHC44,5W (1,8)
979080080	BHC44,5W (2,0)

979080090	BHC44,5W (2,3)
979080100	BHC44,5W (2,5)
979080110	BHC44,5W (2,7)
979080120	BHC44,5W (3,0)
979080130	BHC44,5W (3,1)
979080140	BHC44,5W (3,5)
979080150	BHC44,5W (4,0)
979080160	BHC44,5W (4,5)
979080170	BHC44,5W (5,0)
979080180	BHC44,5W (5,5)
979080190	BHC44,5W (6,0)
979080200	BHC55W (0,6)
979080210	BHC55W (0,7)
979080220	BHC55W (0,8)
979080230	BHC55W (1,0)
979080240	BHC55W (1,4)
979080250	BHC55W (1,5)
979080260	BHC55W (1,8)
979080270	BHC55W (2,0)
979080280	BHC55W (2,3)
979080290	BHC55W (2,5)
979080300	BHC55W (2,7)
979080310	BHC55W (3,0)
979080320	BHC55W (3,1)
979080330	BHC55W (3,5)
979080340	BHC55W (4,0)
979080350	BHC55W (4,5)
979080360	BHC55W (5,0)
979080370	BHC55W (5,5)
979080380	BHC55W (6,0)
979080390	BHC70W (0,6)
979080400	BHC70W (0,7)
979080410	BHC70W (0,8)
979080420	BHC70W (1,0)
979080430	BHC70W (1,4)
979080440	BHC70W (1,5)
979080450	BHC70W (1,8)
979080460	BHC70W (2,0)
979080470	BHC70W (2,3)
979080480	BHC70W (2,5)

979080490	BHC70W (2,7)
979080500	BHC70W (3,0)
979080510	BHC70W (3,1)
979080520	BHC70W (3,5)
979080530	BHC70W (4,0)
979080540	BHC70W (4,5)
979080550	BHC70W (5,0)
979080560	BHC70W (5,5)
979080570	BHC70W (6,0)
979080580	BHC95W (0,6)
979080590	BHC95W (0,7)
979080600	BHC95W (0,8)
979080610	BHC95W (1,0)
979080620	BHC95W (1,4)
979080630	BHC95W (1,5)
979080640	BHC95W (1,8)
979080650	BHC95W (2,0)
979080660	BHC95W (2,3)
979080670	BHC95W (2,5)
979080680	BHC95W (2,7)
979080690	BHC95W (3,0)
979080700	BHC95W (3,1)
979080710	BHC95W (3,5)
979080720	BHC95W (4,0)
979080730	BHC95W (4,5)
979080740	BHC95W (5,0)
979080750	BHC95W (5,5)
979080760	BHC95W (6,0)
979080770	BHC115W (0,6)
979080780	BHC115W (0,7)
979080790	BHC115W (0,8)
979080800	BHC115W (1,0)
979080810	BHC115W (1,4)
979080820	BHC115W (1,5)
979080830	BHC115W (1,8)
979080840	BHC115W (2,0)
979080850	BHC115W (2,3)
979080860	BHC115W (2,5)
979080870	BHC115W (2,7)
979080880	BHC115W (3,0)

979080890	BHC115W (3,1)
979080900	BHC115W (3,5)
979080910	BHC115W (4,0)
979080920	BHC115W (4,5)
979080930	BHC115W (5,0)
979080940	BHC115W (5,5)
979080950	BHC115W (6,0)
979080960	BHC125W (0,6)
979080970	BHC125W (0,7)
979080980	BHC125W (0,8)
979080990	BHC125W (1,0)
979081000	BHC125W (1,4)
979081010	BHC125W (1,5)
979081020	BHC125W (1,8)
979081030	BHC125W (2,0)
979081040	BHC125W (2,3)
979081050	BHC125W (2,5)
979081060	BHC125W (2,7)
979081070	BHC125W (3,0)
979081080	BHC125W (3,1)
979081090	BHC125W (3,5)
979081100	BHC125W (4,0)
979081110	BHC125W (4,5)
979081120	BHC125W (5,0)
979081130	BHC125W (5,5)
979081140	BHC125W (6,0)
979081150	BHC150W (0,6)
979081160	BHC150W (0,7)
979081170	BHC150W (0,8)
979081180	BHC150W (1,0)
979081190	BHC150W (1,4)
979081200	BHC150W (1,5)
979081210	BHC150W (1,8)
979081220	BHC150W (2,0)
979081230	BHC150W (2,3)
979081240	BHC150W (2,5)
979081250	BHC150W (2,7)
979081260	BHC150W (3,0)
979081270	BHC150W (3,1)
979081280	BHC150W (3,5)

979081290	BHC150W (4,0)
979081300	BHC150W (4,5)
979081310	BHC150W (5,0)
979081320	BHC150W (5,5)
979081330	BHC150W (6,0)
979081340	BHC180W (0,6)
979081350	BHC180W (0,7)
979081360	BHC180W (0,8)
979081370	BHC180W (1,0)
979081380	BHC180W (1,4)
979081390	BHC180W (1,5)
979081400	BHC180W (1,8)
979081410	BHC180W (2,0)
979081420	BHC180W (2,3)
979081430	BHC180W (2,5)
979081440	BHC180W (2,7)
979081450	BHC180W (3,0)
979081460	BHC180W (3,1)
979081470	BHC180W (3,5)
979081480	BHC180W (4,0)
979081490	BHC180W (4,5)
979081500	BHC180W (5,0)
979081510	BHC180W (5,5)
979081520	BHC180W (6,0)



Fabricado por:

**RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA**

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I  
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30  
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815  
n.º ANVISA: 80356130023 - Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas  
Atendimento ao Consumidor:  
Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-27R Rev.: 07