



 **RAZEK**

CATÁLOGO
PT-BR

**BUCOMAXILO
FACIAL & ORL**

MISSÃO: Entregar soluções que garantam a máxima segurança para médicos e pacientes, por meio de produtos que assegurem a eficiência e a qualidade nos procedimentos cirúrgicos.

VISÃO: Ser referência global em produtos e dispositivos médicos de alta tecnologia e qualidade.

VALORES: Segurança e confiabilidade em tudo que fazemos. Ética e Responsabilidade com nossos clientes, colaboradores e parceiros. Desenvolvimento com inovação e qualidade. Compromisso com a saúde.

PROPÓSITO: Desenvolver soluções inovadoras e de extrema confiabilidade visando a preservação da qualidade de vida.

Com o início de suas operações em 2005, a Razek notabilizou-se por oferecer uma extensa gama de soluções nacionais, tanto em termos de equipamentos de tecnologia eletro-mecânica, quanto em produtos de uso único para diversos segmentos da Ortopedia - Cirurgia de Artroscopia de Ombro, Joelho, Quadril, Punho, Tornozelo e ATM, diversas abordagens de mínima invasividade para a cirurgia de coluna, materiais para cirurgia de pé, mão, além de soluções para neurologia e otorrinolaringologia.

No ano de 2015 apresentou ao mercado a primeira linha de materiais implantáveis, representada por uma extensa gama de parafusos canulados e/ou parafusos tipo SnapOff para pés, que vêm suprir uma enorme lacuna no cenário nacional de fabricação, e em 2017 apresentamos uma enorme variedade de placas, parafusos e grampos para diversos tipos de cirurgia de extremidades inferiores.

 **Renaldo Massini Junior**
Diretor Presidente



RAZEK

FastFit Anchor Razek

A família de âncoras de sutura flexível FastFit Anchor Razek 1,5 Mini é indicada para utilização em procedimentos cirúrgicos ortopédicos artroscópicos ou convencionais na articulação temporomandibular, mãos e punhos, nos quais a sutura é utilizada para unir tecidos moles como ligamentos, tendões ou cápsulas articulares ao osso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - IMPLANTE

- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 3 anos
- Produto de uso único.

Nº ANVISA: 80356130205,
80356130177 e 80356130178.



CARACTERÍSTICAS DAS ÂNCORAS

- **FastFit Anchor Razek 1,5 mm Mini** carregadas com fios de altíssima resistência (UHMWPE);
- **Reduzida remoção de osso** - a broca de menor diâmetro faz com que o orifício criado para o implante seja muito menor. Consequentemente, há uma preservação maior da superfície de contato osso-tecido, além de menor agressão, diminuindo consideravelmente a dor durante o pós-cirúrgico;
- **Há minimização de complicações** como fraturas, osteólises e sinovites, que podem ocorrer com outros materiais, principalmente nos bioabsorvíveis;
- O **diâmetro reduzido da âncora** diminui a necessidade de maiores perfurações ósseas, comuns em âncoras metálicas, peek e bioabsorvíveis, fazendo com que complicações como fragilidade óssea e relesões sejam minimizadas. Além disso, nos casos em que mais âncoras sejam necessárias, haverá menor chance de complicações e maior possibilidade para o seu adequado posicionamento;
- Com o **implante totalmente baseado em fios de sutura**, elimina-se a possibilidade de corpos livres intra-articulares que podem ocorrer em outros tipos de implantes.



MODELOS AGULHADOS

2 agulhas 3/8 círculo 20 mm

Dimensional compatível para abordagem na ATM.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PB SafeBlend

O PB SafeBlend possui a função de realizar a coagulação, dissecação ou fulguração eletrocirúrgica, em procedimentos cirúrgicos delicados, cujo mínimo dano térmico aos tecidos adjacentes é fundamental. Sua ponta ativa em material nobre e polida evita a aderência de tecido e proporciona a transferência de calor para longe da ponta, evitando o sobreaquecimento dos tecidos adjacentes. Tais características permitem a preservação das estruturas, evitando possíveis sangramentos e melhorando o pós-operatório. A ponta ativa com movimento de pinçamento facilita a hemostasia, oferecendo segurança e precisão no ato cirúrgico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único.
- Disponível nas versões Reta (300 e 450) e Curva (300), com finalidades específicas, projetadas de maneira a proporcionar acesso a lugares de maior dificuldade bem como maior conforto ao cirurgião;
- Projetada para proporcionar uma coagulação suave, eficiente, com menor possibilidade de sangramento em regiões altamente vascularizadas;
- Permite coagulação com eficácia e mínimo sangramento;
- Proporciona alta precisão no exercício de suas funções, minimizando as chances de danos aos tecidos locais.

Nº ANVISA: 80356130208

SILVER COATED



REVESTIMENTO ANTIADERENTE

Resulta em uma baixíssima adesão e um procedimento mais seguro, além de diminuir o aquecimento nos tecidos adjacentes.

PB Hemo2Way


O PB Hemo2Way possui a função de realizar a coagulação, dissecação, corte ou fulguração eletrocirúrgica, promovendo simultaneamente a irrigação contínua de fluidos e sucção através da Cânula de Visualização em procedimentos cirúrgicos delicados. A irrigação é realizada por gravidade, porém a vazão pode ser amplificada com o uso do exclusivo Intensificador de Fluxo, bem como controlada facilmente pelo cirurgião através do clamp, para interrupção do fluxo. Sua ponta ativa em material nobre e polida evita a aderência de tecido e proporciona a transferência de calor para longe da ponta, evitando o sobreaquecimento dos tecidos adjacentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único.
- Cânula de Visualização com irrigação e sucção integradas e controladas de forma independente pelo cirurgião;
- Disponível nas versões Reta 300 e Curva 300, com finalidades específicas, projetadas de maneira a proporcionar acesso a lugares de maior dificuldade bem como maior conforto ao cirurgião;

- Projetada para proporcionar uma coagulação suave, eficiente, com menor possibilidade de sangramento em regiões altamente vascularizadas;
- Permite vaporização e coagulação com eficácia e mínimo sangramento;
- Proporciona alta precisão no exercício de suas funções, minimizando as chances de danos aos tecidos locais.

Nº ANVISA: 80356130200



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



Kit Cânula Pain STP Plus

O Kit Cânula Pain STP Plus é um dispositivo de uso único que permite a realização de estímulo e bloqueio medicamentoso ou anestésico nos nervos periféricos de forma segura e precisa em procedimentos de coluna, ombro, quadril e joelho. Possui um recobrimento isolante nano-coating em toda extensão, deixando somente o Bisel exposto, garantindo um estímulo preciso na região desejada. Sua ponta ecogênica de alta intensificação permite uma localização precisa em procedimentos orientados por ultrassom. Agulha com marcações a cada 1 cm para que o médico se oriente quanto à profundidade da punção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único.

Nº ANVISA: 80356130192


MODELOS

- **KIT CÂNULA PAIN STP PLUS 50**
Cânula Pain STP 50 (2 unidades)
Tubo Extensor (1 unidade)
- **KIT CÂNULA PAIN STP PLUS 80**
Cânula Pain STP 80 (2 unidades)
Tubo Extensor (1 unidade)
- **KIT CÂNULA PAIN STP PLUS 100**
Cânula Pain STP 100 (2 unidades)
Tubo Extensor (1 unidade)
- **KIT CÂNULA PAIN STP PLUS 120**
Cânula Pain STP 120 (2 unidades)
Tubo Extensor (1 unidade)



Ponteira Flush Razek

A Ponteira Flush Razek possui a função de irrigação e aspiração na ponteira ativa, que pode, simultaneamente, realizar ablação, coagulação, corte e cauterização de tecidos. A irrigação é realizada por gravidade e a aspiração, interligado ao aspirador hospitalar, é controlado pelo cirurgião através de um conector. Tais características permitem guiar o cirurgião em um campo de visão limpo, com extrema segurança e precisão, apresentando como vantagens a preservação das estruturas ao redor, evitando possíveis sangramentos e melhorando o pós-operatório.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único.
- Diferentes modelos de ponta ativa, com finalidades específicas, projetados de maneira a proporcionar acesso a lugares de maior dificuldade;
- Irrigação e aspiração integrados e controlados pelo cirurgião, possibilitando trabalho simultâneo e independente;
- Grande gama de comprimentos, sendo compatível com diversos procedimentos cirúrgicos;

- Acionamento do corte ou da coagulação com o comando manual na própria caneta;
- Precisão no corte e excelente cauterização, pouco sangramento em regiões altamente vascularizadas;
- Possui um polímero de isolamento resistente à temperatura prevenindo queimaduras acidentais;
- Ponta com revestimento antiaderente;
- Saída monopolar.

Nº ANVISA: 80356130195



FLUSH CUT RETO



FLUSH CUT EM CURVA 45°



FLUSH CUT 45°



FLUSH PROBE



FLUSH SPLIT



Ponteira Dissectora Razeq

A Ponteira Dissectora Razeq possui a função de realizar ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização de tecidos em procedimentos cirúrgicos monopolares.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130116

MODELOS

PONTEIRA DISSECTORA RAZEK (ATM)

- ATM 85 x 1,5 mm

PONTEIRA DISSECTORA RAZEK (DISSECTOR EM CURVA 45°)


- Dissector em Curva 45° 108 x 3 mm
- Dissector em Curva 45° 133 x 3 mm
- Dissector em Curva 45° 158 x 3 mm
- Dissector em Curva 45° 184 x 3 mm

PONTEIRA DISSECTORA RAZEK (DISSECTOR 45°)

- Dissector 45° 50 x 3 mm
- Dissector 45° 60 x 3 mm
- Dissector 45° 86 x 3 mm
- Dissector 45° 112 x 3 mm
- Dissector 45° 137 x 3 mm
- Dissector 45° 162 x 3 mm
- Dissector 45° 188 x 3 mm

PONTEIRA DISSECTORA RAZEK (DISSECTOR RETO)

- Dissector Reto 45 x 3 mm
- Dissector Reto 52 x 3 mm
- Dissector Reto 62 x 3 mm
- Dissector Reto 84 x 3 mm
- Dissector Reto 110 x 3 mm
- Dissector Reto 135 x 3 mm
- Dissector Reto 160 x 3 mm
- Dissector Reto 186 x 3 mm



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PB FlushTouch

A PB FlushTouch possui a função de realizar a coagulação, dissecação, corte ou fulguração eletrocirúrgica, permitindo a irrigação diretamente na ponteira ativa de maneira simultânea. A irrigação é realizada por gravidade, porém, a vazão pode ser amplificada com o uso do exclusivo Intensificador de Fluxo, bem como controlada facilmente pelo cirurgião através do Controlador de Fluxo. Sua ponta ativa em metal nobre polido evita a aderência do tecido, além de proporcionar uma rápida transferência do calor para longe da ponta, evitando o sobreaquecimento dos tecidos adjacentes. Seu design permite a máxima visualização do campo operatório e o agarre do tecido com precisão pontual. Já a abertura de irrigação está localizada exatamente na superfície de agarre, proporcionando um campo operatório limpo e claro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130197

MODELOS

- 135 Ponta Reta
- 205 Ponta Reta
- 228 Ponta Reta
- 228 Ponta Curva





SILVER COATED

Revestimento antiaderente - aliado a irrigação, resultam em uma baixíssima adesão e um procedimento muito mais seguro, além de diminuir o aquecimento nos tecidos adjacentes.



Ponta Ativa com
Irrigação Reta



Ponta Ativa com
Irrigação Curva



INTENSIFICADOR DE FLUXO

O acessório deve ser utilizado no recipiente de fluido para intensificar o fluxo do fluido de irrigação. Acompanham 2 unidades por produto.

Trocater RZ

O Trocater RZ tem por finalidade a condução e manipulação de Endoscópios. Além disso, permite irrigar e succionar líquidos para o interior de cavidades. Em conjunto com endoscópios, este dispositivo médico auxilia na visualização de aberturas e articulações durante cirurgias artroscópicas.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Comprimento: 65 - 80 - 110 mm
- Direção de visão: 0° - 30°
- Diâmetros: 1,9 - 2,3 mm
- Obturador: Ponta Romba e Pontaguda.
- Torneira: Uma
- Camisa Simples

Nº ANVISA: 80356130104



CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO RAZEK



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Splint Nasal RazeK

O Splint Nasal RazeK tem por finalidade realizar a sustentação e reconstituição anatômica da cavidade nasal, além de prevenir o sangramento e as sinéquias em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia, como por exemplo septoplastia e turbinectomia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilizado por: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130166

- **SPLINT NASAL RAZEK AIRWAY**
Possui um duto de ventilação que garante a passagem de ar durante a reconstituição anatômica da cavidade nasal.
- **SPLINT NASAL RAZEK SIMPLE**
Não possui um duto de ventilação.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Cânula DBI Razek

Possui a função de realizar a diminuição do volume de células tumorais em procedimentos cirúrgicos onde a citorredução (debulking) é indicada. Além disso, realiza a debridação de tecidos moles em cavidades que demandem a debridação frontal e/ou lateral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos
- Produto de uso único
- Tipos de ponta ativa: ACFDB | MCLDB | ACCSDB | MCCDB.
- Angulações na ponta ativa: 0° (reta) e 15°
- Angulações na haste: 0° (reta) e 30°
- Os encaixes R, ST e X possuem modelos com ou sem guia de soro (encaixe SZ disponível apenas sem guia de soro).
- Comprimento disponível: 230 mm
- Guia de soro: Com guia de soro | Sem guia de soro.

Nº ANVISA: 80356130164

PONTAS



Agressivo Corte Frontal ACFDB
(2,2/2,8 mm)
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



Moderado Corte Lateral MCLDB
(2,2/2,8 mm)
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



ENCAIXES



R



SZ



ST



X

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Cânula para Microdebridação Mini ENTP

A Cânula para Microdebridação Mini ENTP é utilizada em procedimentos de otorrinolaringologia e bucomaxilofacial, em conjunto com uma Peça de Mão do Shaver.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130082

MODELOS

- Reta
- Angulada interna (AI)
- Angulada externa (AO)
- Angulações na ponta ativa: 0° (reta), 15°, 30° e 40°
- Comprimentos disponíveis: 80 e 115 mm



MCC
(2,2/2,8 mm)
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



ACC
(2,2/2,8 mm)
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



ACCS
(2,2/2,8 mm)
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



MCCS
(2,2/2,8 mm)
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



RB
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



TB
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



OB
(2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm)



R



A



F



T



L



E



P



K



W



J

Cânula de Microdebridação Mini ENTM

A Cânula de Microdebridação Mini ENTM possui a função de realizar a microdebridação de tecidos em procedimentos de otorrinolaringologia, bucomaxilofacial e artroscópicos em geral.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130086

MODELOS

- Reta
- Angulada interna (AI)
- Angulada externa (AO)
- Angulações na ponta ativa: 0° (reta), 15°, 30° e 40°
- Comprimentos disponíveis: 80 e 115 mm
- Diâmetros internos / externos: 1,7/2,2 - 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- Os encaixes R, SZ, ST e X possuem modelos com ou sem guia de soro.



Kit Cântula para Cirurgia Endoscópica de ATM II - 001


O Kit Cântula para Cirurgia Endoscópica de ATM II - 001, em conjunto com um aparelho de shaver, possui a função de fornecer um método minimamente invasivo para cirurgia de ATM.

ESPAÇADOR DE MANDÍBULA P & G

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130083



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Drill Razek HPF, Broca Diamantada HPF & Fresa Cirúrgica HPF

O Drill Razek HPF em conjunto com a Broca Diamantada HPF ou Fresa Cirúrgica HPF possui a função de realizar desbaste, acabamento e polimento ósseo em cirurgias de base de crânio via transnasal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• DRILL RAZEK HPF

Velocidade máxima no motor:
25.000 rpm

Nº ANVISA: 80356130135,
80356130148 e 803561300157.

MODELOS DRILL

• DRILL RAZEK HPF MIKRO MACHT

Este modelo apresenta encaixe e-type

• DRILL RAZEK HPF POWER

Este modelo apresenta encaixe power

MODELOS BROCAS

• BROCA DIAMANTADA HPF

Esterilizado por: Raio Gama
Validade da esterilização: 3 anos

• MODELO - BHC

Comprimento disponível: 168 mm
Encaixe disponível: B

Diâmetros disponíveis:
2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 (mm)

Granulações disponíveis: G90 | G110



BHC



BRD



BCR

MODELOS FRESAS

• FRESA CIRÚRGICA HPF


Esterilizado por: Raio Gama
Validade da esterilização: 3 anos

• MODELOS - BRD & BCR

Comprimento disponível: 168 mm
Encaixe disponível: B

Diâmetros disponíveis BRD:
0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 (mm)

Diâmetros disponíveis BCR:
1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 (mm)



Ponteira de Aspiração Mini

Possui a função de realizar ablação e coagulação de tecidos com aspiração concomitante em procedimentos cirúrgicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Esterilização: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130138

MODELOS

- 80 x 0°
- 80 x 15°
- 110 x 0°
- 110 x 15°
- 150 x 0°
- 150 x 15°

DETALHE DA ASPIRAÇÃO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Kit Cânula para Irrigação Manual

O Kit Cânula para Irrigação Manual é um dispositivo projetado para proporcionar a distensão da articulação e a irrigação, objetivando a visibilidade e a facilidade da manipulação da instrumentação em procedimentos cirúrgicos artroscópicos de pequenas articulações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilizado por: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos
- Produto de uso único

Nº ANVISA: 80356130089



Drills Power C & Micro Serras Power

Os Drills Power C e as Micro Serras Power, em conjunto com um Micro Motor, são utilizadas em cirurgias de bucomaxilo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MICRO SERRAS POWER

Sistema de encaixe power deve ser utilizada em conjunto com as lâminas para Micro Serras Razek.

DRILLS POWER

Sistema de encaixe power deve ser utilizado com as Fresas Cirúrgicas Razek ou Brocas Diamantadas Razek.

Nº ANVISA:
80356130037
e 80356130018



DRILL ANGULAR
POWER C

DRILL RETO
POWER C

MICRO SERRA
SAGITTAL POWER


MICRO SERRA
RECIPROCANTE POWER

MICRO SERRA
OSCILATÓRIA POWER

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



Fresas Cirúrgicas Razek & Brocas Diamantadas Razek

**MODELOS BRD**


BROCAS REDONDAS DESTINADAS A CORTES ÓSSEOS E ACABAMENTOS MODERADOS

Comprimento da Haste: 44,5 / 55 / 70 / 85* / 95 / 115 / 125 / 145** / 150 / 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 (mm)

*Comprimento disponível apenas para os encaixes B e Q. **Comprimento disponível apenas para o encaixe Q.

**MODELOS BCR**

BROCAS REDONDAS DE CORTE RÁPIDO, PARA REMOÇÕES ÓSSEAS EM GRANDE QUANTIDADE

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 115 - 150 - 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 (mm)

**MODELOS FRL**

FRESAS LAMINADAS PARA ACABAMENTO ÓSSEO

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 5,0 - 7,0 (mm)

**MODELOS BCL**

BROCAS DE CORTE ÓSSEO LATERAL

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetro: 2,1 (mm)

**MODELOS FAD**

FRESAS DE ALTO DESBASTE ÓSSEO

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 5,0 - 7,0 (mm)


**MODELOS ENT**

BROCAS DE CABEÇA CÔNICA PARA ACABAMENTOS DE ORIFÍCIO

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 150 - 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 4,0 - 4,5 - 6,0 (mm)

**MODELOS RAZ**

BROCAS DE CORTE ÓSSEO LATERAL

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 65 - 70 - 95 - 115 - 125 - 150 - 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 1,2* - 1,5 - 1,6* - 1,8 - 2,1 - 2,5 (mm)

*Diâmetros disponíveis apenas para os comprimentos 44,5, 55 e 65.


**MODELOS BP**

BROCAS DESTINADAS A PERFURAÇÕES ÓSSEAS PARA POSTERIOR INSERÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 110 - 115 - 120 - 125 - 150 - 155 - 180 (mm)

Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,7 - 3,2 - 3,5 (mm)

**MODELOS BHC**

BROCAS REDONDAS DESTINADAS A CORTES ÓSSEOS E ACABAMENTOS MODERADOS

Comprimento da Haste: 44,5 - 55 - 70 - 85* - 95 - 115 - 125 - 145** - 150 - 180 (mm)


Encaixes: R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

Diâmetros: 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 (mm)

*Comprimento disponível apenas para os encaixes B, Q e U. **Comprimento disponível apenas para o encaixe Q.

ENCAIXES



Nº ANVISA: 80356130023 e 80356130025 | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS




Lâminas para Micro Serras Razez

São utilizadas para realizar cortes ósseos em procedimentos cirúrgicos, em conjunto com as Micro Serras Power.


MODELOS SR RECIPROCANTE



MODELOS SR BASAIS



MODELOS SR RASPA




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS


MODELOS SO




SO 002




SO 004




SO 007




SO 008




MODELOS SS



SS 001 I (50)




SS 004 I (35)



SS 009 K (40)




SS 010 K (27)




MODELOS LSP




SS 011 A (31)



SS 017 L (38)




LSP 001 I (20)



LSP 001 I (35)



ENCAIXES



Encaixe R Encaixe C Encaixe T Encaixe O Encaixe I Encaixe K Encaixe A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilizado por: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos

Nº ANVISA: 80356130059



ESCANEE O
QR CODE PARA
SABER MAIS.

 www.razek.com.br

 +55 16 2107 2345

 +55 16 2107 2346