




FOLDER
PT-BR

UROLOGIA



Serratus Long

Nº ANVISA: 80356139026



O Serratus Long fornece um método para a realização da morcelação da próstata em procedimentos urológicos de enucleação endoscópica da próstata, sendo indicado para o tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata, pela via de acesso uretral.

A Cânula de Morcelação MPU em conjunto com o Tubo para Aspiração, presentes no Serratus Long, possibilitam a realização da morcelação de maneira automatizada após a enucleação, pela via de acesso uretral sem a necessidade de incisões, reduzindo, desta forma, o tempo de recuperação do paciente.

Possui dimensões compatíveis com diferentes nefroscópios presentes no mercado.

CÂNULA DE MORCELAÇÃO MPU


Indicação: A Cânula de Morcelação MPU possui a função de realizar a morcelação da próstata após a enucleação.

Tipo de Encaixe: R

TUBO PARA ASPIRAÇÃO

Indicação: Possibilita a aspiração do tecido morcelado pela Cânula de Morcelação MPU.


Comprimento: 3m



Geometria da ponta cortante otimizada para uma morcelação eficiente e segura.


SACA TECIDO

O Saca Tecido pode ser utilizado para desentupir a Cânula de Morcelação MPU fazendo com que o tecido siga para o Tubo de Aspiração.



Cânula de Morcelação Serratus

Nº ANVISA: 80356139028



Serratus Supra

Nº ANVISA: 80356139025



O Serratus Supra fornece um método para a realização da morcelação da próstata em procedimentos urológicos de enucleação endoscópica da próstata, sendo indicado para o tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata, pela via de acesso supra púbica. A Cânula de Morcelação MPS em conjunto com o Tubo para Aspiração, presentes no Serratus Supra, possibilitam a realização da morcelação de maneira automatizada após a enucleação. O Trocater de Acesso possibilita ao cirurgião realizar o acesso supra púbico para execução da morcelação de maneira segura e com mínima agressão, reduzindo, desta forma, o dano aos tecidos adjacentes e acelerando o tempo de recuperação do paciente.

O Trocater de Acesso possibilita a utilização de uma Cânula de Morcelação com diâmetro aumentado, resultando em uma morcelação mais eficiente. Dispensa a utilização de nefroscópio para a realização da morcelação.

CÂNULA DE MORCELAMENTO MPS

Indicação: A Cânula de Morcelação MPS possui a função de realizar a morcelação da próstata após a enucleação.

Tipo de Encaixe: R

SACA TECIDO

O Saca Tecido pode ser utilizado para desentupir a Cânula de Morcelação MPS fazendo com que o tecido siga para o Tubo de Aspiração.



Geometria da ponta cortante otimizada para uma morcelação eficiente e segura.




TUBO PARA ASPIRAÇÃO

Indicação: Possibilita a aspiração do tecido morcelado pela Cânula de Morcelação MPS.


Comprimento: 3m



Trocater de Acesso



Cânula de Morcelação MPS



Saca Tecido

