



[Fio Guia RZ



STERILE R

PRODUTO
ESTÉRIL

PROIBIDO
REPROCESSAR

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Fio Guia RZ tem a função de guiar os instrumentos no portal de acesso para direcionar os instrumentais posteriores.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

ESPECIFICAÇÕES

- Esterilizado por: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Durante os procedimentos cirúrgicos devem-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar a quebra do produto;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



O operador deverá manipular o Fio Guia RZ com cuidado pois este pode perfurar as luvas cirúrgicas;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



PROIBIDO REPROCESSAR.

MODELOS

• Fio Guia RZ Ponta Trocar



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,8 x 100 mm	0,8 mm	100 mm	742594040
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,8 x 125 mm	0,8 mm	125 mm	742594050
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,8 x 150 mm	0,8 mm	150 mm	742594060
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590010
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590020
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590030
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590040
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590050
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590060
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742593900

Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742593910
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742593920
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742593930
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 300 mm	1,4 mm	300 mm	742593940
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593680
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593690

• Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,8 x 100 mm	0,8 mm	100 mm	742594070
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,8 x 125 mm	0,8 mm	125 mm	742594080
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,8 x 150 mm	0,8 mm	150 mm	742594090
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590070
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590080
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590090
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590100
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590110
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590120
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742593950
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742593960
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742593970
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742593980
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 300 mm	1,4 mm	300 mm	742593990
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593700
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593710

• Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593720
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593730
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742594100

• Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593740
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593750

• Fio Guia RZ Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593760
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593770
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593780
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593790

• Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,8 x 100 mm	0,8 mm	100 mm	742594110
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,8 x 125 mm	0,8 mm	125 mm	742594120
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,8 x 150 mm	0,8 mm	150 mm	742594130
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590130
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590140
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590150
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590160
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590170
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590180
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742594000
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742594010
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742594020
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742594030

Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593800
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593810
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593820
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593830

• Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593840
Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593850

• Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593860
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593870

• Fio Guia RZ Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742590190
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742590200
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742590210
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 200 mm	2,8 mm	200 mm	742590220
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742590230
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 200 mm	3,2 mm	200 mm	742590240
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742590250
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742590260
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742590270

Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 230 mm	2,8 mm	230 mm	742590280
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742590290
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 230 mm	3,2 mm	230 mm	742590300
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 230 mm	3,5 mm	230 mm	742590310
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742590320
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742590330
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742590340
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 250 mm	2,8 mm	250 mm	742590350
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742590360
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 250 mm	3,2 mm	250 mm	742590370
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 250 mm	3,5 mm	250 mm	742590380
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742590390
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742590400
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742590410
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 300 mm	2,8 mm	300 mm	742590420
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742590430
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 300 mm	3,2 mm	300 mm	742590440
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 300 mm	3,5 mm	300 mm	742590450
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742590460
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742590470
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742590480
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 350 mm	2,8 mm	350 mm	742590490
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742590500
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 350 mm	3,2 mm	350 mm	742590510
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 350 mm	3,5 mm	350 mm	742590520
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742590530
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742590540
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742590550
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 400 mm	2,8 mm	400 mm	742590560
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742590570
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 400 mm	3,2 mm	400 mm	742590580
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 400 mm	3,5 mm	400 mm	742590590
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742590600
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742590610
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742590620
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 450 mm	2,8 mm	450 mm	742590630
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742590640
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 450 mm	3,2 mm	450 mm	742590650

Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 450 mm	3,5 mm	450 mm	742590660
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742590670
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742590680
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742590690
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 500 mm	2,8 mm	500 mm	742590700
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742590710
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 500 mm	3,2 mm	500 mm	742590720
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 500 mm	3,5 mm	500 mm	742590730

• Fio Guia RZ Calibrado



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 50 mm	0,8 mm	50 mm	742590740
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 50 mm	1,0 mm	50 mm	742590750
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 50 mm	1,2 mm	50 mm	742590760
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 50 mm	1,5 mm	50 mm	742590770
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 50 mm	2,0 mm	50 mm	742590780
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 50 mm	2,4 mm	50 mm	742590790
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 80 mm	0,8 mm	80 mm	742590800
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 80 mm	1,0 mm	80 mm	742590810
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 80 mm	1,2 mm	80 mm	742590820
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 80 mm	1,5 mm	80 mm	742590830
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 80 mm	2,0 mm	80 mm	742590840
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 80 mm	2,4 mm	80 mm	742590850
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 100 mm	0,8 mm	100 mm	742590860
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 100 mm	1,0 mm	100 mm	742590870
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 100 mm	1,2 mm	100 mm	742590880
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 100 mm	1,5 mm	100 mm	742590890
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 100 mm	2,0 mm	100 mm	742590900
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 100 mm	2,4 mm	100 mm	742590910
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 120 mm	0,8 mm	120 mm	742590920
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 120 mm	1,0 mm	120 mm	742590930
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 120 mm	1,2 mm	120 mm	742590940
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 120 mm	1,5 mm	120 mm	742590950
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 120 mm	2,0 mm	120 mm	742590960

Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 120 mm	2,4 mm	120 mm	742590970
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 150 mm	0,8 mm	150 mm	742590980
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 150 mm	1,0 mm	150 mm	742590990
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 150 mm	1,2 mm	150 mm	742591000
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 150 mm	1,5 mm	150 mm	742591010
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 150 mm	2,0 mm	150 mm	742591020
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 150 mm	2,4 mm	150 mm	742591030
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 200 mm	0,8 mm	200 mm	742591040
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 200 mm	1,0 mm	200 mm	742591050
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 200 mm	1,2 mm	200 mm	742591060
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 200 mm	1,5 mm	200 mm	742591070
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742591080
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742591090
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 230 mm	0,8 mm	230 mm	742591100
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 230 mm	1,0 mm	230 mm	742591110
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 230 mm	1,2 mm	230 mm	742591120
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 230 mm	1,5 mm	230 mm	742591130
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742591140
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742591150
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 250 mm	0,8 mm	250 mm	742591160
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 250 mm	1,0 mm	250 mm	742591170
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 250 mm	1,2 mm	250 mm	742591180
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 250 mm	1,5 mm	250 mm	742591190
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742591200
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742591210
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 300 mm	0,8 mm	300 mm	742591220
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 300 mm	1,0 mm	300 mm	742591230
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 300 mm	1,2 mm	300 mm	742591240
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 300 mm	1,5 mm	300 mm	742591250
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742591260
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591270
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 350 mm	0,8 mm	350 mm	742591280
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 350 mm	1,0 mm	350 mm	742591290
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 350 mm	1,2 mm	350 mm	742591300
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 350 mm	1,5 mm	350 mm	742591310
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742591320
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591330
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 400 mm	0,8 mm	400 mm	742591340

Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 400 mm	1,0 mm	400 mm	742591350
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 400 mm	1,2 mm	400 mm	742591360
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 400 mm	1,5 mm	400 mm	742591370
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742591380
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591390
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 450 mm	0,8 mm	450 mm	742591400
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 450 mm	1,0 mm	450 mm	742591410
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 450 mm	1,2 mm	450 mm	742591420
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 450 mm	1,5 mm	450 mm	742591430
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742591440
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742591450
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 500 mm	0,8 mm	500 mm	742591460
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 500 mm	1,0 mm	500 mm	742591470
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 500 mm	1,2 mm	500 mm	742591480
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 500 mm	1,5 mm	500 mm	742591490
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742591500
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742591510

• Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante




Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593880
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593890
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591520
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742591530
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,2 x 300 mm	3,2 mm	300 mm	742591540
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,5 x 300 mm	3,5 mm	300 mm	742591550
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591560
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742591570
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,2 x 350 mm	3,2 mm	350 mm	742591580
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,5 x 350 mm	3,5 mm	350 mm	742591590
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591600
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742591610
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,2 x 400 mm	3,2 mm	400 mm	742591620
Fio Guia RZ Rígido Ponta Diamante - 3,5 x 400 mm	3,5 mm	400 mm	742591630

• Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591640
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742591650
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,2 x 300 mm	3,2 mm	300 mm	742591660
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,5 x 300 mm	3,5 mm	300 mm	742591670
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591680
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742591690
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,2 x 350 mm	3,2 mm	350 mm	742591700
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,5 x 350 mm	3,5 mm	350 mm	742591710
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591720
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742591730
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,2 x 400 mm	3,2 mm	400 mm	742591740
Fio Guia RZ Rígido Ponta Broca - 3,5 x 400 mm	3,5 mm	400 mm	742591750

• Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742591760
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742591770
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742591780
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742591790
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742591800
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742591810
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742591820
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742591830
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742591840
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742591850
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742591860
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742591870
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742591880

Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742591890
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742591900
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742591910
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742591920
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742591930
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742591940
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742591950
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742591960
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742591970
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742591980
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742591990
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592000
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592010
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592020
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592030
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742592040
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742592050
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742592060
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742592070

• Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742592080
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742592090
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742592100
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742592110
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742592120
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742592130
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742592140
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742592150
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742592160
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742592170
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742592180
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742592190
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742592200

Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742592210
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742592220
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742592230
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742592240
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742592250
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742592260
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742592270
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742592280
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742592290
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742592300
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742592310
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592320
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592330
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592340
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592350
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742592360
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742592370
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742592380
Fio Guia RZ Tipo Agulha Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742592390

• Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742592400
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742592410
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742592420
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742592430
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742592440
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742592450
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742592460
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742592470
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742592480
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742592490
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742592500
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742592510

Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742592520
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742592530
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742592540
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742592550
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742592560
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742592570
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742592580
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742592590
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742592600
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742592610
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742592620
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742592630
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592640
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592650
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592660
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592670
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742592680
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742592690
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742592700
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742592710

• Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742592720
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742592730
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742592740
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742592750
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742592760
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742592770
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742592780
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742592790
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742592800
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742592810
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742592820

Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742592830
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742592840
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742592850
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742592860
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742592870
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742592880
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742592890
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742592900
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742592910
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742592920
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742592930
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742592940
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742592950
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592960
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592970
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592980
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592990
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593000
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593010
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593020
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593030

• Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742592720
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742592730
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742592740
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742592750
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742592760
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742592770
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742592780
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742592790
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742592800
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742592810

Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742592820
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742592830
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742592840
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742592850
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742592860
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742592870
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742592880
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742592890
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742592900
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742592910
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742592920
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742592930
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742592940
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742592950
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742592960
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742592970
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742592980
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742592990
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593000
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593010
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593020
Fio Guia RZ Três Furos Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593030

• Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742593040
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742593050
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742593060
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742593070
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593080
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593090
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742593100
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742593110
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742593120

Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742593130
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742593140
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742593150
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742593160
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742593170
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742593180
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742593190
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742593200
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742593210
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742593220
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742593230
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742593240
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742593250
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742593260
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742593270
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742593280
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742593290
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742593300
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742593310
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593320
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593330
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593340
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593350

• Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante



Modelo	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742593360
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742593370
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742593380
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742593390
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593400
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593410
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742593420
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742593430

Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742593440
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742593450
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742593460
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742593470
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742593480
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742593490
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742593500
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742593510
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742593520
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742593530
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742593540
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742593550
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742593560
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742593570
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742593580
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742593590
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742593600
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742593610
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742593620
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742593630
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593640
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593650
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593660
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593670

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Os modelos da família do Fio Guia RZ devem ser selecionados e utilizados de acordo com a técnica cirúrgica adotada.

O critério para a seleção do modelo é de extrema importância, porque está diretamente ligada ao sucesso da cirurgia. Entretanto, a seleção do modelo a ser utilizado em cada paciente dependerá do diagnóstico e indicação médica.

A forma de uso é inerente à formação do profissional que irá realizar o procedimento. Não existe uma técnica cirúrgica específica para estes produtos indicada pelo fabricante, considerando que possam ser utilizados em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Para a utilização destes produtos, vale a escolha do cirurgião e de sua equipe pela melhor técnica, a depender da finalidade da cirurgia e do local desta.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Após o uso do Fio Guia RZ, o mesmo deverá ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Cuidado



Consultar as
Instruções de Uso



Data de fabricação



Código de Lote



Prazo de validade



Esterilizado
com irradiação



Uso Único



Fabricante



Proteger de
luz solar



Manter seco



Frágil



Este lado para cima



Fabricado por:
RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815
n.º ANVISA: 80356130144 - Nome Técnico: Fio Guia
Atendimento ao Consumidor: Fone: +55 16 2107 2345

03/BL/10.26



21-MAN-136R Rev.: 04